

AVIVA FX 40



Portfolio

LiNX



Sommaire

| | |
|------------------------------------------------------|-----------|
| Informations techniques | 1 |
| Assise | 5 |
| Dossiers | 6 |
| Harnais | 7 |
| Barre de maintien | 7 |
| Tablette | 8 |
| Ceintures | 8 |
| Appui-têtes | 8 |
| Supports d'appui-têtes | 9 |
| Accoudoirs | 10 |
| Manchettes | 10 |
| Cale-tronc | 13 |
| Cale-cuisses | 14 |
| Repose-jambes | 16 |
| Commandes électroniques LiNX | 17 |
| Joysticks alternatifs, accessoires et montage | 20 |
| Électronique multifonctions LinX | 22 |
| Coloris | 22 |
| Performance | 23 |

Informations techniques

AVIVA FX40 MPS



Largeur d'assise

405 - 510 mm




Profondeur d'assise

405 - 510 mm



Hauteur d'assise

470 / 495 mm



Hauteur de dossier

305 - 710 mm



Hauteur d'accoudoirs

241 - 330 mm



Longueur des repose-jambes

203 - 430 mm



Bascule d'assise

0 - 45°



Bascule de dossier

170° à forte compensation



Hauteur hors-tout

1115 - 1445 mm



Longueur totale avec repose-jambes

1250 - 1305 mm



Longueur totale sans repose-jambes

1070 mm

Informations techniques

AVIVA FX40 MPS



Largeur base motrice

604 mm



Poids max. utilisateur

113 kg



Batteries

60 Ah



Diamètre de giration

1360 mm



Hauteur de franchissement

83 mm



Pente max. de sécurité

9°



Puissance des moteurs

2 x 340W



Vitesse

10 / 12 km/h



Autonomie

Jusqu'à 27 km



Poids total

190 - 210 kg

Assise

JEA0300 **Bascule d'assise et inclinaison de dossier**


Bascule d'assise électrique à translation MPS
Maxx de 0 à 45°

Inclinaison de dossier électrique biomécanique
à forte compensation de 90 à 170°



JEA0500 **Élévation d'assise**

Élevateur d'assise 7" (18 cm)




JEA0800 **Coussin d'assise Matrix Libra**

Coussin d'assise en mousse équipé d'une poche
de gel fluide




Revêtements coussins

JEA0800 Housse Startex biextensible noire



JEA0860 Housse Spacetex (Mesh)



Dossier

JEA1400 **Plaque de dossier**
Plaque de dossier standard

JEA1500 **Dossier High back**
Revêtement Mesh micro-aéré noir



JEA1510 **Dossier Matrix Elite E2**
Revêtement Mesh micro-aéré noir



JEA1530 **Dossier Matrix Elite E2 Deep**
Revêtement Mesh micro-aéré noir



JEA1540 **Dossier Matrix Posture Back**
Revêtement Mesh micro-aéré noir



JEA1550 **Dossier Matrix Posture Back Deep**
Revêtement Mesh micro-aéré noir



Harnais

JEA0900 **Harnais rembourré 2 points**



Support de tronc antérieur Monoflex

JEA0910 Taille S - 75 x 395 mm
JEA0920 Taille M - 100 x 464 mm
JEA0930 Taille L - 114 x 546 mm



Support de tronc antérieur Monoflex ouverture centrale

JEA0940 Taille S - 63.5 x 395 mm
JEA0950 Taille M - 83 x 464 mm
JEA0960 Taille L - 89 x 546 mm



Barre de maintien

Barre de maintien enveloppée de mousse

JEA0970 Montage à gauche
JEA0980 Montage à droite



Barre de maintien à coussin plat

JEA0990 Montage à gauche
JEA1000 Montage à droite



Tablette

Tablette à hauteur réglable en plastique

533 x 305 mm

- JEA1010 Montage à gauche
- JEA1020 Montage à droite



Ceintures

Ceinture avec bouton à pousser

- JEA1030 Longueur 1220 mm
- JEA1040 Longueur 1524 mm
- JEA1050 Longueur 1803 mm



Ceinture BodyPoint sous abdominale rembourrée

- JEA1060 2 points
- JEA1070 4 points

JEA1060



JEA1070



Appui-tête

Appui-tête Matrix Elan standard

- JEA1100 6"
- JEA1110 10"
- JEA1120 14"



Appui-tête Matrix Elan occipital

JEA1130 9"
JEA1140 12"



Appui-tête Matrix Elan 4 points

JEA1150 9"
JEA1160 12"



Housse appui-tête

JEA1170 Housse noire respirante



Support d'appui-tête

Support fixe

JEA1180 Support fixe, non amovible



Support Matrix Elan

JEA1190 Standard, mutli-réglable, 38 cm de hauteur
JEA1200 Rallongé multi-réglable, 38 cm de hauteur



Support Loxx

JEA1210 Standard, 38 cm de hauteur
JEA1220 Mini, 28 cm de hauteur



Accoudoirs


Accoudoirs relevables et parallèles

- JEA1800 Accoudoirs relevables et parallèles
- JEA1805 Accoudoirs relevables vers l'extérieur

JEA1800



JEA1805



Manchettes

Manchette standard

- JEA1850 Longue 355 mm gauche
- JEA2000 Longue 355 mm droite
- JEA1860 Courte 254 mm gauche
- JEA2010 Courte 254 mm droite




Manchette modulaire avec coussin en mousse Soft Skin

- JEA1870 Longue gauche 355 x 40 mm
- JEA2020 Longue droite 355 x 40 mm
- JEA1880 Standard gauche 254 x 40 mm
- JEA2030 Standard droite 254 x 40 mm



Manchette modulaire avec coussin mousse Visco

JEA1890




- JEA1890 Mousse viscoélastique, revêtement Startex
- JEA2040 Longue gauche 355 x 40 mm
- JEA1900 Longue droite 355 x 40 mm
- JEA2050 Standard gauche 254 x 40 mm
- Standard droite 254 x 40 mm



Manchette mutliposition

- JEA1910 Longue gauche 355 mm
- JEA2060 Longue droite 355 mm
- JEA1920 Courte gauche 254 mm
- JEA2070 Courte droite 254 mm



Manchette gel courte

- JEA1930 Gauche 51 x 305 mm
- JEA2080 Droite 51 x 305 mm



Manchette gel medium

- JEA1940 Gauche 89 x 305 mm
- JEA2090 Droite 89 x 305 mm



Manchette gel longue

| | |
|---------|--------------------|
| JEA1950 | Gauche 89 x 355 mm |
| JEA2100 | Droite 89 x 355 mm |



Gouttière

| | |
|---------|---------------------|
| JEA1960 | Gauche 114 x 330 mm |
| JEA2110 | Droite 114 x 330 mm |



Appui palmaire

| | |
|---------|---------------------|
| JEA1970 | Gauche 114 x 127 mm |
| JEA2120 | Droite 114 x 127 mm |



Cale-tronc

Coussin de cale-tronc MAXX fixe

Taille XS

| | |
|---------|--------------------|
| JEA2200 | Gauche 110 x 83 mm |
| JEA2240 | Droit 110 x 83 mm |

Taille S

| | |
|---------|--------------------|
| JEA2210 | Gauche 135 x 90 mm |
| JEA2250 | Droit 135 x 90 mm |



Taille M

JEA2220 Gauche 135 x 90 mm
JEA2260 Droit 135 x 90 mm

Taille L

JEA2230 Gauche 165 x 110 mm
JEA2270 Droit 165 x 110 mm



Support de cale-tronc MAXX escamotable

Fixation de cale-tronc escamotable

JEA2280 Gauche
JEA2300 Droite



Support de cale-tronc rallongé

Support de cale-tronc rallongé 25 mm

JEA2290 Gauche
JEA2310 Droite



Cale-cuisses

Coussin de cale-cuisse

Taille XS

- JEA2400 Gauche 140 x 102 mm
- JEA2440 Droit 140 x 102 mm

Taille S

- JEA2410 Gauche 178 x 152mm
- JEA2450 Droit 178 x 152 mm

Taille M

- JEA2420 Gauche 229 x 102 mm
- JEA2460 Droit 229 x 102 mm


Taille L

- JEA2430 Gauche 330 x 110 mm
- JEA2470 Droit 330 x 110 mm



Fixation fixe au niveau de la hanche

- JEA2480 Gauche
- JEA2540 Droite



Fixation amovible au niveau de la hanche

JEA2490 Gauche
JEA2550 Droite



Fixation à démontage rapide au niveau de la hanche

Fixation à démontage rapide, mutli-réglable, montée au niveau de la hanche. Hauteur plaque d'assise - coussin : 14cm

JEA2500 Gauche
JEA2560 Droite



Fixation à démontage rapide au niveau du genou

Fixation à démontage rapide, mutli-réglable, montée au niveau du genou. Hauteur plaque d'assise - coussin: 14cm

JEA2510 Gauche
JEA2570 Droite



Fixation rallongée à démontage rapide au niveau de la hanche

Fixation rallongée démontage rapide, mutli-réglable, montée au niveau du genou

JEA2520 Gauche
JEA2580 Droite



Fixation rallongée à démontage rapide au niveau du genou

Fixation rallongée à démontage rapide, mutli-réglable, montée au niveau du genou

JEA2530 Gauche

JEA2590 Droite



Repose-jambes central

Repose-jambes central réglable en inclinaison avec appui-mollets

Synchronisé avec la verticalisation

JEA2600

Electrique BDC avec compensation



Coussins d'appui-mollets

JEA2640 Coussins d'appui-mollets 140 x 102 mm

JEA2650 Coussins d'appui-mollets 190 x 150 mm



Palettes

Taille S

JEA2660 Palette taille S gauche

JEA2690 Palette taille S droite

Taille M

JEA2670 Palette taille M gauche

JEA2700 Palette taille M droite



Taille L

JEA2680 Palette taille L gauche

JEA2710 Palette taille L droite



Appuis sous-rotuliers

JEA2720 Appuis-sous-rotuliers modulaires réglables en hauteur, en profondeur et en angle



JEA2730 Appuis sous-rotuliers avec réglage asymétrique



Coussins sous-rotuliers

JEA2740 Coussin de 254 mm pour genouillères

JEA2750 Coussin de 203 mm pour genouillères

JEA2760 Coussin de 150 mm pour genouillères



Commandes électroniques LiNX

Manipulateur LiNX REM211

JEA3000 REM211: Conduite et contrôle des vérins



Manipulateur LiNX REM216

JEA3010 REM216: Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage




Manipulateur LiNX REM400

- JEA3020 REM400: Écran de couleur tactile 3.5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris



Manipulateur LiNX REM500

- JEA3030 REM500: Écran de couleur tactile 3.5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris - Nécessite une commande spéciale



Interrupteurs à bascule

- JEA3040 Interrupteurs à bascule programmables pour manipulateur REM400



Fixation non escamotable

- JEA3100 Fixation non escamotable à droite
JEA3110 Fixation non escamotable à gauche



Support de fixation Quad Link

- JEA3120 Support Quad Link, escamotable à droite, réversible, réglable en hauteur
JEA3130 Support Quad Link, escamotable à gauche, réversible, réglable en hauteur




Support de fixation *Maxx*

- JEA3140 Support Maxx, escamotable à droite, réversible, réglable en hauteur
- JEA3150 Support Maxx, escamotable à gauche, réversible, réglable en hauteur



Montage REM500

- JEA3160 Fixation escamotable à droite, multi-réglable
- JEA3170 Fixation escamotable à gauche, mutli-réglable



Double commande *LiNX*

- JEA3200 Double commande *LiNX* Compact - 3 profils de conduite dédiés
- JEA3210 Fixation à droite
- JEA3220 Fixation à gauche



Joystick Compact *LiNX*


- JEA3300 Joystick *LiNX* Compact proportionnel (force de déflexion : 160g)
- JEA3310 Joystick *LiNX* Compact proportionnel Low Force (Force de déflexion : 212g)



Commandes alternatives, accessoires et montages

Commande occipitale à capteur de proximité

JEX3500



- JEX3500 ATOM ASL104 + contacteur egg
- JEX3510 PROTON ASLP104 + contacteur egg

JEX3510



Contacteurs à capteurs de proximité

- JEX3600 4 contacteurs à capteur de proximité ASL106
- JEX3610 Montage central sur tablette ASL619, escamotable à droite
- JEX3620 Montage central sur tablette ASL619, escamotable à gauche
- JEX3630 Montage personnalisé



Accessoires sans fil pour ATOM

JEX3700



- JEX3700 Triple receveur ASL557-3
- JEX3710 Emulation souris ASL558

JEX3710



Commande au souffle et à capteur de proximité

JEA3720

Commande au souffle ASL109 (avant/arrière) et à capteur de proximité (gauche/droite).
Livré avec module d'entrée, tube et embout buccal ASL301LIP



Option d'interface LiNX

JEA3740 Module d'entrée DLX-IN500-A (commande au souffle)

JEA3750 Module de sortie LiNX (DLX-OUT500)

JEA3740



JEA3750



Accessoires LiNX

JEA3760 Chargeur USB



Joysticks BodyPoint

Embout ergonomique U

JEA3800 Joystick ergonomique en U - Largeur 76 mm (3")

JEA3810 Joystick ergonomique en U - Largeur 100 mm (4")



Autre joystick

JEA3820 Embout dôme en caoutchouc - diamètre 66 mm



Électronique multifonctions LiNX

Claviers multifonctions

| | |
|---------|---------------------------------------|
| JEA4000 | Clavier multifonctions 8 contacteurs |
| JEA4010 | Clavier multifonctions 10 contacteurs |
| JEA4030 | Montage sur machette droite |
| JEA4040 | Montage sur manchette gauche |
| JEA4050 | Montage sur support de joystick |
| JEA4060 | Non monté |

JEA4000



JEA4030



JEA4050



Coloris

Coloris de châssis

| | |
|---------|----------------|
| JEA4130 | Noir Obsidien |
| JEA4140 | Rouge Rubis |
| JEA4150 | Bleu Jacinthe |
| JEA4160 | Rose Flamingo |
| JEA4170 | Violet Pourpre |
| JEA4180 | Bleu Océan |
| JEA4190 | Vert Citron |
| JEA4200 | Bleu Arctique |



Coloris de châssis

| | |
|---------|----------------|
| JEA4240 | Noir Obsidien |
| JEA4250 | Rouge Rubis |
| JEA4260 | Bleu Jacinthe |
| JEA4270 | Rose Flamingo |
| JEA4280 | Violet Pourpre |
| JEA4290 | Bleu Océan |



- JEA4300 Vert cirton
- JEA4310 Bleu Artic
- JEA4320 Jaune
- JEA4330 Orange
- JEA4340 Gris



Coloris des garde-boue

- JEA4400 Garde-boue assortis au châssis
- JEA4410 Noir



Performance

Fourches arrière

- JEA4500 Fourches monobras



Roues arrière

- JEA4600 8" bandage plein noir



Roues motrices avant

- JEA4700 14x3 pneumatiques noir à crampon
- JEA4710 14x3 pneumatiques anti-crevason à crampon



Suspensions

- JEA4800 Système de suspension à 4 barres - technologie Broken Link



Chargeur

JEA5210 Chargeur OptiCharge 10 A



Roulettes anti-bascule

JEA5300 Roulettes anti-bascule - Poids max 136 kg



Eclairage

JEA5400 Équipement route LED 30 Lux

Sans éclairage



Accroche-taxi et kit de transport

JEA5500 Accroche-taxis

