

Küschall®
CHAMPION



Profitez de l'option de
système de pliage SK, avec
châssis avant rabattable et
système de verrouillage
(option DHA1250)

Sans supplément du 5 mai
au 26 septembre 2025 !

À partir de :
4 060,00 € TTC

Codes LPPR :

- 9124689 - VHP, PROPULSION MANUELLE, PLIANT, A
DOSSIER INCLINABLE, INVACARE : 603,65 €

Küschall®

UNIQUE
Designed by you. Built by us.

alber

BP Bodypoint®

matrx®
SCIENCE OF SEATING

VICAIR®

Retrouvez notre aide au calcul des dimensions hors-tout [en cliquant ici](#)
Retrouvez notre configurateur visuel [en cliquant ici](#)

Informations client	Caractéristiques produit
Date :	Type de châssis : Pliant par ciseaux
Référence d'achat :	Matière : Aluminium, châssis hydroformé
Code client :	Potences : Fixes
Cachet du distributeur :	Dossier : Réglable en angle et rabattable sur l'assise avec verrouillage passif de série
	Poids total* : 9,2 kg (8,4 kg pour la version SL)
	Poids de transport : 6,7 kg (5,9 kg pour la version SL)
	Positionnement : Compatible avec les produits <i>Vicaïr</i> , <i>Matrx</i> et <i>Bodypoint</i>
	Motorisation en option montée : <i>alber e-motion</i>
	Poids max utilisateur : 120 kg (100 kg pour version SL)
	Garantie : 2 ans hors pièces d'usure

Commandes



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace Invacare Pro** sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com

Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas *Invacare*®.

Utilisez le configurateur en ligne sur *Invacare Pro* pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases ☒ Configuration standard ☐ Option sans supplément de prix

Nous nous réservons une tolérance de +/- 10 mm à la livraison sur la largeur d'assise, les hauteurs d'assise avant et arrière, la hauteur de dossier et l'UL.

* : Poids indicatif pour une dimension d'assise de 400x400 mm


Küschall® Champion				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible / NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999				
DHA0031	☐	küschall® Champion® - Code LPPR 9124689		3 848,34	4 060,00	603,65	
FABRICATION SPECIALE Délai supplémentaire + 20 jours							
DHA0000	☐	Fabrication spéciale - description complète à joindre avec schema		Sur devis			
UHA0001	☐	Unique - Personnalisation Options commençant par UCA****		Sur devis			
PACKS POSITIONNEMENT ET PRÉVENTION D'ESCARRES							
DHA0220	☐	Pack de positionnement et prévention d'escarres Matrx MX2 & Libra incluant : - Dossier Matrx MX2 (taille au choix DHA2300 à DHA2315) - Coussin Matrx Libra (DHA2720) - Ceinture de hanche 2 points Bodypoint® Evoflex® (taille au choix DHA7810 à DHA7830)	NC : Largeur d'assise 360 mm possible uniquement avec profondeur 400/420 mm, 1350, 1405, 1415, 1425, 7230	1222,23	1289,45	838,47*	Réalisez 15% d'économie en sélectionnant ce PACK soit 227,55 € !
DHA0230	☐	Pack de positionnement et prévention d'escarres Matrx Elite E2 & Libra incluant : - Dossier Matrx Elite E2 / Elite Deep E2 (taille au choix DHA2320 à DHA2350) - Coussin Matrx Libra (DHA2720) - Ceinture de hanche 2 points Bodypoint® Evoflex® (taille au choix DHA7810 à DHA7830)	NC : Largeur d'assise 360 mm possible uniquement avec profondeur 400/420 mm, 1350, 1405, 1415, 1425, 7230	1105,59	1166,40	838,47*	Réalisez 10% d'économie en sélectionnant ce PACK soit 106,70 € !
TYPE D'ASSISE							
Châssis (pour les châssis avant rétréci : + 30 mm de longueur de châssis et + 40 mm de largeur hors tout pliée)							
DHA1150	☐	Châssis Aluminium 75°	NC : 1350	◆	◆		
DHA1160	☐	Châssis Aluminium 90°	NC : 1350	○	○		
DHA1170	☐	Châssis Aluminium avant rétréci 75° (- 100 mm intérieur potences par rapport à la largeur d'assise)	NC : 1250, 1320, 1325, 7010	○	○		
DHA1180	☐	Châssis Aluminium avant rétréci 90° (- 100 mm intérieur potences par rapport à la largeur d'assise)	NC : 1250, 1320, 1325, 7010	○	○		
Option de châssis SK							
DHA1250	☐	Champion SK : châssis avant rabattable avec système de verrouillage	NC : 1350, 1924 à 1934, 4190, 8700	0,00	0,00		PROMO !
UNIQUE - Champion SL							
UHA1260	☐	Champion SL : centre de gravité fixe et fourches soudées Gain de poids : 800g Poids max. utilisateur 100 kg	Sélectionnez l'option UHA0001 Pour accéder à cette option NC : 3490, 6180	597,16	630,00		NOUVEAU  Pour tout renouvellement de fauteuil, nous vous conseillons de refaire intégralement la prise de mesure. Un changement de génération de fauteuil implique des changements de dimensions ainsi que des modifications du positionnement de l'utilisateur. 
Largeur d'assise (SW)							
DHA1320	☐	360 mm	NC : 2364, 2366, 2368, 2370, 2372, 2710, 2742, 2744, 2746, 2748, 7000	○	○		
DHA1325	☐	380 mm	NC : 2366, 2368, 2370, 2372, 2742, 2744, 7000	○	○		
DHA1330	☐	400 mm	NC : 2360, 2366, 2368, 2370, 2372, 2744	○	○		
DHA1335	☐	420 mm	NC : 2360, 2362, 2368, 2370, 2372	○	○		
DHA1340	☐	440 mm	NC : 2360, 2362, 2364, 2370, 2372 2740, 2742	○	○		
DHA1345	☐	460 mm	NC : 2360, 2362, 2364, 2370, 2372 2740, 2742, 2744	○	○		
DHA1350	☐	480 mm (uniquement avec châssis avant rétréci)	NC : 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2360, 2362, 2364, 2366, 2740, 2742, 2744	○	○		



Küschall® Champion				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Profondeur d'assise (SD)						
DHA1405	☐	340 mm	NC : 2710, 2720, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 2860, 7810, 7820, 7830	○	○	
DHA1415	☐	360 mm	NC : 2710, 2720, 2742, 2744, 2746, 2748, 2860, 7810, 7820, 7830	○	○	
DHA1425	☐	380 mm	NC : 2720, 2744	○	○	
DHA1435	☐	400 mm	NC : 2744	◆	◆	
DHA1445	☐	420 mm		○	○	
DHA1460	☐	440 mm	NC : 2740, 2742	○	○	
DHA1470	☐	460 mm	NC : 2740, 2742, 2744	○	○	
DHA1480	☐	480 mm	NC : 2710, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748	○	○	
Hauteur de dossier (BH)						
DHA1615	☐	300 mm	NC : 2200, 2240, 2400	○	○	
DHA1620	☐	315 mm	NC : 2200, 2240, 2400	○	○	
DHA1625	☐	330 mm	NC : 2240	○	○	
DHA1630	☐	345 mm	NC : 2240	○	○	
DHA1635	☐	360 mm	NC : 2240	○	○	
DHA1640	☐	375 mm	NC : 2240	◆	◆	
DHA1645	☐	390 mm	NC : 2240	○	○	
DHA1650	☐	405 mm	NC : 2240	○	○	
DHA1655	☐	420 mm	NC : 2240	○	○	
DHA1660	☐	435 mm	NC : 2240			
DHA1665	☐	450 mm	NC : 2240	○	○	
DHA1670	☐	465 mm	NC : 2240			
Hauteur d'assise avant (FSTF) - cf tableaux n°1 & 2 pour taille de roues avant possible en fonction de l'angle du châssis						
DHA1740	☐	450 mm	NC : 1946 à 1960	○	○	
DHA1745	☐	460 mm	NC : 1948 à 1960	○	○	
DHA1750	☐	470 mm	NC : 1950 à 1960	○	○	
DHA1755	☐	480 mm	NC : 1952 à 1960	○	○	
DHA1760	☐	490 mm	NC : 1954 à 1960	○	○	
DHA1765	☐	500 mm	NC : 1956 à 1960	◆	◆	
DHA1770	☐	510 mm	NC : 1958, 1960	○	○	
DHA1775	☐	520 mm	NC : 1960	○	○	
DHA1780	☐	530 mm	NC : roues de 3"	○	○	
DHA1785	☐	540 mm	NC : roues de 3" et 4"	○	○	
Hauteur d'assise arrière (RSTF) (Avec châssis 75°: 0 mm < FSTF - RSTF < 70 mm; avec châssis 90° : 30 mm < FSTF - RSTF < 100 mm) -						
DHA1815	☐	390 mm	NC : 6420, 6430	○	○	
DHA1820	☐	400 mm	NC : 6420, 6430	○	○	
DHA1825	☐	410 mm	NC : 6430	○	○	
DHA1830	☐	420 mm	NC : 6430	○	○	
DHA1835	☐	430 mm		◆	◆	
DHA1840	☐	440 mm		○	○	
DHA1845	☐	450 mm		○	○	
DHA1850	☐	460 mm		○	○	
DHA1855	☐	470 mm	NC : 6410	○	○	
DHA1860	☐	480 mm	NC : 6410	○	○	
Distance (LLL) fauteuil (Avec châssis 75°: LLL ≤ FSTF- 30 mm ; avec châssis 90° LLL ≤ FSTF - 400 mm) (Pour les LLL < 320 mm, voir en fabrication spéciale service Unique)						
DHA1924	☐	320 mm	NC : 1250	○	○	
DHA1926	☐	330 mm	NC : 1250	○	○	
DHA1928	☐	340 mm	NC : 1250	○	○	
DHA1930	☐	350 mm	NC : 1250	○	○	
DHA1932	☐	360 mm	NC : 1250	○	○	
DHA1934	☐	370 mm	NC : 1250	○	○	
DHA1936	☐	380 mm	Si avec option SK (DHA1250) uniquement avec SD ≥ 400 mm	○	○	
DHA1938	☐	390 mm	Si avec option SK (DHA1250) uniquement avec SD ≥ 380 mm	○	○	
DHA1940	☐	400 mm		○	○	
DHA1942	☐	410 mm		○	○	
DHA1944	☐	420 mm		○	○	
DHA1946	☐	430 mm		◆	◆	
DHA1948	☐	440 mm		○	○	
DHA1950	☐	450 mm		○	○	
DHA1952	☐	460 mm		○	○	


RSTF / Tailles des roues AR
24" : 390 - 460 mm
25" : 410 - 480 mm
26" : 430 - 480 mm

UL fauteuil
=
UL patient - épaisseur coussin



RSTF / Tailles des roues AR
24" : 390 - 460 mm
25" : 410 - 480 mm
26" : 430 - 480 mm

UL fauteuil
=
UL patient -
épaisseur coussin




Küschall® <i>Champion</i>				Euros				
				Prix Public		LPPR*		
				HT	TTC			
DHA1954	☐	470 mm		○	○			
DHA1956	☐	480 mm		○	○			
DHA1958	☐	490 mm		○	○			
DHA1960	☐	500 mm		○	○			
TYPE DE DOSSIER								
DHA2140	☐	Dossier réglable en angle et rabattable sur l'assise avec verrouillage passif sur l'assise		◆	◆			
Garniture de dossier								
DHA2200	☐	Standard, avec capitonnage mousse	NC : BH < 330 mm, 2300 à 2357, 2430	◆	◆			
DHA2220	☐	Réglable en tension par scratch, toile rembourrée avec pochette et bavette	NC : 2300 à 2357	77,73	82,00	34,90		
DHA2230	☐	Réglable en tension par scratch, toile Aéro-Back rembourrée micro-aérée avec pochette et bavette	NC : 2300 à 2357	258,77	273,00	34,90		
DHA2240	☐	Sans garniture de dossier, obligatoire si dossier Matrx commandé	NC : 2430	○	○			
UNIQUE - Surpiqûres sur la garniture de dossier - Concerne uniquement la toile de dossier Aéro-Back								
UHA2241	☐	Jaune Fluo		101,42	107,00			
UHA2242	☐	Rose Fluo		101,42	107,00			
UHA2243	☐	Bleu		101,42	107,00			
UHA2244	☐	Blanc		101,42	107,00			
UHA2245	☐	Rouge		101,42	107,00			
UHA0002	☐	Autre couleur : <i>merci de passer par notre Service Clients</i>		<i>Sur devis</i>				
UNIQUE - Broderie sur garniture de dossier - Concerne uniquement la toile de dossier Aéro-Back								
UHA2246	☐	Smiley		218,01	230,00			
UHA2248	☐	Aventurier		218,01	230,00			
UHA2249	☐	Beauté Sakura		218,01	230,00			
UHA2250	☐	Cactus Souriant		218,01	230,00			
UHA2251	☐	Logo Kuschall : <i>merci de passer par notre Service Clients</i>		<i>Sur devis</i>				
UHA0003	☐	Autre design : <i>merci de passer par notre Service Clients - Fournir le motif souhaité au format .ai / .pdf ou .png si l'image est en haute résolution</i>		<i>Sur devis</i>				
UNIQUE - Flocage sur garniture de dossier								
UHA2253	☐	Smiley		118,48	125,00			
UHA2255	☐	Aventurier		118,48	125,00			
UHA2256	☐	Beauté Sakura		118,48	125,00			
UHA2257	☐	Cactus Souriant		118,48	125,00			
UHA2259	☐	Explosion de couleurs		118,48	125,00			
UHA0004	☐	Autre design : <i>merci de passer par notre Service Clients - Fournir le motif souhaité au format .ai / .pdf ou .png si l'image est en haute résolution</i>		<i>Sur devis</i>				
Dossiers Matrx (NC : Appui-bras tubes. La hauteur indiquée correspond à celle du dossier. <i>Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure Matrx !</i> - Dossier Matrx MX2 poids max. utilisateur: 114 kg								
DHA2300	☐	Dossier Matrx MX2 , hauteur 150 mm (fixations latérales à démontage rapide)	NC : 2370, 2372, 3480	927,01	978,00	838,47*	2300, 2305, 2310, 2315	
DHA2305	☐	Dossier Matrx MX2 , hauteur 230 mm (fixations latérales à démontage rapide)	NC : 2370, 2372, 3480	927,01	978,00	838,47*		
DHA2310	☐	Dossier Matrx MX2 , hauteur 310 mm (fixations latérales à démontage rapide)	NC : 2370, 2372, 3480	927,01	978,00	838,47*		
DHA2315	☐	Dossier Matrx MX2 , hauteur 410 mm (fixations latérales à démontage rapide)	NC : 2370, 2372, 3480	927,01	978,00	838,47*		
DHA2316	☐	Dossier Matrx Elite Deep E2 , hauteur 160 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : 3480	717,54	757,00	838,47*	MX2 : seulement 140g de plus qu'un dossier réglable en tension !	
DHA2317	☐	Dossier Matrx Elite Deep E2 , hauteur 210 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : 3480	717,54	757,00	838,47*		
DHA2318	☐	Dossier Matrx Elite Deep E2 , hauteur 260 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : 3480	717,54	757,00	838,47*		
DHA2320	☐	Dossier Matrx Elite Deep E2 , hauteur 310 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : 3480	717,54	757,00	838,47*		
DHA2322	☐	Dossier Matrx Elite Deep E2 , hauteur 360 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : 3480	717,54	757,00	838,47*		
DHA2325	☐	Dossier Matrx Elite Deep E2 , hauteur 410 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : 3480	717,54	757,00	838,47*		
DHA2330	☐	Dossier Matrx Elite Deep E2 , hauteur 460 mm (paire de fixations standards incluse)	NC : 3480	717,54	757,00	838,47*		
DHA2331	☐	Dossier Matrx Elite Deep E2 , hauteur 510 mm (paire de fixations standards incluse)	NC : 3480	717,54	757,00	838,47*		
							2332 à 2357	




2300, 2305, 2310, 2315

MX2 : seulement **140g** de plus qu'un dossier réglable en tension !

2332 à 2357

Küschall® <i>Champion</i>				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
DHA2332	☐	Dossier <i>Matrx Elite E2</i> , hauteur 160 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : 3480	500,47	757,00	838,47*
DHA2334	☐	Dossier <i>Matrx Elite E2</i> , hauteur 210 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : 3480	500,47	757,00	838,47*
DHA2335	☐	Dossier <i>Matrx Elite E2</i> , hauteur 260 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : 3480	500,47	757,00	838,47*
DHA2340	☐	Dossier <i>Matrx Elite E2</i> , hauteur 310 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : 3480	500,47	757,00	838,47*
DHA2345	☐	Dossier <i>Matrx Elite E2</i> , hauteur 360 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : 3480	717,54	757,00	838,47*
DHA2350	☐	Dossier <i>Matrx Elite E2</i> , hauteur 410 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : 3480	717,54	757,00	838,47*
DHA2355	☐	Dossier <i>Matrx Elite E2</i> , hauteur 460 mm (paire de fixations standards incluse)	NC : 3480	717,54	757,00	838,47*
DHA2357	☐	Dossier <i>Matrx Elite E2</i> , hauteur 510 mm (paire de fixations standards incluse)	NC : 3480	717,54	757,00	838,47*
*LPPR Code 6226337 = 838,47 € : Si choix d'un dossier de positionnement et d'un coussin. Nécessite une prescription émanant d'un médecin spécialisé en pédiatrie, rééducation fonctionnelle, rhumatologie ou chirurgie orthopédique.						
Largeur du dossier Matrx - cf tableaux 3 à la fin de la fiche de mesure						
DHA2360	☐	360 mm - largeur de buste indicative 265 mm		○	○	
DHA2362	☐	380 mm - largeur de buste indicative 290 mm		○	○	
DHA2364	☐	410 mm - largeur de buste indicative 315 mm		○	○	
DHA2366	☐	430 mm - largeur de buste indicative 340 mm		○	○	
DHA2368	☐	460 mm - largeur de buste indicative 370 mm		○	○	
DHA2370	☐	480 mm - largeur de buste indicative 390 mm		○	○	
DHA2372	☐	510 mm - largeur de buste indicative 420 mm		○	○	
Poignées à pousser						
DHA2400	☐	Sans poignée	NC : BH < 330 mm	○	○	
DHA2410	☐	Standards courtes		○	○	
DHA2420	☐	Standards longues		◆	◆	
DHA2430	☐	Réglables en hauteur, externes	NC : 3480	212,32	224,00	
DHA2440	☐	Réglables en hauteur, intégrées		254,03	268,00	
DHA2450	☐	Rabattables		213,27	225,00	
Angle de dossier par rapport à l'assise (BA)						
DHA2510	☐	76°	DHA2570	☐	89,5°	
DHA2530	☐	80,5°	DHA2590	☐	94°	
DHA2550	☐	85°		◆	◆	
TOILE D'ASSISE						
DHA2600	☐	Standard avec une bande stratch centrale - face douce		◆	◆	
DHA2601	☐	Avec une bande scratch centrale (face douce) et deux bandes scratch sur les côtés (face rugueuse)		37,91	40,00	
UNIQUE - Surpiqûres sur la garniture d'assise						
UHA2602	☐	Jaune Fluo		118,48	125,00	
UHA2603	☐	Rose Fluo		118,48	125,00	
UHA2604	☐	Bleu		118,48	125,00	
UHA2605	☐	Blanc		118,48	125,00	
UHA2606	☐	Rouge		118,48	125,00	
UHA0005	☐	Autre couleur : merci de passer par notre Service Clients		Sur devis		




Küschall® <i>Champion</i>				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
OPTIONS D'ASSISE							
Coussin d'assise							 2700  2710  2720  2740 / 2742 2744 / 2746  2748  2750  2800
DHA2700	☐	Coussin standard - basse en mousse haute résilience, couche supérieure en mousse viscoélastique - H: 60 mm	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	101,42	107,00	34,90 / 838,47*	
DHA2710	☐	Coussin <i>Flo-Tech Lite</i> - H : 75 mm	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	118,48	125,00	34,90 / 838,47*	
DHA2720	☐	Coussin <i>Matrx Libra</i> (housse noire bi-extensible imperméable et déperlante)	NC : Profondeur < à 400 mm, largeur 360 mm possible uniquement avec profondeur 400 et 420 mm	293,84	310,00	838,47*	
DHA2740	☐	Coussin <i>Classic Visco</i> - H : 75 mm, 375mm x 400mm, plat et réversible - poids max utilisateur 50 kg Code LPPR : 1260677	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	76,78	81,00	81,00	
DHA2742	☐	Coussin <i>Classic Visco</i> - H : 75 mm, 405mm x 400mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1258864	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	65,40	69,00	69,00	
DHA2744	☐	Coussin <i>Classic Visco</i> - H : 75 mm, 430 mm x 430mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1258864	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	65,40	69,00	69,00	
DHA2746	☐	Coussin <i>Classic Visco</i> - H : 75 mm, 455mm x 400mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg Code LPPR : 1203679	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	76,78	81,00	81,00	
DHA2748	☐	Coussin <i>Matrx Contour Visco_{NG}</i> - épaisseur 100 mm - Code LPPR : 1204839	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	76,78	81,00	81,00	
DHA2750	☐	Coussin <i>Vicair Active O2</i> - épaisseur 60 mm	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850, 2560	683,73	721,33		
*LPPR Code 6226337 = 838,47 € : Si choix d'un dossier de positionnement et d'un coussin. Nécessite une prescription émanant d'un médecin spécialisé en pédiatrie, rééducation fonctionnelle, rhumatologie ou chirurgie orthopédique.							
Pochette d'assise							
DHA2800	☐	Pochette d'assise amovible incluant l'option sangle de maintien par clips (DHA7010)		81,52	86,00		 2810
Accessoires coussin Matrx Libra							
DHA2810	☐	Poche de gel fluide supplémentaire (120 x 180 mm), la paire		91,00	96,00		 2820
DHA2820	☐	Biseau fessier, la paire		41,71	44,00		 2830
DHA2830	☐	Poche d'adduction Matrx (hauteur 40 mm), l'unité		47,39	50,00		 2840
DHA2840	☐	Biseau latéral, l'unité		41,71	44,00		 2850
DHA2850	☐	Biseau crural, l'unité		54,98	58,00		 2860
Base rigide							
DHA2860	☐	Base rigide	(choisir un coussin obligatoirement)	56,87	60,00		
REPOSE-PIEDS							
Palette monobloc (Avec châssis droit : montage haut de la palette non possible pour largeur d'assise 360 mm, pour châssis avant rétréci : montage haut de la palette non possible pour les largeurs d'assise de 360 à 400 mm)							 3240
DHA3240	☐	Monobloc, réglable en inclinaison, 1/3 vers l'arrière (réglable en inclinaison, 2/3 vers l'arrière possible)		◆	◆		
Sangle appui-mollet							
DHA3320	☐	Montée sur le support des roues avant		○	○		
DHA3330	☐	Positionnée autour du châssis		◆	◆		
ACCOUDOIRS / GARDE-BOUE / PROTEGE-VETEMENTS							
Protège-vêtements							 3440
DHA3405	☐	Relevables, en composite	NC : 6430	○	○		
DHA3420	☐	Relevables, en carbone		◆	◆		
Garde-boue (+ 0 à 10 mm de largeur d'assise)							
DHA3430	☐	Fixes, en carbone	NC : 3490, 6553	223,70	236,00		
DHA3440	☐	Amovibles, en carbone	NC : 3490, 6553	336,49	355,00		

Küschall® <i>Champion</i>				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
UNIQUE - Coloris transparents - Concerne uniquement les protège-vêtements en composite						
UHA3422	☐	Transparent		520,38	549,00	
UHA3423	☐	Transparent bleu		745,02	786,00	
UHA3424	☐	Transparent Jaune fluo		745,02	786,00	
UHA3425	☐	Transparent Orange fluo		745,02	786,00	
UHA3426	☐	Transparent Rouge fluo		745,02	786,00	
UHA0006	☐	Autre couleur : <i>merci de passer par notre Service Clients</i>		Sur devis		
UHA0007	☐	Autre motif : <i>merci de passer par notre Service Clients - Fournir le motif souhaité au format .ai / .eps ou .pdf</i>		Sur devis		
Appui-bras						
DHA3480	☐	Tubes réglables en hauteur et amovibles - capitonnage confort		264,45	279,00	
Accoudoirs (+ 20 mm de largeur utile)						
DHA3490	☐	Accoudoirs courts réglables en hauteur avec outils et amovibles		253,08	267,00	
COLORIS DE CHASSIS ET PERSONNALISATION						
Coloris de châssis						
DHA4000	☐	Noir Spatial (RAL 9005)		○	○	
DHA4010	☐	Gris Anthracite (RAL 7016)		○	○	
DHA4020	☐	Blanc Eclatant (RAL 9016)	NC : 4220	○	○	
DHA4030	☐	Rouge Carmin (RAL 3002)		○	○	
DHA4040	☐	Bleu Azur (RAL 5017)		○	○	
DHA4060	☐	Jaune Flashy (RAL 1016)		216,11	228,00	
DHA4100	☐	Noir Brillant (RAL 9005)		216,11	228,00	
DHA4130	☐	Gris Argent (RAL 9006)		216,11	228,00	
DHA4145	☐	Bleu Nuit Nacré	NOUVEAU	216,11	228,00	
DHA4150	☐	Rouge Rubis (RAL 3003)		216,11	228,00	
DHA4170	☐	Orange Dynamite		216,11	228,00	
DHA4180	☐	Vert Forêt (RAL 6029)		216,11	228,00	
UHA4101	☐	Poli-miroir		696,68	735,00	
UHA4102	☐	Vert Pastel		750,71	792,00	
UHA4103	☐	Bleu Ciel		750,71	792,00	
UHA4104	☐	Prune		750,71	792,00	
UHA4105	☐	Saumon		750,71	792,00	
DHA4070	☐	Violet Atomique		sur devis		
UHA0008	☐	Coloris Spécial : - Délai de fabrication + 10 jours : pour un coloris déjà proposé sur les autres gammes des fauteuils roulants manuels <i>Invacare</i> . OU - Délai de fabrication + 15 jours : pour toute autre demande (sous réserve de faisabilité) - préciser N° RAL		sur devis		
Vernis céramique						
UHA4066	☐	Vernis céramique (<i>Uniquement pour coloris UHA410*</i>)		643,60	679,00	
Style de décalcomanie						
DHA4190	☐	Bold (Dynamique) : Bandes iconiques pointillées sur les deux flancs de châssis		64,45	68,00	
DHA4195	☐	Tag (Elégance) : Bague <i>K</i> sur flanc gauche du châssis - UNIQUEMENT NOIR OU ROUGE		◆	◆	
Coloris de la décalcomanie Bold						
DHA4200	☐	Noir		○	○	
DHA4210	☐	Gris Foncé		○	○	
DHA4220	☐	Gris Clair		○	○	
DHA4230	☐	Rouge		○	○	
DHA4240	☐	Bleu		○	○	
DHA4250	☐	Doré		○	○	
UHA4252	☐	Jaune Fluo - stickers		161,14	170,00	
UHA4253	☐	Vert Fluo - stickers		161,14	170,00	
UHA4254	☐	Orange Fluo - stickers		161,14	170,00	
UHA4255	☐	Rose Fluo - stickers		161,14	170,00	
UHA4256	☐	Rouge Fluo - stickers		161,14	170,00	
UHA0009	☐	Autre couleur : <i>merci de passer par notre Service Clients</i>		Sur devis		
Coloris de la décalcomanie Tag						
DHA4300	☐	Noir		○	○	
DHA4310	☐	Rouge		○	○	



3480



3490



BOLD



TAG


Küschall® <i>Champion</i>				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Roues avant						
DHA5000	☐	3" Supersport		○	○	
DHA5050	☐	4" Every day - bandage noir		○	○	
DHA5100	☐	4" Bandage Soft noir		○	○	
DHA5150	☐	4" Starec, bandage noir, jante noire		75,83	80,00	
DHA5200	☐	4" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante noire	Sélectionner les roues Froglegs, jantes noires (DHA5200) pour accéder aux anodisations UNIQUE	121,33	128,00	
DHA5250	☐	4" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante grise		121,33	128,00	
DHA5300	☐	5" Every day - bandage noir		○	○	
DHA5350	☐	5" Bandage Soft noir		◆	◆	
DHA5400	☐	5" Starec, bandage noir, jante noire		103,32	109,00	
DHA5450	☐	5" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante noire	Sélectionner les roues Froglegs, jantes noires (DHA5450) pour accéder aux anodisations UNIQUE	147,87	156,00	
DHA5500	☐	5" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante grise		147,87	156,00	
UNIQUE - Coloris de jantes roues avant Froglegs						
UHA5502	☐	Rose		98,58	104,00	
UHA5504	☐	Orange		98,58	104,00	
UHA5506	☐	Bleu		98,58	104,00	
UHA5507	☐	Violet Atomique		98,58	104,00	
UHA5508	☐	Rouge		98,58	104,00	
UHA5509	☐	Doré		98,58	104,00	
UNIQUE - Roulements en céramique pour roues avant Froglegs						
UHA5510	☐	Roulements en céramique		98,58	104,00	
Position du centre de gravité						
DHA6100	☐	1 (La plus active)		○	○	
DHA6110	☐	2 (<i>position 1 sur Champion 2008</i>)		○	○	
DHA6120	☐	3		○	○	
DHA6130	☐	4 (<i>position 2 sur Champion 2008</i>)		○	○	
DHA6140	☐	5 (<i>position 3 sur Champion 2008</i>)		○	○	
DHA6150	☐	6		○	○	
DHA6160	☐	7 (<i>position 4 sur Champion 2008</i>)		○	○	
DHA6170	☐	8		○	○	
DHA6180	☐	9 (La plus stable)		○	○	
Axes à demontage rapide Tétra-clip						
DHA6300	☐	Axes à démontage rapide Tetra-clip	NC : 6550, 6950	143,13	151,00	
Diamètre des roues arrière (voir les diamètres possibles par roue dans Type des roues arrière)						
DHA6410	☐	24"		◆	◆	
DHA6420	☐	25"	NC : 6500, 6510, 6600, 6630, 6660, 6700, 6710, 6720, 6760, 6770, 6900, 6910, 6950	○	○	
DHA6430	☐	26"	NC : 6500, 6520, 6550, 6600,6630, 6660, 6720, 6740, 6750, 6760, 6770, 6950	517,54	546,00	
Type des roues arrière						
DHA6500	☐	Roues Actives 24" (<i>main-courante aluminium</i> - jante, moyeu et rayonnage radial noir - Pneus : revêtement au choix)	24"	NC : toutes les mains-courantes, 6900, 6910	◆	◆
DHA6510	☐	<i>küschall moyeu Starec</i> (jante noire et moyeu noir, rayonnage noir croisé pour roues 24" et 26")	24", 26"		○	○
DHA6520	☐	<i>High Performance</i> (jante noire, moyeu Starec noir, rayonnage croisé noir)	24", 25"	NC : 6660	532,70	562,00
DHA6550	☐	<i>Spinergy LXX</i> (jante, moyeu et rayonnage radial noir) 600g par roue	24", 25"	NC : 6660, 6910	771,56	814,00

5000

5200 / 5250 / 5450 / 5500

5350

5050 / 5300



6300

Taille des pneus

MAXXIS LIGHT GUARD / ALPHA PROTECT :
24" : 25-540
25" : 25-559

MBL SPEEDLITE :
24" : 25-540

				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
UHA6551	☐	<i>Spinergy Lite Extreme LX</i> (jante, moyeu et rayonnage radial noirs ou couleurs au choix) 680g par roue	24", 25"			
UHA6552	☐	<i>Spinergy Lite Extreme X-Laced XLX</i> (jante, moyeu et rayonnage croisé noirs ou couleurs au choix) 660g par roue	24", 25"			
UHA6553	☐	<i>Spinergy X-Laced Sport Lite Extreme XSLX</i> (jante, moyeu et rayonnage croisé noirs ou couleurs au choix) 757g par roue	24", 25"			
UHA6554	☐	<i>Spinergy CLX, Fibre de carbone</i> (jante, moyeu et rayonnage radial noirs ou couleurs au choix, axe Starec) 570g par roue	24", 25"			
UNIQUE - Anodisation jantes roues arrière Spinergy						
UHA6557	☐	Bleu		162,09	171,00	
UHA6558	☐	Doré		162,09	171,00	
UHA6559	☐	Vert		162,09	171,00	
UHA6560	☐	Orange		162,09	171,00	
UHA6561	☐	Rouge		162,09	171,00	
UHA6562	☐	Violet		162,09	171,00	
UNIQUE - Anodisation moyeu roues arrière Spinergy						
UHA6563	☐	Bleu		162,09	171,00	
UHA6564	☐	Doré		162,09	171,00	
UHA6565	☐	Gris		162,09	171,00	
UHA6566	☐	Vert		162,09	171,00	
UHA6567	☐	Orange		162,09	171,00	
UHA6568	☐	Rouge		162,09	171,00	
UHA6569	☐	Violet		162,09	171,00	
UNIQUE - Anodisation rayons roues arrière Spinergy						
UHA6570	☐	Bleu		162,09	171,00	
UHA6571	☐	Vert		162,09	171,00	
UHA6572	☐	Orange		162,09	171,00	
UHA6573	☐	Rose Fluo		162,09	171,00	
UHA6574	☐	Rouge		162,09	171,00	
UHA6575	☐	Violet		162,09	171,00	
UHA6576	☐	Blanc		162,09	171,00	
UHA6577	☐	Jaune		162,09	171,00	
UNIQUE - Roulements en céramique pour roues arrière						
UHA6579	☐	Roulements en céramique		332,70	351,00	
Pneus arrière						
DHA6600	☐	Pneu noir <i>Maxxis Lite Guard</i> (protection anti-crevaison)	24"	◆	◆	
DHA6625	☐	Pneu noir <i>Maxxis Alpha Protect</i> (protection anti-crevaison)	24", 25", 26"	72,04	76,00	
DHA6630	☐	Pneu noir <i>MBL Speedlite</i> (protection anti-crevaison)	24"	72,04	76,00	
DHA6660	☐	Bandage noir	24"	NC : 7230	72,04	76,00



Küschall® <i>Champion</i>					Euros		
					Prix Public		LPPR*
					HT	TTC	
Mains-courantes							
DHA6700	☐	Anti-dérapante, livré avec écartement 30 mm, réglable à 40 mm	24", 26"		142,18	150,00	
DHA6710	☐	Acier inoxydable, écartement 30 mm	24", 26"		113,74	120,00	
DHA6720	☐	Titane, livré avec écartement 30 mm, réglable à 40 mm	24"		277,73	293,00	
DHA6740	☐	<i>Carbolife Gekko</i> , avec anti-dérapant, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm (+ 15 mm de largeur hors-tout)	24", 25"		373,46	394,00	
DHA6750	☐	<i>Carbolife Gekko S</i> , avec anti-dérapant, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm	24", 25"		373,46	394,00	
DHA6760	☐	<i>Carbolife Curve L</i> , avec profil ergonomique, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm (+ 15 mm de largeur hors-tout)	24"		282,46	298,00	
DHA6770	☐	<i>Carbolife Quadro</i> , avec profil ergonomique et anti-dérapante, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm	24"		373,46	394,00	
DHA6780	☐	Aluminium anodisé Light, livré avec écartement 30 mm, réglable à 40 mm	24", 25", 26"		◆	◆	
DHA6790	☐	Aluminium anodisé Light, noir, écartement 30 mm	24", 25", 26"		○	○	
Carrossage de la roue arrière							
DHA6820	☐	0°			◆	◆	
DHA6830	☐	1°			○	○	
DHA6840	☐	3°	NC : 7230, 8680		○	○	
Protège-rayons, la paire							
DHA6900	☐	Transparent	24", 26"		200,95	212,00	
DHA6910	☐	Noir	24", 26"		200,95	212,00	
Motorisations alber (uniquement avec carrossage 0° et roulettes anti-bascule alber). Garde-boue amovibles en carbone à privilégier : plus larges et plus couvrants.							
DHA6950	☐	Fixation pour assistance électrique à la propulsion alber e-motion M25 (<i>inclus 2 roulettes anti-bascule alber</i>)	Uniquement avec roues 24" NC : 7500, 7510, 7520, 8200		579,15	611,00	
<i>Conseil : pour une compatibilité parfaite des freins avec les roues manuelles, nous vous conseillons d'équiper celles-ci du même type de revêtement que les roues motorisées.</i>							
Clips de maintien							
DHA7000	☐	Scratch pour maintenir le fauteuil plié			○	○	
DHA7010	☐	Clips pour maintenir le fauteuil plié			◆	◆	
Sangle d'ouverture du châssis							
DHA7100	☐	Sangle pour ouvrir le châssis depuis l'avant du fauteuil			◆	◆	
UNIQUE - Kits anodisation							
UHA6960	☐	Kit 1 : Fourches et cache-roulements			197,16	208,00	
UHA6961	☐	Kit 2 : Fourches, cache-roulements, support de palier de roues arrière, brides de frein, supports latéraux, système SK si sélectionné			551,66	582,00	



6790 6760



6700 6710



6720



6740



7010



6790 6760



6700 6710




6720



6740



7010


Küschall® Champion				Euros					
				Prix Public		LPPR*			
				HT	TTC				
UNIQUE - Coloris Premium Anodisation									
UHA6963	☐	Rouge		○	○				
UHA6964	☐	Violet		○	○				
UHA6965	☐	Cuivre		○	○				
UHA6966	☐	Vert		○	○				
UHA6967	☐	Orange		○	○				
UHA6968	☐	Doré		○	○				
UHA6969	☐	Champagne		○	○				
UHA6970	☐	Rose Fluo		○	○				
UHA6971	☐	Bleu		○	○				
UHA6972	☐	Finition poli miroir		○	○				
Freins									
DHA7200	☐	A tirer		○	○				
DHA7210	☐	Standards à pousser leviers courbés		◆	◆				
DHA7220	☐	Standards à pousser leviers droits		○	○				
DHA7230	☐	Performance	NC : 7300, 7810, 7820, 7830	76,78	81,00				
DHA7250	☐	Actifs légers		145,02	153,00				
Leviers de freins rallongés									
DHA7300	☐	Leviers de freins rallongés (pour freins leviers droits uniquement)		76,78	81,00				
OPTIONS DE SECURITE									
Montage de 2 éléments maximum par côté dans la liste suivante : roulettes anti-bascule, tubes basculeurs, porte-canne ou roues de transit				  7810 / 7820 / 7830					
Roulettes anti-bascule									
DHA7500	☐	Droite	NC : 8300				131,75	139,00	
DHA7510	☐	Gauche	NC : 8300				131,75	139,00	
DHA7520	☐	Droite et gauche					263,51	278,00	
Ceintures									
DHA7800	☐	Ceinture de maintien, fermeture à boucle plastique		42,65	45,00				
DHA7810	☐	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée, bouton à pousser, Small, Flat-Mount™ - poids max utilisateur 25 - 50 kg		217,06	229,00				
DHA7820	☐	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée à loquet Rehab, Medium, Flat-Mount™ - poids max utilisateur 50 - 75 kg		217,06	229,00				
DHA7830	☐	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée à loquet Rehab, Large, Flat-Mount™ - poids max utilisateur 50 - 100 kg		217,06	229,00				
Catadioptrés									
DHA7900	☐	Montés sur les roues		22,75	24,00				
AUTRES OPTIONS									
Protections de châssis				 8550  8680					
DHA8010	☐	Protections de châssis avant amovibles par scratch, la paire					25,59	27,00	
Tube basculeur									
DHA8100	☐	Tube-basculeur à droite					66,35	70,00	
Porte-canne									
DHA8200	☐	Porte canne à droite		66,35	70,00				
Roues de transit									
DHA8300	☐	Roues de Transit 3" (option 7520 obligatoire : roulettes anti-bascule des 2 côtés)		301,42	318,00				
Autres									
DHA8500	☐	Pompe		33,18	35,00				
DHA8550	☐	Trousse à outils		22,75	24,00				
DHA8680	☐	Paire de roues arrière Mountain Bike 24" complètes (pneus VTT, mains-courantes aluminium anodisé et paires d'axes à démonatage rapide) et son sac de transport	NC : 6840	646,45	682,00				
DHA8700	☐	Sac de transport pour fauteuil Champion complet		432,23	456,00				



7210 7230



7250



7810 / 7820 / 7830



8550




8680

Küschall® <i>Champion</i>				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
DHA8650	☐	Sac de transport des roues arrière (24", 25", 26")		65,40	69,00		 8700
DHA8750	☐	Sac de transport pour <i>Champion SK</i> avec châssis avant rabattable (déconseillé si : garde-boue fixes, poignées non rabattables ou réglables en hauteur)		499,53	527,00		
DHA8800	☐	Sangle de mollets rembourrée Bodypoint®		104,27	110,00		
DHA8850	☐	Sac Mobility Bodypoint®		104,27	110,00		

Pente d'assise en fonction du type de châssis


90°



FSTF RSTF

FSTF - RSTF = x
Xmin = 30 mm
Xmax = 100 mm

75°



FSTF RSTF

FSTF - RSTF = x
Xmin = 0 mm
Xmax = 70 mm

Tableau 1 : Position palette monobloc selon angle de châssis et taille des roues avant

		Palette 1/3 vers l'arrière						Palette 1/3 vers l'avant					
		SD340 - SD380			SD ≥ 400			SD340 - SD380			SD ≥ 400		
		3"	4"	5"	3"	4"	5"	3"	4"	5"	3"	4"	5"
Châssis 75°	Angle d'assise (différence entre FSTF et RSTF)												
	0 mm							x	x		x	x	
	10 mm								x			x	
	20 mm								x			x	
	30 mm								x			x	
	40 mm											x	
	50 mm												x
	60 mm												
Châssis 90°	30 mm			x			x	x	x	x	x	x	x
	40 mm			x			x	x	x	x	x	x	x
	50 mm						x		x	x		x	x
	60 mm							x	x		x	x	
	70 mm								x		x	x	
	80 mm									x	x	x	
	90 mm									x			x
	100 mm												x


Tableau 2 : Hauteur d'assise avant selon le type de châssis et la taille des roues avant

		Châssis long						Châssis court					
		SD340 - ST380			SD ≥ 400			SD340 - ST380			SD ≥ 400		
		3"	4"	5"	3"	4"	5"	3"	4"	5"	3"	4"	5"
Châssis 75°	FSTF												
	540	x	x		x			x	x	x	x	x	x
	530	x						x	x	x	x	x	x
	520							x	x	x	x	x	x
	510							x	x	x	x	x	
	500							x	x		x		
	490												
	480												
Châssis 90°	470												
	460												
	450												
	540	x	x		x			x	x	x	x	x	x
	530	x						x	x	x	x	x	x
	520							x	x	x	x	x	x
	510							x	x	x	x	x	
	500							x	x		x		
	490												
	480												
	470												
	460												
	450												

Tableau 3 : Largeurs possibles des dossier Matrx Mx2 / Elite E2 et Elite Deep E2 en fonction de la largeur d'assise

		Largeur du dossier Matrx MX2 en mm						
Largeur d'assise en mm (SW)	360	380	410	430	460	480	510	
	360							
	380							
	400							
	420							
	440							
	460							
	480							

		Largeur du dossier Matrx Elite E2 / Elite Deep E2 en mm						
Largeur d'assise en mm (SW)	360	380	410	430	460	480	510	
	360							
	380							
	400							
	420							
	440							
	460							
	480							

Rampes en accessoire							 1654128  1654129  1654130
1654128	☐	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		402,84	425,00		
1654129	☐	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		805,69	850,00		
1654130	☐	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		426,54	450,00		