

VICAIR®

Vicair® Hygiene



Confort et soulagement
de la pression



Yes, you can.®

Technologie Vicair®

Le coussin **Vicair Hygiene** est développé par Vicair, connu pour la conception unique des coussins qui soulage la pression en intégrant les cellules à air innovantes SmartCell. Ce coussin a été conçu en collaboration avec Invacare et est destiné à être utilisé pour soutenir les personnes ayant des tissus vulnérables tout en utilisant une chaise de douche **Aquatec Ocean Ergo**. La structure offre une surface et un support dynamiques. Le coussin contient plusieurs centaines de petites cellules tétraformées remplies d'air, SmartCells, qui ont une très faible friction.

Les cellules glissent donc facilement les unes contre les autres et épousent la forme du corps.

Le coussin **Vicair Hygiene** combine un soulagement de la pression, un soutien optimal et une bonne stabilité de l'utilisateur pendant les soins d'hygiène. Nous obtenons ainsi un résultat intéressant en terme de positionnement.

Le coussin **Vicair Hygiene** est composé de 4 sections avec possibilité de personnalisation, si nécessaire, comme les autres coussins de la gamme Vicair.

Le coussin **Vicair Hygiene** offre un positionnement pour une redistribution optimale de la pression et aide à réduire le cisaillement. Il peut être utilisé à titre préventif et comme complément efficace au traitement des escarres existantes.

Le coussin **Vicair Hygiene** est composé d'un matériau durable à faible friction et d'un matériau antidérapant en maille sur le dessous avec sangles de fixation dans chaque coin.

Le coussin est conçu pour s'adapter à la gamme **Aquatec Ocean Ergo** mais peut être utilisé sur d'autres produits telle que la chaise percée **Aquatec Pico Commode**.



Caractéristiques



Equipé de sangles de fixation dans chaque coin qui peuvent être ajustées individuellement pour obtenir un positionnement optimal.



Le coussin est composé de 4 sections individuelles avec matériau en maille sur la face inférieure. Lavable en machine jusqu'à 60 degrés sans retirer les cellules à air.



Le coussin est attaché avec 4 points de fixation.

Données techniques

Pour des informations plus détaillées concernant ce produit, y compris le manuel d'utilisation du produit, veuillez visiter notre site Web www.invacare.fr

Dimensions d'assise	Poids total du produit	Poids max. utilisateurs	Température max. de nettoyage

Vicair hygien
VHY/4845

48x45x8cm

0,6kg

250kg

60°

Tél : + 33 (0)2 47 62 69 23
contactfr@invacare.com
www.invacare.fr

Invacare Poirier SAS
Route de Saint Roch
37230 Fondettes
France



Yes, you can.®



© 2024 Invacare International Sarl. Tous droits réservés. Tout a été mis en oeuvre pour que le contenu de cette publication soit le plus actuel possible au moment de l'impression. Invacare se réserve le droit d'entreprendre à tout moment des modifications sans préavis. FR - 07/24