

# Esprit Action

## FRE Classe B



**Kit éclairage en standard  
2<sup>e</sup> batterie embarquée de  
série**

### Adjonctions disponibles

- PAP membres Inférieurs  
(LPPR/PLV dans la limite de 600,00€)
- PAP membres supérieurs  
(LPPR/PLV dans la limite de 600,00€)
- Appui-tête  
(LPPR/PLV 160,00€)
- Double commande  
(LPPR/PLV 1500,00€)
- Tablette

**Prix Public TTC (LPPR/PLV)**

# 3 882,08€

Forfait MAD1 Niveau 2 : 250,00 € (LPPR)  
Forfait de livraison : 50,00 € (LPPR)

### Prescripteurs :

- Médecins spécialistes MPR
- Médecins titulaires d'un DU Appareillage

**UNIQUE**  
Designed by you. Built by us.

**BP Bodypoint**

**matrix**  
SCIENCE OF SEATING

Informations client	Caractéristiques produit	
Date :	Largeur hors tout	Largeur d'assise + 180 mm
Référence d'achat :	Hauteur d'assise	à partir de 460 ou 485 mm
Code client :	Vitesse	6 km/h ou 8 km/h
Cachet du distributeur :	Autonomie	30 km
	Roues motrices	14"
	Roues avant	8"
	Franchissement	30 mm
	Pente max de sécurité	6°
	Poids max utilisateur	125 kg
	Poids fauteuil	40,3 kg (élément le plus lourd 13,8 kg)
	Garantie	2 ans hors batteries et pièces d'usure
<b>Commandes</b>		
Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre <b>e-commerce</b> dans votre <b>espace Invacare Pro</b> sur <a href="http://www.invacare.fr">www.invacare.fr</a> , ou commandez par e-mail à : <a href="mailto:commandesfr@invacare.com">commandesfr@invacare.com</a> Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®. Les tarifs publics et les options sans supplément de prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être revus sans délai pour toute nouvelle commande.		




<input type="checkbox"/> Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases			<input checked="" type="radio"/> Configuration standard			<input type="radio"/> Options sans supplément de prix		
<b>Invacare® Esprit Action FRE Classe B</b>						Euros		
						Prix Public		LPPR/PLV
CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC				
SPF0030	Invacare® <b>Esprit Action</b> FRE Classe B	NC : 8100	◆	◆				
<b>MODELE</b>								
SPF0100	<input type="checkbox"/> Invacare® <b>Esprit Action</b> - Code LPPR : 9599961		3 679,70	3 882,08	3 882,08	+4,75 € HT d'éco-participation		
SPF0170	<input type="checkbox"/> Invacare® <b>Esprit Action TIERCE-PERSONNE</b> - Code LPPR : 9599961 <b>Inclus :</b> <input type="checkbox"/> Adjonction Double commande intuitive simple (une poignée) Code LPPR : 9982884 + Roulettes anti-bascule fonction béquille + Une option offerte ci-dessous au choix	NC : 0187, 0440, 0450, 8000	5 101,50	5 382,08	5 382,08	+4,75 € HT d'éco-participation		
SPF0180	<input type="checkbox"/> Invacare® <b>Esprit Action LIBRA</b> - Code LPPR : 9599961 <b>Inclus :</b> <input type="checkbox"/> coussin <b>Matrx Libra</b> (5070) Code LPPR : 9977848 + Ceinture <b>BODYPOINT</b> (8021 - 8024) + Une option offerte ci-dessous au choix	NC : 0190, 0200, 1110, 5000, 5010, 5020, 5030, 5040, 5042, 5044, 5046, 5048, 5130, 5140, 8020	4 248,42	4 482,08	4 482,08	+4,75 € HT d'éco-participation		
<b>1 OPTION OFFERTE AU CHOIX POUR ESPRIT ACTION TIERCE SPF0170 OU LIBRA SPF0180</b>								
SPF0185	<input type="checkbox"/> Vitesse <b>8 km/h</b>	NC : 0500	○	○				
SPF0186	<input type="checkbox"/> Roues motrices 14" - 355 x 70 mm - <b>Bandage noir</b>	NC : 7110	○	○				
SPF0187	<input type="checkbox"/> Roulettes anti-bascule avec <b>fonction béquille</b>	NC : 8000	○	○				
<b>PACK POSITIONNEMENT PAP</b>								
SPA0190	<input type="checkbox"/> <b>Pack PAP:</b> Coussin <b>Matrx Solution Xtra ou Libra</b> (5050,5070) + Dossier <b>Matrx</b> (2200 - 2230) + Ceinture <b>BODYPOINT</b> (8021 - 8024)	NC : 0200, 1100, 1110, 2050, 2100, 5000, 5010, 5020, 5030, 5040, 5042, 5044, 5046, 5048, 5130, 5140, 8020	1 137,44	1 200,00	1200 (4&5)			
<b>CHÂSSIS</b>								
SPF0200	<input type="checkbox"/> Simple croisillon (Largeur d'assise de 305 mm à 380 mm / Profondeur de 325 à 375 mm) - Poids max. utilisateur : 80 kg.	NC : 1040, 1050, 1060, 1070, 1080, 1090, 1100, 1110, 1210, 1220, 1230, 1240, 1250, 1410, 2010, 2070, 2090, 2100, 2200, 2210, 2220, 2230, 2310, 2330, 3020, 3030, 3120, 3130, 4020, 4120, 5010, 5020, 5030, 5040, 5042, 5044, 5046, 5048, 5050, 5070, 5100, 5130, 5170, 6035, 6040	○	○				
SPF0210	<input type="checkbox"/> Double croisillon (Largeur d'assise de 380 mm à 605 mm / Profondeur de 400 à 500 mm) - Poids max. utilisateur : 125 kg.	NC : 1000, 1010, 1020, 1030, 1200, 1400, 3000, 3100, 5000, 5160, 6020	◆	◆				
<b>COMMANDES ELECTRONIQUES</b>								
<b>Manipulateur écran couleur, indicateur de charge, d'autonomie et de vitesse, éclairage intégré et appui palmaire</b>								
<b>Commande principale - type de support</b>								
SPF0300	<input type="checkbox"/> Escamotable vers l'extérieur		◆	◆				
SPF0310	<input type="checkbox"/> Escamotable vers l'intérieur et l'extérieur, multiréglable (type E-Fix E35)		344,08	363,00	Sur devis (9)			
<b>Commande principale - côté du montage</b>								
SPF0400	<input type="checkbox"/> Escamotable côté droit	NC : 4020	◆	◆				
SPF0410	<input type="checkbox"/> Escamotable côté gauche	NC : 4120	○	○				
<b>Double commande intuitive</b>								
SPF0440	<input type="checkbox"/> Montée à droite, 2 poignées	NC : 0640	1 421,80	1 500,00	1500,00 (6)			
SPF0450	<input type="checkbox"/> Montée à gauche, 2 poignées	NC : 0640	1 421,80	1 500,00	1500,00 (6)			
SPF0460	<input type="checkbox"/> Une poignée (ajustable droite/gauche) <b>Inclus dans Esprit Action TIERCE-PERSONNE (0170)</b>	NC : 0640	1 421,80	1 500,00	1500,00 (6)			
<b>VITESSE</b>								
SPF0500	<input type="checkbox"/> 6 km/h		◆	◆				
SPF0510	<input type="checkbox"/> 8 km/h - Non compatible avec une programmation personnalisée		364,93	385,00	Sur devis (9)			
(4) code LPPR : 9981399 - VHP, adjonction PAP, forfait A membre supérieur dans la limite - 600,00€								
(5) code LPPR : 9977848 - VHP, adjonction PAP, forfait B membre inférieur dans la limite - 600,00€ - Inclus dans le prix de base de l'Esprit Action LIBRA								
(6) code LPPR : 9982884 - VHP, adjonction, boîtier de commande personnalisé - 1500,00€ - Inclus dans le prix de base de l'Esprit Action TIERCE-PERSONNE								
(9) code LPPR : 4960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis								




anti-bascule  
fonction béquille



Invacare® <i>Esprit Action</i> FRE Classe B				Euros		
				Prix Public	LPPR/PLV	
<b>BATTERIES</b>						
SPF0600	<input type="checkbox"/>	Batterie Gel - Autonomie 15 km		◆	◆	
<b>OPTIONS ELECTRIQUES</b>						
SPFxxxx	<input type="checkbox"/>	Batterie supplémentaire 7,2 Ah				
SPF0620	<input type="checkbox"/>	Batterie Gel additionnelle montée (avec sacoche)	NC : 8100	◆	◆	
SPF0630	<input type="checkbox"/>	Protection de manipulateur		75,83	80,00	Sur devis (9)
SPF0640	<input type="checkbox"/>	Prise de charge déportée additionnelle (rallonge)		108,06	114,00	
SPF0650	<input type="checkbox"/>	Chargeur avec prise UK (Remplace chargeur avec prise UE)		○	○	
 0630						
<b>ASSISE</b>						
<b>Largeur d'assise pour simple croisillon (SPF0200 / réglable entre accoudoirs)</b>						
SPF1000	<input type="checkbox"/>	305 mm - Réglable de 305 mm à 355 mm	NC : 1040 à 1110	○	○	
SPF1010	<input type="checkbox"/>	330 mm - Réglable de 330 mm à 380 mm	NC : 1040 à 1110	○	○	
SPF1020	<input type="checkbox"/>	355 mm - Réglable de 355 mm à 405 mm	NC : 1040 à 1110	○	○	
SPF1030	<input type="checkbox"/>	380 mm - Réglable de 380 mm à 430 mm	NC : 1040 à 1110	○	○	
<b>Largeur d'assise pour double croisillon (SPF0210 / réglable entre accoudoirs)</b>						
SPF1040	<input type="checkbox"/>	380 mm - Réglable de 380 mm à 430 mm	NC : 1240, 1250, 2100, 5046	○	○	
SPF1050	<input type="checkbox"/>	405 mm - Réglable de 405 mm à 455 mm	NC : 1240, 1250	○	○	
SPF1060	<input type="checkbox"/>	430 mm - Réglable de 430 mm à 480 mm	NC : 5042	◆	◆	
SPF1070	<input type="checkbox"/>	455 mm - Réglable de 455 mm à 505 mm	NC : 5042	○	○	
SPF1080	<input type="checkbox"/>	480 mm - Réglable de 480 mm à 530 mm	NC : 2100, 2330, 5042, 5044	○	○	
SPF1090	<input type="checkbox"/>	505 mm - Réglable de 505 mm à 555 mm	NC : 5042, 5044, 5046, 5048	○	○	
SPF1100	<input type="checkbox"/>	555 mm - Réglable de 555 mm à 605 mm	NC : 1210, 2000, 2010, 2100, 2200, 2210, 2220, 2230, 2330, 5020, 5030, 5040, 5042, 5044, 5046, 5048, 5050, 5080, 8200	436,97	461,00	Sur devis (9)
SPF1110	<input type="checkbox"/>	605 mm - Réglable de 605 mm à 655 mm	NC : 1210, 2000, 2010, 2100, 2200, 2210, 2220, 2230, 2330, 5020, 5030, 5040, 5042, 5044, 5046, 5048, 5050, 5070, 5080, 8200	436,97	461,00	Sur devis (9)
<b>Profondeur d'assise</b>						
SPF1200	<input type="checkbox"/>	Réglable par scratch de 325 à 375 mm, pour simple croisillon (réglé à 350 mm)		○	○	
SPF1210	<input type="checkbox"/>	400 mm	NC : 5085, 5090	◆	◆	
SPF1220	<input type="checkbox"/>	Réglable par scratch de 400 à 450 mm	NC : 5090	○	○	
SPF1230	<input type="checkbox"/>	450 mm	NC : 5042, 5080, 5090	○	○	
SPF1240	<input type="checkbox"/>	Réglable par scratch de 450 à 500 mm	NC : 5042, 5080	191,47	202,00	
SPF1250	<input type="checkbox"/>	500 mm	NC : 5042, 5044, 5046, 5048, 5080	164,93	174,00	Sur devis (9)
<b>Hauteur d'assise sol-siège</b>						
SPF1300	<input type="checkbox"/>	460 mm		◆	◆	
SPF1310	<input type="checkbox"/>	485 mm		○	○	
<b>Toile d'assise</b>						
SPF1400	<input type="checkbox"/>	Nylon noir avec scratch - réglable en largeur et en profondeur (pour simple croisillon uniquement)		○	○	
SPF1410	<input type="checkbox"/>	Nylon noir avec scratch (pour double croisillon uniquement)		◆	◆	
<b>DOSSIER</b>						
<b>Type de dossier</b>						
SPF2000	<input type="checkbox"/>	Fixe hauteur 400 mm ou 430 mm (pré réglage usine)	NC : 2330	◆	◆	
SPF2010	<input type="checkbox"/>	Fixe hauteur 510 mm	NC : 2330	○	○	
SPF2040	<input type="checkbox"/>	Réglable en angle (-15° à +15°) et rabattable - hauteur 425 mm - avec poignées longues et tendeur de dossier à mi-hauteur pliant	NC : 2330	446,45	471,00	Sur devis (9)
SPF2050	<input type="checkbox"/>	Par vérins 0° à 30° pliant à mi-hauteur avec tendeur hauteur 430 mm toile réglable à 390 et 410 mm	NC : 2200, 2210, 2220, 2230, 2330	289,10	305,00	Sur devis (9)
SPF2060	<input type="checkbox"/>	Par crémaillère 0° à 30° avec tendeur - hauteur 430 mm - toile réglable à 390 et 410 mm	NC : 2330	○	○	
SPF2070	<input type="checkbox"/>	Par crémaillère 0° à 30° avec tendeur - hauteur 510 mm - toile réglable à 470 et 490 mm	NC : 2330	○	○	
SPF2080	<input type="checkbox"/>	Par vérins 0° à 30° avec tendeur - hauteur 430 mm - toile réglable à 390 et 410 mm	NC : 2330	289,10	305,00	Sur devis (9)
SPF2090	<input type="checkbox"/>	Par vérins 0° à 30° avec tendeur - hauteur 510 mm - toile réglable à 470 et 490 mm	NC : 2330	289,10	305,00	Sur devis (9)
SPF2100	<input type="checkbox"/>	Par vérins pneumatiques 0° à 30° avec tendeur - hauteur 510 mm pour dossier confort Passad 2	NC : 2200, 2210, 2220, 2230, 2300, 2310, 2320, 8030	289,10	305,00	Sur devis (9)
(9) code LPPR : 4960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis						

Invacare® <i>Esprit Action</i> FRE Classe B				Euros		
				Prix Public	LPPR/PLV	
<b>Dossier Matrx - La largeur du dossier correspond à la largeur d'assise. Ex: largeur d'assise 430 = dossier Matrx Elite largeur 430 mm - Délai de livraison : +5 jours</b>						
Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure <b>Matrx !</b>						
SPF2200	<input type="checkbox"/>	<b>Matrx Elite E2</b> , hauteur 405 mm	NC : 2300, 2310, 2320, 2330, 5140	568,72	600,00	600,00 (4)
SPF2210	<input type="checkbox"/>	<b>Matrx Elite E2</b> , hauteur 455 mm	NC : 2300, 2310, 2320, 2330, 5140	568,72	600,00	600,00 (4)
SPF2220	<input type="checkbox"/>	<b>Matrx Elite Deep E2</b> , hauteur 405 mm	NC : 2300, 2310, 2320, 2330, 5140	568,72	600,00	600,00 (4)
SPF2230	<input type="checkbox"/>	<b>Matrx Elite Deep E2</b> , hauteur 455 mm	NC : 2300, 2310, 2320, 2330, 5140	568,72	600,00	600,00 (4)
<b>Attention -</b> Perte d'environ 20 mm de profondeur d'assise avec dossiers inclinables par vérins						
<b>Toile de dossier</b>						
SPF2300	<input type="checkbox"/>	Rembourrée, réglable en tension (1 sangle), nylon noir et tissu aéré		◆	◆	
SPF2310	<input type="checkbox"/>	Rembourrée, réglable en tension (4 sangles), nylon noir et tissu aéré (pour double croisillon uniquement)		75,83	80,00	600,00 (4)
SPF2320	<input type="checkbox"/>	Rembourrée, réglable en tension (10 sangles), nylon noir et tissu aéré		189,57	200,00	600,00 (4)
SPF2330	<input type="checkbox"/>	Dossier confort Passad 2 revêtement PU biextensible noir, hauteur 510 mm (pour double croisillon uniquement)	NC : 5140	305,21	322,00	Sur devis (9)
<b>REPOSE PIEDS/REPOSE-JAMBES</b>						
<b>Potence, repose-jambe droite</b>						
SPF3000	<input type="checkbox"/>	Potence à 80° courte, UL 200 à 330 mm (simple croisillon uniquement)	NC : 3110	○	○	
SPF3010	<input type="checkbox"/>	Potence à 80° longue, UL 340 à 47 mm	NC : 3100	◆	◆	
SPF3020	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe réglable en inclinaison de 0° à 75°, UL 340 à 500 mm	NC : 3220, 5150	181,04	191,00	Sur devis (9)
SPF3030	<input type="checkbox"/>	Support amputé - <i>potence 80° avec palette fixe OFFERTE</i>	NC : 3200, 3210, 3220	104,27	110,00	Sur devis (9)
<b>Potence, repose-jambe gauche</b>						
SPF3100	<input type="checkbox"/>	Potence à 80° courte, UL 200 à 330 mm (simple croisillon uniquement)		○	○	
SPF3110	<input type="checkbox"/>	Potence à 80° longue, UL 340 à 47 mm		◆	◆	
SPF3120	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe réglable en inclinaison de 0° à 75°, UL 340 à 500 mm	NC : 3220, 5150	181,04	191,00	Sur devis (9)
SPF3130	<input type="checkbox"/>	Support amputé - <i>potence 80° avec palette fixe OFFERTE</i>	NC : 3220, 3300, 3310	104,27	110,00	Sur devis (9)
<b>Palette relevable droite</b>						
SPF3200	<input type="checkbox"/>	Fixe avec sangle talonnière		◆	◆	
SPF3210	<input type="checkbox"/>	Réglable en inclinaison et profondeur avec sangle talonnière		○	○	
SPF3220	<input type="checkbox"/>	Monobloc réglable en profondeur et en angle et totalement relevable	NC : 3300, 3310	○	○	
<b>Palette relevable gauche</b>						
SPF3300	<input type="checkbox"/>	Fixe avec sangle talonnière		◆	◆	
SPF3310	<input type="checkbox"/>	Réglable en inclinaison et profondeur avec sangle talonnière		○	○	
<b>ACCOUDOIRS</b>						
<b>Réglable en hauteur de 210 à 345 mm selon manchette, profond de 35 mm, en largeur de 25 mm côté droit</b>						
SPF4000	<input type="checkbox"/>	Accoudoir amovible, manchette courte 280 mm	NC : 8200	◆	◆	
SPF4010	<input type="checkbox"/>	Accoudoir amovible, manchette longue 380 mm		○	○	
SPF4020	<input type="checkbox"/>	Accoudoir amovible, gouttière concave et système de rotation latérale indexée (autobloquants)	NC : 8200	155,45	164,00	Sur devis (9)
<b>Réglable en hauteur de 210 à 345 mm selon manchette, en profondeur de 35 mm, en largeur de 25 mm côté gauche</b>						
SPF4100	<input type="checkbox"/>	Accoudoir amovible, manchette courte 280 mm	NC : 8200	◆	◆	
SPF4110	<input type="checkbox"/>	Accoudoir amovible, manchette longue 380 mm		○	○	
SPF4120	<input type="checkbox"/>	Accoudoir amovible, gouttière concave et système de rotation latérale indexée (autobloquants)	NC : 8200	155,45	164,00	Sur devis (9)
(4) code LPPR : 9981399 - VHP, adjonction PAP, forfait A membre supérieur dans la limite - 600,00€						
(9) code LPPR : 4960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis						



3010 / 3110




3020 / 3120



3030 / 3130




3210 / 3310



3320

4000 / 4100  
4010 / 4110

Invacare® <i>Esprit Action</i> FRE Classe B				Euros		
				Prix Public	LPPR/PLV	
<b>OPTIONS D'ASSISE</b>						
SPF5000	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise en mousse Essential junior, hauteur 50 mm	NC : 5080, 5085, 5090, 5091, 5092, 5093, 5091, 5092, 5093	○	○	
SPF5010	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise en mousse, housse en nylon noir avec base anti-dérapante, épaisseur 50 mm	NC : 5091, 5092, 5093, 5091, 5092, 5093	◆	◆	
SPF5020	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <b>Matrx Flo-tech Lite</b> épaisseur 78 mm (Livré avec 2 housses)	NC : 5090	236,97	250,00	600,00 (5)
SPF5030	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <b>Matrx Flo-tech Image</b> (gel) épaisseur 60 mm (Livré avec 2 housses)	NC : 5090	284,36	300,00	600,00 (5)
SPF5040	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <b>Matrx Contour ViscoNG</b> épaisseur 100 mm, poids max. utilisateur 100 kg	NC : 5090, 5091, 5092, 5093, 5091, 5092, 5093	76,78	81,00	81,00
SPF5042	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <b>Classic Visco</b> épaisseur 75 mm, 375 mm x 400 mm	NC : 5080, 5085, 5090, 5091, 5092, 5093, 5091, 5092, 5093	76,78	81,00	81,00
SPF5044	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <b>Classic Visco</b> épaisseur 75 mm, 405 mm x 400 mm	NC : 5080, 5085, 5090, 5091, 5092, 5093, 5091, 5092, 5093	65,40	69,00	69,00
SPF5046	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <b>Classic Visco</b> épaisseur 75 mm, 430 mm x 430 mm	NC : 5080, 5085, 5090, 5091, 5092, 5093, 5091, 5092, 5093	65,40	69,00	69,00
SPF5048	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <b>Classic Visco</b> épaisseur 75 mm, 455 mm x 400 mm	NC : 5080, 5085, 5090, 5091, 5092, 5093, 5091, 5092, 5093	76,78	81,00	81,00
SPF5050	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <b>Matrx Flo-tech Solution Xtra</b> épaisseur 60 mm (Livré avec 2 housses)	NC : 5090	426,54	450,00	600,00 (5)
SPF5070	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise <b>Matrx Libra</b> épaisseur 70 mm (Livré avec 2 housses) <b>Inclus dans Esprit Action LIBRA (0180)</b>		426,54	450,00	600,00 (5)
<b>Profondeur du coussin</b>						
SPF5080	<input type="checkbox"/>	400 mm		○	○	
SPF5085	<input type="checkbox"/>	450 mm		○	○	
SPF5090	<input type="checkbox"/>	500 mm		○	○	
<b>Première cale de positionnement pour coussin Matrx Libra &amp; Flo-tech</b>						
SPF5091	<input type="checkbox"/>	Biseau fessier, la paire		○	○	
SPF5092	<input type="checkbox"/>	Biseau latéral, l'unité		○	○	
SPF5093	<input type="checkbox"/>	Biseau crural, l'unité		○	○	
<b>Seconde cale de positionnement pour coussin Matrx Libra &amp; Flo-tech</b>						
SPF5091	<input type="checkbox"/>	Biseau fessier, la paire		○	○	
SPF5092	<input type="checkbox"/>	Biseau latéral, l'unité		○	○	
SPF5093	<input type="checkbox"/>	Biseau crural, l'unité		○	○	
<b>Appui-tête</b>						
SPF5100	<input type="checkbox"/>	Appui-nuque, incluant tendeur de dossier.		151,66	160,00	160,00 (1)
SPF5110	<input type="checkbox"/>	Appui-tête <b>Rea</b> avec oreillettes réglables, incluant tendeur de dossier.		151,66	160,00	160,00 (1)
SPF5120	<input type="checkbox"/>	Appui-joue <b>Rea</b> avec oreillettes longues réglables, incluant tendeur de dossier.		151,66	160,00	160,00 (1)
<b>Autres options</b>						
SPF5140	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc pour dossier réglable en tension (la paire) (dimensions du coussin : largeur : 35 mm, hauteur : 115 mm, profondeur 130 mm)		142,18	150,00	600,00 (4)
SPF5150	<input type="checkbox"/>	Sangle appui-mollet		○	○	
<b>COLORIS DE CHASSIS</b>						
SPF6000	<input type="checkbox"/>	Noir Anthracite		◆	◆	
SPF6015	<input type="checkbox"/>	Violet Foncé		○	○	
SPF6020	<input type="checkbox"/>	Bleu Acqua	Simple croisillon uniquement	○	○	
SPF6035	<input type="checkbox"/>	Bleu Ultramarin	Double croisillon uniquement	○	○	
SPF6040	<input type="checkbox"/>	Gris Ardoise		○	○	
SPF6050	<input type="checkbox"/>	Coloris Spécial		Sur devis		
<b>TOUCHES DE COULEUR</b>						
SPF6100	<input type="checkbox"/>	Noir		◆	◆	
SPF6120	<input type="checkbox"/>	Jaune Citron (Fourches+support de dossier - Non disponible sur la canne de dossier en cas d'accroche taxi)		○	○	
<b>ROUES AVANT</b>						
SPF7000	<input type="checkbox"/>	8" x 2" - 200 x 50 mm, Bandage noir		◆	◆	
SPF7010	<input type="checkbox"/>	8" x 2" - 200 x 50 mm, Pneumatique noir		○	○	
<b>ROUES ARRIERE</b>						
SPF7100	<input type="checkbox"/>	14" - 355 x 70 mm - Bandage noir		238,86	252,00	Sur devis (9)
SPF7110	<input type="checkbox"/>	14" - 355 x 70 mm - Pneumatique noir		◆	◆	



(1) code LPPR : 9913245 - VHP, adjonction supplément appui-tête réglable - 160,00€

(4) code LPPR : 9981399 - VHP, adjonction PAP, forfait A membre supérieur dans la limite - 600,00€

(5) code LPPR : 9977848 - VHP, adjonction PAP, forfait B membre inférieur dans la limite - 600,00€ - Inclus dans le prix de base de l'Esprit Action Libra

(9) code LPPR : 4960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis

Invacare® <i>Esprit Action</i> FRE Classe B				Euros			
				Prix Public	LPPR/PLV		
<b>OPTIONS DE SECURITE</b>							
SPF8000	<input type="checkbox"/>	Roulettes anti-bascule	◆	◆			
SPF8010	<input type="checkbox"/>	Roulettes anti-bascule avec fonction béquille <b>OFFERTES dans Esprit Action TIERCE-PERSONNE (0170)</b>	436,97	461,00	Sur devis (9)		8000 8010
SPF8030	<input type="checkbox"/>	Accroche -taxis conformes à la norme ISO7176-19 : 2001 pour le transport des personnes, <b>les batteries sont à retirer lorsque le fauteuil est utilisé en tant que siège dans le véhicule</b>	○	○			
SPF8050	<input type="checkbox"/>	Equipement route de sécurité (Clignotants, feux de position, warning)	<b>NOUVEAU</b>	○	○		 8050
<b>CEINTURES DE POSITIONNEMENT</b>							
SPF8020	<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien - (New design 2022)	○	○			
SPF8021	<input type="checkbox"/>	Ceinture <b>Bodypoint</b> 2 points, CTR-PULL, Taille M 460 mm	236,97	250,00	600,00 (5)		
SPF8022	<input type="checkbox"/>	Ceinture <b>Bodypoint</b> 2 points, CTR-PULL, PB Taille L 620 mm	236,97	250,00	600,00 (5)		
SPF8023	<input type="checkbox"/>	Ceinture <b>Bodypoint</b> 4 points, CTR-PULL, PB Taille M 460 mm	236,97	250,00	600,00 (5)		
SPF8024	<input type="checkbox"/>	Ceinture <b>Bodypoint</b> 4 points, CTR-PULL, PB Taille L 620 mm	236,97	250,00	600,00 (5)		
<b>OPTIONS DIVERSES</b>							
SPF8200	<input type="checkbox"/>	Tablette transparente escamotable - côté opposé au manipulateur	125,12	132,00	132,00 (3)		8200 
<b>Accessoires manipulateur Alber (livrés séparément)</b>							
1566196	<input type="checkbox"/>	Boule pour joystick souple diamètre 70 mm	NC : 1565669, 1565670	27,49	29,00		1566196 
1565669	<input type="checkbox"/>	Boule pour joystick spéciale diamètre 40 mm	NC : 1565670	25,59	27,00		1565669 
1565670	<input type="checkbox"/>	Commande en T pour tétraplégique		95,73	101,00	Sur devis (9)	1565670 
1566197	<input type="checkbox"/>	Extension pour le sélecteur de vitesse (pour fonctions limitées de la main)		48,34	51,00		1566197 
<b>Rampes en accessoires</b>							
1654128	<input type="checkbox"/>	<b>Rampe Basic 2 parties télescopiques</b> en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg	402,84	425,00	Sur devis		 1654128
1654129	<input type="checkbox"/>	<b>Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques</b> en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg	805,69	850,00	Sur devis		 1654129
1654130	<input type="checkbox"/>	<b>Mono rampe pliante en aluminium</b> Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg	426,54	450,00	Sur devis		 1654130
(1) code LPPR : 9913245 - VHP, adjonction supplément appui-tête réglable - 160,00€							
(2) code LPPR : 9934282 - VHP, adjonction repose-jambe électrique droit ou gauche pour FRE - 1250,00€							
(3) code LPPR : 9947184 - VHP, adjonction tablette complète - 132,00€							
(4) code LPPR : 9981399 - VHP, adjonction PAP, forfait A membre supérieur dans la limite - 600,00€							
(5) code LPPR : 9977848 - VHP, adjonction PAP, forfait B membre inférieur dans la limite - 600,00€ - Inclus dans le prix de base de l'Esprit Action LIBRA							
(6) code LPPR : 9982884 - VHP, adjonction, boîtier de commande personnalisé - 1500,00€ - Inclus dans le prix de base de l'Esprit Action TIERCE-PERSONNE							
(7) code LPPR : 9928838 - VHP, adjonction, supplément pour élévation électrique (lift) - 1500,00€							
(8) code LPPR : 9942590 - VHP, adjonction supplément pour fauteuil roulant bariatrique - 700,00€							
(9) code LPPR : 4960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis - Sur devis							