

FRMC



Yes, you can.®



La version bariatrique de l'Action 4 NG
Poids max utilisateur : 160 kg

Prix public TTC (LPPR/PLV)

3 303,53 € TTC

Forfait MAD1 Niveau 2 : 250,00 € (LPPR)

Forfait de livraison : 50,00 (LPPR)



Informations client

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :



Caractéristiques produit

Type de châssis	Pliant par double croisillon
Matière	Aluminium
Dossier	Fixe ou inclinable
Largeur d'assise	De 505 mm à 605 mm
Potences	Escamotables et amovibles
Poids total	A partir de 20,2 kg
Crash-testé	Oui (avec option 1175)
Positionnement	Compatible avec les produits Vicair , Matrx et Bodypoint
Poids max utilisateur	160 kg
Garantie	2 ans hors pièces d'usure

Commandes

















Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace Invacare Pro** sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com

Les codes et montants LPPR/PLV sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®. Les tarifs publics et les options sans supplément de prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être revus sans délai pour toute nouvelle commande.

Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases Configuration standard Option sans supplément de prix

Invacare [®] Action ^{®4} NG XLT				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC		
CKR0014	<input type="checkbox"/> <i>Si le poids du patient est supérieur à 150 kg, possibilité de bénéficier du code LPPR VPH FRM, supplément pour fauteuil roulant bariatrique : 9998193 - 700,00 € TTC</i>		3131,31	3303,53	3303,53	
TYPE DE DOSSIER						
CKR0031	<input type="checkbox"/> Dossier fixe		◆	◆		
CKR0041	<input type="checkbox"/> Dossier inclinable		○	○		
MOTORISATION ALBER						
CKR0080	<input type="checkbox"/> Fixation pour assistance électrique à la poussée et au freinage pour la tierce-personne alber viamobil V25	NC : 0110, 1175, 1196, 1200, 1240, 1246, 1252	313,74	331,00	331,00 (13)	
TYPE DE PROPULSION						
CKR0100	<input type="checkbox"/> Standard	NC : 0942	◆	◆		
ASSISE						
Largeur d'assise						
CKR0163	<input type="checkbox"/> 480 mm - avec tendeur de dossier	NC : 0180, 0195, 0290, 0292	○	○		
CKR0170	<input type="checkbox"/> 505 mm - avec tendeur de dossier	NC : 0292	○	○		
CKR0175	<input type="checkbox"/> 530 mm - avec tendeur de dossier et toile d'assise renforcée	NC : 0180, 0195	○	○		
CKR0171	<input type="checkbox"/> 555 mm - avec tendeur de dossier et toile d'assise renforcée	NC : 0661, 0681, 0691, 0693, 0696, 1270	○	○		
CKR0176	<input type="checkbox"/> 580 mm - avec tendeur de dossier et toile d'assise renforcée	NC : 0180, 0195	○	○		
CKR0172	<input type="checkbox"/> 605 mm - avec tendeur de dossier et toile d'assise renforcée	NC : 0180, 0661, 0681, 0691, 0693, 0696, 1270	○	○		
Profondeur d'assise						
CKR0180	<input type="checkbox"/> 400 mm	NC : 0292, 0702, 0703	○	○		
CKR0190	<input type="checkbox"/> 450 mm	NC : 0701, 0703	◆	◆		
CKR0195	<input type="checkbox"/> 500 mm	NC : 0295, 0661, 0663, 0681, 0691, 0701, 0702	○	○		
CKR0200	<input type="checkbox"/> Ajustable de 450 à 400 mm - Livré à 430 mm (ou 450 mm si choix d'un coussin d'assise)	NC : 0292, 0295, 0703	○	○		
CKR0201	<input type="checkbox"/> Ajustable de 500 à 450 mm	NC : 0292, 0295, 0661, 0681, 0691, 0693, 0701	○	○		
UNDEVIS	<input type="checkbox"/> 550 mm - avec toile d'assise renforcée	NC : 0654, 0661, 0681, 1175	○	○		
Hauteur d'assise avant						
CKR0210	<input type="checkbox"/> 510 mm	NC : 0946	○	○		
CKR0220	<input type="checkbox"/> 485 mm		◆	◆		
CKR0230	<input type="checkbox"/> 460 mm		○	○		
Toile d'assise						
CKR0290	<input type="checkbox"/> Nylon noir avec scratch		○	○		
CKR0292	<input type="checkbox"/> Toile d'assise réglable en tension	NC : 0661, 0681, 0691, 0693, 0696	○	○		
CKR0295	<input type="checkbox"/> Nylon noir rembourrée		◆	◆		
DOSSIER						
Type de dossier - tendeur inclus - roulettes anti-bascule recommandées avec dossier inclinable						
CKR0318	<input type="checkbox"/> Réglable en angle et rabattable - Toile de dossier livrée 425 mm, réglable de 450 à 425 mm, poignées à pousser longues		○	○		
CKR0319	<input type="checkbox"/> Réglable en angle et rabattable - Toile de dossier livrée 475 mm, réglable de 500 à 475 mm, poignées à pousser longues		○	○		
CKR0330	<input type="checkbox"/> Fixe 7° - hauteur ajustable de 380 à 460 mm - avec tendeur de dossier	NC : 0365, 0369, 0537, 0538, 0556, 0597, 0596, 0598, 0716, 0717, 0718, 1241	◆	◆		
(13) code LPPR : 9912139 - VPH, adjonction, achat produit d'assistance à la propulsion à commande uniquement par l'accompagnant, neuf pour FRM - 3 500,00 € - Cf Fiche de mesures de la motorisation choisie						

Invacare® Action® ⁴ NG XLT				Euros			
				Prix Public		LPPR/PLV	
				HT	TTC		
CKR0333	<input type="checkbox"/>	Inclinable par vérins 0° - 30° avec tendeur - hauteur 430 mm - toile réglable à 390 et 410 mm	NC : 0360, 1060	○	○		 0360
Toile de dossier							
CKR0360	<input type="checkbox"/>	Rembourrée		◆	◆		
CKR0365	<input type="checkbox"/>	Rembourrée réglable en tension (1 sangle), nylon noir		○	○		 0365
CKR0369	<input type="checkbox"/>	Rembourrée réglable en tension (4 sangles), nylon noir		○	○		 0370
CKR0370	<input type="checkbox"/>	Rembourrée réglable en tension (7 sangles), nylon noir		○	○		
POTENCES ET PALETTES							
Palettes séparées livrées avec sangles talonnières							
Potence droite							
CKR0390	<input type="checkbox"/>	Potence à 80°		◆	◆		 0390 / 0440
CKR0400	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe REA réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm avec palette réglable	NC : 0480, 0491, 0760, 0770	○	○		
CKR0420	<input type="checkbox"/>	Support amputé - <i>potence 80° palette fixe OFFERTE</i>	NC : 0480, 0490, 0491, 0760	○	○		 0400 / 0450
CKR0425	<input type="checkbox"/>	Potence à 90° - noir uniquement		○	○		
Potence gauche							
CKR0440	<input type="checkbox"/>	Potence à 80°		◆	◆		 0470 / 0470
CKR0450	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe REA réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm avec palette réglable	NC : 0491, 0500, 0760, 0770	○	○		
CKR0470	<input type="checkbox"/>	Support amputé - <i>potence 80° palette fixe OFFERTE</i>	NC : 0491, 0500, 0510, 0760	○	○		 0490 / 0510 si potence 80°
CKR0460	<input type="checkbox"/>	Potence à 90° - noir uniquement		○	○		
Palette droite (réglage en hauteur tous les mm sur 120 mm)							
CKR0480	<input type="checkbox"/>	Fixe		○	○		
CKR0490	<input type="checkbox"/>	Réglable en inclinaison et profondeur sur 50 mm (et en largeur si commandée avec repose-jambe)	NC : 0770	◆	◆		 0490 / 0510 si repose-jambe REA
CKR0491	<input type="checkbox"/>	Monobloc	NC : 0500, 0510, 0770	○	○		
Palette gauche (réglage en hauteur tous les mm sur 120 mm)							
CKR0500	<input type="checkbox"/>	Fixe		○	○		
CKR0510	<input type="checkbox"/>	Réglable en inclinaison et profondeur sur 50 mm (et en largeur si commandée avec repose-jambe)	NC : 0770	◆	◆		 0491
ACCOUDOIRS							
Accoudoir droit (coloris noir mat)							
CKR0520	<input type="checkbox"/>	Rio , amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm manchette courte	NC : 0593, 0595, 0596, 0597, 0598, 1270	◆	◆		 0520 / 0580
CKR0531	<input type="checkbox"/>	Rio , amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation	NC : 0593, 0595, 0596, 0597, 0598, 0616, 1270	○	○		 0531 / 0581
CKR0533	<input type="checkbox"/>	Amovible, réglable en hauteur et en profondeur, manchette courte	NC : 0580, 0591, 0597, 0598, 0616, 1270	○	○		
CKR0535	<input type="checkbox"/>	Amovible et réglable en hauteur - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation	NC : 0580, 0591, 0597, 0598, 0616, 1270	○	○		
CKR0536	<input type="checkbox"/>	Amovible, réglable en hauteur et en profondeur, manchette longue	NC : 0580, 0591, 0597, 0598, 0616	○	○		
CKR0537	<input type="checkbox"/>	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette courte	NC : 0580, 0591, 0593, 0595, 0596, 0616, 1270	○	○		 0533 / 0593
CKR0538	<input type="checkbox"/>	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette longue	NC : 0580, 0591, 0593, 0595, 0596, 0616	○	○		
CKR0556	<input type="checkbox"/>	Garde-boue amovible		○	○		
CKR0557	<input type="checkbox"/>	Protège-vêtement amovible		○	○		

Invacare® Action® ⁴ NG XLT			Euros			
			Prix Public		LPPR/PLV	
			HT	TTC		
Accoudoir gauche (coloris noir mat)						
CKR0580	<input type="checkbox"/>	Rio, amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm manchette courte	NC : 1270	◆	◆	
CKR0591	<input type="checkbox"/>	Rio, amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation	NC : 1270	○	○	
CKR0593	<input type="checkbox"/>	Amovible, réglable en hauteur et en profondeur, manchette courte	NC : 1270	○	○	
CKR0595	<input type="checkbox"/>	Amovible et réglable en hauteur - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation	NC : 1270	○	○	
CKR0596	<input type="checkbox"/>	Amovible, réglable en hauteur et en profondeur, manchette longue		○	○	
CKR0597	<input type="checkbox"/>	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette courte	NC : 1270	○	○	
CKR0598	<input type="checkbox"/>	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette longue		○	○	
CKR0616	<input type="checkbox"/>	Garde-boue amovible		○	○	
CKR0617	<input type="checkbox"/>	Protège-vêtement amovible		○	○	
OPTIONS D'ASSISE						
Coussin						
CKR0661	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrx Flo-tech Image - Poids utilisateur max.140 kg, livré avec deux housses noires	NC : 0681, 0703	284,36	300,00	600,00 (5)
CKR0681	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrx Contour Visco NG - épaisseur 100 mm - Poids utilisateur max. 120 kg	NC : 0703	76,78	81,00	81,00 (12)
CKR0691	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrx Flo-tech Solution Xtra - Poids utilisateur max.136 kg, livré avec deux housses noires	NC : 0681, 0703	426,54	450,00	600,00 (5)
CKR0693	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrx Matrx Libra - Poids utilisateur max.136 kg, livré avec deux housses noires	NC : 0681, 0703	426,54	450,00	600,00 (5)
CKR0696	<input type="checkbox"/>	Coussin Vicair Active O2 - hauteur 6 cm Délai : +15j ouvrés , livré avec deux housses		568,72	600,00	600,00 (5)
CKR0697	<input type="checkbox"/>	Coussin Vicair Active O2 - hauteur 9 cm Délai : +15j ouvrés		568,72	600,00	600,00 (5)
CKR0698	<input type="checkbox"/>	Coussin Vicair Adjuster O2 - hauteur 10 cm, livré avec deux housses type charlotte Délai : +5j ouvrés		568,72	600,00	600,00 (5)
CKR0699	<input type="checkbox"/>	Coussin Vicair Vector O2 - hauteur 10 cm, livré avec deux housses type charlotte Délai : +15j ouvrés		568,72	600,00	600,00 (5)
Profondeur du coussin						
CKR0701	<input type="checkbox"/>	Profondeur 400 mm		○	○	
CKR0702	<input type="checkbox"/>	Profondeur 450 mm		○	○	
CKR0703	<input type="checkbox"/>	Profondeur 500 mm		○	○	
Premier accessoire de positionnement compatible uniquement avec les coussins Matrx Libra, Flo-tech Image et Solution Xtra						
CKR0706	<input type="checkbox"/>	Biseaux fessiers, la paire		○	○	
CKR0707	<input type="checkbox"/>	Plot d'abduction		○	○	
CKR0708	<input type="checkbox"/>	Biseau latéral		○	○	
CKR0709	<input type="checkbox"/>	Biseau crural		○	○	
Second accessoire de positionnement compatible uniquement avec les coussins Matrx Libra, Flo-tech Image et Solution Xtra						
CKR0706	<input type="checkbox"/>	Biseaux fessiers, la paire		○	○	
CKR0707	<input type="checkbox"/>	Plot d'abduction		○	○	
CKR0708	<input type="checkbox"/>	Biseau latéral		○	○	
CKR0709	<input type="checkbox"/>	Biseau crural		○	○	
(5) code LPPR : 9977848 - VHP, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 €						
(12) code LPPR : 1204839 - Escarres, coussin visco, Classe II, Invacare, Matrx Contour Visco, Technique - 81,00 €						



0535 / 0595



0537 / 0597
































0661



0681



Invacare® Action® ⁴ NG XLT				Euros			
				Prix Public		LPPR/PLV	
				HT	TTC		
Autres options							
CKR0716	<input type="checkbox"/>	Appui-nuque - livré avec tendeur de dossier	NC : 0717, 0718	151,66	160,00	160,00 (1) ou 600,00 (4)	 0716
CKR0717	<input type="checkbox"/>	Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables - livré avec tendeur de dossier	NC : 0718	151,66	160,00	160,00 (1) ou 600,00 (4)	 
CKR0718	<input type="checkbox"/>	Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables - livré avec tendeur de dossier		189,57	200,00	600,00 (4)	 
CKR0760	<input type="checkbox"/>	Sangle appui-mollet, ajustable		○	○		
CKR0770	<input type="checkbox"/>	Tubes porte-palette longs, la paire, distance toile d'assise - palette : 450 mm min - 530 mm max		○	○		 0721
COLORIS DE CHASSIS							
CKR0801	<input type="checkbox"/>	Gris Ardoise		○	○		
CKR0804	<input type="checkbox"/>	Blanc Perle		○	○		
CKR0806	<input type="checkbox"/>	Vert Electrique		○	○		
CKR0807	<input type="checkbox"/>	Noir Mat		○	○		
CKR0811	<input type="checkbox"/>	Rouge Mat		○	○		
CKR0815	<input type="checkbox"/>	Bleu Acqua		○	○		
CKR0816	<input type="checkbox"/>	Bleu Ultramarin		○	○		
CKR0817	<input type="checkbox"/>	Violet Foncé		○	○		
CKR0820	<input type="checkbox"/>	Noir Brillant		○	○		
CKR0821	<input type="checkbox"/>	Coloris Spécial		Sur demande de fabrication spéciale			
ROUES AVANT							
CKR0850	<input type="checkbox"/>	8" x 1.1/4" - 200 x 32 mm - Bandage noir		◆	◆		 0850
CKR0870	<input type="checkbox"/>	8" x 2" - 200 x 45 mm - Bandage noir		○	○		
ROUES ARRIERE							
Diamètre des roues arrière							
CKR0946	<input type="checkbox"/>	22" - 560 mm	NC : 1110	○	○		
CKR0948	<input type="checkbox"/>	24" - 600 mm		◆	◆		
Type de roues arrière							
CKR0962	<input type="checkbox"/>	Renforcée (moyeu gris, jante grise, et rayons gris renforcés en acier) - 6 points de fixation de mains-courantes	NC : 1130	◆	◆		
CKR0963	<input type="checkbox"/>	Frein tambour (moyeu frein tambour gris, jante grise et rayons gris renforcés en acier pour roues 20"/22"/24" et moyeu et jante en composite noir pour roues 12")	NC : 1120, 1125	○	○		
Type de revêtement roues arrière							
CKR0972	<input type="checkbox"/>	Bandage noir 1.3/8" - 35 mm		◆	◆		
CKR0974	<input type="checkbox"/>	Pneumatique noir à crampons 1.3/8" - 35 mm		○	○		
CKR0978	<input type="checkbox"/>	Pneumatique noir fin et lisse - moyenne pression 1" - 25 mm		○	○		
Mains-courantes, positionnées à 11 mm de la roue, réglables à 16 mm							
CKR1010	<input type="checkbox"/>	Acier inoxydable		○	○		
CKR1020	<input type="checkbox"/>	Aluminium anodisé		◆	◆		
CKR1030	<input type="checkbox"/>	Noires - plastique antidérapant		○	○		  
Axes de roues arrière							
CKR1040	<input type="checkbox"/>	Fixes		○	○		
CKR1050	<input type="checkbox"/>	A démontage rapide		◆	◆		
Position axes de roues arrière							
CKR1060	<input type="checkbox"/>	Position 1 - standard (axes 35 mm devant les tubes de dossier) - délai supplémentaire de 15 jours	NC : 1252	◆	◆		 1060
(1) code LPPR : 9913245 - VHP, adjonction, supplément appui-tête réglable - 160,00 €							
(4) code LPPR : 9981399 - VHP, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 €							
(9) code LPPR : 4960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant FRMC - sur devis							

Invacare® Action® ⁴ NG XLT				Euros			
				Prix Public		LPPR/PLV	
				HT	TTC		
CKR1062	<input type="checkbox"/>	Position 2 - standard (axes à 30 mm devant les tubes de dossier) - délai supplémentaire de 15 jours	NC : 1252	○	○		
CKR1064	<input type="checkbox"/>	Position 3 - semi reculée (axes à 30 mm derrière les tubes de dossier)	NC : 1252	○	○		
CKR1070	<input type="checkbox"/>	Position 4 - reculée (axes 35 mm derrière les tubes de dossier)		○	○		1070
OPTIONS DE CHASSIS							
CKR1101	<input type="checkbox"/>	Ecarteur de fourche (déport de +25 mm de chaque côté) - la paire		○	○		
CKR1110	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons noirs, la paire		○	○		
CKR1111	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons transparents, la paire		○	○		1101
FREINS							
CKR1120	<input type="checkbox"/>	Freins à pousser à poignée escamotable		◆	◆		
CKR1125	<input type="checkbox"/>	Freins à tirer à poignée escamotable		○	○		
CKR1130	<input type="checkbox"/>	Freins tambour tierce-personne - avec freins à pousser		○	○		
CKR1220	<input type="checkbox"/>	Extension de frein, la paire		○	○		1120
OPTIONS DE SECURITE							
CKR1175	<input type="checkbox"/>	Kit de transport (accroches taxi)	NC : 1252	○	○		
CKR1190	<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien - fermeture à boucle plastique	NC : 1189, 1192, 1193, 1194	○	○		1175
CKR1189	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 2 points, Médium, Flat-Mount™	NC : 1192, 1193, 1194	189,57	200,00	600,00 (5)	
CKR1192	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 2 points, Large, Flat-Mount™	NC : 1193, 1194	189,57	200,00	600,00 (5)	1190
CKR1193	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 4 points, Médium, Flat-Mount™	NC : 1194	189,57	200,00	600,00 (5)	
CKR1194	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 4 points, Large, Flat-Mount™		189,57	200,00	600,00 (5)	1189 / 1192
CKR1196	<input type="checkbox"/>	Roulettes anti-basculé, la paire	NC : 1200	○	○		
CKR1200	<input type="checkbox"/>	Roulettes anti-basculé avec tube basculeur, la paire	NC : 1246	23,70	25,00	25,00 (8)	1193 / 1194
CKR1210	<input type="checkbox"/>	Kit réflecteurs - roues et châssis - roues rayonnées uniquement		○	○		
AUTRES OPTIONS							
CKR1240	<input type="checkbox"/>	Porte-canne		○	○		
CKR1241	<input type="checkbox"/>	Tige porte sérum et support		○	○		
CKR1246	<input type="checkbox"/>	Tube basculeur à gauche		23,70	25,00	25,00 (8)	1246
CKR1252	<input type="checkbox"/>	Porte bouteille oxygène livré à droite, diamètre max. de la bouteille: 110 mm, poids max. 3,6 kg (roulettes anti bascule recommandées)		473,93	500,00	500,00 (10)	
CKR1270	<input type="checkbox"/>	Tablette réglable en largeur transparente		125,12	132,00	Sur devis	1270
<p>(5) code LPPR : 9977848 - VHP, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 €</p> <p>(8) code LPPR : 9979126 - VHP, adjonction, levier de basculement pour FRMC - 25,00 €</p> <p>(9) code LPPR : 4960062 - VHP, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant FRMC - sur devis</p> <p>(10) code LPPR : 9982186 - VHP, adjonction, support d'oxygénothérapie et/ou d'appareil de ventilation assistée</p>							