

FRMC



La version bariatrique de
l'Action 4 NG

Poids max utilisateur : 160 kg

Prix public TTC (LPPR/PLV)

3 303,53 € TTC

Forfait MAD1 Niveau 2 : 250,00 € (LPPR)

Forfait de livraison : 50,00 (LPPR)

Prescripteurs :

- Médecins spécialistes MPR
- Médecins titulaires d'un DU Appareillage
- Ergothérapeutes

Action^{NG} Family

UNIQUE
Designed by you. Built by us.

alber

BP Bodypoint

matrx[®]
EXPERIENCE COM BARIATRIC

VICAIR

BIARIATRIC
SOLUTIONS

Informations client

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :



CE

Caractéristiques produit

Type de châssis	Pliant par double croisillon
Matière	Aluminium
Dossier	Fixe ou inclinable
Largeur d'assise	De 505 mm à 605 mm
Potences	Escamotables et amovibles
Poids total	A partir de 20,2 kg
Crash-testé	Oui (avec option 1175)
Positionnement	Compatible avec les produits Vicair , Matrx et Bodypoint
Poids max utilisateur	160 kg
Garantie	2 ans hors pièces d'usure

Commandes



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace DHCare Pro** sur www.dhcare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@dhcare.com

Les codes et montants LPPR/PLV sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas DHCare®. Les tarifs publics et les options sans supplément de prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être revus sans délai pour toute nouvelle commande.

Utilisez le configurateur en ligne sur DHCare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

☒ Configuration standard

☐ Option sans supplément de prix

Invacare® Action® ⁴ _{NG} XLT			Euros		
			Prix Public		LPPR/PLV
			HT	TTC	
CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC	
CKR0014	☐ <i>Si le poids du patient est supérieur à 150 kg, possibilité de bénéficier du code LPPR VPH FRM, supplément pour fauteuil roulant bariatrique : 9998193 - 700,00 € TTC</i>		3131,31	3303,53	3303,53
TYPE DE DOSSIER					
CKR0031	☐ Dossier fixe		◆	◆	
CKR0041	☐ Dossier inclinable	NC : 0370	○	○	
MOTORISATION ALBER					
CKR0080	☐ Fixation pour assistance électrique à la poussée et au freinage pour la tierce-personne alber viamobil V25	NC : 0110, 1175, 1196, 1200, 1240, 1246, 1252	313,74	331,00	331,00 (13)
TYPE DE PROPULSION					
CKR0100	☐ Standard	NC : 0942	◆	◆	
ASSISE					
Largeur d'assise					
CKR0163	☐ 480 mm - avec tendeur de dossier	NC : 0180, 0195, 0290, 0292	○	○	
CKR0170	☐ 505 mm - avec tendeur de dossier	NC : 0292	○	○	
CKR0175	☐ 530 mm - avec tendeur de dossier et toile d'assise renforcée	NC : 0180, 0195, 0491	○	○	
CKR0171	☐ 555 mm - avec tendeur de dossier et toile d'assise renforcée	NC : 0661, 0681, 0691, 0693, 0696, 1270	○	○	
CKR0176	☐ 580 mm - avec tendeur de dossier et toile d'assise renforcée	NC : 0180, 0195, 0491	○	○	
CKR0172	☐ 605 mm - avec tendeur de dossier et toile d'assise renforcée	NC : 0180, 0661, 0681, 0691, 0693, 0696, 1270	○	○	
Profondeur d'assise					
CKR0180	☐ 400 mm	NC : 0292, 0702, 0703	○	○	
CKR0190	☐ 450 mm	NC : 0701, 0703	◆	◆	
CKR0195	☐ 500 mm	NC : 0295, 0661, 0663, 0681, 0691, 0701, 0702	○	○	
CKR0200	☐ Ajustable de 450 à 400 mm - Livré à 430 mm (ou 450 mm si choix d'un coussin d'assise)	NC : 0292, 0295, 0703	○	○	
CKR0201	☐ Ajustable de 500 à 450 mm	NC : 0292, 0295, 0661, 0681, 0691, 0693, 0701	○	○	
UNDEVIS	☐ 550 mm - avec toile d'assise renforcée	NC : 0654, 0661, 0681, 1175	○	○	
Hauteur d'assise avant					
CKR0210	☐ 510 mm	NC : 0946	○	○	
CKR0220	☐ 485 mm		◆	◆	
CKR0230	☐ 460 mm		○	○	
Toile d'assise					
CKR0290	☐ Nylon noir avec scratch		○	○	
CKR0292	☐ Toile d'assise réglable en tension	NC : 0661, 0681, 0691, 0693, 0696	○	○	
CKR0295	☐ Nylon noir rembourrée		◆	◆	
DOSSIER					
Type de dossier - tendeur inclus - roulettes anti-bascule recommandées avec dossier inclinable					
CKR0318	☐ Réglable en angle et rabattable - Toile de dossier livrée 425 mm, réglable de 450 à 425 mm, poignées à pousser longues		○	○	
CKR0319	☐ Réglable en angle et rabattable - Toile de dossier livrée 475 mm, réglable de 500 à 475 mm, poignées à pousser longues		○	○	
CKR0330	☐ Fixe 7° - hauteur ajustable de 380 à 460 mm - avec tendeur de dossier	NC : 0365, 0369, 0537, 0538, 0556, 0597, 0596, 0598, 0716, 0717, 0718, 1241	◆	◆	
CKR0333	☐ Inclinable par vérins 0° - 30° avec tendeur - hauteur 430 mm - toile réglable à 390 et 410 mm	NC : 0360, 1060	○	○	
Toile de dossier					
CKR0360	☐ Rembourrée		◆	◆	
CKR0365	☐ Rembourrée réglable en tension (1 sangle), nylon noir		○	○	
CKR0369	☐ Rembourrée réglable en tension (4 sangles), nylon noir		○	○	
CKR0370	☐ Rembourrée réglable en tension (7 sangles), nylon noir		○	○	
(13) code LPPR : 9912139 - VPH, adjonction, achat produit d'assistance à la propulsion à commande uniquement par l'accompagnant, neuf pour FRM - 3 500,00 € - Cf Fiche de mesures de la motorisation choisie					



0360




0365



0370



0360



0365

0370

Invacare® Action® ⁴ NG XLT				Euros		
				Prix Public	LPPR/PLV	
				HT	TTC	
POTENCES ET PALETTES						
Palettes séparées livrées avec sangles talonnières						
Potence droite						
CKR0390	☐	Potence à 80°		◆	◆	
CKR0400	☐	Repose-jambe REA réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm avec palette réglable	NC : 0480, 0491, 0760, 0770	○	○	
CKR0420	☐	Support amputé - <i>potence 80° palette fixe OFFERTE</i>	NC : 0480, 0490, 0491, 0760	○	○	
CKR0425	☐	Potence à 90° - noir uniquement		○	○	
Potence gauche						
CKR0440	☐	Potence à 80°		◆	◆	
CKR0450	☐	Repose-jambe REA réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm avec palette réglable	NC : 0491, 0500, 0760, 0770	○	○	
CKR0470	☐	Support amputé - <i>potence 80° palette fixe OFFERTE</i>	NC : 0491, 0500, 0510, 0760	○	○	
CKR0460	☐	Potence à 90° - noir uniquement		○	○	
Palette droite (réglage en hauteur tous les mm sur 120 mm)						
CKR0480	☐	Fixe		○	○	
CKR0490	☐	Réglable en inclinaison et profondeur sur 50 mm (et en largeur si commandée avec repose-jambe)	NC : 0770	◆	◆	
CKR0491	☐	Monobloc	NC : 0500, 0510, 0770	○	○	
Palette gauche (réglage en hauteur tous les mm sur 120 mm)						
CKR0500	☐	Fixe		○	○	
CKR0510	☐	Réglable en inclinaison et profondeur sur 50 mm (et en largeur si commandée avec repose-jambe)	NC : 0770	◆	◆	
ACCOUDOIRS						
Accoudoir droit (coloris noir mat)						
CKR0520	☐	Rio , amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm manchette courte	NC : 0593, 0595, 0596, 0597, 0598, 1270	◆	◆	
CKR0531	☐	Rio , amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation	NC : 0593, 0595, 0596, 0597, 0598, 0616, 1270	○	○	
CKR0533	☐	Amovible, réglable en hauteur et en profondeur, manchette courte	NC : 0580, 0591, 0597, 0598, 0616, 1270	○	○	
CKR0535	☐	Amovible et réglable en hauteur - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation	NC : 0580, 0591, 0597, 0598, 0616, 1270	○	○	
CKR0536	☐	Amovible, réglable en hauteur et en profondeur, manchette longue	NC : 0580, 0591, 0597, 0598, 0616	○	○	
CKR0537	☐	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette courte	NC : 0580, 0591, 0593, 0595, 0596, 0616, 1270	○	○	
CKR0538	☐	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette longue	NC : 0580, 0591, 0593, 0595, 0596, 0616	○	○	
CKR0556	☐	Garde-boue amovible		○	○	
CKR0557	☐	Protège-vêtement amovible		○	○	
Accoudoir gauche (coloris noir mat)						
CKR0580	☐	Rio , amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm manchette courte	NC : 1270	◆	◆	
CKR0591	☐	Rio , amovible et réglable en hauteur en continu de 200 mm à 280 mm - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation	NC : 1270	○	○	
CKR0593	☐	Amovible, réglable en hauteur et en profondeur, manchette courte	NC : 1270	○	○	
CKR0595	☐	Amovible et réglable en hauteur - gouttière étroite courte (330 mm) sans rotation	NC : 1270	○	○	
CKR0596	☐	Amovible, réglable en hauteur et en profondeur, manchette longue		○	○	
CKR0597	☐	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette courte	NC : 1270	○	○	
CKR0598	☐	Cranté relevable et amovible avec poignée d'appui ergonomique, hauteur 230 mm - manchette longue		○	○	
CKR0616	☐	Garde-boue amovible		○	○	
CKR0617	☐	Protège-vêtement amovible		○	○	



0390 / 0440



0400 / 0450



0420 / 0470



0490 / 0510 si
potence 80°



0490 / 0510 si
repose-jambe
REA



0491



0520 / 0580



0531 / 0581



0533 / 0593







0535 / 0595



0537 / 0597



Invacare® <i>Action</i> ® ⁴ NG XLT				Euros			
				Prix Public		LPPR/PLV	
				HT	TTC		
OPTIONS D'ASSISE							
Coussin							
CKR0661	☐	Coussin d'assise Matrx Flo-tech Image - Poids utilisateur max.140 kg, livré avec deux housses noires	NC : 0681, 0703	284,36	300,00	600,00 (5)	 0661  0681
CKR0681	☐	Coussin d'assise Matrx Contour Visco NG - épaisseur 100 mm - Poids utilisateur max. 120 kg	NC : 0703	76,78	81,00	81,00 (12)	
CKR0691	☐	Coussin d'assise Matrx Flo-tech Solution Xtra - Poids utilisateur max.136 kg, livré avec deux housses noires	NC : 0681, 0703	426,54	450,00	600,00 (5)	
CKR0693	☐	Coussin d'assise Matrx Matrx Libra - Poids utilisateur max.136 kg, livré avec deux housses noires	NC : 0681, 0703	426,54	450,00	600,00 (5)	
CKR0696	☐	Coussin Vicair Active O2 - hauteur 6 cm Délai : +15j ouvrés , livré avec deux housses		568,72	600,00	600,00 (5)	
CKR0697	☐	Coussin Vicair Active O2 - hauteur 9 cm Délai : +15j ouvrés		568,72	600,00	600,00 (5)	
CKR0698	☐	Coussin Vicair Adjuster O2 - hauteur 10 cm, livré avec deux housses type charlotte Délai : +5j ouvrés		568,72	600,00	600,00 (5)	
CKR0699	☐	Coussin Vicair Vector O2 - hauteur 10 cm, livré avec deux housses type charlotte Délai : +15j ouvrés		568,72	600,00	600,00 (5)	
Profondeur du coussin							
CKR0701	☐	Profondeur 400 mm		☐	☐		
CKR0702	☐	Profondeur 450 mm		☐	☐		
CKR0703	☐	Profondeur 500 mm		☐	☐		
Premier accessoire de positionnement compatible uniquement avec les coussins Matrx Libra, Flo-tech Image et Solution Xtra							
CKR0706	☐	Biseaux fessiers, la paire		☐	☐		
CKR0707	☐	Plot d'abduction		☐	☐		
CKR0708	☐	Biseau latéral		☐	☐		
CKR0709	☐	Biseau crural		☐	☐		
Second accessoire de positionnement compatible uniquement avec les coussins Matrx Libra, Flo-tech Image et Solution Xtra							
CKR0706	☐	Biseaux fessiers, la paire		☐	☐		
CKR0707	☐	Plot d'abduction		☐	☐		
CKR0708	☐	Biseau latéral		☐	☐		
CKR0709	☐	Biseau crural		☐	☐		
Autres options							
CKR0716	☐	Appui-nuque - livré avec tendeur de dossier	NC : 0717, 0718	151,66	160,00	160,00 (1) ou 600,00 (4)	 0716  0717  0718  0721
CKR0717	☐	Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables - livré avec tendeur de dossier	NC : 0718	151,66	160,00	160,00 (1) ou 600,00 (4)	
CKR0718	☐	Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables - livré avec tendeur de dossier		189,57	200,00	600,00 (4)	
CKR0760	☐	Sangle appui-mollet, ajustable		☐	☐		
CKR0770	☐	Tubes porte-palette longs, la paire, distance toile d'assise - palette : 450 mm min - 530 mm max		☐	☐		
COLORIS DE CHASSIS							
CKR0801	☐	Gris Ardoise		☐	☐		 0801 / 0804  0806 / 0807  0811 / 0820  0816 / 0817  0815
CKR0804	☐	Blanc Perle		☐	☐		
CKR0806	☐	Vert Electrique		☐	☐		
CKR0807	☐	Noir Mat		☐	☐		
CKR0811	☐	Rouge Mat		☐	☐		
CKR0815	☐	Bleu Acqua		☐	☐		
CKR0816	☐	Bleu Ultramarin		☐	☐		
CKR0817	☐	Violet Foncé		☐	☐		
CKR0820	☐	Noir Brillant		☐	☐		
CKR0821	☐	Coloris Spécial		Sur demande de fabrication spéciale			
ROUES AVANT							
CKR0850	☐	8" x 1.1/4" - 200 x 32 mm - Bandage noir		☒	☒		 0850
CKR0870	☐	8" x 2" - 200 x 45 mm - Bandage noir		☐	☐		
(5) code LPPR : 9977848 - VHP, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00€							
(12) code LPPR : 1204839 - Escarres, coussin Visco, Classe II, Invacare, Matrx Contour Visco, Technique - 81,00€							

Invacare® Action® ⁴ NG XLT				Euros			
				Prix Public		LPPR/PLV	
				HT	TTC		
ROUES ARRIERE							
Diamètre des roues arrière							
CKR0946	☐ 22" - 560 mm	NC : 1110	☐	☐		1" 1.3/8" 1.3/8" 0978 0974 0972	
CKR0948	☐ 24" - 600 mm		☒	☒			
Type de roues arrière							
CKR0962	☐ Renforcée (moyeu gris, jante grise, et rayons gris renforcés en acier) - 6 points de fixation de mains-courantes	NC : 1130	☒	☒			
CKR0963	☐ Frein tambour (moyeu frein tambour gris, jante grise et rayons gris renforcés en acier pour roues 20"/22"/24" et moyeu et jante en composite noir pour roues 12")	NC : 1120, 1125	☐	☐			
Type de revêtement roues arrière							
CKR0972	☐ Bandage noir 1.3/8" - 35 mm		☒	☒			
CKR0974	☐ Pneumatique noir à crampons 1.3/8" - 35 mm		☐	☐			
CKR0978	☐ Pneumatique noir fin et lisse - moyenne pression 1" - 25 mm		☐	☐			
Mains-courantes, positionnées à 11 mm de la roue, réglables à 16 mm							
CKR1010	☐ Acier inoxydable		☐	☐			
CKR1020	☐ Aluminium anodisé		☒	☒			
CKR1030	☐ Noires - plastique antidérapant		☐	☐			
Axes de roues arrière							
CKR1040	☐ Fixes		☐	☐			
CKR1050	☐ A démontage rapide		☒	☒			
Position axes de roues arrière							
CKR1060	☐ Position 1 - standard (axes 35 mm devant les tubes de dossier) - délai supplémentaire de 15 jours	NC : 1252	☒	☒			
CKR1062	☐ Position 2 - standard (axes à 30 mm devant les tubes de dossier) - délai supplémentaire de 15 jours	NC : 1252	☐	☐			
CKR1064	☐ Position 3 - semi reculée (axes à 30 mm derrière les tubes de dossier)	NC : 1252	☐	☐			
CKR1070	☐ Position 4 - reculée (axes 35 mm derrière les tubes de dossier)		☐	☐			
OPTIONS DE CHASSIS							
CKR1101	☐ Ecarteur de fourche (déport de +25 mm de chaque côté) - la paire		☐	☐			
CKR1110	☐ Protège-rayons noirs, la paire		☐	☐			
CKR1111	☐ Protège-rayons transparents, la paire		☐	☐			
FREINS							
CKR1120	☐ Freins à pousser à poignée escamotable		☒	☒			
CKR1125	☐ Freins à tirer à poignée escamotable		☐	☐			
CKR1130	☐ Freins tambour tierce-personne - avec freins à pousser		☐	☐			
CKR1220	☐ Extension de frein, la paire		☐	☐			
OPTIONS DE SECURITE							
CKR1175	☐ Kit de transport (accroches taxi)	NC : 1252	☐	☐			
CKR1190	☐ Ceinture de maintien - fermeture à boucle plastique	NC : 1189, 1192, 1193, 1194	☐	☐			
CKR1189	☐ Ceinture de hanche, 2 points, Médium, Flat-Mount™	NC : 1192, 1193, 1194	189,57	200,00	600,00 (5)		
CKR1192	☐ Ceinture de hanche, 2 points, Large, Flat-Mount™	NC : 1193, 1194	189,57	200,00	600,00 (5)		
CKR1193	☐ Ceinture de hanche, 4 points, Médium, Flat-Mount™	NC : 1194	189,57	200,00	600,00 (5)		
CKR1194	☐ Ceinture de hanche, 4 points, Large, Flat-Mount™		189,57	200,00	600,00 (5)		
CKR1196	☐ Roulettes anti-basculer, la paire	NC : 1200	☐	☐			
CKR1200	☐ Roulettes anti-basculer avec tube basculeur, la paire	NC : 1246	☐	☐			
CKR1210	☐ Kit réflecteurs - roues et châssis - roues rayonnées uniquement		☐	☐			
(5) code LPPR : 9977848 - VHP, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 €							
(8) code LPPR : 9979126 - VHP, adjonction, levier de basculement pour FRMC - 25.00 €							

Invacare® Action® ⁴ _{NG} XLT			Euros			
			Prix Public		LPPR/PLV	
			HT	TTC		
AUTRES OPTIONS						
CKR1240	☐	Porte-canne	☐	☐		 1246
CKR1241	☐	Tige porte sérum et support	☐	☐		
CKR1246	☐	Tube basculeur à gauche	☐	☐		
CKR1252	☐	Porte bouteille oxygène livré à droite, diamètre max. de la bouteille: 110 mm, poids max. 3,6 kg (roulettes anti bascule recommandées)	473,93	500,00	500,00 (10)	
CKR1270	☐	Tablette réglable en largeur transparente	125,12	132,00	Sur devis	 1270
(10) code LPPR : 9982186 - VHP, adjonction, support d'oxygénothérapie et/ou d'appareil de ventilation assistée						