

Küschall®

Element



NOUVEAU


Découvrez notre nouvelle création **innovante et exclusive**, offrant une **mobilité active** et une **élégance raffinée**. Son **châssis en bois de frêne européen** reconnu pour sa qualité garantit des **performances techniques modernes**.

15 000 € TTC

Retrouvez notre aide au calcul des dimensions hors-tout [en cliquant ici](#)

Retrouvez notre configurateur visuel [en cliquant ici](#)

Küschall®

Informations client		Caractéristiques produit	
Date :		Type de châssis	Rigide
Référence d'achat :		Matière	Bois
Code client :		Potences	90°
Cachet du distributeur :		Dossier	Fixe, de 85° par rapport à la plaque d'assise
		Poids total*	12,9 kg
		Poids de transport*	8,2 kg
		Positionnement	Bodypoint
		Poids max utilisateur	100 kg
		Garantie	2 ans hors pièces d'usure

Commandes



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace Invacare Pro** sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com
Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas *Invacare®*.

Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases ☒ Configuration standard ☐ Option sans supplément de prix

Nous nous réservons une tolérance de +/- 10 mm à la livraison sur la largeur d'assise, les hauteurs d'assise avant et arrière, la hauteur de dossier et l'UL.

* : Poids indicatif pour une dimension d'assise de 400x400 mm

Küschall® Element				Euros		
				Prix Public		LPPR*
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible / NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC	
DWA0001	<input type="checkbox"/>	Küschall Element		14 218,01	15 000,00	
FABRICATION SPECIALE						
DWA0000	<input type="checkbox"/>	Fabrication spéciale - UNIQUE		Sur devis		
Châssis						
Angle du châssis						
DWA1040	<input type="checkbox"/>	Angle de châssis à 90°		◆	◆	
Pente d'assise						
DWA1200	<input type="checkbox"/>	8°		○	○	
DWA1210	<input type="checkbox"/>	12°		○	○	
Largeur d'assise (SW)						
DWA1315	<input type="checkbox"/>	340 mm		○	○	
DWA1320	<input type="checkbox"/>	360 mm		○	○	
DWA1325	<input type="checkbox"/>	380 mm		○	○	
DWA1330	<input type="checkbox"/>	400 mm		○	○	
DWA1335	<input type="checkbox"/>	420 mm		○	○	
Profondeur d'assise (SD)						
DWA1440	<input type="checkbox"/>	410 mm		○	○	
DWA1455	<input type="checkbox"/>	435 mm		○	○	
DWA1470	<input type="checkbox"/>	460 mm		○	○	
Hauteur de dossier (BH)						
DWA1615	<input type="checkbox"/>	300 mm		○	○	
DWA1620	<input type="checkbox"/>	315 mm		○	○	
DWA1625	<input type="checkbox"/>	330 mm		○	○	
DWA1630	<input type="checkbox"/>	345 mm		○	○	
DWA1635	<input type="checkbox"/>	360 mm		○	○	
Hauteur d'assise avant (FSTF)						
DWA1755	<input type="checkbox"/>	480 mm (Hauteur d'assise arrière RSTF = 415 mm +/- 5 mm)	NC : 1950, 1952	○	○	
DWA1760	<input type="checkbox"/>	490 mm (Hauteur d'assise arrière RSTF = 425 mm +/- 5 mm)	NC : 1938, 1952	○	○	
DWA1765	<input type="checkbox"/>	500 mm (Hauteur d'assise arrière RSTF = 435 mm +/- 5 mm)	NC : 1938, 1940	○	○	
Distance (LLL) fauteuil (Avec châssis 90° LLL ≤ FSTF - 400 mm) (Pour les LLL < 390 mm et en fonction de la configuration repose-pieds /palette peut être montée haut)						
DWA1938	<input type="checkbox"/>	390 mm		○	○	
DWA1940	<input type="checkbox"/>	400 mm		○	○	
DWA1942	<input type="checkbox"/>	410 mm		○	○	
DWA1944	<input type="checkbox"/>	420 mm		○	○	
DWA1946	<input type="checkbox"/>	430 mm		○	○	
DWA1948	<input type="checkbox"/>	440 mm		○	○	
DWA1950	<input type="checkbox"/>	450 mm		○	○	
DWA1952	<input type="checkbox"/>	460 mm		○	○	
DOSSIER						
Type de dossier						
DWA2160	<input type="checkbox"/>	Dossier fixe en bois		◆	◆	
Housse de dossier						
DWA2205	<input type="checkbox"/>	Coussin rembourré en tissu mesh noir avec housse et bandes de fixation		◆	◆	
Angle de dossier						
DWA2545	<input type="checkbox"/>	Angle de dossier fixe de 85° par rapport à l'assise		◆	◆	
ASSISE						
DWA2705	<input type="checkbox"/>	Sans coussin d'assise		○	○	
DWA2700	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise standard 60 mm, couche supérieure en mousse Visco		◆	◆	
REPOSE-PIEDS						
Housse pour repose-pieds						
DWA2410	<input type="checkbox"/>	Socle de repose-pieds en carbone		◆	◆	
Repose-pieds/Repose-jambes						
DWA3300	<input type="checkbox"/>	Sangle d'appui-mollets montées sur le châssis		◆	◆	
GARDE-BOUE						
DWA3430	<input type="checkbox"/>	Garde-boue en carbone fixe		◆	◆	

UL fauteuil
=
UL patient -
épaisseur coussin

Küschall® <i>Element</i>				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
COLORIS							
DWA3500	<input type="checkbox"/>	Châssis en bois naturel, pièces de liaison noires (RAL 9005), finitions vernies		◆	◆		
ROUES AVANT							
DWA5200	<input type="checkbox"/>	Roues avant Froglegs 100 mm (4"), moyeu noir, pneu noir, roulements en céramique		◆	◆		
ROUES ARRIÈRE							
Position des roues arrière (distance X sur le dessin)							
DWA6130	<input type="checkbox"/>	95 mm (réglage de +/- 15 mm)		○	○		
Dimension des roues arrière							
DWA6410	<input type="checkbox"/>	600 mm (24")		◆	◆		
Angle de carrossage							
DWA6210	<input type="checkbox"/>	Carrossage de 3°		◆	◆		
Type de roues arrière							
DWA6554	<input type="checkbox"/>	Spinergy CLX , fibre de carbone, rayonnage radial, moyeu en aluminium noir, roulements en céramique	NC : 6795	◆	◆		
DWA6555	<input type="checkbox"/>	Corima carbone, 4 rayons, roulements en céramique		○	○		
Pneus des roues arrière							
DWA6655	<input type="checkbox"/>	35 mm (1"/3"/8") pneus Schwalbe Marathon Plus (anti-crevaison)		◆	◆		
Mains-courantes							
DWA6740	<input type="checkbox"/>	Carbolife Gekko (réglage en 2 positions à 8 mm d'écart)		○	○		
DWA6750	<input type="checkbox"/>	Carbolife Gekko S (réglage en 2 positions à 8 mm d'écart)		○	○		
DWA6760	<input type="checkbox"/>	Carbolife Curve L (réglage en 2 positions à 8 mm d'écart)		○	○		
DWA6770	<input type="checkbox"/>	Carbolife Quadro (réglable en 2 positions à 8 mm d'écart)		○	○		
DWA6790	<input type="checkbox"/>	Aluminium light, noir (réglable en 2 positions à 8 mm d'écart)		◆	◆		
DWA6795	<input type="checkbox"/>	Mains-courantes Corima carbone en 1 partie avec la jante, indémontable		○	○		
TYPE DE FREINS							
DWA7250	<input type="checkbox"/>	Freins actifs légers		◆	◆		
OPTIONS DE SÉCURITÉ							
DWA7510	<input type="checkbox"/>	Anti-bascule, gauche		○	○		
Ceintures de positionnement							
DWA7810	<input type="checkbox"/>	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée, bouton à pousser, Small, Flat-Mount™		○	○		
DWA7820	<input type="checkbox"/>	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée à loquet Rehab, Medium, Flat-Mount™		○	○		
DWA7830	<input type="checkbox"/>	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée à loquet Rehab, Large, Flat-Mount™		○	○		
AUTRES OPTIONS							
DWA8650	<input type="checkbox"/>	Sac de transport des roues arrière		○	○		