






Comparatif roues arrière Spinergy :

Modèles	<i>Roues spinergy LXX</i>	<i>Roues Spinergy Lite Extreme LX</i>	<i>Roues Spinergy Lite Extreme X-Laced XLX</i>	<i>Roues Spinergy X-Laced Sport Lite Extreme XSLX</i>	<i>Roues Spinergy CLX, fibre de carbone</i>
Photos					
Diamètre	24" ou 25"	24" ou 25"	24" ou 25"	24" ou 25"	24" ou 25"
Poids	600 g par roue	680 g par roue	660 g par roue	757 g par roue	570 g par roue
Coloris	Noir	2 ou 3 couleurs au choix	2 ou 3 couleurs au choix	2 ou 3 couleurs au choix	1 ou 2 couleurs au choix
Rayonnage	Radial noir en fibre de carbone tressée	Radial noir ou couleurs au choix	Croisé noir ou couleurs au choix	Croisé noir ou couleurs au choix	Radial noir ou couleurs au choix, axe Starec
Délais de fabrication	/	3 semaines (fabrication spéciale)	3 semaines (fabrication spéciale)	4 semaines (fabrication spéciale)	4 semaines (fabrication spéciale)
Tarifs	559,00€ TTC	À partir de 1119,00€ TTC	À partir de 1203,00€ TTC	À partir de 1273,00€ TTC	À partir de 1433,00€ TTC
Références	D*A6550	UN1676524	UN1676525	UN1676526	UN1676527
À noter	Ces modèles de roues arrière sont disponibles avec plusieurs options de personnalisation UNIQUE . L'anodisation des jantes, du moyeu et des rayons sont disponibles en plusieurs coloris au tarif de 171,00€ TTC. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter nos fiches de mesures Küschall.				