

Küschall®

COMPACT

alber® e-fix®

FRMC + AAP



Yes, you can.®

Profitez d'un **Küschall Compact** équipé d'une motorisation **alber e-fix** 100% compatible en une seule commande !

PROMO
Double commande intuitive sans supplément de prix jusqu'au **30 septembre 2026** !

Expédition sous 15 jours* !

Prix public TTC (LPPR/PLV)

9 303,53 € TTC

Forfait MAD1 Niveau 2 : 250,00 € (LPPR)

Forfait de livraison : 50,00 € (LPPR)

Forfait SAV4 batterie : 350,00 € (LPPR)

Prescripteurs :

- Médecins spécialistes MPR
- Médecins titulaires d'un DU Appareillage
- Ergothérapeutes



Küschall



BP Bodypoint

matrix®
SCIENCE OF SEATING

VICAIR®

Retrouvez notre aide au calcul des dimensions hors-tout [en cliquant ici](#)

Retrouvez notre configurateur visuel [en cliquant ici](#)

Informations client	Caractéristiques produit	
Date :	Type de châssis	Pliant par croisillon profilé simple ou double
Référence d'achat :	Matière	Aluminium, châssis hydroformé
Code client :	Potences	Fixes ou Escamotables
Cachet du distributeur :	Poids total**	10,5 kg (pot. Esca.) - 9,6 kg (pot. fixes)
	Poids de transport	7,8 kg (pot. Esca.) - 6,7 kg (pot. fixes)
	Crash-testé	Oui (avec option DCA7600)
	Positionnement	Compatible avec les produits Vicair , Matrix et Bodypoint
	Motorisation	alber e-fix
	Vitesse	jusqu'à 8 km/h
	Batterie	Lithium 7,5 Ah
	Autonomie	Jusqu'à 20km
	Poids max utilisateur	130 kg
	Garantie	2 ans hors pièces d'usure

Commandes



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace Invacare Pro** sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com

Les codes et montants LPPR/PLV sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare. Les tarifs publics et les options sans supplément de prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être revus sans délai pour toute nouvelle commande.

Nous nous réservons une tolérance de +/- 10 mm à la livraison sur la largeur d'assise, les hauteurs d'assise avant et arrière, la hauteur de dossier et l'UL.

* : Le délai peut être prolongé en fonction des contraintes logistiques et opérationnelles.

** : Poids indicatif pour une dimension d'assise de 400x400 mm

<input type="checkbox"/> Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases		<input checked="" type="checkbox"/> Configuration standard		<input type="checkbox"/> Option sans supplément de prix	
Küschall® Compact + alber® e-fix E35 /E36			Euros		
			Prix Public		LPPR/PLV
CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC	
Küschall® Compact + alber® e-fix E35/E36					
DCA0012	<input type="checkbox"/> küschall® Compact® FRMC - Code LPPR 9575297		3 131,31	3 303,53	3303,53
1566180	<input type="checkbox"/> alber e-fix® E35 , roues 24" (roues équipées d'un insert bandage) - poids max. utilisateur 120kg - Code LPPR 9964219		5 092,89	5 373,00	6000,00*
			+4,05 € HT d'éco-participation		
1566181	<input type="checkbox"/> alber e-fix® E36 , roues 24" (roues équipées d'un revêtement pneumatique) - poids max. utilisateur 160kg - Code LPPR 9964219		5 092,89	5 373,00	6000,00*
			+4,05 € HT d'éco-participation		
OPTIONS OBLIGATOIRES					
1467178	<input type="checkbox"/> Kit de fixations pour roues e-fix		271,09	286,00	6000,00*
1584856-EF	<input type="checkbox"/> Installation du kit de fixation pour roues e-fix par Invacare (<i>frais de transport retour non inclus</i>) Délai moyen de montage : 5 jours ouvrés à réception du fauteuil		323,22	341,00	6000,00*
1593206	<input type="checkbox"/> Roulettes anti-basculer noires avec béquille		◆	◆	
Taille des roues motorisées					
	<input type="checkbox"/> 24"		◆	◆	
ACCESSOIRES - COMMANDES ELECTRONIQUES					
Commande standard					
	<input type="checkbox"/> Manipulateur à droite		◆	◆	
	<input type="checkbox"/> Manipulateur à gauche		○	○	
1593361	<input type="checkbox"/> Support de manipulateur escamotable vers l'intérieur et l'extérieur, multi-réglable		311,85	329,00	
	<input type="checkbox"/> Manipulateur sur tablette (<i>voir tablette avec position au centre</i>)		○	○	
Commande tierce-personne					
1457755	<input type="checkbox"/> Commande tierce-personne, déplacement du manipulateur à gauche dans le dossier	Accessoire sans supplément de prix uniquement si commandé avec la motorisation e-Fix E35/E36	○	○	
1457754	<input type="checkbox"/> Commande tierce-personne, déplacement du manipulateur à droite dans le dossier		○	○	
Double commande intuitive					
1566165	<input type="checkbox"/> Double commande intuitive, 1 poignée	PROMO jusqu'au 30 septembre 2026	○	○	
	<input type="checkbox"/> Poignée manuelle supplémentaire pour double commande		○	○	
Batteries e-fix E35					
1566182	<input type="checkbox"/> Batterie 7,5 Ah, remplace la 6 Ah en standard (Autonomie jusqu'à 22 km)		◆	◆	
Batteries e-fix E36					
	<input type="checkbox"/> Batterie 7,5 Ah (Autonomie : jusqu'à 20 km)		◆	◆	
AUTRES ACCESSOIRES sans supplément de prix uniquement si commandé avec la motorisation e-Fix E35/E36					
	<input type="checkbox"/> App Mobilité - l'application gratuite sur votre smartphone ! Permet de se connecter à son e-fix en Bluetooth pour avoir un maximum d'informations sur sa motorisation (autonomie, vitesse instantanée, ...) Disponible sur App Store et Play Store		○	○	
1591926	<input type="checkbox"/> Pack Mobility Plus - Vitesse jusqu'à 8 km/h (non programmable), retour visuel des appels et sms entrants*, pilotage à distance du fauteuil roulant. Disponible sur Android et iOS (8km/h nc optibox) *Les appels et SMS entrants ne sont disponibles qu'avec les smartphones sous Android.		○	○	
1566197	<input type="checkbox"/> Extension pour le sélecteur de vitesse (pour fonctions limitées de la main)		○	○	
1565836	<input type="checkbox"/> Protection de manipulateur		○	○	
1566164	<input type="checkbox"/> Fixations sur croisillon pour batterie (fauteuils pliants)		◆	◆	
1565005	<input type="checkbox"/> Kit d'adaptation des roues manuelles d'origine - Sans supplément de prix uniquement si commandé avec la motorisation e-Fix E35/E36 Conseil : pour une compatibilité parfaite des freins avec les roues manuelles, nous vous conseillons de commander les roues manuelles complètes en accessoire (1520119 ou 1520072) ou d'équiper les roues manuelles d'origine même revêtement que les roues motorisées.		○	○	



Küschall® Compact + alber® e-fix E35 /E36				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible / NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC		
TYPE DE DOSSIER						
DCA0100	<input type="checkbox"/> Dossier fixe		○	○		
DCA0110	<input type="checkbox"/> Dossier réglable en angle		○	○		
DCA0120	<input type="checkbox"/> Dossier réglable en angle et rabattable sur l'assise	NC : 2430	○	○		
PACKS POSITIONNEMENT ET PRÉVENTION D'ESCARRES						
DCA0220	<input type="checkbox"/> Pack de positionnement Matrx MX2 & Libra incluant : - Dossier Matrx MX2 (taille au choix DCA2300 à DCA2315) - Coussin Matrx Libra (DCA2720) - Accessoires de positionnement et base rigide (facultatifs) - Ceinture de hanche 2 points Bodypoint® Evoflex® (taille au choix DCA7810 à DCA7830)	NC : Largeur d'assise 360 mm possible uniquement avec profondeur 400/420 mm, 1300, 1305, 1310, 1315, 1350, 1355, 1400, 1405, 1415, 1425, 7230	1137,44	1200,00	1200,00 (4+5)	
DCA0230	<input type="checkbox"/> Pack de positionnement Matrx Elite E2 & Libra incluant : - Dossier Matrx Elite E2 / Elite Deep E2 (taille au choix DCA2316 à DCA2357) - Coussin Matrx Libra (DCA2720) - Accessoires de positionnement et base rigide (facultatifs) - Ceinture de hanche 2 points Bodypoint® Evoflex® (taille au choix DCA7810 à DCA7830)		1137,44	1200,00	1200,00 (4+5)	
DCA0260	<input type="checkbox"/> Pack de positionnement Matrx Elite E2 & Vicair Active O2 incluant : - Dossier Matrx Elite E2 / Elite Deep E2 (taille au choix DCA2316 à DCA2357) - Coussin Vicair Active O2 (DCA2750) - Ceinture de hanche 2 points Bodypoint® Evoflex® (taille au choix DCA7810 à DCA7830)	NC : Largeur d'assise 360 mm possible uniquement avec profondeur 400/420 mm, 1300, 1305, 1310, 1315, 1400, 1405, 1415, 1425, 7230	1137,44	1200,00	1200,00 (4+5)	
TYPE D'ASSISE						
Châssis avant						
DCA1100	<input type="checkbox"/> Potences escamotables, châssis standard	NC : 1900, 1902, 3040, 3140	◆	◆		
DCA1110	<input type="checkbox"/> Potences fixes 70°, châssis actif	NC : 1700 à 1730, 1805	○	○		
DCA1120	<input type="checkbox"/> Potences fixes 80°, châssis dynamique (pente d'assise minimum de 40 mm obligatoire pour avoir des roues de 5")	NC : 1700 à 1730, 1805, 1962, 5550, 5600, 5650	○	○		
DCA1130	<input type="checkbox"/> Potences fixes 70°, châssis avant rétréci (-100 mm intérieur potence par rapport à la largeur d'assise) (augmente la largeur plié) - Délai supp + 10 j	NC : 1300, 1305, 1700 à 1730, 1805	○	○		
DCA1140	<input type="checkbox"/> Potences fixes 80°, châssis avant rétréci (-100 mm intérieur potence par rapport à la largeur d'assise) (augmente la largeur plié) - Délai supp + 10 j	NC : 1300, 1305, 1700 à 1730, 1805, 1962, 5550, 5600, 5650	○	○		
Largeur d'assise (SW) (Largeur 280 à 420 mm : croisillon simple / largeur de 440 à 500 mm : double croisillon)						
DCA1300	<input type="checkbox"/> 280 mm Attention : pliage partiel du fauteuil en raison de la motorisation	NC : 2210, Dossiers Matrx, coussins Matrx et Classic Visco, 2490, 2860 pour L.280 mm, 3020, 3030, 3120, 3130, 3260, 6000, 6010, 8450	○	○		
DCA1305	<input type="checkbox"/> 300 mm Attention : pliage partiel du fauteuil en raison de la motorisation	NC : 2210, Dossiers Matrx, coussins Matrx et Classic Visco, 2490, 2860 pour L.280 mm, 3020, 3030, 3120, 3130, 3260, 6000, 6010, 8450	○	○		
DCA1310	<input type="checkbox"/> 320 mm Attention : pliage partiel du fauteuil en raison de la motorisation	NC : Dossiers Matrx, coussins Matrx et Classic Visco, 2490, 3020, 3030, 3120, 3130, 3260, 6000, 6010, 8450	○	○		
DCA1315	<input type="checkbox"/> 340 mm Attention : pliage partiel du fauteuil en raison de la motorisation	NC : Dossiers Matrx, coussins Matrx et Classic Visco, 2490, 3020, 3030, 3120, 3130, 3260, 6000, 6010, 8450	○	○		
DCA1320	<input type="checkbox"/> 360 mm	NC : 2364, 2366, 2368, 2370, 2372, 2490, 2710, 2742, 2744, 2746, 2748, 3020, 3030, 3120, 3130	○	○		
(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 €						
(5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 €						





POTENCES ESCAMOTABLES



POTENCES FIXES

Küschall® Compact + alber® e-fix E35/E36				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
DCA1325	<input type="checkbox"/> 380 mm	NC : 2366, 2368, 2370, 2372, 2490 2742, 2744, 3020, 3030, 3120, 3130	○	○		
DCA1330	<input type="checkbox"/> 400 mm	NC : 2360, 2366, 2368, 2370, 2372, 2744	○	○		
DCA1335	<input type="checkbox"/> 420 mm	NC : 2360, 2362, 2368, 2370, 2372, 2746	○	○		
DCA1340	<input type="checkbox"/> 440 mm	NC : 2360, 2362, 2364, 2370, 2372, 2740, 2742	○	○		
DCA1345	<input type="checkbox"/> 460 mm	NC : 2360, 2362, 2364, 2372, 2740, 2742, 2744	○	○		
DCA1350	<input type="checkbox"/> 480 mm	NC : 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2360, 2362, 2364, 2366, 2740, 2742, 2744	○	○		
DCA1355	<input type="checkbox"/> 500 mm	NC : 2210, 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2360, 2362, 2364, 2366, 2368, 2740, 2742, 2744, 2746	○	○		
Profondeur d'assise (SD) (Châssis ajusté à la profondeur d'assise à partir de profondeur 380 mm (simple croisillon) et à partir de profondeur 400 mm (double croisillon))						
DCA1400	<input type="checkbox"/> 320 mm	NC : 2155, 2160, coussins Matrix et Classic Visco, 2860, 2910, 5650	○	○		
DCA1405	<input type="checkbox"/> 340 mm	NC : 2155, 2160, coussins Matrix et Classic Visco, 2860, 2910, 5650	○	○		
DCA1415	<input type="checkbox"/> 360 mm	NC : 2710, 2720, 2742, 2744, 2746, 2748, 2860, 5650	○	○		
DCA1425	<input type="checkbox"/> 380 mm	NC : 2720, 2744, 5650	○	○		
DCA1435	<input type="checkbox"/> 400 mm	NC : 2744	◆	◆		
DCA1445	<input type="checkbox"/> 420 mm		○	○		
DCA1460	<input type="checkbox"/> 440 mm	NC : 2740, 2742	○	○		
DCA1470	<input type="checkbox"/> 460 mm	NC : 2740, 2742, 2744	○	○		
DCA1480	<input type="checkbox"/> 480 mm	NC : 2740, 2742, 2744, 2746, 2748	○	○		
DCA1490	<input type="checkbox"/> 500 mm	NC : 2710, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748	○	○		
Hauteur de dossier (BH) (Hauteur 300 à 330 mm NC dossier réglable en angle et rabattable)						
DCA1615	<input type="checkbox"/> 300 mm	DCA1620 <input type="checkbox"/> 315 mm	NC : 2140, 2210, 2595	○	○	
DCA1625	<input type="checkbox"/> 330 mm	DCA1630 <input type="checkbox"/> 345 mm	NC : 2210, 2595	○	○	
DCA1635	<input type="checkbox"/> 360 mm		NC : 2595	○	○	
DCA1640	<input type="checkbox"/> 375 mm		NC : 2595	◆	◆	
DCA1645	<input type="checkbox"/> 390 mm		NC : 2595	○	○	
DCA1650	<input type="checkbox"/> 405 mm	DCA1655 <input type="checkbox"/> 420 mm		○	○	
DCA1660	<input type="checkbox"/> 435 mm	DCA1665 <input type="checkbox"/> 450 mm		○	○	
DCA1670	<input type="checkbox"/> 465 mm	DCA1675 <input type="checkbox"/> 480 mm		○	○	
DCA1680	<input type="checkbox"/> 495 mm	DCA1685 <input type="checkbox"/> 510 mm		○	○	
Hauteur d'assise avant (FSTF) - voir tableau 3 à la fin de la fiche de mesure						
DCA1720	<input type="checkbox"/> 410 mm		NC : 1830 à 1870, 1940 à 1962, 3030, 3130	○	○	
DCA1725	<input type="checkbox"/> 420 mm		NC : 1835 à 1870, 1942 à 1962	○	○	
DCA1730	<input type="checkbox"/> 430 mm		NC : 1840 à 1870, 1944 à 1962	○	○	
DCA1735	<input type="checkbox"/> 440 mm		NC : 1845 à 1870, 1946 à 1962	○	○	
DCA1740	<input type="checkbox"/> 450 mm		NC : 1850 à 1870, 1948 à 1962	○	○	
DCA1745	<input type="checkbox"/> 460 mm		NC : 1855 à 1870, 1950 à 1962	○	○	
DCA1750	<input type="checkbox"/> 470 mm		NC : 1860 à 1870, 1952 à 1962	○	○	
DCA1755	<input type="checkbox"/> 480 mm		NC : 1805, 1865, 1870, 1954 à 1962	○	○	
DCA1760	<input type="checkbox"/> 490 mm		NC : 1805, 1810, 1956 à 1962	○	○	
DCA1765	<input type="checkbox"/> 500 mm		NC : 1805, 1810, 1815, 1958 à 1962	◆	◆	
DCA1770	<input type="checkbox"/> 510 mm		NC : 1805 à 1820, 1960, 1962	○	○	
DCA1775	<input type="checkbox"/> 520 mm		NC : 1805 à 1825, 1962	○	○	
DCA1780	<input type="checkbox"/> 530 mm		NC : 1805 à 1830	○	○	
Hauteur d'assise arrière (RSTF)						
Avec potences fixes à 70°, FSTF - 100 mm < RSTF < FSTF - 0 mm Avec potences fixes à 80°, FSTF - 100 mm < RSTF < FSTF - 30 mm						
Avec potences escamotables 70° et 80°, FSTF - 100 mm < RSTF < FSTF - 0 mm						
DCA1815	<input type="checkbox"/> 390 mm	DCA1820 <input type="checkbox"/> 400 mm		○	○	
DCA1825	<input type="checkbox"/> 410 mm			○	○	
DCA1830	<input type="checkbox"/> 420 mm	DCA1835 <input type="checkbox"/> 430 mm		○	○	
DCA1840	<input type="checkbox"/> 440 mm	DCA1845 <input type="checkbox"/> 450 mm		○	○	
DCA1850	<input type="checkbox"/> 460 mm			◆	◆	
DCA1855	<input type="checkbox"/> 470 mm			○	○	
DCA1860	<input type="checkbox"/> 480 mm	DCA1865 <input type="checkbox"/> 490 mm		○	○	






Châssis Hémisphérique







IMPORTANT : En fonction de la hauteur d'assise sélectionnée et du diamètre de roues avant :
 assemblage avec un châssis hémisphérique ou standard et avec/sans montage haut - se référer au tableau 3 à la fin de la fiche de mesure

Montage haut



Diamètre de roues arrière / RSTF
 24" : 390 - 490 mm

Küschall® Compact + alber® e-fix E35/E36				Euros			
				Prix Public		LPPR/PLV	
				HT	TTC		
Distance UL (LLL) fauteuil (Selon la configuration, les palettes peuvent être en montage haut) Avec potences escamotables et fixes à 70°, LLL max = FSTF - 20 mm / Avec potences escamotables et fixes à 80°, LLL max = FSTF - 30 mm Avec repose-jambes en position 75°, LLL max = FSTF - 40 mm et LLL mini = 380 mm Avec repose-jambes en position 60°, LLL max = FSTF et LLL mini = 380 mm							
DCA1900	<input type="checkbox"/> 200 mm	DCA1902	<input type="checkbox"/> 210 mm	NC : 3030, 3130	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
DCA1904	<input type="checkbox"/> 220 mm	DCA1906	<input type="checkbox"/> 230 mm	NC : 3030, 3130	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
DCA1908	<input type="checkbox"/> 240 mm	DCA1910	<input type="checkbox"/> 250 mm	NC : 3030, 3130	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
DCA1912	<input type="checkbox"/> 260 mm	DCA1914	<input type="checkbox"/> 270 mm	NC : 3030, 3130	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
DCA1916	<input type="checkbox"/> 280 mm	DCA1918	<input type="checkbox"/> 290 mm	NC : 3030, 3130	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
DCA1920	<input type="checkbox"/> 300 mm	DCA1922	<input type="checkbox"/> 310 mm	NC : 3030, 3130	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
DCA1924	<input type="checkbox"/> 320 mm	DCA1926	<input type="checkbox"/> 330 mm	NC : 3030, 3130	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
DCA1928	<input type="checkbox"/> 340 mm	DCA1930	<input type="checkbox"/> 350 mm	NC : 3030, 3130	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
DCA1932	<input type="checkbox"/> 360 mm	DCA1934	<input type="checkbox"/> 370 mm	NC : 3030, 3130	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
DCA1936	<input type="checkbox"/> 380 mm	DCA1938	<input type="checkbox"/> 390 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
DCA1940	<input type="checkbox"/> 400 mm	DCA1942	<input type="checkbox"/> 410 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
DCA1944	<input type="checkbox"/> 420 mm				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
DCA1946	<input type="checkbox"/> 430 mm				<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
DCA1948	<input type="checkbox"/> 440 mm	DCA1950	<input type="checkbox"/> 450 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
DCA1952	<input type="checkbox"/> 460 mm	DCA1954	<input type="checkbox"/> 470 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
DCA1956	<input type="checkbox"/> 480 mm	DCA1958	<input type="checkbox"/> 490 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
DCA1960	<input type="checkbox"/> 500 mm				<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
DCA1962	<input type="checkbox"/> 510 mm			NC : 3000, 3100, 3010, 3110	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
TYPE DE DOSSIER							
Type de dossier							
DCA2120	<input type="checkbox"/> Courbure lombaire (Uniquement pour dossier fixe)	NC : Dossiers Matrx		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
Angle de dossier réglable par vis par rapport à l'assise (BA) (uniquement si 0110 ou 0120 sélectionné / avec dossier rabattable seulement 2 plages de réglage : 82° à 90° ou 94° à 98°) (Angle mesuré par rapport à l'assise))							
DCA2155	<input type="checkbox"/> 82°	DCA2160	<input type="checkbox"/> 86°		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
DCA2165	<input type="checkbox"/> 90°				<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
DCA2170	<input type="checkbox"/> 94°	DCA2175	<input type="checkbox"/> 98°	NC : dossier rabattable + dossiers Matrx	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
DCA2180	<input type="checkbox"/> 102°			NC : Dossier rabattable	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Garniture de dossier							
DCA2200	<input type="checkbox"/> Standard, avec capitonnage mousse	NC : 2300 à 2357, 2400, 2430, 2595		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		
DCA2210	<input type="checkbox"/> Toile Air Light (cousue main, aérée, anti-transpirante)	NC : 2300 à 2357, 2430, 2595		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
DCA2220	<input type="checkbox"/> Réglable en tension par scratch, toile rembourrée avec pochette et bavette	NC : 2300 à 2357		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
DCA2230	<input type="checkbox"/> Réglable en tension par scratch, toile Aéro-Back rembourrée micro-aérée avec pochette et bavette	NC : 2300 à 2357		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
DCA2240	<input type="checkbox"/> Sans garniture de dossier, obligatoire si dossier Matrx commandé	NC : 2430, 2595		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
Dossiers Matrx - La hauteur indiquée correspond à celle du dossier - Dossier Matrx MX2 poids max. utilisateur: 114 kg							
DCA2300	<input type="checkbox"/> Dossier Matrx MX2 , hauteur 150 mm (fixations latérales à démontage rapide)	NC : SW > 460 mm et SW < 360 mm, 2370, 2372, 2490		568,72	600,00	600,00 (4)	<div style="border: 1px solid blue; padding: 5px; width: fit-content;">MX2 : seulement 140g de plus qu'un dossier réglable en tension !</div>  <p>2300 2305 2310,</p>  <p>2316 à 2331</p>
DCA2305	<input type="checkbox"/> Dossier Matrx MX2 , hauteur 230 mm (fixations latérales à démontage rapide)	NC : SW > 460 mm et SW < 360 mm, 2370, 2372, 2490		568,72	600,00	600,00 (4)	
DCA2310	<input type="checkbox"/> Dossier Matrx MX2 , hauteur 310 mm (fixations latérales à démontage rapide)	NC : SW > 460 mm et SW < 360 mm, 2370, 2372, 2490		568,72	600,00	600,00 (4)	
DCA2315	<input type="checkbox"/> Dossier Matrx MX2 , hauteur 410 mm (fixations latérales à démontage rapide)	NC : SW > 460 mm et SW < 360 mm, 2370, 2372, 2490		568,72	600,00	600,00 (4)	
DCA2316	<input type="checkbox"/> Dossier Matrx Elite Deep E2 , hauteur 160 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490		568,72	600,00	600,00 (4)	
DCA2317	<input type="checkbox"/> Dossier Matrx Elite Deep E2 , hauteur 210 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490		568,72	600,00	600,00 (4)	
DCA2318	<input type="checkbox"/> Dossier Matrx Elite Deep E2 , hauteur 260 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490		568,72	600,00	600,00 (4)	
DCA2320	<input type="checkbox"/> Dossier Matrx Elite Deep E2 , hauteur 310 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490		568,72	600,00	600,00 (4)	
DCA2322	<input type="checkbox"/> Dossier Matrx Elite Deep E2 , hauteur 360 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490		568,72	600,00	600,00 (4)	
DCA2325	<input type="checkbox"/> Dossier Matrx Elite Deep E2 , hauteur 410 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490		568,72	600,00	600,00 (4)	
DCA2330	<input type="checkbox"/> Dossier Matrx Elite Deep E2 , hauteur 460 mm (paire de fixations standards incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490		568,72	600,00	600,00 (4)	
DCA2331	<input type="checkbox"/> Dossier Matrx Elite Deep E2 , hauteur 510 mm (paire de fixations standards incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490		568,72	600,00	600,00 (4)	
(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 €							

Küschall® Compact + alber® e-fix E35/E36				Euros			
				Prix Public		LPPR/PLV	
				HT	TTC		
DCA2332	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 160 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490	568,72	600,00	600,00 (4)	
DCA2334	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 210 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490	568,72	600,00	600,00 (4)	
DCA2335	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 260 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490	568,72	600,00	600,00 (4)	
DCA2340	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 310 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490	568,72	600,00	600,00 (4)	
DCA2345	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 360 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : SW > 460 mm et SW < 360 mm, 2490	568,72	600,00	600,00 (4)	
DCA2350	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 410 mm (paire de fixations mini incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490	568,72	600,00	600,00 (4)	
DCA2355	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 460 mm (paire de fixations standards incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490	568,72	600,00	600,00 (4)	
DCA2357	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 510 mm (paire de fixations standards incluse)	NC : SW < 360 mm, 2490	568,72	600,00	600,00 (4)	
Largeur du dossier Matrx - cf tableaux 4 à la fin de la fiche de mesure							
DCA2360	<input type="checkbox"/>	360 mm - largeur de buste indic. 265 mm		○	○		
DCA2362	<input type="checkbox"/>	380 mm - largeur de buste indic. 290 mm		○	○		
DCA2364	<input type="checkbox"/>	410 mm - largeur de buste indic. 315 mm		○	○		
DCA2366	<input type="checkbox"/>	430 mm - largeur de buste indic. 340 mm		○	○		
DCA2368	<input type="checkbox"/>	460 mm - largeur de buste indic. 370 mm		○	○		
DCA2370	<input type="checkbox"/>	480 mm - largeur de buste indic. 390 mm		○	○		
DCA2372	<input type="checkbox"/>	510 mm - largeur de buste indic. 420 mm		○	○		
Poignées à pousser							
DCA2400	<input type="checkbox"/>	Sans poignée	NC : 2490, double commande e-fix	○	○		
DCA2410	<input type="checkbox"/>	Standards courtes	NC : 2490, double commande e-fix	○	○		
DCA2420	<input type="checkbox"/>	Standards longues		◆	◆		
DCA2430	<input type="checkbox"/>	Réglables en hauteur, externes	NC : 2490,	○	○		
DCA2440	<input type="checkbox"/>	Réglables en hauteur, intégrées	NC : 2490, 2595	○	○		
DCA2450	<input type="checkbox"/>	Rabattables	NC : 2490, 2595, double commande e-fix	○	○		
OPTIONS DE DOSSIER							
Appui-tête							
DCA2490	<input type="checkbox"/>	Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables - livré avec tendeur de dossier	NC : 2595	151,66	160,00	160,00 (1) ou 600,00 (4)	
Tendeur de dossier							
DCA2595	<input type="checkbox"/>	Tendeur de dossier, escamotable et amovible	NC : BH ≤ 390 mm	○	○		
TOILE D'ASSISE							
DCA2610	<input type="checkbox"/>	Standard avec une bande scratch centrale - face douce		◆	◆		
DCA2620	<input type="checkbox"/>	Avec une bande scratch centrale (face douce) et deux bandes scratch sur les côtés (face rugueuse)		○	○		
DCA2630	<input type="checkbox"/>	Réglable en tension	NC : 2800, 2910, 7600	○	○		
OPTIONS D'ASSISE							
Coussin d'assise							
DCA2710	<input type="checkbox"/>	Coussin Flo-Tech Lite - H : 75 mm, livré avec deux housses noires	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	236,97	250,00	600,00 (5)	
DCA2720	<input type="checkbox"/>	Coussin Matrx Libra (housse noire bi-extensible imperméable et déperlante), livré avec deux housses noires	NC : SW ≤ 340 mm et SD ≤ 380 mm, largeur 360 mm uniquement possible avec SD 400 et 420 mm	426,54	450,00	600,00 (5)	
DCA2740	<input type="checkbox"/>	Coussin Classic Visco - H : 75 mm, 375mm x 400mm, plat et réversible - poids max utilisateur 50 kg	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	76,78	81,00	81,00 (11)	
DCA2742	<input type="checkbox"/>	Coussin Classic Visco - H : 75 mm, 405mm x 400mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	65,40	69,00	69,00 (11)	
DCA2744	<input type="checkbox"/>	Coussin Classic Visco - H : 75 mm, 430 mm x 430mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	65,40	69,00	69,00 (11)	
DCA2746	<input type="checkbox"/>	Coussin Classic Visco - H : 75 mm, 455mm x 400mm, plat et réversible - poids max utilisateur 100 kg	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	76,78	81,00	81,00 (11)	
DCA2748	<input type="checkbox"/>	Coussin Contour ViscoNG - épaisseur 100 mm	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	76,78	81,00	81,00 (12)	
DCA2750	<input type="checkbox"/>	Coussin Vicair Active O2 - épaisseur 60 mm, livré avec deux housses	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850, 2860	568,72	600,00	600,00 (5)	
(1) code LPPR : 9913245 - VPH, adjonction, supplément appui-tête réglable : 160,00 €							
(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 €							
(5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 €							
(11) code LPPR : 1258864 / 1260677 / 1203679 - Escarres, coussin visco, Classe II, Invacare, Classic Visco - 69,00 ou 81,00 €							

Küschall® Compact + alber® e-fix E35/E36				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
Pochette d'assise						
DCA2800	<input type="checkbox"/>	Pochette d'assise amovible		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Premier accessoire de positionnement compatible uniquement avec les coussins Matrix Libra, Flo-tech Image et Solution Xtra						
DCA2810	<input type="checkbox"/>	Poche de gel fluide supplémentaire (120 x 180 mm), la paire		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
DCA2820	<input type="checkbox"/>	Biseau fessier, la paire		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
DCA2830	<input type="checkbox"/>	Plot d'abduction Matrix (hauteur 40 mm), l'unité		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
DCA2840	<input type="checkbox"/>	Biseau latéral, l'unité		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
DCA2850	<input type="checkbox"/>	Biseau crural, l'unité		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Second accessoire de positionnement compatible uniquement avec les coussins Matrix Libra, Flo-tech Image et Solution Xtra						
DCA2810	<input type="checkbox"/>	Poche de gel fluide supplémentaire (120 x 180 mm), la paire		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
DCA2820	<input type="checkbox"/>	Biseau fessier, la paire		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
DCA2830	<input type="checkbox"/>	Plot d'abduction Matrix (hauteur 40 mm), l'unité		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
DCA2840	<input type="checkbox"/>	Biseau latéral, l'unité		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
DCA2850	<input type="checkbox"/>	Biseau crural, l'unité		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Base rigide						
DCA2860	<input type="checkbox"/>	Base rigide (choisir un coussin obligatoirement)		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Pochettes sous toile d'assise						
DCA2910	<input type="checkbox"/>	Grande pochette toile (fixation par bandes scratchs sous la toile d'assise)	NC : SD ≤ 340 mm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
POTENCES / PALETTES						
Potence droite						
DCA3000	<input type="checkbox"/>	Potence droite escamotable - amovible 70°, angle ouvert	NC : 3110	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
DCA3010	<input type="checkbox"/>	Potence droite escamotable - amovible 80°, angle mi-fermé	NC : 3100, 5650	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
DCA3020	<input type="checkbox"/>	Support amputé droit - <i>potence et palette identiques à celle du côté opposé OFFERTES</i>	NC : 3280	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
DCA3030	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe droit réglable en inclinaison de 0° - 75° avec appui-mollet réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 380 mm à 580 mm avec palette réglable en inclinaison, en profondeur sur 50 mm et en largeur	NC : 3280	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
DCA3040	<input type="checkbox"/>	Potence droite fixe - (uniquement si potences fixes sélectionnées précédemment)		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Potence gauche						
DCA3100	<input type="checkbox"/>	Potence gauche escamotable - amovible 70°, angle ouvert		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
DCA3110	<input type="checkbox"/>	Potence gauche escamotable - amovible 80°, angle mi-fermé	NC : 5650	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
DCA3120	<input type="checkbox"/>	Support amputé gauche - <i>potence et palette identiques à celle du côté opposé OFFERTES *</i>	NC : 3280	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
DCA3130	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe gauche réglable en inclinaison de 0° - 75° avec appui-mollet réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 380 mm à 580 mm avec palette réglable en inclinaison, en profondeur sur 50 mm et en largeur	NC : 3280	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
DCA3140	<input type="checkbox"/>	Potence gauche fixe - (uniquement si potences fixes sélectionnées précédemment)		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
*: Dans le cas de deux supports amputés choisis, paire de potences 80° et palettes composites livrées en complément						
Palettes doubles et monobloc						
DCA3260	<input type="checkbox"/>	Palettes doubles, relevables, fixes en composite	NC : UL < 260 mm, châssis avant rétréci SW < 380 mm	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
DCA3270	<input type="checkbox"/>	Palettes doubles, relevables, réglables en angle et en profondeur, en carbone	NC : 3310	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
DCA3280	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc, réglable en angle et escamotable en carbone	NC : UL < 300 mm, 3310	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
(5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 €						
(12) code LPPR : 1204839 - Escarres, coussin visco, Classe II, Invacare, Contour Visco, Technique - 81,00 €						







3000 / 3100



3020 / 3120



3030 / 3130

Küschall® Compact + alber® e-fix E35/E36				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
Sangles						
DCA3300	<input type="checkbox"/>	Sangle appui-mollets positionnée autour du châssis	◆	◆		
DCA3305	<input type="checkbox"/>	Sangle appui-mollets avec supports aluminium positionnés derrière les potences	○	○		
DCA3310	<input type="checkbox"/>	Sangles talonnières, la paire	○	○		
ACCOUDOIRS						
Accoudoirs droit						
DCA3500	<input type="checkbox"/>	Accoudoir droit court réglable en hauteur avec outils et amovible <i>Augmente la largeur d'assise de 0 à 10 mm</i>	○	○		 3500 3510 3600 3610
DCA3510	<input type="checkbox"/>	Accoudoir droit long réglable en hauteur avec outils et amovible <i>Augmente la largeur d'assise de 0 à 10 mm</i>	○	○		
DCA3530	<input type="checkbox"/>	Accoudoir droit relevable, rabattable, amovible et réglable en hauteur, bordure noire - <i>Réduit la largeur d'assise de 0 à 10 mm</i>	○	○		
Accoudoirs gauche						
DCA3600	<input type="checkbox"/>	Accoudoir gauche court réglable en hauteur avec outils et amovible <i>Augmente la largeur d'assise de 0 à 10 mm</i>	○	○		 3530 3630
DCA3610	<input type="checkbox"/>	Accoudoir gauche long réglable en hauteur avec outils et amovible <i>Augmente la largeur d'assise de 0 à 10 mm</i>	○	○		
DCA3630	<input type="checkbox"/>	Accoudoir gauche relevable, rabattable, amovible et réglable en hauteur, bordure noire - <i>Réduit la largeur d'assise de 0 à 10 mm</i>	○	○		
COLORIS DE CHASSIS ET PERSONNALISATION						
Coloris de châssis						
DCA4000	<input type="checkbox"/>	Noir Spatial (RAL 9005)	○	○		 Délai supplémentaire + 15 jours
DCA4010	<input type="checkbox"/>	Gris Anthracite (RAL 7016)	○	○		
DCA4020	<input type="checkbox"/>	Blanc Eclatant (RAL 9016) NC : 4220	○	○		
DCA4030	<input type="checkbox"/>	Rouge Carmin (RAL 3002)	○	○		
DCA4040	<input type="checkbox"/>	Bleu Azur (RAL 5017)	○	○		
DCA4060	<input type="checkbox"/>	Jaune Flashy (RAL 1016)	○	○		
DCA4100	<input type="checkbox"/>	Noir Brillant (RAL 9005)	○	○		
DCA4130	<input type="checkbox"/>	Gris Argent (RAL 9006)	○	○		
DCA4145	<input type="checkbox"/>	Bleu Nuit Nacré	○	○		
DCA4150	<input type="checkbox"/>	Rouge Rubis (RAL 3003)	○	○		
DCA4170	<input type="checkbox"/>	Orange Dynamite	○	○		
DCA4180	<input type="checkbox"/>	Vert Forêt (RAL 6029)	○	○		
DCA4050	<input type="checkbox"/>	Coloris Spécial	Sur demande de fabrication spéciale			
Style de décalcomanie						
DCA4190	<input type="checkbox"/>	Bold (Dynamique) : Bandes iconiques pointillées sur les deux flancs de châssis	○	○		
DCA4195	<input type="checkbox"/>	Tag (Élégance) : Bague K sur flanc gauche du châssis - UNIQUEMENT NOIR OU ROUGE	◆	◆		
DCA4197	<input type="checkbox"/>	Sans décalcomanie	○	○		
Coloris de la décalcomanie Bold						
DCA4200	<input type="checkbox"/>	Noir	○	○		 TAG
DCA4210	<input type="checkbox"/>	Gris Foncé	○	○		
DCA4220	<input type="checkbox"/>	Gris Clair	○	○		
DCA4230	<input type="checkbox"/>	Rouge	○	○		
DCA4240	<input type="checkbox"/>	Bleu	○	○		
DCA4250	<input type="checkbox"/>	Doré	○	○		
Coloris de la décalcomanie Tag						
DCA4300	<input type="checkbox"/>	Noir	○	○		
DCA4310	<input type="checkbox"/>	Rouge	○	○		

Küschall® Compact + alber® e-fix E35/E36				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
ROUES AVANT						
DCA5050	<input type="checkbox"/>	4" x 29 mm - Every day - bandage noir		○	○	
DCA5100	<input type="checkbox"/>	4" Bandage Soft noir		○	○	
DCA5200	<input type="checkbox"/>	4" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante noire	Sélectionner les roues Froglegs, jantes noires (DCA5200) pour accéder aux anodisations UNIQUE	121,33	128,00	
DCA5250	<input type="checkbox"/>	4" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante grise		121,33	128,00	
DCA5300	<input type="checkbox"/>	5" x 31 mm - Every day - bandage noir		○	○	
DCA5350	<input type="checkbox"/>	5" Bandage Soft noir		◆	◆	
DCA5400	<input type="checkbox"/>	5" x 31 mm - Starec, bandage noir, jante noire		○	○	
DCA5450	<input type="checkbox"/>	5" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante noire	Sélectionner les roues Froglegs, jantes noires (DCA5450) pour accéder aux anodisations UNIQUE	121,33	128,00	
DCA5500	<input type="checkbox"/>	5" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante grise		121,33	128,00	
DCA5550	<input type="checkbox"/>	6" Bandage Soft noir		○	○	
DCA5600	<input type="checkbox"/>	6" Pneumatique		○	○	
DCA5650	<input type="checkbox"/>	7" Bandage Soft noir		○	○	
ROUES ARRIERE						
Platine des roues arrière						
DCA6020	<input type="checkbox"/>	Platine standard		◆	◆	
Position des roues arrière depuis l'avant						
DCA6100	<input type="checkbox"/>	1 (la plus active)		○	○	
DCA6110	<input type="checkbox"/>	2		○	○	
DCA6120	<input type="checkbox"/>	3		◆	◆	
Axes à démontage rapide						
	<input type="checkbox"/>	Axes à démontage rapide standards		◆	◆	
DCA6300	<input type="checkbox"/>	Axes à démontage rapide Tetra-clip (à destination des utilisateurs tétraplégiques)	NC : 6550	○	○	
Diamètre des roues arrière						
DCA6410	<input type="checkbox"/>	24"		◆	◆	
Type des roues arrière						
DCA6500	<input type="checkbox"/>	Roues Actives 24" (main-courante aluminium - jante, moyeu et rayonnage radial noir - Pneus : revêtement au choix)	NC : toutes les mains-courantes, protège-rayons	◆	◆	
DCA6510	<input type="checkbox"/>	küschall moyeu Starec (jante noire et moyeu noir, rayonnage noir croisé et moyeu naturel)		○	○	
DCA6520	<input type="checkbox"/>	High Performance (jante noire, moyeu Starec noir, rayonnage croisé noir)	NC : 6660	○	○	
DCA6550	<input type="checkbox"/>	Spinergy LXX (jante, moyeu et rayonnage radial noir en fibre de carbone tressée) 600g par roue	NC : 6660, 6910	559,24	590,00	
Pneus arrière						
DCA6600	<input type="checkbox"/>	Pneu noir Maxxis Lite Guard (protection anti-crevaisin)		◆	◆	
DCA6625	<input type="checkbox"/>	Pneu noir Maxxis Alpha Protect (protection anti-crevaisin)		○	○	
DCA6630	<input type="checkbox"/>	Pneu noir MBL Speedlite (protection anti-crevaisin)		○	○	
DCA6660	<input type="checkbox"/>	Bandage noir	NC : 7230	○	○	
Mains-courantes						
DCA6700	<input type="checkbox"/>	Anti-dérapante, livré avec écartement 30 mm, réglable à 40 mm		○	○	
DCA6710	<input type="checkbox"/>	Acier inoxydable, écartement 30 mm		○	○	
DCA6720	<input type="checkbox"/>	Titane, livré avec écartement 30 mm, réglable à 40 mm		○	○	
DCA6740	<input type="checkbox"/>	Carbolife Gekko , avec anti-dérapant, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm (+ 15 mm de largeur hors-tout)		○	○	
DCA6750	<input type="checkbox"/>	Carbolife Gekko S , avec anti-dérapant, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm		○	○	
DCA6760	<input type="checkbox"/>	Carbolife Curve L , avec profil ergonomique, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm (+ 15 mm de largeur hors-tout)		○	○	
DCA6770	<input type="checkbox"/>	Carbolife Quadro , avec profil ergonomique et anti-dérapante, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm		○	○	



5200 / 5250 / 5450 / 5500

5350 / 5550










5050 / 5300



6300

Taille des pneus
MAXXIS LIGHT GUARD / ALPHA PROTECT :



Küschall® Compact + alber® e-fix E35/E36				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
DCA6775	<input type="checkbox"/>	Carbolife Curve L Tetra Grip, avec profil ergonomique et anti-dérapant, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm	○	○		6790 6760 
DCA6780	<input type="checkbox"/>	Aluminium anodisé Light, livré avec écartement 30 mm, réglable à 40 mm	◆	◆		
DCA6790	<input type="checkbox"/>	Aluminium anodisé Light, noir, écartement 30 mm	○	○		
Carrossage des roues arrière						
DCA6820	<input type="checkbox"/>	0°	◆	◆		
Protège-rayons, la paire						
DCA6900	<input type="checkbox"/>	Transparent	○	○		
DCA6910	<input type="checkbox"/>	Noir	○	○		
Freins - voir tableau 2 à la fin de la fiche de mesure						
DCA7200	<input type="checkbox"/>	A tirer	◆	◆		 
DCA7210	<input type="checkbox"/>	A pousser leviers courbés	○	○		
DCA7220	<input type="checkbox"/>	A pousser leviers droits	○	○		
DCA7230	<input type="checkbox"/>	Performance NC : 7300, 7810, 7820, 7830	○	○		
DCA7250	<input type="checkbox"/>	Actifs légers NC : 7300	○	○		
Leviers de freins rallongés						
DCA7300	<input type="checkbox"/>	Leviers de freins rallongés	○	○		7250
OPTIONS DE SECURITE						
Kit de transport						
DCA7600	<input type="checkbox"/>	Kit de transport (autocollants) NC : BH ≤ 400 mm	○	○		
Ceintures						
DCA7800	<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien, fermeture à boucle plastique	○	○		Ceinture Evoflex réglable de 35 mm à 125 mm vers l'arrière par rapport à l'avant de la toile d'assise. 6 positions par paliers de 15 mm 
DCA7810	<input type="checkbox"/>	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée, bouton à pousser, Small, Flat-Mount™ - poids max util. 25 -50 kg	218,01	230,00	600,00 (5)	
DCA7820	<input type="checkbox"/>	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée à loquet Rehab, Medium, Flat-Mount™ - poids max util. 50-75 kg	218,01	230,00	600,00 (5)	
DCA7830	<input type="checkbox"/>	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée à loquet Rehab, Large, Flat-Mount™ - poids max util. 50 - 100 kg	218,01	230,00	600,00 (5)	
Catadioptrés						
DCA7900	<input type="checkbox"/>	Montés sur les roues	○	○		
AUTRES OPTIONS						
Protections de châssis						
DCA8000	<input type="checkbox"/>	Protections de châssis arrière, la paire	◆	◆		 8010  8650
DCA8010	<input type="checkbox"/>	Protections de châssis avant amovibles par scratch, la paire	○	○		
Autres						
DCA8650	<input type="checkbox"/>	Sac de transport des roues arrière (22", 24", 25", 26")	65,40	69,00		 8800
DCA8800	<input type="checkbox"/>	Sangle de mollets rembourrée Bodypoint®	104,27	110,00	600,00 (5)	
DCA8850	<input type="checkbox"/>	Sac Mobility Bodypoint®	104,27	110,00		
(5) code LPPR : 9977848 - VHP, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 €						