

Küschall®

FRMA

Küschall® K-SERIES



NOUVEAU : Découvrez le
Küschall *K-series* avec un
châssis carbone !

Gain de poids : 300g

Prix public TTC (LPPR/PLV)

6 276,00 € TTC

Forfait MAD Niveau 2 : 250,00 € (LPPR)

Forfait de livraison : 50,00 (LPPR)

alber SMOOV

SMOOV 100% LPPR
Prise en charge : 3.500 €



Sacoche
de transport
offerte



E-PILOT

100% prise en charge à la LPPR



alber

Retrouvez notre aide au calcul des dimensions hors-tout [en cliquant ici](#)

Retrouvez notre configurateur visuel [en cliquant ici](#)

Informations client		Caractéristiques produit	
Date :	 	Type de châssis	Rigide
Référence d'achat :		Matière	Aluminium, châssis hydroformé
Code client :		Potences	Fixes
Cachet du distributeur :		Dossier	Réglable en angle et rabattable sur l'assise avec verrouillage passif de série
		Poids total*	7,5 kg (carbone) - 7,8 kg (aluminium)
		Poids de transport*	4,8 kg (carbone) - 5,1 kg (aluminium)
		Crash-testé	Oui (avec option DKA7600)
		Positionnement	Compatible avec les produits Vicair , Matrx et Bodypoint
		Motorisation en option montée	alber e-motion
		Poids max utilisateur	130 kg
		Garantie	2 ans hors pièces d'usure

Commandes



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace DHCare Pro** sur www.dhcare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@dhcare.com

Les codes et montants LPPR/PLV sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas DHCare. Les tarifs publics et les options sans supplément de prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être revus sans délai pour toute nouvelle commande.

Utilisez le configurateur en ligne sur DHCare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

☐ Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases ☒ Configuration standard ☐ Option sans supplément de prix

Nous nous réservons une tolérance de +/- 10 mm à la livraison sur la largeur d'assise, les hauteurs d'assise avant et arrière, la hauteur de dossier et l'UL.

* : Poids indicatif pour une dimension d'assise de 400x400 mm

Küschall® K-SERIES				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
CODE		DESIGNATION	NC : Non Compatible / NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999			
DKA0067	☐	Küschall® K-Series® - Châssis Aluminium FRMA - Code LPPR : 9547071		5 948,82	6 276,00	6276,00
DKA0074	☐	Küschall® K-Series® - Châssis Carbone Gain de poids : 300g ! FRMA - Code LPPR : 9547071	NC : 1040, 1050, 1060, 1070, 1080, 1090	5 948,82	6 276,00	6276,00
FABRICATION SPECIALE						
DKA0000	☐	Fabrication spéciale - description complète à joindre avec schema		Sur demande de fabrication spéciale		
UKA0001	☐	Unique - Personnalisation Options commençant par UKA****				
PACKS POSITIONNEMENT ET PRÉVENTION D'ESCARRES						
DKA0220	☐	Pack de positionnement Matrx MX2 & Libra incluant : - Dossier Matrx MX2 (taille au choix DKA2300 à DKA2315) - Coussin Matrx Libra (DKA2720) - Accessoires de positionnement et base rigide (facultatifs) - Ceinture de hanche 2 points - Bodypoint® Evoflex® (taille au choix DKA7810 à DKA7830)	NC : Largeur d'assise 360 mm possible uniquement avec profondeur 400/425 mm, 1310, 1315, 1350, 1355, 1410, 1420	1137,44	1200,00	1200,00 (4+5)
DKA0230	☐	Pack de positionnement Matrx Elite E2 & Libra incluant : - Dossier Matrx Elite E2 / Elite Deep E2 (taille au choix DKA2316 à DKA2357) - Coussin Matrx Libra (DKA2720) - Accessoires de positionnement et base rigide (facultatifs) - Ceinture de hanche 2 points Bodypoint® Evoflex® (taille au choix DKA7810 à DKA7830)	NC : Largeur d'assise 360 mm possible uniquement avec profondeur 400/425 mm, 1310, 1315, 1410, 1420	1137,44	1200,00	1200,00 (4+5)
DKA0240	☐	Pack de positionnement et prévention d'escarres Matrx Elite E2 & Vicair Active O2 incluant : - Dossier Matrx Elite E2 / Elite Deep E2 (taille au choix DKA2316 à DKA2357) - Coussin Vicair Active O2 (DKA2750) - Ceinture de hanche 2 points Bodypoint® Evoflex® (taille au choix DKA7810 à DKA7830)		1137,44	1200,00	1200,00 (4+5)
TYPE D'ASSISE						
Châssis						
DKA1040	☐	Châssis Aluminium , potences 75°		◆	◆	
DKA1050	☐	Châssis Aluminium avant rétréci 75°		○	○	
DKA1060	☐	Châssis Aluminium 75° + 50 mm (longueur du châssis)		○	○	
DKA1070	☐	Châssis Aluminium , potences 90° - (désormais compatible roues avant 5")		○	○	
DKA1080	☐	Châssis Aluminium avant rétréci 90°		○	○	
DKA1090	☐	Châssis Aluminium 90° + 50 mm (longueur du châssis) - (désormais compatible roues avant 5")		○	○	
DKA1095	☐	Châssis Carbone , potences 75° <i>Finition carbone vernis et tag K Rouge sur la potence gauche</i>	NC : 1475, 1490, 1495, 1740, 1745, 1750, 1770, 1775, tous les coloris de châssis, 4190, 4197, 4300, 7240	○	○	
DKA1110	☐	Châssis Carbone , potences 90° - <i>Finition carbone vernis et tag K Rouge sur la potence gauche</i> Roues de 3" et 4" uniquement	NC : 1475, 1490, 1495, 1740, 1745, 1750, 1770, 1775, tous les coloris de châssis, 4190, 4197, 4300, 5300, 5350, 5400, 5450, 5500, 7240	○	○	
(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 € (5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 €						




Châssis 90° : 1070



Châssis 90° : 1070


Küschall® K-SERIES				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
Suspensions en fonction du poids max utilisateur						
DKA1200	☐	40 - 65 kg	NC : 1310, 1350, 1355, 1410, 1520, 1815, 1820, 1825, 1830, 1835, 6030, 6040, 6420, 6430, 6950	○	○	
DKA1210	☐	65 - 85 kg	NC : 1310, 1350, 1355, 1410, 1520, 1815, 1820, 1825, 1830, 1835, 6030, 6040, 6420, 6430, 6950	○	○	
DKA1220	☐	85 - 100 kg	NC : 1310, 1350, 1355, 1410, 1520, 1815, 1820, 1825, 1830, 1835, 6030, 6040, 6420, 6430, 6950	○	○	
Largeur d'assise (SW)						
DKA1310	☐	320 mm	NC : 2000, 2050, 2300 à 2357, 2610, 2630, 2710, 2720, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 3405, 3420	○	○	
DKA1315	☐	340 mm	NC : 2300 à 2357, 2710, 2720, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 3405, 3420	○	○	
DKA1320	☐	360 mm	NC : 2364, 2366, 2368, 2370, 2372, 2710, 2742, 2744, 2746, 2748	○	○	
DKA1325	☐	380 mm	NC : 2366, 2368, 2370, 2372	○	○	
DKA1330	☐	400 mm	NC : 2360, 2366, 2368, 2370, 2372	○	○	
DKA1335	☐	420 mm	NC : 2360, 2362, 2368, 2370, 2372	○	○	
DKA1340	☐	440 mm	NC : 2210, 2360, 2362, 2364, 2370, 2372, 2630, 2740, 2742	○	○	
DKA1345	☐	460 mm	NC : 2210, 2360, 2362, 2364, 2372, 2630, 2740, 2742, 2744	○	○	
DKA1350	☐	480 mm	NC : 2210, 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2360, 2362, 2364, 2366, 2630, 2740, 2742, 2744, 3230	○	○	
DKA1355	☐	500 mm	NC : 2210, 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2360, 2362, 2364, 2366, 2368, 2630, 2740, 2742, 2744, 27463210, 3230	○	○	
Profondeur d'assise (SD)						
DKA1410	☐	350 mm	NC : 1500, 1510, 2630, 2710, 2720, 2740 à 2746, 2748, 2860, 7810, 7820, 7830	○	○	
DKA1420	☐	375 mm	NC : 2710, 2720, 2742, 2744, 2746, 2748, 7810, 7820, 7830	○	○	
DKA1435	☐	400 mm		○	○	
DKA1450	☐	425 mm	NC : 2740, 2746	○	○	
DKA1465	☐	450 mm	NC : 2630, 2740, 2742	○	○	
DKA1475	☐	475 mm	NC : 2630, 2740, 2742, 2744, 2748	○	○	
DKA1490	☐	500 mm	NC : 2630, 2710, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748	○	○	
DKA1495	☐	525 mm	NC : 2610, 2630, 2710, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748	○	○	
Position du centre de gravité au choix, réglages sont toujours possible (SP)						
DKA1500	☐	Position 1 = 140 mm (la plus active)		○	○	
DKA1510	☐	Position 2 = 125 mm		○	○	
DKA1520	☐	Position 3 = 110 mm		◆	◆	
DKA1530	☐	Position 4 = 95 mm		○	○	
DKA1540	☐	Position 5 = 80 mm (la plus stable)		○	○	



Küschall® K-SERIES				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
Hauteur de dossier (BH)						
DKA1605	☐	270 mm		○	○	
DKA1610	☐	285 mm		○	○	
DKA1615	☐	300 mm		○	○	
DKA1620	☐	315 mm		○	○	
DKA1625	☐	330 mm		○	○	
DKA1630	☐	345 mm		○	○	
DKA1635	☐	360 mm	NC : 2150	○	○	
DKA1640	☐	375 mm	NC : 2150	◆	◆	
DKA1645	☐	390 mm	NC : 2150	○	○	
DKA1650	☐	405 mm	NC : 2150	○	○	
DKA1655	☐	420 mm	NC : 2150	○	○	
DKA1660	☐	435 mm	NC : 2150, 2210	○	○	
DKA1665	☐	450 mm	NC : 2150, 2210	○	○	
DKA1670	☐	465 mm	NC : 2150, 2210	○	○	
DKA1675	☐	480 mm	NC : 2150, 2210	○	○	
Hauteur d'assise avant (FSTF) - cf tableau 1 des compatibilités roues avant et hauteur d'assise avant						
DKA1740	☐	450 mm	NC : 5300, 5350, 5400, 5450, 5500	○	○	
DKA1745	☐	460 mm	NC : 5300, 5350, 5400, 5450, 5500	○	○	
DKA1750	☐	470 mm		○	○	
DKA1755	☐	480 mm		○	○	
DKA1760	☐	490 mm		○	○	
DKA1765	☐	500 mm		◆	◆	
DKA1770	☐	510 mm		○	○	
DKA1775	☐	520 mm		○	○	
Hauteur d'assise arrière (RSTF)						
DKA1815	☐	390 mm	NC : 3490, 3495, 6030, 6040, 6420, 6430	○	○	
DKA1820	☐	400 mm	NC : 3490, 3495, 6030, 6040, 6430	○	○	
DKA1825	☐	410 mm	NC : 3490, 3495	○	○	
DKA1830	☐	420 mm		○	○	
DKA1835	☐	430 mm		◆	◆	
DKA1840	☐	440 mm		○	○	
DKA1845	☐	450 mm		○	○	
DKA1850	☐	460 mm		○	○	
DKA1855	☐	470 mm		○	○	
DKA1860	☐	480 mm		○	○	
DKA1865	☐	490 mm	NC : 6410	○	○	
Distance (LLL) fauteuil (Avec châssis 75°: LLL ≤ FSTF - 30 mm ; avec châssis 90° LLL ≤ FSTF - 400 mm) (Pour les LLL < 390 mm et en fonction de la configuration repose-pieds / palette peut être montée haut) - cf tableau 2						
DKA1918	☐	290 mm		○	○	
DKA1920	☐	300 mm		○	○	
DKA1922	☐	310 mm		○	○	
DKA1924	☐	320 mm		○	○	
DKA1926	☐	330 mm		○	○	
DKA1928	☐	340 mm		○	○	
DKA1930	☐	350 mm		○	○	
DKA1932	☐	360 mm		○	○	
DKA1934	☐	370 mm		○	○	
DKA1936	☐	380 mm		○	○	
DKA1938	☐	390 mm		○	○	
DKA1940	☐	400 mm		○	○	
DKA1942	☐	410 mm		○	○	
DKA1944	☐	420 mm		○	○	
DKA1946	☐	430 mm		◆	◆	
DKA1948	☐	440 mm		○	○	
DKA1950	☐	450 mm		○	○	
DKA1952	☐	460 mm		○	○	
DKA1954	☐	470 mm		○	○	
DKA1956	☐	480 mm		○	○	

UL fauteuil
=
UL patient -
épaisseur coussin

UL fauteuil
=
UL patient -
épaisseur coussin



Küschall® K-SERIES				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
TYPE DE DOSSIER						
Montants de dossier						
DKA2000	☐	Aluminium	NC : SW 320 mm	◆	◆	
DKA2050	☐	Titane = - 80 g (avec poignées à pousser en aluminium)	NC : 2150, 2430, 7600	○	○	
Type de dossier						
DKA2100	☐	Standard	NC : 2240, 2300 à 2357, 2440	◆	◆	
DKA2150	☐	Sans garniture de dossier , avec barre de rigidification surbaissée pour installation d'un dossier de positionnement rigide, hauteur des tubes de dossier 285 mm	NC : 2210, 2220, 2230, 2430	○	○	
Garniture de dossier						
DKA2210	☐	Toile Air Light (cousue main, aérée, anti-transpirante)	NC : 2300 à 2357, 2430, 2440 et SW > 420 mm / BH > 345 mm	○	○	
DKA2220	☐	Réglable en tension par scratch, toile rembourrée avec pochette et bavette	NC : 2300 à 2357, 2440	◆	◆	
DKA2230	☐	Réglable en tension par scratch, toile Aéro-Back rembourrée micro-aérée avec pochette et bavette	NC : 2300 à 2357, 2440	○	○	
DKA2240	☐	Sans garniture de dossier, obligatoire si dossier Matrix commandé		○	○	
UNIQUE - Surpiqures sur la garniture de dossier - Concerne uniquement la toile de dossier Aéro-Back						
UKA2241	☐	Jaune Fluo		113,74	120,00	
UKA2242	☐	Rose Fluo		113,74	120,00	
UKA2243	☐	Bleu		113,74	120,00	
UKA2244	☐	Blanc		113,74	120,00	
UKA2245	☐	Rouge		113,74	120,00	
UKA0002	☐	Autre couleur : merci de passer par notre Service Clients		Sur demande de fabrication spéciale		
UNIQUE - Broderie sur garniture de dossier - Concerne uniquement la toile de dossier Aéro-Back						
UKA2246	☐	Smiley		170,62	180,00	
UKA2248	☐	Aventurier		170,62	180,00	
UKA2249	☐	Beauté Sakura		170,62	180,00	
UKA2250	☐	Cactus Souriant		170,62	180,00	
UKA2251	☐	Logo Kuschall : merci de passer par notre Service Clients		Sur demande de fabrication spéciale		
UKA0003	☐	Autre design : merci de passer par notre Service Clients - Fournir le motif souhaité au format .ai / .pdf ou .png si l'image est en haute résolution		Sur demande de fabrication spéciale		
UNIQUE - Flocage sur garniture de dossier						
UKA2253	☐	Smiley		132,70	140,00	
UKA2255	☐	Aventurier		132,70	140,00	
UKA2256	☐	Beauté Sakura		132,70	140,00	
UKA2257	☐	Cactus Souriant		132,70	140,00	
UKA2259	☐	Explosion de couleurs		132,70	140,00	
UKA0004	☐	Autre design : merci de passer par notre Service Clients - Fournir le motif souhaité au format .ai / .pdf ou .png si l'image est en haute résolution		Sur demande de fabrication spéciale		
Dossiers Matrix - La hauteur indiquée correspond à celle du dossier. Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure Matrix ! - Dossier Matrix MX2 poids max. utilisateur: 114 kg						
DKA2300	☐	Dossier Matrix MX2 , hauteur 150 mm (fixations latérales à démontage rapide)	NC : 2370, 2372	568,72	600,00	600,00 (4)
DKA2305	☐	Dossier Matrix MX2 , hauteur 230 mm (fixations latérales à démontage rapide)	NC : 2370, 2372	568,72	600,00	600,00 (4)
DKA2310	☐	Dossier Matrix MX2 , hauteur 310 mm (fixations latérales à démontage rapide)	NC : 2370, 2372	568,72	600,00	600,00 (4)
DKA2315	☐	Dossier Matrix MX2 , hauteur 410 mm (fixations latérales à démontage rapide)	NC : 2370, 2372	568,72	600,00	600,00 (4)
DKA2316	☐	Dossier Matrix Elite Deep E2 , hauteur 160 mm (paire de fixations mini incluse)		568,72	600,00	600,00 (4)
DKA2317	☐	Dossier Matrix Elite Deep E2 , hauteur 210 mm (paire de fixations mini incluse)		568,72	600,00	600,00 (4)
DKA2318	☐	Dossier Matrix Elite Deep E2 , hauteur 260 mm (paire de fixations mini incluse)		568,72	600,00	600,00 (4)
DKA2320	☐	Dossier Matrix Elite Deep E2 , hauteur 310 mm (paire de fixations mini incluse)		568,72	600,00	600,00 (4)
(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 €						
(9) code LPPR : 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant FRMA - sur devis						



2230



2300, 2305, 2310, 2315

MX2 : seulement 140g de plus qu'un dossier réglable en tension !



2230



2300, 2305, 2310, 2315

MX2 : seulement 140g de plus qu'un dossier réglable en tension !

Küschall® K-SERIES				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
DKA2322	☐	Dossier Matrx Elite Deep E2 , hauteur 360 mm (paire de fixations mini incluse)		568,72	600,00	600,00 (4)
DKA2325	☐	Dossier Matrx Elite Deep E2 , hauteur 410 mm (paire de fixations mini incluse)		568,72	600,00	600,00 (4)
DKA2330	☐	Dossier Matrx Elite Deep E2 , hauteur 460 mm (paire de fixations standards incluse)		568,72	600,00	600,00 (4)
DKA2331	☐	Dossier Matrx Elite Deep E2 , hauteur 510 mm (paire de fixations standards incluse)		568,72	600,00	600,00 (4)
DKA2332	☐	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 160 mm (paire de fixations mini incluse)		568,72	600,00	600,00 (4)
DKA2334	☐	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 210 mm (paire de fixations mini incluse)		568,72	600,00	600,00 (4)
DKA2335	☐	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 260 mm (paire de fixations mini incluse)		568,72	600,00	600,00 (4)
DKA2340	☐	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 310 mm (paire de fixations mini incluse)		568,72	600,00	600,00 (4)
DKA2345	☐	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 360 mm (paire de fixations mini incluse)		568,72	600,00	600,00 (4)
DKA2350	☐	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 410 mm (paire de fixations mini incluse)		568,72	600,00	600,00 (4)
DKA2355	☐	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 460 mm (paire de fixations standards incluse)		568,72	600,00	600,00 (4)
DKA2357	☐	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 510 mm (paire de fixations standards incluse)		568,72	600,00	600,00 (4)
Largeur du dossier Matrx - cf tableaux 3 à la fin de la fiche de mesure						
DKA2360	☐	360 mm - largeur de buste indic. 265 mm		○	○	
DKA2362	☐	380 mm - largeur de buste indic. 290 mm		○	○	
DKA2364	☐	410 mm - largeur de buste indic. 315 mm		○	○	
DKA2366	☐	430 mm - largeur de buste indic. 340 mm		○	○	
DKA2368	☐	460 mm - largeur de buste indic. 370 mm		○	○	
DKA2370	☐	480 mm - largeur de buste indic. 390 mm		○	○	
DKA2372	☐	510 mm - largeur de buste indic. 420 mm		○	○	
Poignées à pousser						
DKA2400	☐	Sans poignée 		◆	◆	
DKA2410	☐	Standards courtes		○	○	
DKA2420	☐	Standards longues		○	○	
DKA2430	☐	Réglables en hauteur, externes	NC : BH de 285 mm à 330 mm + 3480, 3480	○	○	
DKA2440	☐	Réglables en hauteur, intégrées		○	○	
DKA2450	☐	Rabattables	NC : BH de 315 mm à 330 mm + 3480	○	○	
Angle de dossier par rapport à l'assise (BA)						
DKA2520	☐	78°		○	○	
DKA2540	☐	82°		◆	◆	
DKA2560	☐	86°		○	○	
DKA2580	☐	90°	DKA2590 ☐ 94°	○	○	
TOILE D'ASSISE						
DKA2600	☐	Standard avec bande scratch centrale - face douce		◆	◆	
DKA2601	☐	Avec une bande scratch centrale (face douce) et deux bandes scratch sur les côtés (face rugueuse)		○	○	
DKA2610	☐	Réglable en tension par scratch		○	○	
DKA2630	☐	Toile Air Light 		○	○	
DKA2640	☐	Plaque d'assise rigide		○	○	
UNIQUE - Surpiqures sur la garniture d'assise						
UKA2602	☐	Jaune Fluo		113,74	120,00	
UKA2603	☐	Rose Fluo		113,74	120,00	
UKA2604	☐	Bleu		113,74	120,00	
UKA2605	☐	Blanc		113,74	120,00	
UKA2606	☐	Rouge		113,74	120,00	
UKA0005	☐	Autre couleur : merci de passer par notre Service Clients		Sur devis		
(4) code LPPR : 4954096 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 €						




2316 à 2331



2332 à 2357



2430 2450



Angle de dossier



2600




2601



2610



2630

Küschall® K-SERIES				Euros			
				Prix Public		LPPR/PLV	
				HT	TTC		
OPTIONS D'ASSISE							
Coussin d'assise							
DKA2710	☐	Coussin Flo-Tech Lite - H : 75 mm, livré avec deux housses noires	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	236,97	250,00	600,00 (5)	 2710  2720  2740 / 2742 / 2744 / 2746  2748  2750  2800
DKA2720	☐	Coussin Matrx Libra (housse noire bi-extensible imperméable et déperlante), livré avec deux housses noires	NC : largeur 360 mm possible uniquement avec profondeur 400 et 425 mm	426,54	450,00	600,00 (5)	
DKA2740	☐	Coussin Classic Visco - H : 75 mm, 375mm x 400mm, livré avec deux housses noires - poids max utilisateur 50 kg	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	76,78	81,00	81,00 (11)	
DKA2742	☐	Coussin Classic Visco - H : 75 mm, 405mm x 400mm, livré avec deux housses noires - poids max utilisateur 100 kg	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	65,40	69,00	69,00 (11)	
DKA2744	☐	Coussin Classic Visco - H : 75 mm, 430 mm x 430mm, livré avec deux housses noires - poids max utilisateur 100 kg	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	65,40	69,00	69,00 (11)	
DKA2746	☐	Coussin Classic Visco - H : 75 mm, 455mm x 400mm, livré avec deux housses noires - poids max utilisateur 100 kg	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	76,78	81,00	81,00 (11)	
DKA2748	☐	Coussin Matrx Contour ViscoNG - épaisseur 100 mm, livré avec deux housses	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	76,78	81,00	81,00 (12)	
DKA2750	☐	Coussin Vicair Active O2 - épaisseur 60 mm, livré avec deux housses	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	568,72	600,00	600,00 (5)	
Pochette d'assise							
DKA2800	☐	Pochette d'assise amovible		☐	☐		
Premier accessoire de positionnement pour coussin Flo-tech et Matrx, facultatif							
DKA2810	☐	Poche de gel fluide supplémentaire (120 x 180 mm), la paire		☐	☐		
DKA2820	☐	Biseau fessier, la paire		☐	☐		
DKA2830	☐	Plot d'abduction Matrx (hauteur 40 mm), l'unité		☐	☐		
DKA2840	☐	Biseau latéral, l'unité		☐	☐		
DKA2850	☐	Biseau crural, l'unité		☐	☐		
Second accessoire de positionnement pour coussin Flo-tech et Matrx, facultatif							
DKA2810	☐	Poche de gel fluide supplémentaire (120 x 180 mm), la paire		☐	☐		
DKA2820	☐	Biseau fessier, la paire		☐	☐		
DKA2830	☐	Plot d'abduction Matrx (hauteur 40 mm), l'unité		☐	☐		
DKA2840	☐	Biseau latéral, l'unité		☐	☐		
DKA2850	☐	Biseau crural, l'unité		☐	☐		
Base rigide							
DKA2860	☐	Base rigide	(choisir un coussin obligatoirement)	☐	☐		
Pochette sous toile d'assise							
DKA2910	☐	Grande pochette toile (fixation par bandes scratchs sous la toile d'assise)		☐	☐		
REPOSE-PIEDS							
Repose-pieds / palette monobloc, réglable en hauteur							
DKA3200	☐	Repose-pieds en aluminium avec tubes hydroformés - surface plane pour les pieds		☒	☒		
DKA3210	☐	Repose-pieds en titane (-145 g)		☐	☐		
DKA3220	☐	Palette monobloc en carbone réglable en angle	NC : 3290	☐	☐		
DKA3230	☐	Palette monobloc escamotable de côté avec barre de renfort	NC : 3290	☐	☐		
(5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 € (11) code LPPR : 1258864 / 1260677 / 1203679 - Escarres, coussin visco, Classe II, Invacare, Classic Visco - 69,00 ou 81,00 € (12) code LPPR : 1204839 - Escarres, coussin visco, Classe II, Invacare, Matrx Contour Visco, Technique - 81,00 €							


Küschall® K-SERIES				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
Socle plastique vissé pour repose-pieds						
DKA3290	☐	Socle plastique vissé pour repose-pieds		☐	☐	
Sangles						
DKA3300	☐	Sangle appui-mollets positionnée autour du châssis		☒	☒	
DKA3305	☐	Sangle appui-mollets avec supports aluminium positionnés derrière les potences		☐	☐	
Palettes séparées avec barre de renfort (carbone régl. en angle)						
	☐	Uniquement sur demande	délai de fabrication + 3 semaines	Sur devis		Sur devis (9)
ACCOUDOIRS / GARDE-BOUE / PROTEGE-VETEMENTS						
Protège-vêtements						
DKA3405	☐	Relevables et rabattables sur l'assise, en composite		☒	☒	
DKA3420	☐	Relevables et rabattables sur l'assise, en carbone		☐	☐	
Garde-boue (+ 5 à 10 mm de largeur d'assise)						
DKA3440	☐	Amovibles, en carbone	NC : 3490, 3495, 6553	☐	☐	
DKA3450	☐	Amovibles, en composite	NC : 3490, 3495, 6553	☐	☐	
Appui-bras						
DKA3480	☐	Tubes réglables en hauteur et amovibles - capitonnage confort	NC : BH < 315 mm + 2450, BH <315 + 2430, 6950	☐	☐	
Accoudoirs (+ 20 mm de largeur utile)						
DKA3490	☐	Accoudoirs courts réglables en hauteur avec outils et amovibles		☐	☐	
DKA3495	☐	Accoudoirs longs réglables en hauteur avec outils et amovibles		☐	☐	
COLORIS DE CHASSIS ET PERSONNALISATION						
Coloris de châssis						
DKA4000	☐	Noir Spatial (RAL 9005)	NC : 4220	☐	☐	
DKA4010	☐	Gris Anthracite (RAL 7016)		☐	☐	
DKA4020	☐	Blanc Eclatant (RAL 9016)		☐	☐	
DKA4030	☐	Rouge Carmin (RAL 3002)		☐	☐	
DKA4040	☐	Bleu Azur (RAL 5017)		☐	☐	
DKA4060	☐	Jaune Flashy (RAL 1016)		☐	☐	
DKA4100	☐	Noir Brillant (RAL 9005)		☐	☐	
DKA4130	☐	Gris Argent (RAL 9006)		☐	☐	
DKA4145	☐	Bleu Nuit Nacré		☐	☐	
DKA4150	☐	Rouge Rubis (RAL 3003)		☐	☐	
DKA4170	☐	Orange Dynamite		☐	☐	
DKA4180	☐	Vert Forêt (RAL 6029)		☐	☐	
DKA4185	☐	Finition Carbone vernis	NOUVEAU	☐	☐	
UKA4101	☐	Poli-miroir		696,68	735,00	
UKA4102	☐	Vert Pastel		750,71	792,00	
UKA4103	☐	Bleu Ciel		750,71	792,00	
UKA4104	☐	Prune		750,71	792,00	
UKA0008	☐	Coloris Spécial : - Délai de fabrication + 10 jours : pour un coloris déjà proposé sur les autres gammes des fauteuils roulants manuels <i>Invacare</i> . OU - Délai de fabrication + 15 jours : pour toute autre demande (sous réserve de faisabilité) - préciser N° RAL		sur devis		
Vernis céramique						
UKA4066	☐	Vernis céramique (Uniquement pour coloris UKA410*)		643,60	679,00	
Style de décalcomanie						
DKA4190	☐	Bold (Dynamique) : Bandes iconiques pointillées sur les deux flancs de châssis et sous le module d'assise		☐	☐	
DKA4195	☐	Tag (Elégance): Bague K sur flanc gauche du châssis - UNIQUEMENT NOIR OU ROUGE		☒	☒	
DKA4197	☐	Sans décalcomanie		☐	☐	
(9) code LPPR : 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant FRMA - sur devis						



3305



3480



3490

Délai supplémentaire + 15 jours



BOLD




TAG



3305



3480



3490

Délai supplémentaire + 15 jours



BOLD



TAG

Küschall® K-SERIES				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
Coloris de la décalcomanie Bold						
DKA4200	☐	Noir		○	○	
DKA4210	☐	Gris Foncé		○	○	
DKA4220	☐	Gris Clair		○	○	
DKA4230	☐	Rouge		○	○	
DKA4240	☐	Bleu		○	○	
DKA4250	☐	Doré		○	○	
Unique - Stickers bold fluo : apposés sur le coloris de châssis si coloris standard. Si Coloris spécial : incorporé sous le vernis						
UKA4252	☐	Jaune Fluo - stickers		161,14	170,00	
UKA4253	☐	Vert Fluo - stickers		161,14	170,00	
UKA4254	☐	Orange Fluo - stickers		161,14	170,00	
UKA4255	☐	Rose Fluo - stickers		161,14	170,00	
UKA4256	☐	Rouge Fluo - stickers		161,14	170,00	
UKA0009	☐	Autre couleur : merci de passer par notre Service Clients	Sur demande de fabrication spéciale			
Coloris de la décalcomanie Tag						
DKA4300	☐	Noir		○	○	
DKA4310	☐	Rouge		○	○	
Roues avant						
DKA5000	☐	3" x 24 mm - Supersport		○	○	
DKA5050	☐	4" x 29 mm - Every day - bandage noir		◆	◆	
DKA5100	☐	4" Bandage Soft noir		○	○	
DKA5200	☐	4" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante noire	Sélectionner les roues Froglegs, jantes noires (DKA5200) pour accéder aux anodisations UNIQUE	○	○	
DKA5250	☐	4" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante grise		○	○	
DKA5300	☐	5" x 31 mm - Every day - bandage noir		○	○	
DKA5350	☐	5" Bandage Soft noir		○	○	
DKA5400	☐	5" x 24 mm - Starec, bandage noir, jante noire		○	○	
DKA5450	☐	5" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante noire	Sélectionner les roues Froglegs, jantes noires (DKA5450) pour accéder aux anodisations UNIQUE	○	○	
DKA5500	☐	5" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante grise		○	○	
UNIQUE - Roues avant Froglegs anodisation colorée						
UKA5502	☐	Rose		○	110,00	
UKA5504	☐	Orange		○	110,00	
UKA5506	☐	Bleu		○	110,00	
UKA5507	☐	Violet Atomique		○	110,00	
UKA5508	☐	Rouge		○	110,00	
UKA5509	☐	Doré		○	110,00	
UNIQUE - Roulements en céramique pour roues avant Froglegs						
UKA5510	☐	Roulements en céramique		○	○	
Position des roues arrière						
DKA6020	☐	Standard	NC : 6100 à 6140, 6230, 6240	◆	◆	
DKA6030	☐	Léger déport de roues arrière, uniquement pour positions 1, 2 et 3	NC : 6070, 6130, 6140, 6230, 6240	○	○	
DKA6040	☐	Grand déport de roues arrière, noir pour positions de 1 à 5	NC : 6070	○	○	
Barre de carrossage (dénommée 1ère barre si déport de roues)						
DKA6050	☐	Vario-Axe, réglable sans outil 1° / 3° / 7° / 10°	NC : 6200, 6210, 6220, 6270, 6500, 6950, 7230	○	○	
DKA6060	☐	Barre standard		◆	◆	
DKA6070	☐	Barre en carbone	NC : 6950	○	○	
Déport de roue arrière : Position de la 1ère barre (depuis l'avant)						
DKA6100	☐	1 (obligatoire pour l'utilisation d'une 2ème barre)		○	○	
DKA6110	☐	2	NC : 6230, 6240	○	○	
DKA6120	☐	3	NC : 6230, 6240	◆	◆	
DKA6130	☐	4	NC : 6230, 6240	○	○	
DKA6140	☐	5	NC : 6230, 6240	○	○	
Carrossage (de la 1ère barre si déport arrière)						
DKA6200	☐	0°	NC : 6270	○	○	
DKA6210	☐	3°		◆	◆	
DKA6220	☐	6°	NC : 6240, 6250, 6950	○	○	
(9) code LPPR : 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant FRMA - sur devis						



5000




5200 / 5350 / 5450 / 5500




5350





5050 / 5300



Pos. 1-3
Pos. 1-5



2ème barre
1ère barre



Küschall® K-SERIES				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
Déport arrière : 2ème barre (en position 5 obligatoirement)						
DKA6230	☐	Barre standard	NC : 6500, 6950	○	○	
DKA6240	☐	Vario-Axe, réglable sans outil 1° / 3° / 7° / 10°	NC : 6250, 6260, 6270, 6500, 6950, 7230	○	○	
Carrossage de la 2ème barre (3° max. de différence avec la 1ère barre / si l'une des barres = Vario-axe, l'autre 0° ou 3° obligatoirement)						
DKA6250	☐	0°		○	○	
DKA6260	☐	3°		○	○	
DKA6270	☐	6°		○	○	
Axes à demontage rapide Tétra-clip						
	☐	Axes à démontage rapide standards		◆	◆	
DKA6300	☐	Axes à démontage rapide Tetra-clip	NC : 6550, 6950	○	○	
Diamètre des roues arrière (voir les diamètres possibles par roue dans Type des roues arrière)						
DKA6410	☐	24" - 600 mm		◆	◆	
DKA6420	☐	25" - 635 mm	NC : 6500, 6510, 6600, 6630, 6660, 6700, 6710, 6720, 6760, 6770, 6900, 6910, 6950	○	○	
DKA6430	☐	26" - 660 mm	NC : 6500, 6520, 6550, 6600, 6630, 6660, 6720, 6740, 6750, 6760, 6770, 6950, 7240	○	○	
Type des roues arrière						
DKA6500	☐	Roues Actives 24" (main-courante aluminium - jante, moyeu et rayonnage radial noir - Pneus : revêtement au choix)	24" NC : toutes les mains-courantes, 6900, 6910	◆	◆	
DKA6510	☐	küschall moyeu Starec (jante noire et moyeu noir, rayonnage noir croisé pour roues 24" et 26")	24", 26"	○	○	
DKA6520	☐	High Performance (jante noire, moyeu Starec noir, rayonnage croisé noir)	24", 25" NC : 6660	○	○	
DKA6550	☐	Spinergy LXX (jante, moyeu et rayonnage radial noir en fibre de carbone tréssée) 600 g par roue	24", 25" NC : 6660, 6910	○	○	
UKA6551	☐	Spinergy Lite Extreme LX (jante, moyeu et rayonnage radial noir ou couleurs au choix) 680g par roue	24", 25"	1060,66	1119,00	
UKA6552	☐	Spinergy Lite Extreme X-Laced XLX (jante, moyeu et croisé noir ou couleurs au choix) 660g par roue	24", 25"	1140,28	1203,00	
UKA6553	☐	Spinergy X-Laced Sport Lite Extreme XSLX (jante, moyeu et rayonnage croisé noir ou couleurs au choix) 757g par roue	24", 25"	1206,64	1273,00	
UKA6554	☐	Spinergy CLX, Fibre de carbone (jante, moyeu et rayonnage radial noir ou couleurs au choix, axe Starec) 570g par roue	24", 25"	1358,29	1433,00	
UNIQUE - Anodisation jantes roues arrière Spinergy						
UKA6557	☐	Bleu		162,09	171,00	
UKA6558	☐	Doré		162,09	171,00	
UKA6559	☐	Vert		162,09	171,00	
UKA6560	☐	Orange		162,09	171,00	
UKA6561	☐	Rouge		162,09	171,00	
UKA6562	☐	Violet		162,09	171,00	



6300

Taille des pneus

MAXXIS LIGHT GUARD / ALPHA PROTECT :
24" : 25-540
25" : 25-559

MBL SPEEDLITE :
24" : 25-540



6300

Taille des pneus	
MAXXIS LIGHT GUARD / ALPHA PROTECT :	
24" : 25-540	
25" : 25-559	
MBL SPEEDLITE :	
24" : 25-540	

Küschall® K-SERIES				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
UNIQUE - Anodisation moyeu roues arrière Spinerger						
UKA6563	☐	Bleu		162,09	171,00	
UKA6564	☐	Doré		162,09	171,00	
UKA6565	☐	Gris		162,09	171,00	
UKA6566	☐	Vert		162,09	171,00	
UKA6567	☐	Orange		162,09	171,00	
UKA6568	☐	Rouge		162,09	171,00	
UKA6569	☐	Violet		162,09	171,00	
UNIQUE - Anodisation rayons roues arrière Spinerger						
UKA6570	☐	Bleu		162,09	171,00	
UKA6571	☐	Vert		162,09	171,00	
UKA6572	☐	Orange		162,09	171,00	
UKA6573	☐	Rose Fluo		162,09	171,00	
UKA6574	☐	Rouge		162,09	171,00	
UKA6575	☐	Violet		162,09	171,00	
UKA6576	☐	Blanc		162,09	171,00	
UKA6577	☐	Jaune		162,09	171,00	
UNIQUE - Roulements en céramique pour roues arrière						
UKA6579	☐	Roulements en céramique		○	○	
Pneus arrière						
DKA6600	☐	Pneu noir Maxxis Lite Guard (protection anti-crevaison)	24"	◆	◆	 6600
DKA6625	☐	Pneu noir Maxxis Alpha Protect (protection anti-crevaison)	24", 25", 26"	○	○	 6625
DKA6630	☐	Pneu noir MBL Speedlite (protection anti-crevaison)	24"	○	○	 6630
DKA6640	☐	Pneu moyenne pression à crampons 7 bar (110 psi)	24" NC : 7230	○	○	 6660
DKA6655	☐	Bandage à crampons, noir	24" NC : 6680	○	○	
DKA6660	☐	Bandage noir	24" NC : 7230	○	○	
Mains-courantes						
DKA6700	☐	Anti-dérapante, livré avec écartement 30 mm, réglable à 40 mm	24", 26"	○	○	
DKA6710	☐	Acier inoxydable, écartement 30 mm	24", 26"	○	○	
DKA6720	☐	Titane, livré avec écartement 30 mm, réglable à 40 mm	24"	○	○	 6740
DKA6740	☐	Carbolife Gekko , avec anti- dérapant, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm (+ 15 mm de largeur hors-tout)	24", 25"	○	○	
DKA6750	☐	Carbolife Gekko S , avec anti- dérapant, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm	24", 25"	○	○	 6700 6710
DKA6760	☐	Carbolife Curve L , avec profil ergonomique, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm (+ 15 mm de largeur hors-tout)	24"	○	○	
DKA6770	☐	Carbolife Quadro , avec profil ergonomique et anti- dérapante, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm	24"	○	○	 6790 6760
DKA6775	☐	Carbolife Curve L Tetra Grip , avec profil ergonomique et anti-dérapant, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm	24"	○	○	

Küschall® K-SERIES				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
DKA6780	☐ Aluminium anodisé Light, livré avec écartement 30 mm, réglable à 40 mm 	24", 25", 26"		◆	◆	
DKA6790	☐ Aluminium anodisé Light, noir, écartement 30 mm	24", 25", 26"		○	○	
Protège-rayons, la paire						
DKA6900	☐ Transparent	24", 26"		○	○	
DKA6910	☐ Noir	24", 26"		○	○	
Motorisation alber						
DKA6950	☐ Fixation pour assistance électrique à la propulsion alber e-motion M25 (inclus 2 roulettes anti-basculer alber)	Uniquement avec roues 24" NC : 7500, 7510, 7520, 8200, 8210, 8300		○	○	
Conseil : pour une compatibilité parfaite des freins avec les roues manuelles, nous vous conseillons d'équiper celles-ci du même type de revêtement que les roues motorisées.						
UNIQUE - Kits anodisation						
UKA6960	☐ Kit 1 : Fourches et cache-roulements			197,16	208,00	
UKA6961	☐ Kit 2 : Fourches, cache-roulements, support de dossier, bouchons d'assise, brides de frein			551,66	582,00	
UKA6962	☐ Kit 3 : Fourches, cache-roulements, support de dossier, bouchons d'assise, brides de frein, repose-pied, clamps de barre de carrossage			779,15	822,00	
UNIQUE - Coloris Premium Anodisation						
UKA6963	☐ Rouge			○	○	
UKA6964	☐ Violet			○	○	
UKA6965	☐ Cuivre			○	○	
UKA6966	☐ Vert			○	○	
UKA6967	☐ Orange			○	○	
UKA6968	☐ Doré			○	○	
UKA6969	☐ Champagne			○	○	
UKA6970	☐ Rose Fluo			○	○	
UKA6971	☐ Bleu			○	○	
UKA6972	☐ Finition poli miroir			○	○	
Freins						
DKA7210	☐ Standards à pousser leviers courbés 			◆	◆	
DKA7230	☐ Performance	NC : 7300		○	○	
DKA7240	☐ Actifs	NC : 7300		○	○	
DKA7250	☐ Actifs légers 	NC : 7300		○	○	
Leviers de freins rallongés						
DKA7300	☐ Leviers de freins rallongés (pour freins leviers courbés uniquement)			○	○	
OPTIONS DE SECURITE						
Montage de 2 éléments maximum par côté dans la liste suivante : roulettes anti-basculer, porte-canne ou roues de transit						
Roulettes anti-basculer						
DKA7500	☐ Droite			○	○	
DKA7510	☐ Gauche			○	○	
DKA7520	☐ Deux roulettes anti bascule			○	○	
Kit de transport						
DKA7600	☐ Kit de transport (autocollants)	NC : BH ≤ 400 mm		○	○	
Ceintures						
DKA7800	☐ Ceinture à boucle			○	○	
DKA7810	☐ Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée, bouton à pousser, Small, Flat-Mount™ - poids max util. 25 -50 kg			218,01	230,00	600,00 (5)
DKA7820	☐ Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée à loquet DuraLatch, Medium, Flat-Mount™ - poids max util. 50-75 kg			218,01	230,00	600,00 (5)
DKA7830	☐ Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée à loquet DuraLatch, Large, Flat-Mount™ - poids max util. 50 -100 kg			218,01	230,00	600,00 (5)
Catadioptrés						
DKA7900	☐ Montés sur les roues			○	○	

NOUVEAU :
Inscription à la LPP en catégorie AAP de la motorisation alber e-motion M25 à venir !



7210 7230 7240



7250



7500 / 7520



Ceinture Evoflex réglable de 35 mm à 125 mm vers l'arrière par rapport à l'avant de la toile d'assise. 6 positions par paliers de 15 mm



7810 / 7820 / 7830

Küschall® K-SERIES				Euros			
				Prix Public		LPPR/PLV	
				HT	TTC		
AUTRES OPTIONS							
Protections de châssis							
DKA8010	☐	Protections de châssis avant amovibles par scratch, la paire		☐	☐		 8300
Porte-canne							
DKA8200	☐	Porte canne à droite		☐	☐		
DKA8210	☐	Porte canne à gauche		☐	☐		
Roues de transit							
DKA8300	☐	Roues de Transit 3" (option 7520 obligatoire : roulettes anti-bascule des deux côtés)		☐	☐		
Autres							
DKA8650	☐	Sac de transport des roues arrière (24" , 25")		71,09	75,00		 8680
DKA8680	☐	Paire de roues arrière Mountain Bike 24" complètes (pneus VTT, MC aluminium anodisé et paires d'axes à démonatage rapide) et son sac de transport		646,45	682,00		
DKA8800	☐	Sangle de mollets rembourrée Bodypoint®		104,27	110,00	600,00 (5)	
DKA8850	☐	Sac Mobility Bodypoint®		104,27	110,00		
ACCESSOIRES							
Planches de transfert							
MH-H01	☐	Planche de transfert en bois meinHOLTZ - Sun		150,71	159,00		 MH-H01  MH-T01  MH-O01  MH-N01
MH-T01	☐	Planche de transfert en bois meinHOLTZ - Flowers		150,71	159,00		
MH-O01	☐	Planche de transfert en bois meinHOLTZ - Rock on		150,71	159,00		
MH-N01	☐	Planche de transfert en bois meinHOLTZ - Natural		146,92	155,00		
(5) code LPPR : 9977848 - VHP, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 €							