

Küschall®

FRMA

Küschall® K-SERIES



Yes, you can.®



Découvrez les Packs de
Positionnement Matrx et Vicair !

Découvrez nos nouvelles planches
de transfert (*En bas de la fiche
tarif*)

Prix public TTC (LPPR/PLV)

6 276,00 € TTC

Forfait MAD Niveau 2 : 250,00 € (LPPR)

Forfait de livraison : 50,00 (LPPR)

Prescripteurs :

- Médecins spécialistes MPR
- Médecins titulaires d'un DU Appareillage
- Ergothérapeutes

Retrouvez notre aide au calcul des dimensions hors-tout [en cliquant ici](#)

Retrouvez notre configurateur visuel [en cliquant ici](#)



SMOOV

SMOOV 100% LPPR

Prise en charge : 3.500 €



Sacoches
de transport
offertes



Informations client

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :



Caractéristiques produit

Type de châssis	Rigide
Matière	Aluminium, châssis hydroformé
Potences	Fixes
Dossier	Réglable en angle et rabattable sur l'assise avec verrouillage passif de série
Poids total*	7,8 kg
Poids de transport*	5,1 kg
Crash-testé	Oui (avec option DKA7600)
Positionnement	Compatible avec les produits <i>Vicair</i> , <i>Matrx</i> et <i>Bodypoint</i>
Motorisation en option montée	alber e-motion
Poids max utilisateur	130 kg
Garantie	2 ans hors pièces d'usure

Commandes



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre **e-commerce** dans votre **espace Invacare Pro** sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com

Les codes et montants LPPR/PLV sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare. Les tarifs publics et les options sans supplément de prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être revus sans délai pour toute nouvelle commande.

Utilisez le configurateur en ligne sur *Invacare Pro* pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités et avec les derniers tarifs en vigueur.

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases Configuration standard Option sans supplément de prix

Nous nous réservons une tolérance de +/- 10 mm à la livraison sur la largeur d'assise, les hauteurs d'assise avant et arrière, la hauteur de dossier et l'UL.


* : Poids indicatif pour une dimension d'assise de 400x400 mm

Küschall® K-SERIES				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible / NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC		
DKA0067	<input type="checkbox"/> küschall® K-Series® FRMA - Code LPPR : 9547071		5 948,82	6 276,00	6276,00	
FABRICATION SPECIALE						
DKA0000	<input type="checkbox"/> Fabrication spéciale - description complète à joindre avec schema		Sur demande de fabrication spéciale			
UKA0001	<input type="checkbox"/> Unique - Personnalisation Options commençant par UKA****					
PACKS POSITIONNEMENT ET PRÉVENTION D'ESCARRES						
DKA0220	<input type="checkbox"/> Pack de positionnement Matrx MX2 & Libra incluant : - Dossier Matrx MX2 (taille au choix DKA2300 à DKA2315) - Coussin Matrx Libra (DKA2720) - Accessoires de positionnement et base rigide (facultatifs) - Ceinture de hanche 2 points - Bodypoint® Evoflex® (taille au choix DKA7810 à DKA7830)	NC : Largeur d'assise 360 mm possible uniquement avec profondeur 400/425 mm, 1310, 1315, 1350, 1355, 1410, 1420	1137,44	1200,00	1200,00 (4+5)	
DKA0230	<input type="checkbox"/> Pack de positionnement Matrx Elite E2 & Libra incluant : - Dossier Matrx Elite E2 / Elite Deep E2 (taille au choix DKA2316 à DKA2357) - Coussin Matrx Libra (DKA2720) - Accessoires de positionnement et base rigide (facultatifs) - Ceinture de hanche 2 points Bodypoint® Evoflex® (taille au choix DKA7810 à DKA7830)	NC : Largeur d'assise 360 mm possible uniquement avec profondeur 400/425 mm, 1310, 1315, 1410, 1420	1137,44	1200,00	1200,00 (4+5)	
DKA0235	<input type="checkbox"/> Pack de positionnement et prévention d'escarres Matrx Elite E2 & Vicair Active O2 incluant : - Dossier Matrx Elite E2 / Elite Deep E2 (taille au choix DKA2316 à DKA2357) - Coussin Vicair Active O2 (DKA2750) - Ceinture de hanche 2 points Bodypoint® Evoflex® (taille au choix DKA7810 à DKA7830)		1137,44	1200,00	1200,00 (4+5)	
TYPE D'ASSISE						
Châssis						
DKA1040	<input type="checkbox"/> Châssis Aluminium , potences 75°	NC : 1475, 1490, 1495, 7240	◆	◆		
DKA1050	<input type="checkbox"/> Châssis Aluminium avant rétréci 75°	NC : 1475, 1490, 1495, 1740, 1745, 1750, 3230, 7240	○	○		
DKA1060	<input type="checkbox"/> Châssis Aluminium 75° + 50 mm (longueur du châssis)	NC : 1410, 1420, 1435, 1740, 1745, 1750, 1755, 1760	○	○		
DKA1070	<input type="checkbox"/> Châssis Aluminium , potences 90° - (désormais compatible roues avant 5")	NC : 1475, 1490, 1495, 7240	○	○		
DKA1080	<input type="checkbox"/> Châssis Aluminium avant rétréci 90°	NC : 1475, 1490, 1495, 1740, 1745, 1750, 3230, 5300, 5350, 5400, 5450, 5500, 7240	○	○		
DKA1090	<input type="checkbox"/> Châssis Aluminium 90° + 50 mm (longueur du châssis) - (désormais compatible roues avant 5")	NC : 1410, 1420, 1435, 1740, 1745, 1750, 1755, 1760	○	○		
(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 €						
(5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 €						




Châssis 90° : 1070

Küschall® K-SERIES				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
Suspensions en fonction du poids max utilisateur						
	<input type="checkbox"/>	Sans suspensions		◆	◆	
DKA1200	<input type="checkbox"/>	40 - 65 kg	NC : 1310, 1350, 1355, 1410, 1520, 1815, 1820, 1825, 1830, 1835, 6030, 6040, 6420, 6430, 6950	○	○	
DKA1210	<input type="checkbox"/>	65 - 85 kg	NC : 1310, 1350, 1355, 1410, 1520, 1815, 1820, 1825, 1830, 1835, 6030, 6040, 6420, 6430, 6950	○	○	
DKA1220	<input type="checkbox"/>	85 - 100 kg	NC : 1310, 1350, 1355, 1410, 1520, 1815, 1820, 1825, 1830, 1835, 6030, 6040, 6420, 6430, 6950	○	○	
Largeur d'assise (SW)						
DKA1310	<input type="checkbox"/>	320 mm	NC : 2000, 2050, 2300 à 2357, 2610, 2630, 2640, 2710, 2720, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 3405, 3420	○	○	
DKA1315	<input type="checkbox"/>	340 mm	NC : 2300 à 2357, 2640, 2710, 2720, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748, 3405, 3420	○	○	
DKA1320	<input type="checkbox"/>	360 mm	NC : 2364, 2366, 2368, 2370, 2372, 2640, 2710, 2742, 2744, 2746, 2748	○	○	
DKA1325	<input type="checkbox"/>	380 mm	NC : 2366, 2368, 2370, 2372, 2640	○	○	
DKA1330	<input type="checkbox"/>	400 mm	NC : 2360, 2366, 2368, 2370, 2372	○	○	
DKA1335	<input type="checkbox"/>	420 mm	NC : 2360, 2362, 2368, 2370, 2372	○	○	
DKA1340	<input type="checkbox"/>	440 mm	NC : 2210, 2360, 2362, 2364, 2370, 2372, 2630, 2740, 2742	○	○	
DKA1345	<input type="checkbox"/>	460 mm	NC : 2210, 2360, 2362, 2364, 2372, 2630, 2740, 2742, 2744	○	○	
DKA1350	<input type="checkbox"/>	480 mm	NC : 2210, 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2360, 2362, 2364, 2366, 2630, 2740, 2742, 2744, 3230	○	○	
DKA1355	<input type="checkbox"/>	500 mm	NC : 2210, 2300, 2305, 2310, 2315, 2345, 2360, 2362, 2364, 2366, 2368, 2630, 2740, 2742, 2744, 2746, 3210, 3230	○	○	
Profondeur d'assise (SD)						
DKA1410	<input type="checkbox"/>	350 mm	NC : 1500, 1510, 2630, 2640, 2710, 2720, 2740 à 2746, 2748, 2860, 7810, 7820, 7830	○	○	
DKA1420	<input type="checkbox"/>	375 mm	NC : 2640, 2710, 2720, 2742, 2744, 2746, 2748, 7810, 7820, 7830	○	○	
DKA1435	<input type="checkbox"/>	400 mm	NC : 2640	○	○	
DKA1450	<input type="checkbox"/>	425 mm	NC : 2740, 2746	○	○	
DKA1465	<input type="checkbox"/>	450 mm	NC : 2630, 2740, 2742	○	○	
DKA1475	<input type="checkbox"/>	475 mm	NC : 2630, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748	○	○	
DKA1490	<input type="checkbox"/>	500 mm	NC : 2630, 2640, 2710, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748	○	○	
DKA1495	<input type="checkbox"/>	525 mm	NC : 2610, 2630, 2640, 2710, 2740, 2742, 2744, 2746, 2748	○	○	
Position du centre de gravité au choix, réglages sont toujours possible (SP)						
DKA1500	<input type="checkbox"/>	Position 1 = 140 mm (la plus active)		○	○	
DKA1510	<input type="checkbox"/>	Position 2 = 125 mm		○	○	
DKA1520	<input type="checkbox"/>	Position 3 = 110 mm		◆	◆	
DKA1530	<input type="checkbox"/>	Position 4 = 95 mm		○	○	
DKA1540	<input type="checkbox"/>	Position 5 = 80 mm (la plus stable)		○	○	



Küschall® K-SERIES				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
Hauteur de dossier (BH)						
DKA1605	<input type="checkbox"/>	270 mm		○	○	
DKA1610	<input type="checkbox"/>	285 mm		○	○	
DKA1615	<input type="checkbox"/>	300 mm		○	○	
DKA1620	<input type="checkbox"/>	315 mm		○	○	
DKA1625	<input type="checkbox"/>	330 mm		○	○	
DKA1630	<input type="checkbox"/>	345 mm		○	○	
DKA1635	<input type="checkbox"/>	360 mm	NC : 2150	○	○	
DKA1640	<input type="checkbox"/>	375 mm	NC : 2150	◆	◆	
DKA1645	<input type="checkbox"/>	390 mm	NC : 2150	○	○	
DKA1650	<input type="checkbox"/>	405 mm	NC : 2150	○	○	
DKA1655	<input type="checkbox"/>	420 mm	NC : 2150	○	○	
DKA1660	<input type="checkbox"/>	435 mm	NC : 2150, 2210	○	○	
DKA1665	<input type="checkbox"/>	450 mm	NC : 2150, 2210	○	○	
DKA1670	<input type="checkbox"/>	465 mm	NC : 2150, 2210	○	○	
DKA1675	<input type="checkbox"/>	480 mm	NC : 2150, 2210	○	○	
Hauteur d'assise avant (FSTF) - cf tableau 1 des compatibilités roues avant et hauteur d'assise avant						
DKA1740	<input type="checkbox"/>	450 mm	NC : 5300, 5350, 5400, 5450, 5500	○	○	
DKA1745	<input type="checkbox"/>	460 mm	NC : 5300, 5350, 5400, 5450, 5500	○	○	
DKA1750	<input type="checkbox"/>	470 mm		○	○	
DKA1755	<input type="checkbox"/>	480 mm		○	○	
DKA1760	<input type="checkbox"/>	490 mm		○	○	
DKA1765	<input type="checkbox"/>	500 mm		◆	◆	
DKA1770	<input type="checkbox"/>	510 mm		○	○	
DKA1775	<input type="checkbox"/>	520 mm		○	○	
Hauteur d'assise arrière (RSTF)						
DKA1815	<input type="checkbox"/>	390 mm	NC : 3490, 3495, 6030, 6040, 6420, 6430	○	○	
DKA1820	<input type="checkbox"/>	400 mm	NC : 3490, 3495, 6030, 6040, 6430	○	○	
DKA1825	<input type="checkbox"/>	410 mm	NC : 3490, 3495	○	○	
DKA1830	<input type="checkbox"/>	420 mm		○	○	
DKA1835	<input type="checkbox"/>	430 mm		◆	◆	
DKA1840	<input type="checkbox"/>	440 mm		○	○	
DKA1845	<input type="checkbox"/>	450 mm		○	○	
DKA1850	<input type="checkbox"/>	460 mm		○	○	
DKA1855	<input type="checkbox"/>	470 mm		○	○	
DKA1860	<input type="checkbox"/>	480 mm		○	○	
DKA1865	<input type="checkbox"/>	490 mm	NC : 6410	○	○	
Distance UL (LLL) fauteuil (Avec châssis 75°: LLL ≤ FSTF - 30 mm ; avec châssis 90° LLL ≤ FSTF - 400 mm) (Pour les LLL < 390 mm et en fonction de la configuration repose-pieds / palette peut être montée haut)						
DKA1918	<input type="checkbox"/>	290 mm		○	○	
DKA1920	<input type="checkbox"/>	300 mm		○	○	
DKA1922	<input type="checkbox"/>	310 mm		○	○	
DKA1924	<input type="checkbox"/>	320 mm		○	○	
DKA1926	<input type="checkbox"/>	330 mm		○	○	
DKA1928	<input type="checkbox"/>	340 mm		○	○	
DKA1930	<input type="checkbox"/>	350 mm		○	○	
DKA1932	<input type="checkbox"/>	360 mm		○	○	
DKA1934	<input type="checkbox"/>	370 mm		○	○	
DKA1936	<input type="checkbox"/>	380 mm		○	○	
DKA1938	<input type="checkbox"/>	390 mm		○	○	
DKA1940	<input type="checkbox"/>	400 mm		○	○	
DKA1942	<input type="checkbox"/>	410 mm		○	○	
DKA1944	<input type="checkbox"/>	420 mm		○	○	
DKA1946	<input type="checkbox"/>	430 mm		◆	◆	
DKA1948	<input type="checkbox"/>	440 mm		○	○	
DKA1950	<input type="checkbox"/>	450 mm		○	○	
DKA1952	<input type="checkbox"/>	460 mm		○	○	
DKA1954	<input type="checkbox"/>	470 mm		○	○	
DKA1956	<input type="checkbox"/>	480 mm		○	○	
TYPE DE DOSSIER						
Montants de dossier						
DKA2000	<input type="checkbox"/>	Aluminium	NC : SW 320 mm	◆	◆	
DKA2050	<input type="checkbox"/>	Titane = - 80 g (avec poignées à pousser en aluminium)	NC : 2150, 2430, 7600	○	○	

UL fauteuil
=
UL patient -
épaisseur coussin



Küschall® K-SERIES				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
Type de dossier						
DKA2100	<input type="checkbox"/>	Standard	NC : 2240, 2300 à 2357, 2440	◆	◆	
DKA2150	<input type="checkbox"/>	Sans garniture de dossier, avec barre de rigidification surbaissée pour installation d'un dossier de positionnement rigide, hauteur des tubes de dossier 285 mm	NC : 2210, 2220, 2230, 2430	○	○	
Garniture de dossier						
DKA2210	<input type="checkbox"/>	Toile Air Light (cousue main, aérée, anti-transpirante)	NC : 2300 à 2357, 2430, 2440 et SW > 420 mm / BH > 345 mm	○	○	
DKA2220	<input type="checkbox"/>	Réglable en tension par scratch, toile rembourrée avec pochette et bavette	NC : 2300 à 2357, 2440	◆	◆	
DKA2230	<input type="checkbox"/>	Réglable en tension par scratch, toile Aéro-Back rembourrée micro-aérée avec pochette et bavette	NC : 2300 à 2357, 2440	○	○	
DKA2240	<input type="checkbox"/>	Sans garniture de dossier, obligatoire si dossier Matrix commandé		○	○	
UNIQUE - Surpiqûres sur la garniture de dossier - Concerne uniquement la toile de dossier Aéro-Back						
UKA2241	<input type="checkbox"/>	Jaune Fluo		113,74	120,00	
UKA2242	<input type="checkbox"/>	Rose Fluo		113,74	120,00	
UKA2243	<input type="checkbox"/>	Bleu		113,74	120,00	
UKA2244	<input type="checkbox"/>	Blanc		113,74	120,00	
UKA2245	<input type="checkbox"/>	Rouge		113,74	120,00	
UKA0002	<input type="checkbox"/>	Autre couleur : merci de passer par notre Service Clients		Sur demande de fabrication spéciale		
UNIQUE - Broderie sur garniture de dossier - Concerne uniquement la toile de dossier Aéro-Back						
UKA2246	<input type="checkbox"/>	Smiley		170,62	180,00	
UKA2248	<input type="checkbox"/>	Aventurier		170,62	180,00	
UKA2249	<input type="checkbox"/>	Beauté Sakura		170,62	180,00	
UKA2250	<input type="checkbox"/>	Cactus Souriant		170,62	180,00	
UKA2251	<input type="checkbox"/>	Logo Kusshall : merci de passer par notre Service Clients		Sur demande de fabrication spéciale		
UKA0003	<input type="checkbox"/>	Autre design : merci de passer par notre Service Clients - Fournir le motif souhaité au format .ai / .pdf ou .png si l'image est en haute résolution		Sur demande de fabrication spéciale		
UNIQUE - Flochage sur garniture de dossier						
UKA2253	<input type="checkbox"/>	Smiley		132,70	140,00	
UKA2255	<input type="checkbox"/>	Aventurier		132,70	140,00	
UKA2256	<input type="checkbox"/>	Beauté Sakura		132,70	140,00	
UKA2257	<input type="checkbox"/>	Cactus Souriant		132,70	140,00	
UKA2259	<input type="checkbox"/>	Explosion de couleurs		132,70	140,00	
UKA0004	<input type="checkbox"/>	Autre design : merci de passer par notre Service Clients - Fournir le motif souhaité au format .ai / .pdf ou .png si l'image est en haute résolution		Sur demande de fabrication spéciale		
Dossiers Matrix - La hauteur indiquée correspond à celle du dossier. Retrouvez les cale-troncs et tous les accessoires sur la fiche de mesure Matrix ! - Dossier Matrix MX2 poids max. utilisateur: 114 kg						
DKA2300	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrix MX2 , hauteur 150 mm (fixations latérales à démontage rapide)	NC : 2370, 2372	568,72	600,00	600,00 (4)
DKA2305	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrix MX2 , hauteur 230 mm (fixations latérales à démontage rapide)	NC : 2370, 2372	568,72	600,00	600,00 (4)
DKA2310	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrix MX2 , hauteur 310 mm (fixations latérales à démontage rapide)	NC : 2370, 2372	568,72	600,00	600,00 (4)
DKA2315	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrix MX2 , hauteur 410 mm (fixations latérales à démontage rapide)	NC : 2370, 2372	568,72	600,00	600,00 (4)
DKA2316	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrix Elite Deep E2 , hauteur 160 mm (paire de fixations mini incluse)		568,72	600,00	600,00 (4)
DKA2317	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrix Elite Deep E2 , hauteur 210 mm (paire de fixations mini incluse)		568,72	600,00	600,00 (4)
DKA2318	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrix Elite Deep E2 , hauteur 260 mm (paire de fixations mini incluse)		568,72	600,00	600,00 (4)
DKA2320	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrix Elite Deep E2 , hauteur 310 mm (paire de fixations mini incluse)		568,72	600,00	600,00 (4)
DKA2322	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrix Elite Deep E2 , hauteur 360 mm (paire de fixations mini incluse)		568,72	600,00	600,00 (4)
DKA2330	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrix Elite Deep E2 , hauteur 460 mm (paire de fixations standards incluse)		568,72	600,00	600,00 (4)
(4) code LPPR : 9981399 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00€						
(9) code LPPR : 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant FRMA - sur devis						









2230









2300, 2305, 2310, 2315

MX2 : seulement 140g de plus qu'un dossier réglable en tension !

Küschall® K-SERIES				Euros			
				Prix Public		LPPR/PLV	
				HT	TTC		
DKA2325	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx Elite Deep E2 , hauteur 410 mm (paire de fixations mini incluse)	568,72	600,00	600,00 (4)	 2316 à 2331	
DKA2331	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx Elite Deep E2 , hauteur 510 mm (paire de fixations standards incluse)	568,72	600,00	600,00 (4)		
DKA2332	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 160 mm (paire de fixations mini incluse)	568,72	600,00	600,00 (4)	 2332 à 2357	
DKA2334	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 210 mm (paire de fixations mini incluse)	568,72	600,00	600,00 (4)		
DKA2335	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 260 mm (paire de fixations mini incluse)	568,72	600,00	600,00 (4)		
DKA2340	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 310 mm (paire de fixations mini incluse)	568,72	600,00	600,00 (4)		
DKA2345	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 360 mm (paire de fixations mini incluse)	568,72	600,00	600,00 (4)		
DKA2350	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 410 mm (paire de fixations mini incluse)	568,72	600,00	600,00 (4)		
DKA2355	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 460 mm (paire de fixations standards incluse)	568,72	600,00	600,00 (4)		
DKA2357	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx Elite E2 , hauteur 510 mm (paire de fixations standards incluse)	568,72	600,00	600,00 (4)		
Largeur du dossier Matrx - cf tableaux 3 à la fin de la fiche de mesure							
DKA2360	<input type="checkbox"/>	360 mm - largeur de buste indic. 265 mm	○	○			
DKA2362	<input type="checkbox"/>	380 mm - largeur de buste indic. 290 mm	○	○			
DKA2364	<input type="checkbox"/>	410 mm - largeur de buste indic. 315 mm	○	○			
DKA2366	<input type="checkbox"/>	430 mm - largeur de buste indic. 340 mm	○	○			
DKA2368	<input type="checkbox"/>	460 mm - largeur de buste indic. 370 mm	○	○			
DKA2370	<input type="checkbox"/>	480 mm - largeur de buste indic. 390 mm	○	○			
DKA2372	<input type="checkbox"/>	510 mm - largeur de buste indic. 420 mm	○	○			
Poignées à pousser							
DKA2400	<input type="checkbox"/>	Sans poignée	◆	◆			
DKA2410	<input type="checkbox"/>	Standards courtes	○	○			
DKA2420	<input type="checkbox"/>	Standards longues	○	○			
DKA2430	<input type="checkbox"/>	Réglables en hauteur, externes	○	○	NC : BH de 285 mm à 330 mm + 3480, 3480	 2430 2450	
DKA2440	<input type="checkbox"/>	Réglables en hauteur, intégrées	○	○			
DKA2450	<input type="checkbox"/>	Rabattables	○	○	NC : BH de 315 mm à 330 mm + 3480		
Angle de dossier par rapport à l'assise (BA)							
DKA2520	<input type="checkbox"/>	78°	○	○		 Angle de dossier BA	
DKA2540	<input type="checkbox"/>	82°	◆	◆			
DKA2560	<input type="checkbox"/>	86°	○	○			
DKA2580	<input type="checkbox"/>	90°	○	○	DKA2590 <input type="checkbox"/> 94°		
TOILE D'ASSISE							
DKA2600	<input type="checkbox"/>	Standard avec bande scratch centrale - face douce	◆	◆		 2600 2601 2610 2610 2630	
DKA2601	<input type="checkbox"/>	Avec une bande scratch centrale (face douce) et deux bandes scratch sur les côtés (face rugueuse)	○	○			
DKA2610	<input type="checkbox"/>	Réglable en tension par scratch	○	○			
DKA2630	<input type="checkbox"/>	Toile Air Light	○	○			
DKA2640	<input type="checkbox"/>	Plaque d'assise rigide (en bois, +1,7 kg)	○	○			
UNIQUE - Surpiqûres sur la garniture d'assise							
UKA2602	<input type="checkbox"/>	Jaune Fluo	113,74	120,00			
UKA2603	<input type="checkbox"/>	Rose Fluo	113,74	120,00			
UKA2604	<input type="checkbox"/>	Bleu	113,74	120,00			
UKA2605	<input type="checkbox"/>	Blanc	113,74	120,00			
UKA2606	<input type="checkbox"/>	Rouge	113,74	120,00			
UKA0005	<input type="checkbox"/>	Autre couleur : merci de passer par notre Service Clients	Sur devis				
(4) code LPPR : 4954096 - VPH, adjonction, PAP, forfait A adjonctions membre supérieur - dans la limite de 600,00 €							

Küschall® K-SERIES				Euros			
				Prix Public		LPPR/PLV	
				HT	TTC		
OPTIONS D'ASSISE							
Coussin d'assise							
DKA2710	<input type="checkbox"/>	Coussin Flo-Tech Lite - H : 75 mm, livré avec deux housses noires	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	236,97	250,00	600,00 (5)	 2710
DKA2720	<input type="checkbox"/>	Coussin Matrx Libra (housse noire bi-extensible imperméable et déperlante), livré avec deux housses noires	NC : largeur 360 mm possible uniquement avec profondeur 400 et 425 mm	426,54	450,00	600,00 (5)	 2720
DKA2740	<input type="checkbox"/>	Coussin Classic Visco - H : 75 mm, 375mm x 400mm, livré avec deux housses noires - poids max utilisateur 50 kg	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	76,78	81,00	81,00 (11)	
DKA2742	<input type="checkbox"/>	Coussin Classic Visco - H : 75 mm, 405mm x 400mm, livré avec deux housses noires - poids max utilisateur 100 kg	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	65,40	69,00	69,00 (11)	 2740 / 2742 2744 / 2746
DKA2744	<input type="checkbox"/>	Coussin Classic Visco - H : 75 mm, 430 mm x 430mm, livré avec deux housses noires - poids max utilisateur 100 kg	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	65,40	69,00	69,00 (11)	
DKA2746	<input type="checkbox"/>	Coussin Classic Visco - H : 75 mm, 455mm x 400mm, livré avec deux housses noires - poids max utilisateur 100 kg	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	76,78	81,00	81,00 (11)	 2748
DKA2748	<input type="checkbox"/>	Coussin Contour ViscoNG - épaisseur 100 mm, livré avec deux housses	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	76,78	81,00	81,00 (12)	 2750
DKA2750	<input type="checkbox"/>	Coussin Vicair Active O2 - épaisseur 60 mm, livré avec deux housses	NC : 2810, 2820, 2830, 2840, 2850	568,72	600,00	600,00 (5)	
Pochette d'assise							
DKA2800	<input type="checkbox"/>	Pochette d'assise amovible		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		 2800
Premier accessoire de positionnement uniquement avec les coussins Matrx Libra, Flo-tech Image et Solution Xtra							
DKA2810	<input type="checkbox"/>	Pochette de genou supplémentaire (120 x 190 mm), la paire		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		 2820
DKA2820	<input type="checkbox"/>	Biseau fessier, la paire		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
DKA2830	<input type="checkbox"/>	Pivot d'abduction Matrx (hauteur 40 mm), l'unité		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		 2830
DKA2840	<input type="checkbox"/>	Biseau latéral, l'unité		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		 2840
DKA2850	<input type="checkbox"/>	Biseau crural, l'unité		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		 2850
Second accessoire de positionnement compatible uniquement avec les coussins Matrx Libra, Flo-tech Image et Solution Xtra							
DKA2810	<input type="checkbox"/>	Pochette de genou supplémentaire (120 x 190 mm), la paire		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		 2840
DKA2820	<input type="checkbox"/>	Biseau fessier, la paire		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		 2850
DKA2830	<input type="checkbox"/>	Pivot d'abduction Matrx (hauteur 40 mm), l'unité		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
DKA2840	<input type="checkbox"/>	Biseau latéral, l'unité		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
DKA2850	<input type="checkbox"/>	Biseau crural, l'unité		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
Base rigide							
DKA2860	<input type="checkbox"/>	Base rigide	(choisir un coussin obligatoire)	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		 2860
Pochette sous toile d'assise							
DKA2910	<input type="checkbox"/>	Grande pochette toile (fixation par bandes scratchs sous la toile d'assise)		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
REPOSE-PIEDS							
Repose-pieds / palette monobloc, réglable en hauteur							
DKA3200	<input type="checkbox"/>	Repose-pieds en aluminium avec tubes hydroformés - surface plane pour les pieds		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		 3200
DKA3210	<input type="checkbox"/>	Repose-pieds en titane (-145 g)		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
DKA3220	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc en carbone réglable en angle	NC : 3290	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
DKA3230	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc escamotable de côté avec barre de renfort	NC : 3290	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
Socle plastique vissé pour repose-pieds							
DKA3290	<input type="checkbox"/>	Socle plastique vissé pour repose-pieds		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
(5) code LPPR : 9977848 - VPH, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 €							
(11) code LPPR : 1258864 / 1260677 / 1203679 - Escarres, coussin visco, Classe II, Invacare, Classic Visco - 69,00 ou 81,00 €							
(12) code LPPR : 1204839 - Escarres, coussin visco, Classe II, Invacare, Matrx Contour Visco, Technique - 81,00 €							

Küschall® K-SERIES				Euros			
				Prix Public		LPPR/PLV	
				HT	TTC		
Sangles							
DKA3300	<input type="checkbox"/>	Sangle appui-mollets positionnée autour du châssis	◆	◆		 3305	
DKA3305	<input type="checkbox"/>	Sangle appui-mollets avec supports aluminium positionnés derrière les potences	○	○			
Palettes séparées avec barre de renfort (composite fixes ou carbone régl. en angle)							
	<input type="checkbox"/>	Uniquement sur demande	délai de fabrication + 3 semaines		Sur devis	Sur devis (9)	
ACCOUDOIRS / GARDE-BOUE / PROTEGE-VETEMENTS							
Protège-vêtements							
DKA3405	<input type="checkbox"/>	Relevables et rabattables sur l'assise, en composite	◆	◆		  3480  3490	
DKA3420	<input type="checkbox"/>	Relevables et rabattables sur l'assise, en carbone	○	○			
Garde-boue (+ 5 à 10 mm de largeur d'assise)							
DKA3440	<input type="checkbox"/>	Amovibles, en carbone	NC : 3490, 3495, 6553		○		○
DKA3450	<input type="checkbox"/>	Amovibles, en composite	NC : 3490, 3495, 6553		○	○	
Appui-bras							
DKA3480	<input type="checkbox"/>	Tubes réglables en hauteur et amovibles - capitonnage confort	NC : BH < 315 mm + 2450, BH < 315 + 2430, 6950		○	○	
Accoudoirs (+ 20 mm de largeur utile)							
DKA3490	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs courts réglables en hauteur avec outils et amovibles	○	○			
DKA3495	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs longs réglables en hauteur avec outils et amovibles	○	○			
COLORIS DE CHASSIS ET PERSONNALISATION							
Coloris de châssis							
DKA4000	<input type="checkbox"/>	Noir Spatial (RAL 9005)	○	○		Délai supplémentaire + 15 jours	
DKA4010	<input type="checkbox"/>	Gris Anthracite (RAL 7016)	○	○			
DKA4020	<input type="checkbox"/>	Blanc Eclatant (RAL 9016)	NC : 4220		○		○
DKA4030	<input type="checkbox"/>	Rouge Carmin (RAL 3002)	○	○			
DKA4040	<input type="checkbox"/>	Bleu Azur (RAL 5017)	○	○			
DKA4060	<input type="checkbox"/>	Jaune Flashy (RAL 1016)	○	○			
DKA4100	<input type="checkbox"/>	Noir Brillant (RAL 9005)	○	○			
DKA4130	<input type="checkbox"/>	Gris Argent (RAL 9006)	○	○			
DKA4145	<input type="checkbox"/>	Bleu Nuit Nacré	○	○			
DKA4150	<input type="checkbox"/>	Rouge Rubis (RAL 3003)	○	○			
DKA4170	<input type="checkbox"/>	Orange Dynamite	○	○			
DKA4180	<input type="checkbox"/>	Vert Forêt (RAL 6029)	○	○			
UKA4101	<input type="checkbox"/>	Poli-miroir	696,68	735,00			
UKA4102	<input type="checkbox"/>	Vert Pastel	750,71	792,00			
UKA4103	<input type="checkbox"/>	Bleu Ciel	750,71	792,00			
UKA4104	<input type="checkbox"/>	Prune	750,71	792,00			
UKA4105	<input type="checkbox"/>	Saumon	750,71	792,00			
UKA0008	<input type="checkbox"/>	Coloris Spécial : - Délai de fabrication + 10 jours : pour un coloris déjà proposé sur les autres gammes des fauteuils roulants manuels <i>Invacare</i> . OU - Délai de fabrication + 15 jours : pour toute autre demande (sous réserve de faisabilité) - préciser N° RAL	<i>sur devis</i>			 BOLD  TAG	
Vernis céramique							
UKA4066	<input type="checkbox"/>	Vernis céramique (<i>Uniquement pour coloris UKA410*</i>)	643,60	679,00			
Style de décalcomanie							
DKA4190	<input type="checkbox"/>	Bold (Dynamique) : Bandes iconiques pointillées sur les deux flancs de châssis et sous le module d'assise	○	○			
DKA4195	<input type="checkbox"/>	Tag (Elégance) : Bague K sur flanc gauche du châssis - UNIQUEMENT NOIR OU ROUGE	◆	◆			
DKA4197	<input type="checkbox"/>	Sans décalcomanie	○	○			
(9) code LPPR : 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant FRMA - sur devis							








Küschall® K-SERIES				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
Coloris de la décalcomanie Bold						
DKA4200	<input type="checkbox"/>	Noir		○	○	
DKA4210	<input type="checkbox"/>	Gris Foncé		○	○	
DKA4220	<input type="checkbox"/>	Gris Clair		○	○	
DKA4230	<input type="checkbox"/>	Rouge		○	○	
DKA4240	<input type="checkbox"/>	Bleu		○	○	
DKA4250	<input type="checkbox"/>	Doré		○	○	
Unique - Stickers bold fluo : apposés sur le coloris de châssis si coloris standard. Si Coloris spécial : incorporé sous le vernis						
UKA4252	<input type="checkbox"/>	Jaune Fluo - stickers		161,14	170,00	
UKA4253	<input type="checkbox"/>	Vert Fluo - stickers		161,14	170,00	
UKA4254	<input type="checkbox"/>	Orange Fluo - stickers		161,14	170,00	
UKA4255	<input type="checkbox"/>	Rose Fluo - stickers		161,14	170,00	
UKA4256	<input type="checkbox"/>	Rouge Fluo - stickers		161,14	170,00	
UKA0009	<input type="checkbox"/>	Autre couleur : merci de passer par notre Service Clients		Sur demande de fabrication spéciale		
Coloris de la décalcomanie Tag						
DKA4300	<input type="checkbox"/>	Noir		○	○	
DKA4310	<input type="checkbox"/>	Rouge		○	○	
Roues avant						
DKA5000	<input type="checkbox"/>	3" x 24 mm - Supersport		○	○	
DKA5050	<input type="checkbox"/>	4" x 29 mm - Every day - bandage noir		◆	◆	
DKA5100	<input type="checkbox"/>	4" Bandage Soft noir		○	○	
DKA5200	<input type="checkbox"/>	4" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante noire	Sélectionner les roues Froglegs, jantes noires (DKA5200) pour accéder aux anodisations UNIQUE	○	○	
DKA5250	<input type="checkbox"/>	4" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante grise		○	○	
DKA5300	<input type="checkbox"/>	5" x 31 mm - Every day - bandage noir		○	○	
DKA5350	<input type="checkbox"/>	5" Bandage Soft noir		○	○	
DKA5400	<input type="checkbox"/>	5" x 24 mm - Starec, bandage noir, jante noire		○	○	
DKA5450	<input type="checkbox"/>	5" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante noire	Sélectionner les roues Froglegs, jantes noires (DKA5450) pour accéder aux anodisations UNIQUE	○	○	
DKA5500	<input type="checkbox"/>	5" x 1,4" FrogLegs bandage noir, jante grise		○	○	
UNIQUE - Roues avant Froglegs anodisation colorée						
UKA5502	<input type="checkbox"/>	Rose		○	110,00	
UKA5504	<input type="checkbox"/>	Orange		○	110,00	
UKA5506	<input type="checkbox"/>	Bleu		○	110,00	
UKA5507	<input type="checkbox"/>	Violet Atomique		○	110,00	
UKA5508	<input type="checkbox"/>	Rouge		○	110,00	
UKA5509	<input type="checkbox"/>	Doré		○	110,00	
UNIQUE - Roulements en céramique pour roues avant Froglegs						
UKA5510	<input type="checkbox"/>	Roulements en céramique		○	○	
Position des roues arrière						
DKA6020	<input type="checkbox"/>	Standard	NC : 6100 à 6140, 6230, 6240	◆	◆	
DKA6030	<input type="checkbox"/>	Léger déport de roues arrière, uniquement pour positions 1, 2 et 3	NC : 6070, 6130, 6140, 6230, 6240	○	○	
DKA6040	<input type="checkbox"/>	Grand déport de roues arrière, noir pour positions de 1 à 5	NC : 6070	○	○	
Barre de carrossage (dénommée 1ère barre si déport de roues)						
DKA6050	<input type="checkbox"/>	Vario-Axe, réglable sans outil 1° / 3° / 7° / 10°	NC : 6200, 6210, 6220, 6270, 6500, 6950, 7230	○	○	
DKA6060	<input type="checkbox"/>	Barre standard		◆	◆	
DKA6070	<input type="checkbox"/>	Barre en carbone	NC : 6950	○	○	
Déport de roue arrière : Position de la 1ère barre (depuis l'avant)						
DKA6100	<input type="checkbox"/>	1 (obligatoire pour l'utilisation d'une 2ème barre)		○	○	
DKA6110	<input type="checkbox"/>	2	NC : 6230, 6240	○	○	
DKA6120	<input type="checkbox"/>	3	NC : 6230, 6240	◆	◆	
DKA6130	<input type="checkbox"/>	4	NC : 6230, 6240	○	○	
DKA6140	<input type="checkbox"/>	5	NC : 6230, 6240	○	○	
Carrossage (de la 1ère barre si déport arrière)						
DKA6200	<input type="checkbox"/>	0°	NC : 6270	○	○	
DKA6210	<input type="checkbox"/>	3°		◆	◆	
DKA6220	<input type="checkbox"/>	6°	NC : 6240, 6250, 6950	○	○	
(9) code LPPR : 4960062 - VPH, adjonction spécifique, supplément sur devis pour fauteuil roulant FRMA - sur devis						







Küschall® K-SERIES				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
Déport arrière : 2ème barre (en position 5 obligatoirement)						
DKA6230	<input type="checkbox"/>	Barre standard	NC : 6500, 6950	○	○	
DKA6240	<input type="checkbox"/>	Vario-Axe, réglable sans outil 1° / 3° / 7° / 10°	NC : 6250, 6260, 6270, 6500, 6950, 7230	○	○	
Carrossage de la 2ème barre (3° max. de différence avec la 1ère barre / si l'une des barres = Vario-axe, l'autre 0° ou 3° obligatoirement)						
DKA6250	<input type="checkbox"/>	0°		○	○	
DKA6260	<input type="checkbox"/>	3°		○	○	
DKA6270	<input type="checkbox"/>	6°		○	○	
Axes à démontage rapide						
	<input type="checkbox"/>	Axes à démontage rapide standards		◆	◆	
DKA6300	<input type="checkbox"/>	Axes à démontage rapide Tetra-clip (à destination des utilisateurs tétraplégiques)	NC : 6550, 6950	○	○	
Diamètre des roues arrière (voir les diamètres possibles par roue dans Type des roues arrière)						
DKA6410	<input type="checkbox"/>	24" - 600 mm		◆	◆	
DKA6420	<input type="checkbox"/>	25" - 635 mm	NC : 6500, 6510, 6600, 6630, 6660, 6700, 6710, 6720, 6760, 6770, 6900, 6910, 6950	○	○	
DKA6430	<input type="checkbox"/>	26" - 660 mm	NC : 6500, 6520, 6550, 6600, 6630, 6660, 6720, 6740, 6750, 6760, 6770, 6950, 7240	○	○	
Type des roues arrière						
DKA6500	<input type="checkbox"/>	Roues Actives 24" (main-courante aluminium - jante, moyeu et rayonnage radial noir - Pneus : revêtement au choix)	24" NC : toutes les mains-courantes, 6900, 6910	◆	◆	
DKA6510	<input type="checkbox"/>	küschall moyeu Starec (jante noire et moyeu noir, rayonnage noir croisé pour roues 24" et 26")	24", 26"	○	○	
DKA6520	<input type="checkbox"/>	High Performance (jante noire, moyeu Starec noir, rayonnage croisé noir)	24", 25" NC : 6660	○	○	
DKA6550	<input type="checkbox"/>	Spinergy LXX (jante, moyeu et rayonnage radial noir en fibre de carbone tréssée) 600 g par roue	24", 25" NC : 6660, 6910	○	○	
UKA6551	<input type="checkbox"/>	Spinergy Lite Extreme LX (jante, moyeu et rayonnage radial noir ou couleurs au choix) 680g par roue	24", 25" NC : 6660	1060,66	1119,00	
UKA6552	<input type="checkbox"/>	Spinergy Lite Extreme X-Laced XLX (jante, moyeu et croisé noir ou couleurs au choix) 660g par roue	24", 25" NC : 6660	1140,28	1203,00	
UKA6553	<input type="checkbox"/>	Spinergy X-Laced Sport Lite Extreme XSLX (jante, moyeu et rayonnage croisé noir ou couleurs au choix) 757g par roue	24", 25" NC : 6660	1206,64	1273,00	
UKA6554	<input type="checkbox"/>	Spinergy CLX, Fibre de carbone (jante, moyeu et rayonnage radial noir ou couleurs au choix, axe Starec) 570g par roue	24", 25" NC : 6660	1358,29	1433,00	
UNIQUE - Anodisation jantes roues arrière Spinergy						
UKA6557	<input type="checkbox"/>	Bleu		162,09	171,00	
UKA6558	<input type="checkbox"/>	Doré		162,09	171,00	
UKA6559	<input type="checkbox"/>	Vert		162,09	171,00	
UKA6560	<input type="checkbox"/>	Orange		162,09	171,00	
UKA6561	<input type="checkbox"/>	Rouge		162,09	171,00	
UKA6562	<input type="checkbox"/>	Violet		162,09	171,00	



Taille des pneus	
MAXXIS LIGHT GUARD / ALPHA PROTECT :	24" : 25-540
	25" : 25-559
MBL SPEEDLITE :	24" : 25-540

Küschall® K-SERIES				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
UNIQUE - Anodisation moyeu roues arrière Spinerger						
UKA6563	<input type="checkbox"/>	Bleu		162,09	171,00	
UKA6564	<input type="checkbox"/>	Doré		162,09	171,00	
UKA6565	<input type="checkbox"/>	Gris		162,09	171,00	
UKA6566	<input type="checkbox"/>	Vert		162,09	171,00	
UKA6567	<input type="checkbox"/>	Orange		162,09	171,00	
UKA6568	<input type="checkbox"/>	Rouge		162,09	171,00	
UKA6569	<input type="checkbox"/>	Violet		162,09	171,00	
UNIQUE - Anodisation rayons roues arrière Spinerger						
UKA6570	<input type="checkbox"/>	Bleu		162,09	171,00	
UKA6571	<input type="checkbox"/>	Vert		162,09	171,00	
UKA6572	<input type="checkbox"/>	Orange		162,09	171,00	
UKA6573	<input type="checkbox"/>	Rose Fluo		162,09	171,00	
UKA6574	<input type="checkbox"/>	Rouge		162,09	171,00	
UKA6575	<input type="checkbox"/>	Violet		162,09	171,00	
UKA6576	<input type="checkbox"/>	Blanc		162,09	171,00	
UKA6577	<input type="checkbox"/>	Jaune		162,09	171,00	
UNIQUE - Roulements en céramique pour roues arrière						
UKA6579	<input type="checkbox"/>	Roulements en céramique		○	○	
Pneus arrière						
DKA6600	<input type="checkbox"/>	Pneu noir Maxxis Lite Guard (protection anti-crevaison)	24"	◆	◆	 6600
DKA6625	<input type="checkbox"/>	Pneu noir Maxxis Alpha Protect (protection anti-crevaison)	24", 25", 26"	○	○	 6625
DKA6630	<input type="checkbox"/>	Pneu noir MBL Speedlite (protection anti-crevaison)	24"	○	○	 6630
DKA6640	<input type="checkbox"/>	Pneu moyenne pression à crampons 7 bar (110 psi)	24" NC : 7230	○	○	
DKA6655	<input type="checkbox"/>	Bandage à crampons, noir	24" NC : 6680	○	○	
DKA6660	<input type="checkbox"/>	Bandage noir	24" NC : 7230	○	○	 6660
Mains-courantes						
DKA6700	<input type="checkbox"/>	Anti-dérapante, livré avec écartement 30 mm, réglable à 40 mm	24", 26"	○	○	
DKA6710	<input type="checkbox"/>	Acier inoxydable, écartement 30 mm	24", 26"	○	○	
DKA6720	<input type="checkbox"/>	Titane, livré avec écartement 30 mm, réglable à 40 mm	24"	○	○	
DKA6740	<input type="checkbox"/>	Carbolife Gekko , avec anti- dérapant, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm (+ 15 mm de largeur hors-tout)	24", 25"	○	○	 6740
DKA6750	<input type="checkbox"/>	Carbolife Gekko S , avec anti- dérapant, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm	24", 25"	○	○	 6700 6710
DKA6760	<input type="checkbox"/>	Carbolife Curve L , avec profil ergonomique, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm (+ 15 mm de largeur hors-tout)	24"	○	○	



Küschall® K-SERIES				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
DKA6770	<input type="checkbox"/>	Carbolife Quadro , avec profil ergonomique et anti-dérapante, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm	24"	○	○	 6790 6760
DKA6775	<input type="checkbox"/>	Carbolife Curve L Tetra Grip , avec profil ergonomique et anti-dérapant, livré avec écartement 30 mm, réglage à 40 mm	24"	○	○	
DKA6780	<input type="checkbox"/>	Aluminium anodisé Light, livré avec écartement 30 mm, réglable à 40 mm	24", 25", 26"	◆	◆	
DKA6790	<input type="checkbox"/>	Aluminium anodisé Light, noir, écartement 30 mm	24", 25", 26"	○	○	
Protège-rayons, la paire						
DKA6900	<input type="checkbox"/>	Transparent	24", 26"	○	○	
DKA6910	<input type="checkbox"/>	Noir	24", 26"	○	○	
Motorisation alber						
DKA6950	<input type="checkbox"/>	Fixation pour assistance électrique à la propulsion alber e-motion M25 (inclus 2 roulettes anti-basculer alber)	Uniquement avec roues 24" NC : 7500, 7510, 7520, 8200, 8210, 8300	○	○	
Conseil : pour une compatibilité parfaite des freins avec les roues manuelles, nous vous conseillons d'équiper celles-ci du même type de revêtement que les roues motorisées.						
UNIQUE - Kits anodisation						
UKA6960	<input type="checkbox"/>	Kit 1 : Fourches et cache-roulements		197,16	208,00	
UKA6961	<input type="checkbox"/>	Kit 2 : Fourches, cache-roulements, support de dossier, bouchons d'assise, brides de frein		551,66	582,00	
UKA6962	<input type="checkbox"/>	Kit 3 : Fourches, cache-roulements, support de dossier, bouchons d'assise, brides de frein, repose-pied, clamps de barre de carrossage		779,15	822,00	
UNIQUE - Coloris Premium Anodisation						
UKA6963	<input type="checkbox"/>	Rouge		○	○	
UKA6964	<input type="checkbox"/>	Violet		○	○	
UKA6965	<input type="checkbox"/>	Cuivre		○	○	
UKA6966	<input type="checkbox"/>	Vert		○	○	
UKA6967	<input type="checkbox"/>	Orange		○	○	
UKA6968	<input type="checkbox"/>	Doré		○	○	
UKA6969	<input type="checkbox"/>	Champagne		○	○	
UKA6970	<input type="checkbox"/>	Rose Fluo		○	○	
UKA6971	<input type="checkbox"/>	Bleu		○	○	
UKA6972	<input type="checkbox"/>	Finition poli miroir		○	○	
Freins						
DKA7210	<input type="checkbox"/>	Standards à pousser leviers courbés		◆	◆	
DKA7230	<input type="checkbox"/>	Performance	NC : 7300	○	○	 7210 7230 7240
DKA7240	<input type="checkbox"/>	Actifs	NC : 7300	○	○	
DKA7250	<input type="checkbox"/>	Actifs légers	NC : 7300	○	○	
Leviers de freins rallongés						
DKA7300	<input type="checkbox"/>	Leviers de freins rallongés (pour freins leviers courbés uniquement)		○	○	 7250
OPTIONS DE SECURITE						
<i>Montage de 2 éléments maximum par côté dans la liste suivante : roulettes anti-basculer, porte-canne ou roues de transit</i>						
Roulettes anti-basculer						
DKA7500	<input type="checkbox"/>	Droite		○	○	 7500 / 7520
DKA7510	<input type="checkbox"/>	Gauche		○	○	
DKA7520	<input type="checkbox"/>	Deux roulettes anti bascule	NC : 8300	○	○	
Kit de transport						
DKA7600	<input type="checkbox"/>	Kit de transport (autocollants)	NC : BH ≤ 400 mm	○	○	

Küschall® K-SERIES				Euros		
				Prix Public		LPPR/PLV
				HT	TTC	
Ceintures						
DKA7800	<input type="checkbox"/>	Ceinture à boucle		○	○	
DKA7810	<input type="checkbox"/>	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée, bouton à pousser, Small, Flat-Mount™ - poids max util. 25 - 50 kg		218,01	230,00	600,00 (5)
DKA7820	<input type="checkbox"/>	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée à loquet Rehab, Medium, Flat-Mount™ - poids max util. 50-75 kg		218,01	230,00	600,00 (5)
DKA7830	<input type="checkbox"/>	Bodypoint® Evoflex® ceinture de hanche 2 points rembourrée à loquet Rehab, Large, Flat-Mount™ - poids max util. 50 - 100 kg		218,01	230,00	600,00 (5)
Catadioptrés						
DKA7900	<input type="checkbox"/>	Montés sur les roues		○	○	
AUTRES OPTIONS						
Protections de châssis						
DKA8010	<input type="checkbox"/>	Protections de châssis avant amovibles par scratch, la paire		○	○	
Porte-canne						
DKA8200	<input type="checkbox"/>	Porte canne à droite		○	○	
DKA8210	<input type="checkbox"/>	Porte canne à gauche		○	○	
Roues de transit						
DKA8300	<input type="checkbox"/>	Roues de Transit 3"		○	○	
Autres						
DKA8650	<input type="checkbox"/>	Sac de transport des roues arrière (24", 25")		71,09	75,00	
DKA8680	<input type="checkbox"/>	Paire de roues arrière Mountain Bike 24" complètes (pneus VTT, MC aluminium anodisé et paires d'axes à démonatage rapide) et son sac de transport		646,45	682,00	
DKA8800	<input type="checkbox"/>	Sangle de mollets rembourrée Bodypoint®		104,27	110,00	600,00 (5)
DKA8850	<input type="checkbox"/>	Sac Mobility Bodypoint®		104,27	110,00	
ACCESSOIRES						
Planches de transfert						
MH-H01	<input type="checkbox"/>	Planche de transfert en bois meinHOLTZ - Sun	NOUVEAU	150,71	159,00	
MH-T01	<input type="checkbox"/>	Planche de transfert en bois meinHOLTZ - Flowers	NOUVEAU	150,71	159,00	
MH-O01	<input type="checkbox"/>	Planche de transfert en bois meinHOLTZ - Rock on	NOUVEAU	150,71	159,00	
MH-N01	<input type="checkbox"/>	Planche de transfert en bois meinHOLTZ - Natural	NOUVEAU	146,92	155,00	
(5) code LPPR : 9977848 - VHP, adjonction, PAP, forfait B adjonctions membre inférieur - dans la limite de 600,00 €						



Ceinture Evoflex réglable de 35 mm à 125 mm vers l'arrière par rapport à l'avant de la toile d'assise. **6 positions par paliers de 15 mm**



7810 / 7820 / 7830




8300



8680




MH-H01



MH-T01



MH-O01



MH-N01