


- Terminator™
- T-3™
- Excelerator™
- XLT™



Pour toute commande, préciser la hauteur, la largeur, la profondeur, la longueur

Repère	Référence	Description
1	I054269	Centre dossier (tension réglable)
2	I054270	Manchon de dossier droite (tension réglable)
3	I054271	Manchon de dossier gauche (tension réglable)
4	I054272 I060130	Coussin souple 2" 3" 4" Entourer la valeur désirée Coussin dur 2" 3" 4" Entourer la valeur désirée
5	I054273	Garniture de siège (tension réglable)
6	I054268	Sangle jambe
7	I054274	Protections verticales cadre avant (la pièce)
8	I054277	Protège-vêtements en tissu - Droit
9	I054278	Protège-vêtements en tissu - Gauche
10	I054275	Protection cadre barre de dossier arrière (la pièce)
11	I065286	Toile de dossier rabattable (non représenté)
12	I054280	Siège à visser (non représenté)
13	I065287	Toile de dossier à tension réglable manuellement (non représenté)
14	I081108	Poche de siège (non représenté)
15	I081106 I081107	Sac à dos, petit (largeur 14") (non représenté) Sac à dos, grand (largeur 16-20") (non représenté)
16	I060887	Garniture XLT™ (dossier étroit uniquement) (non représenté) indiquer sur mesure, 18", 15" ou 16.5" hauteur junior
17	I060896	Coussin de dossier XLT™ (dossier étroit uniquement) (non représenté) indiquer sur mesure, 18", 15" ou 16.5" hauteur junior

* Garniture fauteuil Racing, voir page 33