



Invacare®
Top End®

'97 Excelerator™
XLT, XLT Pro
XLT 2000, XLT Jr.

11 / 03

36

Repère	Référence	Description
1A	1109753	Support de pédalier : 7 vitesses, sans pédaliers ni support inférieur
1B	1109754	Support de pédalier : 7 vitesses pour montagne (sans pédaliers, support inférieur, ni système montagne)
1C	1109755	Support de pédalier pour 24 vitesses, sans pédalier ni support inférieur
1D	1109756	Support de pédalier pour 27 vitesses, sans pédaliers ni support inférieur
1E	1109757	Support de pédalier pour 27 vitesses avec raccord de fourche
1F	1068746	Support inférieur pour 7 ou 24 vitesses
1G	1109758	Support inférieur pour 27 vitesses
2A	1056873	Jeu de pédalier (175) 7 vitesses Incluant 2 pédaliers et un plateau
2B	1068712	Jeu de pédalier (175) 24 vitesses incluant 2 pédaliers et un plateau
2C	1109759	Jeu de pédalier (175) 27 vitesses incluant 2 pédaliers et un plateau
2D	1109737	Jeu de pédalier (155) 7 vitesses XLT Jr/Li'Excel, incluant 2 pédaliers et un plateau
2E	1109747	Jeu de pédalier montagne avec kit outillage
3A	1068756	Poignée, Revêtement mousse -Droit (incluant paliers)
3B	1068757	Poignée, Revêtement mousse -Gauche (incluant paliers)
3C	1059454	Poignée, Delrin - Droit/Gauche (incluant paliers) (non représenté)
3D	1109728	Extension poignée : Prowidth, (la paire), largeur réglable, sans poignées, delrin uniquement
3E	1109729	Poignée : Prowidth, largeur réglable incl. poignée Delrin R ou L
4	1056876	Tube-pivot
5A	1057055	Cadre XLT/XLT Pro/XLT 2000 pour siège standard (représenté)
5B	1059582	Cadre XLT Jr. pour siège standard (indiquer la couleur)
5C	1109741	Cadre XLT PRO, siège fixe, indiquer dimensions du siège et couleur
5D	1109742	Cadre XLT PRO, siège fixe avec tube coudé amovible (indiquer dimensions du siège et couleur)
5E	1109743	Cadre XLT PRO pour siège standard avec tube coudé amovible (indiquer dimensions du siège et couleur)
6	1068760	Bouchon de carrossage et douille (QR ou fileté)
7	1060882	Bride bouchon de carrossage
8	1056761	Boulon à œil et contre-écrou (1998)
9A	1056794	Ressort (1998)
9B	1059441	Compensateur (formulaire de commande réf. 95P008)
9C	1116522	Bride compensateur (indiquer type fourche et barre de carrossage / XLT Gold ou autre)
10A	1068761	Ensemble frein de stationnement (Knobby, Cruiser ou Haute performance)
10B	1068766	Frein stationnement avec levier de blocage
10C	1065298	Câble de frein et récepteur, stationnement
10D	1060212	Etrier de frein (knobby et cruiser: 7, 24 ou 27 vitesses)
10E	1060208	Etrier de frein (24 vitesses : haute performance)
10F	1109760	Etrier de frein (27 vitesses : haute performance)
12A	1054195	Repose-jambe et Sangle R
12B	1060650	Sangle, repose-jambe
13	1054196	Repose-jambe et Sangle L
14	1065268	Ensemble jambière (non représenté)
15A	1054197	Fourche XLT (dimension de roue et type de pneu) (à un frein)
15B	1059456	Fourche XLT (dimension de roue et type de pneu) (à frein double commande)



Invacare®
Top End®

**'97 Excelerator™ XLT,
XLT Pro
XLT 2000, XLT Jr.**

11 / 03

37

Repère	Référence	Description
15C	1056850	Ensemble fourche XLT Jr. roues 20" (frein unique)
15D	1109750	Ensemble fourche, XLT PRO, 27 vitesses, pour tube de fourche amovible
15E	1109751	Ensemble fourche, XLT PRO, 27 vitesses avec barre de connexion de pédalier
15F	1109752	Ensemble fourche, XLT PRO 27 vitesses avec barre de connexion de pédalier et tube de fourche amovible
16	1054198	Ensemble support siège arrière - 1 côté complet
17	1061250	Bride de support du siège
18	1054012	Vis à six pans creux 1/4 - 20 x 3/4"
19	1061200	Boulon d'attache métrique
20	1061201	Cadre d'assise (indiquer la largeur / dossier étroit ou large)
21	1060971	Vis, à tête hexagonale avec contre-écrou (1/4-20 x 2-1/2")
22	1027095	Bouchon (7/8")
23A	1063576	Chaîne XLT/ XLT Jr.
23B	1057052	Chaîne XLT 2000 / XLT Pro
24	1056872	Moyeu 7 vitesses et sélecteur de vitesses – engrenage interne (non représenté)
25	1060648	Sélecteur 7 vitesses (non représenté)

Pièces 24 vitesses - Engrenage extérieur

28	1068709	Dérailleur arrière 24 vitesses, sélecteur et câble (non représenté) (vendu uniquement avec réf. 31)
29	1068708	Dérailleur arrière 24 vitesses (non représenté) (8 positions)
30	1068707	Groupe de roulement annulaire 24 vitesses (non représenté)
31	1068711	24 Vitesses sélecteur avant et câble (non représenté) (vendu uniquement avec réf. 28)
32	1068710	Dérailleur avant 24 vitesses (non représenté) (3 positions)

Pièces 27 Vitesses - Engrenage extérieur

33	1054250	Leviers de frein/Sélecteurs de vitesses, 27 Vitesses (la paire)
34	1054246	Dérailleur arrière, 27 vitesses (9 positions)
35	1054244	Dérailleur avant, 27 vitesses (3 positions)
36	1054247	Etrier de frein, 27 vitesses (la pièce)
37	1054251	Groupe de roulement annulaire 27 vitesses
38	1059464	Mise à niveau 12 et 7 vitesses à 27 vitesses
39	1059465	Mise à niveau 24 vitesses à 27 vitesses
40A	1109720	Jeu de brides : tube de fourche amovible (jeu de 2)
40B	1109721	Jeu de bride : tube de fourche amovible (jeu de 2)
40C	1109740	Tube coudé pour XLT PRO amovible (indiquer la longueur et carrossage)
41A	1109735	Barre de montage de levier de frein, XLT PRO (largeur de 11")
41B	1109736	Barre de montage de levier de frein, XLT PRO (largeur de 17")



Invacare®
Top End®

'97 Excelerator™ XLT,
XLT Pro
XLT 2000, XLT Jr.

11 / 03

38