


- Racer™**
- Eliminator™**
- Eliminator™ OSR**




Vérin de direction : Référence 1059441

Indiquer la dimension nécessaire : ..... et la souplesse : .....

*Une seule pièce par bon de commande*

- Exclerator X / XL / XLT / XLT Jr. / XLT 2000/ PRO**



Vérin de direction : Référence 1059441

Indiquez la dimension du trou

Indiquer la dimension nécessaire : .....

- 3/16"
- 1/4"
- 5/16"



Invacare®  
Top End®


**Vérins de direction Racer,  
Eliminator™, OSR,  
& Exclerator™ XLT**

11 / 03


30

## Mécanisme de contrôle du compensateur de devers

De 10/95 à 12/97 référence 060125



Après 12/97 référence 1109793



Invacare®  
Top End®

Compensateur de dérive  
Eliminator™, Eliminator™  
OSR & Racer

11 / 03

31



**Eliminator™**  
**Kit fourche TOP END Racer** incluant matériel  
**Fourche en aluminium référence 1060121**

**Préciser dimension de roue avant :**

- 18" ou  20"

**Préciser longueur du tube de fourche (hors roulements):**

- 3-3/8"  
 3-11/16"  
 4" Au 10/97  
 autre :



Attention : Les fourches de rechange pour fauteuils construits avant 1997 doivent être retournées à l'usine pour copie exacte.

**Kit de fourche Eliminator™ Aero**  
*incluant matériel (Note : Indiquer Eliminator, ou OSR)*  
**Barre Aero référence 1060916**

**Préciser dimension de roue avant :**




- 18" ou  20"

**Préciser Longueur de tige (Fourche uniquement)**

- 4 7/8" (avant 17/5/99) ou  5 1/2"

**Préciser longueur du tube de fourche (hors roulements):**

- 3-3/8"  
 3-11/16"  
 4" Au 10/97  
 autre :



\* Pour un nouvel ensemble, les deux pièces doivent être commandées.



Invacare®  
**Top End®**

**Kits de fourche**  
**Eliminator™, OSR**

**11 / 03**

32

**Main courante Aluminium traité (la pièce) référence 1060126**

Nue (la pièce) référence 1061228  
3/8", 14 fixations, écartement 1/2"

Autre : .....

Quantité : .....

**Main courante aluminium antidérapante (la pièce) référence 1060127**

3/8", 14 fixations, écartement 1/2"

Autre : .....

Quantité : .....

**Main courante aluminium trois rayons, antidérapante (la pièce) référence 1060131  
(non représenté)**

Nue (la pièce) référence 1061229 (non représenté)

Quantité : .....

**Main courante aluminium antidérapante Zipp® (la pièce) référence 1060132  
(non représenté)**

Nue (la pièce) référence 1061233 (non représenté)

Quantité : .....

**Pour toute commande, préciser diamètre externe**

Note : Tout écartement autre qu'un écartement de 1/2" entraîne un supplément de prix.

\_\_\_\_\_

**Main courante Corima® 4 rayons Aluminium**

Quantité : .....

Diamètre externe :  7-1/4" ou  7-3/4"

Entre le centre de la roue et les trous de main courante

Nue (la pièce) référence 1061234 ou  Antidérapante (la pièce) référence 1061219

**Main courante Corima® Disque aluminium**

Quantité : .....

Diamètre externe :  6-1/2"  7-1/4"  7-3/4"

Entre le centre de la roue et les trous de main courante

Fixations  4 ou  5

Nue (la pièce) référence 1061234 ou  Antidérapante (la pièce) référence 1061219



Invacare®  
Top End®

**Mains courantes Racer  
Eliminator™ /  
Eliminator™ OSR**

**11 / 03**

**33**