



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com



Livraison sous 24, 48, 72h.
Hors rupture de stock



Invacare® *Alu Lite*

Fauteuil manuel à pousser en aluminium pliant par croisillon



Descriptif :

- Hauteur d'assise 490 mm.
- Profondeur d'assise 430 mm
- Roues arrière 12" bandage.
- Roues avant 8" bandage
- Axes fixes
- Accoudoirs à manchettes longues, hauteur 230 mm
- Dossier 450 mm pliant à mi-hauteur, hauteur 270 mm plié
- Ceinture de maintien à boucle
- Freins à câble et frein parking

- Potences escamotables vers l'extérieur
- Coloris : Bleu
- 7 tubes basculeurs
- Sangles talonnières
- Largeur HT : largeur d'assise + 110 mm
- Poids : 11 kg
- Poids maximum de l'utilisateur : 100 kg
- Durée de garantie 2 ans hors pièces d'usure

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :

Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités.

Quantité		Euros		
		Prix Public		LPPR *
		HT	TTC	
Invacare® <i>Alu Lite</i> - Code LPPR 9225634				
1517737	Largeur d'assise 410 mm (largeur utile entre manchettes 360 mm)	338,33	356,94	356,94
1517738	Largeur d'assise 460 mm (largeur utile entre manchettes 410 mm)	338,33	356,94	356,94

Invacare® *Action*²_{NG} *Transit*

Fauteuil manuel à pousser en aluminium pliant par croisillon



Descriptif :

- Hauteur d'assise 485 mm
- Dossier inclinable par crémaillères (0°/10°/20°/30°) livré avec tendeur de dossier, hauteur 430 mm
- Toile d'assise standard ajustable en profondeur de 400 à 425 mm, livrée à 400mm
- Roues arrière 12" bandage noir axes fixes
- Roues avant 8" bandage noir (200 x 32 mm)
- Freins manuels tierce-personne au pied
- Accoudoirs crantés, relevables et amovibles
- Coloris de châssis : Gris
- Tube basculeur à droite et ceinture de maintien de série
- Largeur HT = largeur d'assise + 145 mm
- Poids : à partir de 14,9 kg
- Poids maximum de l'utilisateur ; 125 kg
- Durée de garantie 2 ans hors pièce d'usure

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.

Date :

Nom de l'utilisateur :

Code client :

Cachet du distributeur :

Quantité		Euros		
		Prix Public		LPPR *
		HT	TTC	
Invacare® <i>Action</i>²_{NG} <i>Transit</i> - Dossier inclinable par crémaillères - Code LPPR 9225657				
Roues arrière 12" bandage noir - Sélectionnez la largeur d'assise et la quantité				
BR1606181	405 mm	382,46	403,50	403,50
BR1606182	430 mm			
BR1606183	455 mm			
BR1606184	480 mm			

ACCESSOIRES (livrés séparément)

Repose-jambes Standard avec palettes réglables en inclinaison et en profondeur (la paire) - Cocher une largeur - Livré avec sangles talonnières

1573661	405 mm	1573692	455 mm	200,49	211,52
	430 mm		480 mm		

Roulette anti bascule, l'unité

AP0572-05848	Roulette anti-basculer, l'unité	37,91	40,00
--------------	---------------------------------	-------	-------

Tablette réglable en largeur (livrée avec manchettes longues et rallonges de tube) pour largeur d'assise :

AP1606299	Pour largeur d'assise 405 mm	72,83	76,84
AP1606300	Pour largeurs d'assise 430 mm / 455 mm	72,83	76,84
AP1606301	Pour largeur d'assise 480 mm	72,83	76,84

Appui-tête type appui-nuque à fixer sur tendeur existant

AP1508848		60,10	63,41
-----------	--	-------	-------

Tige porte-sérum à fixer sur tendeur de dossier existant











AP1534212		45,50	48,00
-----------	--	-------	-------

Assise garde-robe - profondeur d'assise 400 mm

AP1543295	405 mm	AP1543296	455 mm	98,09	103,49
AP1543296	430 mm	AP1543297	480 mm	98,09	103,49

Les prix publics des options valables que si commandées avec le fauteuil.
Pour des options commandées séparément, consulter votre distributeur.

© 2020 Invacare International Sarl

Invacare® Action®² NG Transit			Euros		
			Prix Public		LPPR *
			HT	TTC	
Coussin d'assise en mousse 50 mm - housse en nylon avec base anti-dérapante - pour largeur d'assise					
1564267		405 mm / 430 mm (dimensions : 412 mm x 412 mm)	33,08	34,90	
1564268		455 mm / 480 mm (dimensions : 462 mm x 412 mm)	33,08	34,90	
     					
Repose-jambe standard Tablette Appui-nuque Tige porte-sérum Assise garde robe Coussin d'assise en mousse					
Rampes en accessoire					
1440530		Mono rampe pliante en fibre de verre Dimensions repliée : 2000 x 820 mm 16,3 kg - capacité maximum : 300 kg	1787,68	1 886,00	
1654128		Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg	298,58	315,00	
1654129		Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg	559,24	590,00	
1654130		Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg	317,54	335,00	
   					
1440530 1654128 1654129 1654130					