

FAITES CE QUE VOUS FAITES AVEC

PASSION

K-SERIES



Au début, tout avec le **K-Series** était incroyablement facile, unique et léger. Avec ses multiples configurations possibles, les différents matériaux et la large gamme de coloris disponibles, le

**K-Series** apporte une nouvelle dimension à vos besoins. Et pas seulement sa polyvalence. C'est un fauteuil roulant qui vous fera bouger beaucoup plus facilement et plus efficacement, à une toute autre échelle.



Encombrement réduit pour le transport grâce au dossier rabattable et au châssis ouvert



Les fauteuils küschall sont compatibles avec les dossiers et coussins de positionnement **Matrx**



Sans concessions, sans limites



Légèreté et performance



Platine de réglage du dossier avec découpes laser



Hauteur d'assise avant réglable

## DONNÉES TECHNIQUES K-SERIES



**Angle de châssis**  
75°/90°  
Châssis en V ou avant rétréci



**Hauteur d'assise**  
avant : 450 – 520 mm  
arrière : 390 – 490 mm  
par paliers de 10 mm



**Pente max. de sécurité**  
7°



**Poids total**  
approx. 7.8 kg



**Largeur d'assise**  
320 – 500 mm  
par paliers de 20 mm



**Distance UL**  
290 – 480 mm  
par paliers de 10 mm



**Rayon de giration**  
920 – 1230 mm



**Poids de transport (sans roues arrière)**  
approx. 5.1 kg



**Profondeur d'assise**  
350, 375-525 mm  
par paliers de 20 mm



**Centre de gravité**  
80 mm/95 mm/110mm/  
125 mm/140 mm



**Largeur totale**  
+ 170 mm



**Poids max. de l'utilisateur**  
130 kg (Alu)  
120 kg (Ca / Ti)



**Hauteur de dossier**  
270 – 480 mm  
par paliers de 15 mm



**Angle de dossier**  
74°/78°/82°/86°/90°



**Longueur totale**  
75°: approx. 830 mm  
90°: approx. 760 mm



**Crash-test approuvé**  
Répond aux exigences de la norme ISO 7176-19