

Rea® Dahlia® 30° MatrX



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com



Livraison sous 3 à 5 jours



Yes, you can.®

Rea® Dahlia® 30° MatrX

Fauteuil manuel en acier à châssis pliant



Descriptif :

- Assise inclinable jusqu'à 30° * . Inclinasion possible par l'utilisateur.
- Dossier réglable en angle ou inclinable de 0° jusqu'à 30°*.
- Largeur hors tout réduite : Largeur d'assise +180 mm avec roues de 20", 22", 24".
- Empattement réglable sur 90 mm - livré en position reculée.
- **Gouttières étroites sans rotation de série**
- Poids : à partir de 35kg. Poids max utilisateur : 135 kg.
- Durée de garantie 2 ans hors pièces d'usure
- * cf tableau en fin de fiche de mesure

Désignations et codes LPPR :

- * Fauteuil pliant à dossier inclinable : 9124689 = 603,65€
- * Appui-tête : 9324804 = 63,41€
- * Repose-jambes avec palettes articulées : 9325488 = 105,76€ x 2
- * Gouttières Droite et Gauche : 9325554 = 119,39€ x 2
- * Siège de série modulable et évolutif, tous modèles et adjonctions : 6226337 = 838,47€

Nouveau :

- NOUVELLE CONFIGURATION, NOUVELLES GOUTTIÈRES ÉTROITES SANS ROTATION DE SÉRIE
- Coussin d'assise **Matrx Contour ViscoNG**
- Roues avant 8" pneumatique noir

- **Nécessite une prescription émanant d'un médecin spécialisé en pédiatrie, rééducation fonctionnelle, rhumatologie ou chirurgie orthopédique.**

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :











Service de personnalisation Invacare Unique











Merci de préciser le numéro de devis ou de fabrication spéciale :

Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités.



Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases ◆ Configuration standard ○ Options sans supplément de prix

CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	Euros		
			HT	TTC	LPPR
BVB0013	<input type="checkbox"/> Rea® Dahlia® 30° MatrX		1 853,87	1 955,83	1 955,83
TYPES DE PROPULSION					
BVB0030	<input type="checkbox"/> Standard 20", 22" ou 24"	NC : 1588	◆	◆	
BVB0042	<input type="checkbox"/> Double main courante à démontage rapide à droite	NC : 0120, 0140, 1555, 1582, 1584, 1586, 1810	590,52	623,00	271,23
BVB0044	<input type="checkbox"/> Double main courante à démontage rapide à gauche	NC : 0120, 0140, 1555, 1582, 1584, 1586, 1810	590,52	623,00	271,23
ASSISE					
Largeur d'assise					
BVB0050	<input type="checkbox"/> 390 mm - Réglable de 390 à 440 mm	NC : 1810	○	○	
BVB0060	<input type="checkbox"/> 440 mm - Réglable de 440 à 490 mm		○	○	
BVB0070	<input type="checkbox"/> 490 mm - Réglable de 490 à 540 mm		○	○	
Pré-réglage en largeur de l'assise					
BVB0080	<input type="checkbox"/> Livré avec réglage + 50 mm	NC : 0630	○	○	
BVB0100	<input type="checkbox"/> Livré sans pré-réglage		◆	◆	
Profondeur d'assise					
BVB0110	<input type="checkbox"/> Assise plane réglable de 430 à 500 mm		◆	◆	
Hauteur sol/siège (mesurée sans coussin)					
BVB0120	<input type="checkbox"/> 330 mm uniquement avec roues avant de 4" et roues arrière de 20"	NC : 0670, 1728, 1810	○	○	
BVB0130	<input type="checkbox"/> 350 mm uniquement avec roues avant de 4" et 5" et roues arrière de 20" ou 22"	NC : 0670	○	○	
BVB0140	<input type="checkbox"/> 380 mm uniquement avec roues avant de 6" et roues arrière de 20"	NC : 0670, 1728	○	○	
BVB0150	<input type="checkbox"/> 400 mm uniquement avec roues avant de 6" et roues arrière de 20" ou 22"	NC : 0670	○	○	
BVB0160	<input type="checkbox"/> 430 mm uniquement avec roues avant de 6" et roues arrière de 22", 24"	NC : 0670	○	○	
BVB0170	<input type="checkbox"/> 450 mm uniquement avec roues avant de 6" ou 8" et roues arrière 24"		◆	◆	
BVB0190	<input type="checkbox"/> 500 mm uniquement avec roues avant de 8" et roues arrière de 20"	NC : 1420, 1728	○	○	
Inclinaison d'assise					
BVB0240	<input type="checkbox"/> Bascule d'assise de -1° à + 29° (0° à 30° en standard)		○	○	

Rea® Dahlia® 30° MatrX				Euros			
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
Coussin d'assise							 0280 0270
BVB0260	<input type="checkbox"/>	Mistral - coussin plat hauteur 70 mm - Dartex noir (TR26)		○	○		
BVB0270	<input type="checkbox"/>	Flo-Shape - coussin galbé hauteur 90 mm - Dartex noir (TR26)		○	○		
BVB0272	<input type="checkbox"/>	Flo-Shape - coussin galbé hauteur 90 mm - Velours noir (TR35)		○	○		
BVB0274	<input type="checkbox"/>	Flo-Shape - coussin galbé hauteur 90 mm - Mesh micro-aéré noir (TR36)		○	○		
BVB0280	<input type="checkbox"/>	Matrx Contour Visco NG - coussin galbé hauteur 100 mm - Nylon noir	NOUVEAU	◆	◆		
DOSSIER							
Cannes de dossier							 0390
BVB0350	<input type="checkbox"/>	Courbées	NC : 0590, 1300	○	○		
BVB0360	<input type="checkbox"/>	Droites		◆	◆		
Extension largeur entre tube de dossier							
BVB0370	<input type="checkbox"/>	+ 50 mm		○	○		
Type de dossier							 0400
BVB0390	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx Elite		◆	◆		
BVB0400	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx Elite Deep		○	○		
BVB0405	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx Elite TR		○	○		
Hauteur de dossier							 0405
BVB0455	<input type="checkbox"/>	Hauteur 410 mm		○	○		
BVB0457	<input type="checkbox"/>	Hauteur 510 mm		◆	◆		
Poignées à pousser							 0580
BVB0580	<input type="checkbox"/>	Barre de poussée réglable en angle et en hauteur		103,32	109,00		
BVB0590 BVB0600	<input type="checkbox"/>	Poignées à pousser réglables en hauteur et amovibles		◆	◆		
INCLINAISON DE L'ASSISE ET DU DOSSIER							
Inclinaison de l'assise							
BVB0620	<input type="checkbox"/>	Vérins pneumatiques, commande tierce-personne		◆	◆		
BVB0630	<input type="checkbox"/>	Vérins pneumatiques, commande utilisateur (montée sous manchette droite), inclinaison d'assise limitée à 10° (accoudoirs - NON REGLABLES en largeur)	NC : 0915, 0925, 0930, 0950, 0975, 0985, 0990, 1010, 1750, 1755, 1756, 1757, 1760, 1765, 1770, 1775, 1780, 1890	○	○	INEDIT	
BVB0632	<input type="checkbox"/>	Vérins pneumatiques, commande utilisateur (montée sous manchette droite), inclinaison d'assise limitée à 10° (accoudoirs REGLABLES en largeur)	NC : 0915, 0925, 0930, 0950, 0975, 0985, 0990, 1010, 1750, 1755, 1756, 1757, 1760, 1765, 1770, 1775, 1780	○	○	INEDIT	
Inclinaison du dossier							
BVB0640	<input type="checkbox"/>	VERINS pneumatiques, commande tierce-personne		◆	◆		
BVB0660	<input type="checkbox"/>	Réglable en angle mécaniquement par VIS		○	○		
POTENCES							
Repose-jambe central							 0670
BVB0670	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe central réglable en angle (de 80° à 50°) avec appui mollet et palettes articulées	NC : 0690, 0700, 0710, 0730, 0750, 0760, 0780, 0805, 1040, 1330, 1340, 1350	637,91	673,00	211,52	
Position des potences et repose-jambes							 0700 0750
BVB0680	<input type="checkbox"/>	Position standard		◆	◆		
BVB0690	<input type="checkbox"/>	Position haute (+50 mm)		76,78	81,00		
BVB0692	<input type="checkbox"/>	Support pour position à 85° - angulation du repose-jambe 10° à 85°	NC : 0710, 0730, 0760, 0780	37,91	40,00		
Potence gauche							 0710 0760
BVB0700	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe réglable en inclinaison de 0° - 75° avec appui-mollet, protection de genou, UL réglable de 290 mm à 520 mm	NC : 0855, 1330	◆	◆		
BVB0710	<input type="checkbox"/>	Potence fixe à 80°, escamotable int/ext		○	○	-105,76	
BVB0730	<input type="checkbox"/>	Support amputé	NC : 0805, 0825, 1330, 1340, 1350	100,47	106,00	-105,76	

Rea® Dahlia® 30° MatrX				Euros			
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
Potence droite							
BVB0750	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe réglable en inclinaison de 0° - 75° avec appui-mollet, protection de genou, UL réglable de 290 mm à 520 mm	NC : 0855, 1330	◆	◆		 0730 0780
BVB0760	<input type="checkbox"/>	Potence fixe à 80°, escamotable int/ext		○	○	-105,76	
BVB0780	<input type="checkbox"/>	Support amputé	NC : 0805, 0845, 1330, 1340, 1350	100,47	106,00	-105,76	
PALETTES							
Palette gauche							
BVB0805	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc réglable en profondeur et en angle		144,08	152,00		 0825 / 0845 si potence 80°
BVB0825	<input type="checkbox"/>	Réglage en profondeur, en angle (et en largeur si commandée avec repose-jambe), sangle talonnière	NC : 1330	◆	◆		
Palette droite							
BVB0845	<input type="checkbox"/>	Réglable en profondeur, en angle (et en largeur si commandée avec repose-jambe), sangle talonnière	NC : 1330	◆	◆		 0825 / 0845 si repose-jambe
Tubes porte-palettes							
BVB0855	<input type="checkbox"/>	Tubes courts, la paire		○	○		
BVB0865	<input type="checkbox"/>	Tubes longs, la paire		◆	◆		
ACCOUDOIRS							
Accoudoir gauche (verrou d'accoudoir inclus)							
BVB0900	<input type="checkbox"/>	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm, longueur 380 mm	NC : 1756	○	○	-119,39	 0910  0925  0900
BVB0910	<input type="checkbox"/>	Confort, réglable en hauteur de 230 à 320 mm	NC : 1025, 1756	○	○	-119,39	
BVB0915	<input type="checkbox"/>	Confort, réglable en hauteur 280 à 370 mm	NC : 1025, 1756	25,59	27,00	-119,39	
BVB0925	<input type="checkbox"/>	Gouttière étroite sans rotation, réglable en hauteur de 230 à 320 mm, et en profondeur sur 70 mm SANS OUTIL (compatible avec la tablette)	NOUVEAU NC : 1025, 1756	◆	◆		
BVB0930	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 1025, 1750, 1755, 1756, 1760, 1780	○	○		
BVB0950	<input type="checkbox"/>	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm pour demi-tablette gauche UNIQUEMENT	NC : 1020, 1025, 1750, 1755, 1760, 1780	○	○	-119,39	
Accoudoir droit (verrou d'accoudoir inclus)							
BVB0960	<input type="checkbox"/>	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm, longueur 380 mm	NC : 1757	○	○	-119,39	 0930
BVB0970	<input type="checkbox"/>	Confort, réglable en hauteur de 230 à 320 mm	NC : 1025, 1757	○	○	-119,39	
BVB0975	<input type="checkbox"/>	Confort, réglable en hauteur 280 à 370 mm	NC : 1025, 1757	25,59	27,00	-119,39	
BVB0985	<input type="checkbox"/>	Gouttière étroite sans rotation, réglable en hauteur de 230 à 320 mm, et en profondeur sur 70 mm SANS OUTIL (compatible avec la tablette)	NOUVEAU NC : 1025, 1757	◆	◆		
BVB0990	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 1025, 1750, 1755, 1756, 1760, 1780	○	○		
BVB1010	<input type="checkbox"/>	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm pour demi-tablette droite UNIQUEMENT	NC : 1020, 1025, 1750, 1755, 1760, 1770, 1775, 1780	○	○	-119,39	
OPTIONS							
Options d'accoudoir							
BVB1020	<input type="checkbox"/>	Housse rembourrée de protège vêtement, la paire		49,29	52,00		 1040  1080
BVB1025	<input type="checkbox"/>	Housse velours rembourrée pour manchette étroite, la paire		29,38	31,00		
Options d'assise							
BVB1030	<input type="checkbox"/>	Housse de coussin d'assise imperméable		29,38	31,00		 1100
BVB1040	<input type="checkbox"/>	Plot d'abduction	NC : 1060	174,41	184,00		
BVB1050	<input type="checkbox"/>	Plaque d'extension de l'assise (en largeur, en profondeur, ou de manière asymétrique), la paire	NC : 1060	59,72	63,00		
BVB1060	<input type="checkbox"/>	Plaque pour réhausse de la hauteur d'assise, épaisseur 20 mm		67,30	71,00		

Rea® Dahlia® 30° MatrX				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
Options de dossier						
BVB1080	<input type="checkbox"/>	Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables	NC : 1110, 1112, 1120	◆	◆	
BVB1100	<input type="checkbox"/>	Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables	NC : 1090, 1100, 1112, 1120	○	○	
BVB1090	<input type="checkbox"/>	Housse de coussin d'appui-tête Rea	NC : 1110, 1112, 1120	34,12	36,00	
BVB1110	<input type="checkbox"/>	Appui-nuque	NC : 1112	○	○	
BVB1112	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Matrx	NC : 1120, 1130, 1920	○	○	
BVB1120	<input type="checkbox"/>	Housse de coussin d'appui-nuque		29,38	31,00	
BVB1125	<input type="checkbox"/>	Support appui-tête/appui-nuque universel		49,29	52,00	
BVB1130	<input type="checkbox"/>	Kit de 2 molettes de réglage pour appui-tête		20,85	22,00	
BVB1300	<input type="checkbox"/>	Indicateur d'inclinaison du dossier		12,32	13,00	
Options de potences / palettes						
BVB1330	<input type="checkbox"/>	Sangle appui-mollets pour palette monobloc		33,18	35,00	
BVB1340	<input type="checkbox"/>	Revêtements rembourrés pour palettes		71,09	75,00	
BVB1350	<input type="checkbox"/>	Sangle appui-mollets confort rembourrée, Dartex		62,56	66,00	
CHASSIS						
Coloris de la bande réfléchissante						
BVB1360	<input type="checkbox"/>	Bleu		◆	◆	
BVB1370	<input type="checkbox"/>	Gris		○	○	
BVB1380	<input type="checkbox"/>	Rouge		○	○	
BVB1390	<input type="checkbox"/>	Champagne		○	○	
BVB1400	<input type="checkbox"/>	Vert pétrole		○	○	
BVB1405	<input type="checkbox"/>	Sans bande réfléchissante (châssis noir)		○	○	
Fixation des fourches						
BVB1410	<input type="checkbox"/>	Fixes		◆	◆	
BVB1420	<input type="checkbox"/>	Axes à démontage rapide		54,03	57,00	
Roues avant NOUVEAU						
BVB1435	<input type="checkbox"/>	4" x 1" - 100 x 27 mm - Bandage noir souple	Pour hauteur d'assise 330 / 350 mm	○	○	
BVB1440	<input type="checkbox"/>	5" x 1" - 125 x 27 mm - Bandage noir souple	Pour hauteur d'assise 330 / 350 mm	○	○	
BVB1475	<input type="checkbox"/>	6" x 1.1/4" - 150 x 30 mm - Bandage noir souple	Pour hauteurs assise 380/450 mm	◆	◆	
BVB1495	<input type="checkbox"/>	8" x 1.1/4" - 200 x 32 mm - Bandage noir	Pour hauteurs assise 450/500 mm	○	○	
BVB1505	<input type="checkbox"/>	8" x 1.1/4" - 200 x 32 mm - Pneumatique noir	Pour hauteurs assise 450/500 mm	○	○	
BVB1515	<input type="checkbox"/>	8" x 2" - 200 x 45 mm - Bandage noir	Pour hauteurs assise 450/500 mm	90,05	95,00	
ROUES ARRIERE						
Position des roues arrière						
BVB1534	<input type="checkbox"/>	Position standard, reculée, la plus stable		◆	◆	
Diamètre des roues arrière						
BVB1555	<input type="checkbox"/>	20" - 515 mm avec axes à démontage rapide	NC : 1582, 1586, 1588, 1615, 1625, 1640, 1670, 1890	○	○	
BVB1565	<input type="checkbox"/>	22" - 560 mm avec axes à démontage rapide	NC : 1670	○	○	
BVB1575	<input type="checkbox"/>	24" - 600 mm avec axes à démontage rapide		◆	◆	
Type de roues arrière						
BVB1582	<input type="checkbox"/>	Standard (moyeu noir, jante grise et rayons gris)	NC : 1615, 1660, 1670, 1728	◆	◆	
BVB1584	<input type="checkbox"/>	Renforcée (moyeu gris, jante grise, et rayons gris renforcés en acier)	NC : 1728	25,59	27,00	
BVB1586	<input type="checkbox"/>	Frein tambour (moyeu frein tambour gris, jante grise et rayons gris renforcés en acier)		○	○	
BVB1588	<input type="checkbox"/>	Double mains-courantes (moyeu noir, et rayons gris avec système de double mains-courantes)	NC : 1615, 1640, 1650, 1660, 1670, 1710, 1728	○	○	
Type de revêtement roues arrière (Attention double mains-courantes uniquement en gris jusqu'à Avril)						
BVB1605	<input type="checkbox"/>	Pneumatique noir à crampons 1.3/8" - 35 mm		○	○	
BVB1615	<input type="checkbox"/>	Pneumatique noir à crampons avec insert bandage 1.3/8" - 35 mm		36,97	39,00	
BVB1625	<input type="checkbox"/>	Bandage noir 1.3/8" - 35 mm		◆	◆	
BVB1640	<input type="checkbox"/>	Pneumatique noir fin et lisse - moyenne pression 1" - 25 mm		○	○	
Mains-courantes						
BVB1650	<input type="checkbox"/>	Aluminium		◆	◆	
BVB1660	<input type="checkbox"/>	Anti-dérapantes noires		143,13	151,00	



Rea® Dahlia® 30° MatrX			Euros		
			Prix Public		LPPR
			HT	TTC	
BVB1670	<input type="checkbox"/> Acier inoxydable		139,34	147,00	


OPTIONS DE CHASSIS

Protège-rayons

BVB1710	<input type="checkbox"/> Protège-rayons "Frost"		155,45	164,00	
---------	---	--	--------	--------	--

SECURITE

BVB1720	<input type="checkbox"/> Freins à tirer		◆	◆	
BVB1725	<input type="checkbox"/> Freins à câble à commande unilatérale à gauche		231,28	244,00	
BVB1727	<input type="checkbox"/> Freins à câble à commande unilatérale à droite		231,28	244,00	
BVB1728	<input type="checkbox"/> Freins tambour		420,85	444,00	



Options de sécurité

BVB1730	<input type="checkbox"/> Ceinture de maintien		52,13	55,00	
BVB1740	<input type="checkbox"/> Kit réflecteurs - roues et châssis		29,38	31,00	

OPTIONS DE POSITIONNEMENT


Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.



AUTRES OPTIONS

Tablettes

BVB1750	<input type="checkbox"/> Tablette amovible réglable en profondeur 100% LPPR	NC : 1765	72,83	76,84	76,84
BVB1755	<input type="checkbox"/> Tablette amovible réglable en profondeur avec coussins appui-coudes	NC : 1765	109,95	116,00	76,84
BVB1756	<input type="checkbox"/> Demi-tablette escamotable à gauche	NC : 1760	72,83	76,84	76,84
BVB1757	<input type="checkbox"/> Demi-tablette escamotable à droite	NC : 1760	72,83	76,84	76,84
BVB1770	<input type="checkbox"/> Tablette escamotable	NC : 1760, 1780	213,27	225,00	76,84
BVB1775	<input type="checkbox"/> Tablette escamotable avec coussins appui-coudes	NC : 1760, 1780	247,39	261,00	76,84



Coussins de tablette

BVB1760	<input type="checkbox"/> Coussin de tablette		73,93	78,00	
BVB1765	<input type="checkbox"/> Coussin pour demi-tablette		64,45	68,00	

Autres options

BVB1780	<input type="checkbox"/> Goupille de verrouillage pour tablette		41,71	44,00	
BVB1810	<input type="checkbox"/> Fixation pour assistance électrique à la poussée et au freinage pour la tierce-personne alber viamobil V25	NC : 1830, 1870, 1890, 1900	421,80	445,00	
BVB1820	<input type="checkbox"/> Pompe		19,91	21,00	
BVB1830	<input type="checkbox"/> Porte-canne		69,19	73,00	
BVB1860	<input type="checkbox"/> Attache pour harnais		55,92	59,00	
BVB1870	<input type="checkbox"/> tube basculeur	NC : 1900	54,03	57,00	
BVB1890	<input type="checkbox"/> Accroches taxi		37,91	40,00	
BVB1900	<input type="checkbox"/> Porte accessoires (concentrateur à oxygène, ventilateur, ...)		424,64	448,00	
BVB1920	<input type="checkbox"/> Tige porte-sérum		74,88	79,00	
BVB1930	<input type="checkbox"/> Kit de limitation d'angle		8,53	9,00	








TABLEAU DES COMPATIBILITÉS : Hauteur d'assise / taille des roues arrière / bascule d'assise

Hauteur d'assise	Bascule d'assise réglée en production	Inclinaison de dossier réglée en production	Tailles des roues avant	Tailles des roues arrière
330	10°-(20°)*	30°	4"	20"
350	20°-(30°)**	20°-(30°)**	5"	20"
350	10°-(20°)**	30°	5"	22"
380	20°-(30°)*	10°-(30°)**	6"	20"
400	30°	20°-(30°)**	6"	20"
400	20°-(30°)*	10°-(30°)**	6"	22"
430	30°	20°-(30°)**	6"	22"
430	20°-(30°)*	10°-(30°)**	6"	24"
450	30°	20°-(30°)**	6", 8"	24"
500	30°	30°	8"	20"

* bascule d'assise maximale possible selon le réglage du fauteuil
 ** inclinaison de dossier maximale possible selon le réglage du fauteuil

Rea® Dahlia® 30° MatrX			Euros		
			Prix Public		LPPR
			HT	TTC	
Rampes en accessoire					
1440530	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en fibre de verre Dimensions repliée : 2000 x 820 mm 16,3 kg - capacité maximum : 300 kg	1 787,68	1 886,00	 1440530
1654128	<input type="checkbox"/>	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg	298,58	315,00	 1654128
1654129	<input type="checkbox"/>	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg	559,24	590,00	 1654129
1654130	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg	317,54	335,00	 1654130