



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com



Commandes spéciales mo-Vis®

Gamme de commandes spéciales Mo-Vis®



Compatibles avec les fauteuils Invacare® équipés des électroniques DX2 et LiNX
 Pour brancher sur LiNX, utiliser le module d'entrée LiNX, disponible en pièce détachée : SP1607396
 Pour brancher sur DX2, utiliser interface de connexion Movis 15900771
 Commandes vendues séparément, livrées non montées.
 Désignations et codes LPPR : Boîtier de commande autre que standard : 4339681 = 714,26 €
 Garantie : 2 ans

CE

Date :
 Référence d'achat :
 Code client :
 Cachet du distributeur :

Micro Joystick Mo-Vis®

Micro Joystick proportionnel

Force de déflexion : 8,5g
 Dimensions : hauteur 50 mm - diamètre : 29mm

		Euros		
		Prix Publics		
		HT	TTC	
1590767	<input type="checkbox"/> Micro joystick proportionnel <i>mo-Vis</i> ® Livré avec : - Embout boule (∅ 18 mm) - Embout cupule (∅ 11 mm) - Collier de serrage - Tige Q2M (6mm)	1 698,58 €	1 792,00 €	
1590771	<input type="checkbox"/> Interface de connexion DX2 <i>mo-Vis</i> ®	296,68 €	313,00 €	

Multi Joystick Mo-Vis®

Multi Joystick proportionnel

Force de déflexion : 50g
 Dimensions : hauteur 65mm - diamètre : 31mm

1590768	<input type="checkbox"/> Multi joystick proportionnel <i>mo-Vis</i> ® Livré avec : - Embout boule 26mm - Collier de serrage - Tige Q2M (6mm)	1 558,29 €	1 644,00 €	
1590771	<input type="checkbox"/> Interface de connexion DX2 <i>mo-Vis</i> ®	296,68 €	313,00 €	








Joysticks All-round et All-round Light Mo-Vis®

All-round Joystick proportionnel

Dimensions : 110 x 66 x 60mm

1590770	<input type="checkbox"/> All-round joystick Light proportionnel <i>mo-Vis</i> ® Force déflexion : 120g	1 255,92 €	1 325,00 €	
1590769	<input type="checkbox"/> All-round joystick proportionnel standard <i>mo-Vis</i> ® Force déflexion : 250 g	844,55 €	891,00 €	
1602388	<input type="checkbox"/> All round Heavy Duty joystick commande renforcée	1 698,58 €	1 792,00 €	
1590771	<input type="checkbox"/> Interface de connexion DX2 <i>mo-Vis</i> ®	296,68 €	313,00 €	
1590891	<input type="checkbox"/> Boule pour Joystick All-round et All-round Light	38,86 €	41,00 €	
1590778	<input type="checkbox"/> Twister Satellite Noir avec insert All-round, câble court (300mm)	127,01 €	134,00 €	
1590779	<input type="checkbox"/> Twister Satellite Jaune avec insert All-round, câble court (300mm)	129,86 €	137,00 €	
1590780	<input type="checkbox"/> Twister Satellite Vert avec insert All-round, câble court (300mm)	129,86 €	137,00 €	
1590788	<input type="checkbox"/> Kit de fixation 6mm	74,88 €	79,00 €	
1590787	<input type="checkbox"/> Kit de fixation 8mm	44,55 €	47,00 €	

Accessoires Mo-Vis®

1590772	<input type="checkbox"/>	Support de commande au menton électrique (livré avec interface de montage sur assise Modulite)	2 005,69 €	2 116,00 €	
1602389	<input type="checkbox"/>	Support de commande au menton manuel (livré avec interface de montage sur assise Modulite)	1 101,42 €	1 162,00 €	
DE231626	<input type="checkbox"/>	Fixation sur dossier pour support de commande au menton (pour assise Ultra Low Maxx)	143,13 €	151,00 €	
1590773	<input type="checkbox"/>	Twister Rouge, câble long (1500mm)	89,10 €	94,00 €	
1590774	<input type="checkbox"/>	Twister Jaune, câble long (1500mm)	89,10 €	94,00 €	
1590775	<input type="checkbox"/>	Twister Bleu, câble long (1500mm)	89,10 €	94,00 €	
1590777	<input type="checkbox"/>	Twister Vert, câble long (1500mm)	89,10 €	94,00 €	
1601830	<input type="checkbox"/>	Twister Noir sur tube, câble court (300mm) avec collier de serrage	148,82 €	157,00 €	
1601831	<input type="checkbox"/>	Twister Jaune sur tube, câble court (300mm) avec collier de serrage	148,82 €	157,00 €	
1601832	<input type="checkbox"/>	Twister Vert sur tube, câble court (300mm) avec collier de serrage	148,82 €	157,00 €	
1601916	<input type="checkbox"/>	Twister Noir sur tube, câble long (1500mm) avec collier de serrage	148,82 €	157,00 €	
1601917	<input type="checkbox"/>	Twister Jaune sur tube, câble long (1500mm) avec collier de serrage	148,82 €	157,00 €	
1601918	<input type="checkbox"/>	Twister Vert sur tube, câble long (1500mm) avec collier de serrage	148,82 €	157,00 €	
1590892	<input type="checkbox"/>	Quick-To-Mount Twist and Swing Bouton Rouge, câble long (1500mm)	350,71 €	370,00 €	
1590785	<input type="checkbox"/>	Quick-To-Mount Twist and Swing Bouton Jaune, câble long (1500mm)	350,71 €	370,00 €	
1590786	<input type="checkbox"/>	Quick-To-Mount Twist and Swing Bouton Vert, câble long (1500mm)	350,71 €	370,00 €	
1590789	<input type="checkbox"/>	Boule pour Micro Joystick	38,86 €	41,00 €	
1590790	<input type="checkbox"/>	Cupule pour Micro Joystick	38,86 €	41,00 €	
1590845	<input type="checkbox"/>	Boule pour Multi Joystick	38,86 €	41,00 €	
1601820	<input type="checkbox"/>	Collier de serrage Q2M - diamètre de 6 mm (set de 10 pièces)	239,81 €	253,00 €	
1601821	<input type="checkbox"/>	Tiges Q2M 200m - diamètre de 6 mm (lot de 10 pièces)	90,05 €	95,00 €	
1601829	<input type="checkbox"/>	Socle de fixation Q2M - diamètre de 6 mm	44,55 €	47,00 €	
DE256793	<input type="checkbox"/>	Collier de fixation diamètre 6 & 13 mm	115,64 €	122,00 €	
DE258292	<input type="checkbox"/>	Collier de fixation diamètre 6 & 6,5 mm, pour montage joystick Mo-vis sur support de commande menton manuelle ASL	115,64 €	122,00 €	