













Guide de choix Lits

	<i>Invacare</i> Accent	<i>Invacare</i> Medley Ergo	<i>Invacare</i> Medley Ergo Low	<i>Invacare</i> Alegio <small>NG</small>
				
Type de lit	Lit à colonnes	Lit à colonnes	Lit à colonnes	Lit à croisillon
Hauteur réglable 	de 400 à 800 mm	de 330 à 730 mm ou de 400 à 800 mm	de 210 à 610 mm ou de 280 à 680 mm	de 280 à 800 mm
Largeur 	900 mm	900 mm	900 mm	900 mm
Largeur hors tout 	1020 mm	1020 mm	1020 mm	950 mm
Longueur 	2080 mm	2080 mm	2080 mm	2090 mm
Longueur hors tout 	2240 mm	2240 mm	2240 mm	2110 mm
Diamètre des roues	100 mm	100 mm	50 mm	100 mm
Plicature 	de série	en option	en option	Oui, système autocontour
Relève-buste 	de série	de série	de série	De série / relève-buste à translation en option
Repose-jambes 	Non	Par crémaillère	Par crémaillère	Par crémaillère / RJE couplé à la plicature en option
Positions possibles selon la configuration	Proclive de série, verrouillable sur la télécommande	Proclive de série sur les 3 fonctions, verrouillable sur la télécommande	Proclive de série sur les 3 fonctions, verrouillable sur la télécommande	n/a
Type de barrières disponibles	Bois, pleine longueur. Métal, pleine longueur	Bois, pleine longueur. Métal, pleine longueur. Métal 3/4 rabattable	Bois, pleine longueur. Métal, pleine longueur.	Bois, pleine longueur. Métal, 3/4 rabattable.
Panneaux cache-vérins intégrés	Oui	Non, panneaux Select en option	Non, panneaux Select en option	n/a
Poids max utilisateurs 	145 kg	145 kg	145 kg	135 kg

RJE*: Repose-jambes électrique

Invacare **SB 755 90**

Invacare **SB 755 120**

Invacare **Octave**

Invacare **ScanBeta_{NG}**



Lit à croisillon	Lit à croisillon	Lit à croisillon	Lit enfant à croisillon
de 350 à 820 mm	de 350 à 820 mm	de 400 à 800 mm	de 300 à 850 mm
900 mm	1200 mm	1200 mm	720 mm
1010 mm	1300 mm	1200 mm	780 mm
2080 mm	2080 mm	2000 mm	1600 mm
2130 mm	2130 mm	2210 mm	1680 mm
100 mm	100 mm	125 mm	125 mm
De série	En option	de série	de série
à translation de série	à translation de série	à translation de série	de série
RJE de série avec descente en dessous du plan de couchage	Par crémaillère / RJE en option avec descente en dessous du plan de couchage	RJE de série	Par crémaillère
n/a	n/a	n/a	n/a
Bois, pleine longueur. Aluminium, pleine longueur. Métal, 3/4 rabattable	Bois, pleine longueur. Aluminium, pleine longueur. Métal, 3/4 rabattable	Bois, pleine longueur. Aluminium, pleine longueur.	Bois, demi-portes ou accordéons ou rabattables
n/a	n/a	n/a	oui
200 kg	200 kg	350 kg	70 kg

Pour plus d'informations, consultez les brochures détaillées ci-après ou sur www.invacare.fr