



# Invacare® Positioning



## Set De Coussins

Réf: PC500

Coussin de positionnement composé de mousse dite à mémoire de forme et recouvert d'une housse Dartex.

### Indications:

Idéal dans le cadre de la prévention d'escarre et pour positionner les patients.

### Conseils d'utilisation:

1. Répartir la mousse en lui donnant la forme souhaitée.
2. Positionner le coussin sur/sous le patient afin d'obtenir la position attendue.

### Entretien:

Lavable en machine; garantie: 50 cycles.  
Passage en Autoclave.

