

Rea® Azalea® Max



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com



Rea® Azalea® Max

Fauteuil manuel en acier à châssis pliant - pour personnes obèses



CE

Date :



Descriptif :

- Inclinaison d'assise avec maintien du centre de gravité et de la bonne position des repose-jambes: 0°/20° et de dossier : 0°/30° par vérins pneumatiques.
- Repose-jambes réglables de 0° à 80° et accoudoirs réglables en largeur.
- Revêtement : Dartex Noir.
- Coloris de châssis : Gris perle (RAL 0515).
- Poids : à partir de 54 kg.
- Poids maximum de l'utilisateur : 180 kg.
- Durée de garantie 2 ans hors pièces d'usure

Désignations et codes LPPR :

- * Fauteuil pliant à dossier inclinable : 9124689 = 603,65 €
- * Coussin de siège et de dossier : 9325590 = 34,90 € x 2
- * Appui-tête : 9324804 = 63,41 €
- * Repose-jambes avec palettes articulées : 9325488 = 105,76 € x 2

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.



Service de personnalisation Invacare Unique

Merci de préciser le numéro de devis ou de fabrication spéciale :


Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités.

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases



Configuration standard

Options sans supplément de prix

			Euros		
			Prix Public	LPPR*	
CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC	
BSA0010	<input type="checkbox"/> Rea® Azalea® Max		4 847,39	5 114,00	948,38
TYPES DE PROPULSION					
BSA0030	<input type="checkbox"/> Standard	NC : 0524, 0545	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
BSA0040	<input type="checkbox"/> Freins tambour à démontage rapide, commande tierce-personne	NC : 0522	420,85	444,00	
ASSISE					
Largeur d'assise					
BSA0050	<input type="checkbox"/> 550 mm - Réglable jusqu'à 600 mm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
BSA0060	<input type="checkbox"/> 610 mm - Réglable jusqu'à 660 mm		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Pré-réglage en largeur de l'assise					
BSA0070	<input type="checkbox"/> Livré avec réglage + 50 mm (à 600 ou 660 mm)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Profondeur d'assise					
BSA0090	<input type="checkbox"/> Réglable de 530 à 600 mm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Hauteur sol/siège (mesurée sans coussin)					
BSA0100	<input type="checkbox"/> 400 mm	NC : 0290, 0495, 0516	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
BSA0110	<input type="checkbox"/> 450 mm	NC : 0480, 0514	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Type d'assise					
BSA0120	<input type="checkbox"/> Rigide réglable en profondeur		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Coussin d'assise					
BSA0130	<input type="checkbox"/> Coussin mousse HR, hauteur 100 mm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Coloris des garnitures de coussin					
BSA0155	<input type="checkbox"/> Dartex noir (TR26)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
DOSSIER					
Type de dossier					
BSA0160	<input type="checkbox"/> Dossier réglable en tension - courbure haute (peut être retourné pour avoir une courbure basse)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
Coussin de dossier					
BSA0170	<input type="checkbox"/> Latéral, plat et large		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
BSA0180	<input type="checkbox"/> Laguna, plat avec légers maintiens latéraux	NC : 0415	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	




Rea [®] Azalea [®] Max				Euros	
				Prix Public	LPPR*
				HT	TTC
Garniture de dossier					
BSA0215	<input type="checkbox"/>	Dartex noir (TR26)		◆	◆
Poignées à pousser					
BSA0220	<input type="checkbox"/>	Poignées à pousser droites réglables en hauteur		◆	◆
BSA0230	<input type="checkbox"/>	Poignées à pousser courbées		36,02	38,00
Inclinaison de l'assise et du dossier					
BSA0240	<input type="checkbox"/>	MANUELLE par vérins pneumatiques, commande tierce-personne		◆	◆
BSA0250	<input type="checkbox"/>	ELECTRIQUE par télécommande - Conforme à la norme EN 12184 : 2014	NC : 0450, 0605	1 076,78	1 136,00
BSA0605	<input type="checkbox"/>	Système de verrouillage de l'inclinaison (dossier et/ou assise)		◆	◆
POTENCES					
Potences					
BSA0260	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes réglables de 0° à 75° avec appui-mollets renforcés fixés sur le châssis et protection de genou, la paire, UL réglable de 290 mm à 520 mm		◆	◆
PALETTES					
Palettes					
BSA0280	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc 3 parties escamotable réglable en hauteur, profondeur et angle - tubes courts		○	○
BSA0290	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc 3 parties escamotable réglable en hauteur, profondeur et angle - tubes longs		◆	◆
ACCOUDOIRS					
Accoudoir gauche					
BSA0300	<input type="checkbox"/>	Large, réglable en hauteur		◆	◆
Accoudoir droit					
BSA0320	<input type="checkbox"/>	Large, réglable en hauteur		◆	◆
OPTIONS D'ASSISE					
Options d'accoudoir					
BSA0340	<input type="checkbox"/>	Housse de protège-vêtements		49,29	52,00
BSA0350	<input type="checkbox"/>	Coussin pour housse de protège-vêtements		11,37	12,00
Options d'assise					
BSA0360	<input type="checkbox"/>	Housse de coussin d'assise imperméable		29,38	31,00
BSA0365	<input type="checkbox"/>	Indicateur d'inclinaison d'assise		47,39	50,00
Options de dossier					
BSA0370	<input type="checkbox"/>	Appui-tête multi-réglable	NC : 0400	○	○
BSA0390	<input type="checkbox"/>	Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables	NC : 0380, 0400	160,19	169,00
BSA0380	<input type="checkbox"/>	Housse d'appui-tête		39,81	42,00
BSA0400	<input type="checkbox"/>	Appui-nuque		◆	◆
BSA0410	<input type="checkbox"/>	Housse d'appui-nuque		29,38	31,00
Autres options de dossier					
BSA0415	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc pour dossier réglable en tension (la paire) (dimension du coussin : largeur : 35 mm, hauteur : 115 mm, profondeur 130 mm)		168,72	178,00
BSA0420	<input type="checkbox"/>	Kit de 2 molettes de réglage pour appui-tête		20,85	22,00
BSA0430	<input type="checkbox"/>	Soutien lombaire (à insérer sous le coussin de dossier)		24,64	26,00
BSA0440	<input type="checkbox"/>	Kit de 2 cales de positionnement triangulaires (à insérer sous le coussin de dossier)		12,32	13,00
CHASSIS					
Coloris de châssis					
BSA0441	<input type="checkbox"/>	Gris perle		◆	◆
BSA0442	<input type="checkbox"/>	Bleu nuit		○	○
BSA0443	<input type="checkbox"/>	Sable		○	○
BSA0444	<input type="checkbox"/>	Vert électrique		○	○
BSA0445	<input type="checkbox"/>	Rouge vif		○	○
Options châssis					
BSA0450	<input type="checkbox"/>	Extension de châssis + 50 mm (vers l'avant)		62,56	66,00




0370






0415



0430



Rea [®] Azalea [®] Max				Euros			
				Prix Public			LPPR*
				HT	TTC		
Fixation des fourches							
BSA0460	<input type="checkbox"/>	Fixes		◆	◆		
Roues avant							
BSA0480	<input type="checkbox"/>	5,5" x 1.3/4" - 140 x 45 mm - Bandage noir souple		25,59	27,00		
BSA0495	<input type="checkbox"/>	8" x 2" - 200 x 45 mm - Bandage noir		◆	◆		
ROUES ARRIERE							
Diamètre des roues arrière							
BSA0514	<input type="checkbox"/>	22" - 560 mm avec axes à démontage rapide		○	○		
BSA0516	<input type="checkbox"/>	24" - 600 mm avec axes à démontage rapide		◆	◆		
Type de roues arrière							
BSA0522	<input type="checkbox"/>	Renforcée (moyeu gris, jante grise, et rayons gris renforcés en acier)		◆	◆		
BSA0524	<input type="checkbox"/>	Frein tambour (moyeu frein tambour gris, jante grise et rayons gris renforcés en acier)		○	○		
Type de revêtement roues arrière							
BSA0535	<input type="checkbox"/>	Bandage noir 1.3/8" - 35 mm		◆	◆		
Mains-courantes							
BSA0540	<input type="checkbox"/>	Aluminium		◆	◆		
BSA0545	<input type="checkbox"/>	Anti-dérapantes noires		139,34	147,00		
Option de roues							
BSA0550	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons "Frost "		155,45	164,00		
SECURITE							
Freins							
BSA0560	<input type="checkbox"/>	Freins à pousser		◆	◆		
BSA0561	<input type="checkbox"/>	Freins à pousser avec extension de frein		40,76	43,00		
Options de sécurité							
BSA0570	<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien		52,13	55,00		
BSA0590	<input type="checkbox"/>	Kit réflecteurs - roues et châssis		29,38	31,00		
							
OPTIONS DE POSITIONNEMENT							
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles .							
							
AUTRES OPTIONS							
BSA0600	<input type="checkbox"/>	Tablette escamotable avec coussins appuyés		321,33	339,00	76,84	
BSA0610	<input type="checkbox"/>	Porte-canne		69,19	73,00		
							
Rampes en accessoire							
1440530	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en fibre de verre Dimensions repliée : 2000 x 820 mm 16,3 kg - capacité maximum : 300 kg		1 787,68	1 886,00		
1654128	<input type="checkbox"/>	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		298,58	315,00		
1654129	<input type="checkbox"/>	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		559,24	590,00		
1654130	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		317,54	335,00		
