



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace **Invacare Pro** sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com

AQUATEC®



Aquatec® Ocean Ergo Family & Ocean E-VIP

Chaises et fauteuils roulants de douche et de toilette

CE

Date :



Descriptif :

- Chaise ou fauteuil roulant de douche et de toilette très configurable
- Réglable en hauteur de 475 à 600 mm.
- Bascule d'assise de -5° à 40°
- Inclinaison de dossier de 5° à 35°
- Châssis en acier inoxydable.
- De nombreux accessoires disponibles.
- Poids maximum de l'utilisateur : 150 kg. (180 kg pour les versions XL)
- Poids : à partir de 17 kg pour Ocean Ergo
- Durée de garantie 2 ans hors pièces d'usure

Désignations et codes LPPR :

* Chaise percée avec accoudoirs et seau : 1243302 = 102,62 €

Nouveau :

- Assise ergonomique innovante sur Ocean Ergo Family : plaque d'assise profilée et pente d'assise de 5°
- Nouveau mécanisme d'inclinaison pour une bascule d'assise intuitive, sur Ocean VIP Ergo et Ocean Dual VIP Ergo

Référence d'achat:







Code client :

Cachet du distributeur :

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.


Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez Invacare Pro pour générer des devis ou des commandes.

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

				Euros		
				Prix Public	LPPR PCH	
CODE	QTÉ	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 999 : non compatible avec la référence 999	HT	TTC	
CHAISES DE DOUCHE A POUSSER						
1604208	<input type="checkbox"/>	Aquatec® Ocean Ergo Chaise de douche mobile Livrée sans rail ni seau		567,77	599,00	PCH 500,00 € 
1604210	<input type="checkbox"/>	Aquatec® Ocean Ergo XL Chaise de douche mobile. Poids maximum utilisateurs 180 kg, livrée sans rail ni seau		871,09	919,00	PCH 500,00 € 
1604019	<input type="checkbox"/>	Aquatec® Ocean VIP Ergo Chaise de douche avec assise inclinable avec appui-tête, roue directionnelle, livrée sans rail ni seau		1 563,03	1 649,00	PCH 500,00 € 
1604134	<input type="checkbox"/>	Aquatec® Ocean Dual VIP Ergo Chaise de douche avec assise et dossier inclinables avec appui-tête, roue directionnelle, livrée sans rail ni seau		1 894,79	1 999,00	PCH 500,00 € 
1471208	<input type="checkbox"/>	Aquatec® Ocean E-Vip Chaise de douche avec hauteur réglable, dossier et assise combinés inclinables par vérins électriques, livrée sans rail ni seau, avec appui-tête et ceinture poitrine		2 584,83	2 727,00	PCH 500,00 € 
FAUTEUILS ROULANTS DE DOUCHE						
1604209	<input type="checkbox"/>	Aquatec® Ocean 24" Ergo Fauteuil roulant de douche avec roues 24" à démontage rapide Livrée sans rail ni seau		1 013,27	1 069,00	PCH 500,00 € 
1604212	<input type="checkbox"/>	Aquatec® Ocean 24" Ergo XL Fauteuil roulant de douche avec roues 24" à démontage rapide. Poids maximum utilisateurs 180 kg, livrée sans rail ni seau		1 316,59	1 389,00	PCH 500,00 €





Aquatec® Ocean Ergo Family & Ocean E-VIP				Euros			
				Prix Public		LPPR PCH	
				HT	TTC		
ACCESSOIRES POUR CHAISES ET FAUTEUILS ROULANTS DE DOUCHE OCEAN ERGO FAMILY & OCEAN E-VIP (livrés séparément)							
OPTIONS D'ASSISE							
AP1603142	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise confort percée pour Ocean Ergo Family		112,80	119,00		
AP1603143	<input type="checkbox"/>	Couvre pot (bouchon) pour coussin d'assise confort percée, pour Ocean Ergo Family		78,67	83,00		
16341	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise confort percée pour Ocean E-Vip		112,80	119,00		
16343	<input type="checkbox"/>	Couvre pot pour coussin d'assise confort percée pour Ocean E-Vip		78,67	83,00		
AP1603145	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise confort avec ouverture ovale pour Ocean Ergo Family		112,80	119,00		
AP1603152	<input type="checkbox"/>	Couvre pot (bouchon) pour coussin d'assise confort avec ouverture ovale pour Ocean Ergo Family		78,67	83,00		
16342	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise de confort avec découpe ovale pour Ocean E-Vip		112,80	119,00		
1531259	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise ergonomique extra confort avec ouverture pour Ocean Ergo Family et Ocean E-Vip		131,75	139,00		
1544469	<input type="checkbox"/>	Assise confort 4 positions permettant de choisir la position de la découpe intime pour Ocean Ergo Family		199,05	210,00		
AP1603154	<input type="checkbox"/>	Coussin confort en mousse PU, pour Ocean Ergo Family		88,15	93,00		
1526032	<input type="checkbox"/>	Coussin confort en mousse PU pour Ocean E-VIP		88,15	93,00		
10230	<input type="checkbox"/>	Seau avec son couvercle, livré sans rail, pour Ocean Ergo Family et Ocean E-Vip , contenance 3 litres		38,86	41,00	102,62*	
AP1602078	<input type="checkbox"/>	Rail pour seau, pour Ocean Ergo Family		15,17	16,00		
1471233	<input type="checkbox"/>	Rail pour seau pour Ocean E-Vip		28,44	30,00		
AP1603155	<input type="checkbox"/>	Protection anti-éclaboussures pour Ocean Ergo Family		47,39	50,00		
16511	<input type="checkbox"/>	Protection anti-éclaboussures pour Ocean E-Vip		78,67	83,00		
OPTIONS DE DOSSIER							
1558769	<input type="checkbox"/>	Coussin de dossier confort bleu pour Ocean Ergo Family et Ocean E-Vip		136,49	144,00		
1575299	<input type="checkbox"/>	Dossier rigide pour Ocean Ergo Family et Ocean E-VIP		66,35	70,00		
AP1603606	<input type="checkbox"/>	Toile de dossier confort en vinyl/PVC, pour Ocean VIP et Dual VIP Ergo		66,35	70,00		
AP1604136	<input type="checkbox"/>	Toile de dossier confort en vinyl/PVC, pour Ocean Ergo et Ocean 24" Ergo		66,35	70,00		
AP1604016	<input type="checkbox"/>	Toile de dossier confort en vinyl/PVC, pour Ocean Ergo XL et Ocean 24" Ergo XL		66,35	70,00		
AP1604015	<input type="checkbox"/>	Dossier XL, pour Ocean Ergo et Ocean 24" Ergo		180,09	190,00		
1470081	<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien de poitrine pour Ocean Ergo Family et Ocean E-Vip		50,24	53,00		
1470082	<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien pelvienne pour Ocean Ergo Family et Ocean E-Vip		50,24	53,00		
1535077	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc (l'unité) pour Ocean Ergo Family et Ocean E-VIP , vendu par 2		193,36	204,00		
1470790	<input type="checkbox"/>	Appui-tête standard pour Ocean VIP Ergo, Ocean Dual-VIP Ergo et Ocean E-Vip		36,97	39,00		
1531465	<input type="checkbox"/>	Appui-tête ergonomique (sans fixation), pour Ocean Ergo family		55,92	59,00		
1531608	<input type="checkbox"/>	Appui-nuque ergonomique (sans fixation), pour Ocean Ergo family		65,40	69,00		





Aquatec® <i>Ocean Ergo Family & Ocean E-VIP</i>				Euros			
				Prix Public		LPPR PCH	
				HT	TTC		
1531613	<input type="checkbox"/>	Fixation multi-réglable d'appui-tête (coussin non inclus), pour appui-tête standard, appui-tête ergonomique ou appui-nuque ergonomique, pour <i>Ocean Ergo family et Ocean E-VIP</i>		65,40	69,00		

* Pour obtenir le remboursement du seau, il faut sélectionner la référence du seau ainsi que la référence du rail compatible, en même temps que la chaise ou le fauteuil de douche.



OPTIONS D'ACCOUDOIRS

1470086	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs élargis pour <i>Ocean Ergo Family et Ocean E-Vip</i> , la paire	NC : 10167-10	38,86	41,00	
1470077	<input type="checkbox"/>	Bloque accoudoirs pour <i>Ocean Ergo Family et Ocean E-Vip</i> la paire		29,38	31,00	
10167-10	<input type="checkbox"/>	Barre de maintien droite 540 mm pour <i>Ocean Ergo Family et Ocean E-Vip</i>	NC : 1470086	54,03	57,00	
1470078	<input type="checkbox"/>	Barre de maintien courbée pour <i>Ocean Ergo XL</i>		131,75	139,00	

OPTIONS DE POTENCES

AP1643543	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe complet réglable en angle, côté droit, l'unité, pour <i>Ocean Ergo Family et Ocean E-Vip</i>		388,63	410,00	
AP1643572	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe complet réglable en angle, côté gauche, l'unité, pour <i>Ocean Ergo Family et Ocean E-Vip</i>		388,63	410,00	
AP1643573	<input type="checkbox"/>	Support amputé, côté droit, l'unité, pour <i>Ocean Ergo Family et Ocean E-Vip</i>		350,71	370,00	
AP1643574	<input type="checkbox"/>	Support amputé, côté gauche, l'unité, pour <i>Ocean Ergo Family et Ocean E-Vip</i>		350,71	370,00	

OPTIONS DE CHÂSSIS

AP1601986	<input type="checkbox"/>	Anti-basculé avant pour <i>Ocean Ergo, Ocean 24" Ergo, Ocean XL</i> , la paire		131,75	139,00	
AP1603992	<input type="checkbox"/>	Anti-basculé avant et arrière pour <i>Ocean VIP et Dual VIP Ergo</i> , la paire		131,75	139,00	
16379	<input type="checkbox"/>	Kit de roues 24", avec porte axes et freins pour <i>Ocean Ergo Family</i>		389,57	411,00	