

# Demande de démo assise Ultra Low Maxx - Storm 4

Vous souhaitez faire une demande de démonstration d'un fauteuil équipé de l'assise Ultra Low Maxx. Afin que vous receviez le fauteuil pré-réglé, merci de remplir cette fiche de mesure dans la configuration souhaitée.

ULTRALow  
maxx CE



Coordonnées du Pôle démo : Tel : 02 47 62 69 62 email : demofr@invacare.com

## Je souhaite la présence d'un représentant Invacare pour la réalisation de mon essai Si oui, merci de cocher la case

### Choix de la base motrice

Invacare® Storm<sup>64</sup> & Storm® 4 X-plore

### Assise ULTRA LOW MAXX

#### Largeur d'assise

ARP2025	405 mm			ARP2028	480 mm			ARP2032	580 mm	
ARP2026	430 mm			ARP2029	505 mm					
ARP2027	455 mm			ARP2030	530 mm					

#### Profondeur d'assise

ARP2034	380 mm			ARP2037	455 mm			ARP2040	530 mm	
ARP2035	405 mm			ARP2038	480 mm			ARP2041	555 mm	
ARP2036	430 mm			ARP2039	505 mm			ARP2042	580 mm	

#### Type de dossier

ARP2050	<b>High Back</b> - Hauteur 410 mm			ARP2051	<b>High Back</b> - Hauteur 460 mm					
ARP2177	<b>Matrx Elite TR</b> - Hauteur 510 mm			ARP2178	<b>Matrx Elite Deep</b> - Hauteur 510 mm					

#### Réglage de la hauteur du dossier (hauteur plaque d'assise -> haut du dossier)

ARP2070	560 mm			ARP2073	635 mm			ARP2502	685 mm	
ARP2071	585 mm			ARP2074	660 mm			ARP2503	710 mm	
ARP2072	610 mm									

#### Accoudoirs

ARP2095	Accoudoirs relevables et parallèles, réglables en largeur (+ 40 mm par côté par pas de 13 mm), en angle et en hauteur (240 à 330 mm)									
ARP2096	Accoudoirs relevables et parallèles, réglables en largeur (+ 40 mm par côté par pas de 13 mm), en angle et en hauteur (320 à 405 mm)									
ARP2097	Accoudoirs relevables, amovibles et parallèles renforcés, réglables en angle et en hauteur (240 à 330 mm)									
ARP2098	Accoudoirs relevables, amovibles et parallèles renforcés, réglables en angle et en hauteur (330 à 405 mm)									

#### Réglage des accoudoirs

Accoudoir gauche	240 mm	250 mm	260 mm	270 mm	280 mm	290 mm	
	300 mm	310 mm	320 mm	330 mm	340 mm	350 mm	
	360 mm	370 mm	380 mm	390 mm	405 mm		
Accoudoir droit	240 mm	250 mm	260 mm	270 mm	280 mm	290 mm	
	300 mm	310 mm	320 mm	330 mm	340 mm	350 mm	
	360 mm	370 mm	380 mm	390 mm	405 mm		

#### Manchettes

	Manchette standard - longueur 255 mm		ARP2012	Gauche		ARP2016	Droite
	Manchette longue - longueur 355 mm		ARP2013	Gauche		ARP2017	Droite
	Gouttière (longueur 300 mm)		ARP2014	Gauche		ARP2018	Droite

#### Accessoires pour gouttière

ARP2080	Appui palmaire plat, 130 mm (uniquement possible côté opposé au manipulateur)		ARP2080	Gauche		ARP2083	Droite
---------	---	--	---------	--------	--	---------	--------

#### Supports multiréglables (rotule) pour manchettes (réhausse la manchette de 43 mm)

ARJ2082	Support multiréglable gauche		ARJ2082	Gauche		ARJ2085	Droite
---------	------------------------------	--	---------	--------	--	---------	--------

#### Cale-coudes escamotables

ARP2316	Cale-coude gauche - taille 100 x 100 mm		ARP2318	Cale-coude droite - taille 100 x 100 mm			
ARP2317	Cale-coude gauche - taille 75 x 250 mm		ARP2319	Cale-coude droite - taille 75 x 250 mm			

#### Cale-cuses amovibles

	Cale cuisse - taille 140 x 100 mm		ARP2184	Gauche		ARP2185	Droite
	Cale cuisse - taille 230 x 100mm		ARP2186	Gauche		ARP2187	Droite
	Cale cuisse - taille 330 x 100mm		ARP2188	Gauche		ARP2189	Droite

#### Appui-têtes

ARP2093	<b>Comfort Plus</b> largeur 255 mm, support multiréglable						
ARP2094	Multiposition, support multiréglable						

#### Cale-troncs escamotables (largeur x hauteur)

	Cale-tronc <b>Maxx Style</b> taille 145 x 95 mm		ARP2043	Gauche		ARP2044	Droite
	Cale-tronc <b>Maxx Style</b> taille 165 x 110 mm		ARP2045	Gauche		ARP2046	Droite
ARP2049	Supports de cale-troncs rallongés de 25 mm, la paire						

### INCLINAISON D'ASSISE ET DE DOSSIER pour assise Ultra Low Maxx

#### Inclinaison d'assise

ARP2053	Electrique à compensation <b>Ultra Low Maxx CG Tilt</b> de 0° à 45° avec <b>lift 300 mm</b> (+4 mm de hauteur d'assise)						◆
---------	---	--	--	--	--	--	---

#### Hauteur sol-plaque d'assise

ARP0337	440 mm						◆
---------	--------	--	--	--	--	--	---

<b>Inclinaison de dossier</b>										
ARP2060	Electrique Biomécanique à Forte Compensation ( <b>BFC</b> ) de 90° à 170°									◆
<b>Options d'inclinaison de dossier</b>										
ARP2063	<b>Proclive</b> de dossier de 8° (inclinaison de dossier de 82° à 172°)									
ARP2066	<b>Proclive</b> de dossier de 30° (inclinaison de dossier de 60° à 140°)									
<b>REPOSE-JAMBES pour assise Ultra Low Maxx</b>										
<b>Repose-jambes central réglable en inclinaison avec appui-mollet et palettes séparées réglables en angle, en hauteur et en largeur.</b>										
ARP0589	Electrique <b>LNX</b> avec compensation, positionné à 90° réglable à +7°/-7°									
<b>Réglage du repose-jambes central réglable en inclinaison avec appui-mollet</b>										
	310 mm	325 mm	335 mm	345 mm	355 mm	364 mm				
	375 mm	385 mm	405 mm	410 mm						
<b>Palettes</b>										
ARP0559	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et en largeur (profondeur 240 mm)									
ARP0516	Palettes séparées réglables en angle, en hauteur et en largeur (profondeur 290 mm)									
ARP0517	Palette monobloc réglable en hauteur et en angle (profondeur 240 mm, largeur 305 mm)									
<b>Repose-jambe latéral réglable en inclinaison avec appui-mollet, gauche</b>										
ARP0539	Repose-jambe ergonomique électrique de 0° à 80°, gauche									
ARP0577	Repose-jambe renforcé <b>Pivot Plus</b> électrique de 0° à 80°, gauche - Palette réglable en angle, en profondeur et en largeur									
<b>Repose-jambe latéral réglable en inclinaison avec appui-mollet, droite</b>										
ARP0549	Repose-jambe ergonomique électrique de 0° à 80°, droite									
ARP0584	Repose-jambe renforcé <b>Pivot Plus</b> électrique de 0° à 80°, droite - Palette réglable en angle, en profondeur et en largeur									
<b>Réglage des repose-jambes latéraux ergonomiques électriques</b>										
Gauche	270 mm	280 mm	290 mm	300 mm	310 mm	320 mm				
	330 mm	340 mm	350 mm	360 mm	380 mm	390 mm				
	400 mm	410 mm	420 mm	430 mm						
Droite	270 mm	280 mm	290 mm	300 mm	310 mm	320 mm				
	330 mm	340 mm	350 mm	360 mm	380 mm	390 mm				
	400 mm	410 mm	420 mm	430 mm						
<b>Réglage des repose-jambes latéraux renforcés Pivot Plus électriques</b>										
Gauche	402 mm	414 mm	426 mm	438 mm	450 mm	462 mm	474 mm			
Droite	402 mm	414 mm	426 mm	438 mm	450 mm	462 mm	474 mm			
<b>COMMANDES ELECTRONIQUES ACS 2</b>										
<b>Commande principale</b>										
ARPI617	Manipulateur <b>REM 550</b> , avec écran LCD jusqu'à 12 vérins et nouvelle interface graphique									◆
ARP2075	Support <b>Quad Link</b> escamotable à droite, réversible, réglable en hauteur									
ARP2076	Support <b>Quad Link</b> escamotable à gauche, réversible, réglable en hauteur									
<b>Double commande intuitive tierce-personne (ARPI645) NC avec porte-ventilateurs</b>										
ARPI228	Commande tierce-personne réglable en hauteur à droite				ARPI229	Commande tierce-personne réglable en hauteur à gauche				
<b>Commande au menton Invacare avec joystick standard</b>										
ARPI289	Escamotable sur le côté droit manuellement				ARPI287	sur le côté gauche				
ARPI288	Escamotable sur le côté droit électriquement				ARPI286	sur le côté gauche				
<b>Commande au menton mo-Vis®</b>										
1590772	Support de commande menton électrique mo-Vis®									