

Stream™



Simple et essentiel



Le fauteuil électrique à assise personnalisée *Invacare Stream* séduira les utilisateurs nécessitant un réglage mécanique de l'angle d'assise et de dossier et désireux d'avoir de bonnes capacités de conduite à la fois en intérieur comme en extérieur. Deux versions sont disponibles : 6 km/h avec équipement route en série ou 9 km/h. L'*Invacare Stream* est équipé d'une électronique **Shark**.

Simple et robuste

Invacare Stream offre un design fonctionnel et idéal pour un utilisateur ayant un bon tonus du tronc et dont les fonctions sensorielles et motrices ne requièrent pas d'adaptations particulières. Grâce à ses batteries de 50 Ah, le fauteuil offre une autonomie de 25 km. Des réglages simples de l'assise en largeur, en profondeur et en angle sont intégrés afin de faciliter les adaptations en fonction des besoins de chacun.

Deux versions disponibles

Le **Stream** existe en version 6 km/h avec équipement route de série ou en version 9 km/h (kit équipement route en option).

Caractéristiques & options



Équipement route

Feux avant, arrière et clignotants (en option sur la version 10 km/h).

Roues arrière

Roues arrière 14", pneumatiques crantés.

Données techniques

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet www.invacare.fr. Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.


	Inclinaison de l'assise	Profondeur d'assise	Hauteur sol/siège	Hauteur de dossier	Hauteur des accoudoirs	Longueur UL	Inclinaison de l'assise	Inclinaison du dossier
Stream	440 - 490 mm ¹	410, 460, 510 mm	425 - 500 mm ²	480 mm ²	290 - 360 mm ²	300 - 430 mm ²	Jusqu'à 22°	-10° - 30°
	Largeur hors-tout	Hauteur	Longueur hors-tout	Poids du fauteuil	Poids max. utilisateur	Batteries	Diamètre de giration	Franchissement
Stream	640 mm ³	1000 mm	1030 mm	105 kg	130 kg	50 Ah	1660 mm	50 mm
	Pente max. sécurité	Puissance des moteurs	Autonomie	Vitesse	COMPATIBLE 			
Stream	11%	2 x 180 W	25 km ⁴	6 ou 9 km/h				

1. Coussin d'assise 430 mm
2. Mesurée sans coussin d'assise/ Toile
3. La largeur hors-tout dépend des réglages effectués sur l'assise
4. Conforme à la norme ISO 7176-4 :2008

Coloris du châssis



Revêtement



Pour plus d'informations, de détails techniques, références et autres options, veuillez vous référer au manuel d'utilisation du fauteuil.

Indications données à titre d'information (information non contractuelle). Invacare se réserve le droit de modifier sans préavis les données techniques ou de présentations de ce produit.