

CHAISES DE DOUCHE A POUSSER

Aquatec
Ocean Ergo

Aquatec
Ocean Ergo XL

Invacare
Cascade

Invacare **Lima**

Invacare **Alize**



1604208

1604210

H243

1525732

H2080

	Découpe toilette intime	✓	✓	✓	✓	✓
	Couvercle	Option	Option	✓	✓	
	Largeur HT	565 mm	645 mm	570 mm	575 mm	590 mm
	Largeur d'assise	480 mm	480 mm	430 mm	460 mm	410 mm
	Profondeur HT	905 mm	905 mm	940 mm	1045 mm	690 mm
	Profondeur d'assise	480 mm	480 mm	420 mm	460 mm	400 mm
	Hauteur d'assise	475 - 600 mm	475 - 600 mm	545 mm	580 mm	530 mm
	Hauteur HT	1020-1145 mm	1020-1145 mm	945 mm	1000 mm	900 mm
	Hauteur du Dossier	545 mm	545 mm	410 mm	420 mm	380 mm
	Poids	17 kg	18 kg	13 kg	14 kg	10 kg
	Poids max utilisateur	150 kg	180 kg	120 kg	135 kg	120 kg
Caractéristiques dossiers	Réglable en tension	✓	✓			
	Inclinable					
Caractéristiques accoudoirs	Amovible					
	Relevable	✓	✓	✓	✓	✓
Caractéristiques repose-pieds	Réglable en hauteur	✓	✓		✓	
	Relevable	✓	✓	✓	✓	✓
	Amovible	✓	✓		✓	
	Repose-pieds / Palette monobloc	Repose-pieds	Repose-pieds	Palette monobloc	Repose-pieds	Tube repose-pieds

FAUTEUILS ROULANTS DE DOUCHE

Aquatec
Ocean Vip Ergo

Aquatec
Ocean Dual-Vip Ergo

Aquatec
Ocean E-Vip

Aquatec **Ocean Ergo**

Aquatec **Ocean Ergo XL**

Invacare
Cascade

Invacare **Lima**



1604019

1604134

1471208

1604209

1604212

H253

1525733

✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Option	Option	Option	Option	Option	✓	✓
565 mm	565 mm	730 mm	670 mm	670 mm	640 mm	680 mm
480 mm	480 mm	480 mm	480 mm	460 mm	430 mm	460 mm
1000 mm	1000 mm	1010 mm	1050 mm	1050 mm	1040 mm	1115 mm
480 mm	480 mm	450 mm	480 mm	460 mm	420 mm	460 mm
475-600 mm	475-600 mm	500 - 1050 mm	475 - 600 mm	475 - 600 mm	545 mm	580 mm
1050-1340 mm	1050-1340 mm	1070 - 1620 mm	1045-1170 mm	1045-1170 mm	945 mm	1000 mm
575 mm	575 mm	570 mm	570 mm	570 mm	410 mm	420 mm
23,5 kg	28,3 kg	39 kg	23 kg	24 kg	18,5 kg	19 kg
150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	180 kg	120 kg	135 kg
✓	✓	✓	✓	✓		
	✓	✓				
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓		✓
Repose-pieds	Repose-pieds	Repose-pieds	Repose-pieds	Repose-pieds	Palette monobloc	Repose-pieds