

Rea® Dahlia® 30° Matrx Assist



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com



Livraison sous 3 à 5 jours



Rea® Dahlia® 30° Matrx Assist

Fauteuil manuel en acier à châssis pliant



Descriptif :

- Assise inclinable jusqu'à 30° *
- Inclinaison possible par l'utilisateur.
- Dossier réglable en angle ou inclinable de 0° jusqu'à 30°*
- Largeur hors tout réduite : Largeur d'assise +160 mm avec roues 16".
- Empattement réglable sur 90 mm - livré en position reculée.
- Poids : à partir de 35kg.
- Poids max utilisateur : 135 kg.
- Durée de garantie 2 ans hors pièces d'usure
- * (cf tableau en fin de fiche de mesure)

Désignations et codes LPPR (1) :

- * Poussette multi-réglable et évolutive < 16 ans : 9225663 = 962,20 €
- * Dispositif d'immobilisation par freins tambour : 9325850 = 28,71 €
- * Accoudoirs réglables verticalement, la paire : 9325867 = 38,80 €
- * Appui-tête: 9325732 = 108,64 €
- * Siège de série modulable et évolutif, tous modèles et adjonctions 6226337 : 838,47€
- Code LPPR (2) Fauteuil > 16 ans
- * 9225657 = 403,50 €
- * Siège de série modulable et évolutif, tous modèles et adjonctions 6226337 : 838,47€

Nouveau :

- NOUVELLE CONFIGURATION, NOUVELLES GOUITTIÈRES ÉTROITES SANS ROTATION DE SÉRIE
- Coussin d'assise **Matrx Contour Visco_{MG}**

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :



Service de personnalisation Invacare Unique

Merci de préciser le numéro de devis ou de fabrication spéciale :









Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités.













Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases Configuration standard Options sans supplément de prix

				Euros		
				Prix Public	LPPR	
CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC		
BVE0017	<input type="checkbox"/> Rea® Dahlia®30° Matrx Assist (< 16 ans) avec freins tambour Code LPPR 9225663+6226337		1873,76	1976,82	1976,82 ⁽¹⁾	
	<input type="checkbox"/> Rea® Dahlia®30° Matrx Assist (> 16 ans) avec freins tambour Code LPPR 9225657+6226337		1873,76	1976,82	1241,97 ⁽²⁾	
ASSISE						
Largeur d'assise						
BVE0050	<input type="checkbox"/> 390 mm - Réglable de 390 à 490 mm	NC : 1810	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
BVE0060	<input type="checkbox"/> 440 mm - Réglable de 440 à 540 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
BVE0070	<input type="checkbox"/> 490 mm - Réglable de 490 à 590 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
Pré-réglage en largeur de l'assise						
BVE0080	<input type="checkbox"/> Livré avec réglage + 50 mm	NC : 0630	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
BVE0090	<input type="checkbox"/> Livré avec réglage + 100 mm	NC : 0630	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
BVE0100	<input type="checkbox"/> Livré sans pré-réglage		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		
Profondeur d'assise						
BVE0110	<input type="checkbox"/> Réglable de 430 à 500 mm		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		
Hauteur sol/siège (mesurée sans coussin)						
BVE0120	<input type="checkbox"/> 330 mm uniquement avec roues avant de 4"	NC : 0670, 1810	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
BVE0130	<input type="checkbox"/> 350 mm uniquement avec roues avant de 4" ou 5"	NC : 0670	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
BVE0170	<input type="checkbox"/> 450 mm uniquement avec roues avant de 6" ou 8"		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>		
BVE0180	<input type="checkbox"/> 480 mm uniquement avec roues avant de 8"		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
Inclinaison d'assise						
BVE0240	<input type="checkbox"/> Bascule d'assise de -1° à + 29° (0° à 30° en standard)		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
Coussin d'assise						
BVE0260	<input type="checkbox"/> Mistral - coussin plat hauteur 70 mm - Dartex noir (TR26)		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
BVE0270	<input type="checkbox"/> Flo-Shape - coussin galbé hauteur 90 mm - Dartex noir (TR26)		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		
BVE0272	<input type="checkbox"/> Flo-Shape - coussin galbé hauteur 90 mm - Velours noir (TR35)		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>		







0270

Rea [®] Dahlia [®] 30°Matrx Assist				Euros			
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
BVE0274	<input type="checkbox"/>	Flo-Shape - coussin galbé hauteur 90 mm - Mesh micro- aéré noir (TR36)		○	○		
BVE0280	<input type="checkbox"/>	Matrx Contour Visco_{NG} - coussin galbé hauteur 100 mm - Nylon noir		◆	◆	0280	
DOSSIER							
Cannes de dossier							
BVE0350	<input type="checkbox"/>	Courbées	NC : 0590, 1300	○	○		
BVE0360	<input type="checkbox"/>	Droites		◆	◆		
Extension largeur entre tube de dossier							
BVE0370	<input type="checkbox"/>	+ 50 mm		○	○		
Type de dossier							
BVE0390	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx Elite		◆	◆		
BVE0400	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx Elite Deep		○	○		
BVE0405	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx Elite TR		○	○		
Hauteur de dossier							
BVE0455	<input type="checkbox"/>	Hauteur 410 mm		○	○		
BVE0457	<input type="checkbox"/>	Hauteur 510 mm		◆	◆		
Poignées à pousser							
BVE0580	<input type="checkbox"/>	Barre de poussée réglable en angle et en hauteur		103,32	109,00		
BVE0590	<input type="checkbox"/>	Poignées à pousser réglables en hauteur et amovibles		◆	◆		
BVE0600						0580	
INCLINAISON DE L'ASSISE ET DU DOSSIER							
Inclinaison de l'assise							
BVE0620	<input type="checkbox"/>	Vérins pneumatiques, commande tierce-personne		◆	◆		
BVE0630	<input type="checkbox"/>	Vérins pneumatiques, commande utilisateur (montée sous manchette droite), inclinaison d'assise limitée à 10° (accoudoirs NON REGLABLES en largeur)	NC : 0915, 0925, 0930, 0950, 0975, 0985, 0990, 1010, 1750, 1755, 1756, 1757, 1760, 1765, 1770, 1775, 1780, 1890	○	○	INEDIT	
BVE0632	<input type="checkbox"/>	Vérins pneumatiques, commande utilisateur (montée sous manchette droite), inclinaison d'assise limitée à 10° (accoudoirs REGLABLES en largeur)	NC : 0915, 0925, 0930, 0950, 0975, 0985, 0990, 1010, 1750, 1755, 1756, 1757, 1760, 1765, 1770, 1775, 1780	○	○	INEDIT	
Inclinaison du dossier							
BVE0640	<input type="checkbox"/>	VERINS pneumatiques, commande tierce-personne		◆	◆		
BVE0660	<input type="checkbox"/>	Réglable en angle mécaniquement par VIS		○	○		
POTENCES							
Repose-jambe central							
BVE0670	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe central réglable en angle (de 80° à 50°) avec appui mollet et palettes articulées	NC : 0690, 0692, 0700, 0710, 0730, 0750, 0760, 0780, 0805, 1040, 1330, 1340, 1350	637,91	673,00	211,52	
Position des potences et repose-jambes							
BVE0680	<input type="checkbox"/>	Position standard		◆	◆		
BVE0690	<input type="checkbox"/>	Position haute (+50 mm)		76,78	81,00		
BVE0692	<input type="checkbox"/>	Support pour position à 85° - angulation du repose-jambe 10° à 85°	NC : 0710, 0730, 0760, 0780	37,91	40,00		
Potence gauche							
BVE0700	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe réglable en inclinaison de 0° - 75° avec appui-mollet, protection de genou, UL réglable de 290 mm à 520 mm	NC : 0855, 1330	100,03	105,53	105,53 ⁽¹⁾	
BVE0710	<input type="checkbox"/>	Potence fixe à 80°, escamotable int/ext		◆	◆		
BVE0730	<input type="checkbox"/>	Support amputé	NC : 0805, 0825, 1330, 1340, 1350	100,47	106,00	0760	
Potence droite							
BVE0750	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe réglable en inclinaison de 0° - 75° avec appui-mollet, protection de genou, UL réglable de 290 mm à 520 mm	NC : 0855, 1330	100,03	105,53	105,53 ⁽¹⁾	
BVE0760	<input type="checkbox"/>	Potence fixe à 80°, escamotable int/ext		◆	◆		
BVE0780	<input type="checkbox"/>	Support amputé	NC : 0800, 0810, 0870, 0890, 1330, 1340, 1350	100,47	106,00		
PALETTES							
Palette gauche							
BVE0805	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc réglable en profondeur et en angle		144,08	152,00		

Rea® Dahlia® 30°MatrX Assist				Euros			
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
BVE0825	<input type="checkbox"/>	Réglage en profondeur, en angle (et en largeur si commandée avec repose-jambe), sangle talonnière	NC : 1330	◆	◆		 0825 / 0845 si potence 80°
Palette droite							
BVE0845	<input type="checkbox"/>	Réglable en profondeur, en angle (et en largeur si commandée avec repose-jambe), sangle talonnière	NC : 1330	◆	◆		 0825 / 0845 si repose-jambe
 Tubes porte-palettes							
BVE0855	<input type="checkbox"/>	Tubes courts, la paire		○	○		
BVE0865	<input type="checkbox"/>	Tubes longs, la paire		◆	◆		
ACCOUDOIRS							
Accoudoir gauche (verrou d'accoudoir inclus)							
BVE0900	<input type="checkbox"/>	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm, longueur 380 mm	NC : 1756	○	○		 0900
BVE0910	<input type="checkbox"/>	Confort, réglable en hauteur de 230 à 320 mm	NC : 1025, 1756	○	○		 0910
BVE0915	<input type="checkbox"/>	Confort, réglable en hauteur 280 à 370 mm	NC : 1025, 1756	25,59	27,00		
BVE0925	<input type="checkbox"/>	Gouttière étroite sans rotation, réglable en hauteur de 230 à 320 mm, et en profondeur sur 70 mm SANS OUTIL (compatible avec la tablette)	NOUVEAU NC : 1025, 1756	◆	◆		 0925
BVE0930	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indexée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 1025, 1750, 1755, 1756, 1760, 1780	54,43	57,42	57,42 ⁽¹⁾	
BVE0950	<input type="checkbox"/>	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm pour demi-tablette gauche UNIQUEMENT	NC : 1020, 1025, 1750, 1755, 1760, 1780	○	○		 0930
Accoudoir droit (verrou d'accoudoir inclus)							
BVE0960	<input type="checkbox"/>	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm, longueur 380 mm	NC : 1757	○	○		
BVE0970	<input type="checkbox"/>	Confort, réglable en hauteur de 230 à 320 mm	NC : 1025, 1757	○	○		
BVE0975	<input type="checkbox"/>	Confort, réglable en hauteur 280 à 370 mm	NC : 1025, 1757	25,59	27,00		
BVE0985	<input type="checkbox"/>	Gouttière étroite sans rotation, réglable en hauteur de 230 à 320 mm, et en profondeur sur 70 mm SANS OUTIL (compatible avec la tablette)	NOUVEAU NC : 1025, 1757	◆	◆		
BVE0990	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indexée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 1025, 1750, 1755, 1756, 1760, 1770, 1775, 1780	54,43	57,42	57,42 ⁽¹⁾	
BVE1010	<input type="checkbox"/>	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm pour demi-tablette droite UNIQUEMENT	NC : 1020, 1025, 1750, 1755, 1760, 1770, 1775, 1780	○	○		
OPTIONS							
Options d'accoudoir							
BVE1020	<input type="checkbox"/>	Housse rembourrée de protège vêtement, la paire		49,29	52,00		 1040
BVE1025	<input type="checkbox"/>	Housse velour rembourrée pour manchette étroite, la paire		29,38	31,00		
Options d'assise							
BVE1030	<input type="checkbox"/>	Housse de coussin d'assise imperméable		29,38	31,00		 
BVE1040	<input type="checkbox"/>	Plot d'abduction	NC : 1060	174,41	184,00		
BVE1050	<input type="checkbox"/>	Plaque d'extension de l'assise (en largeur, en profondeur, ou de manière asymétrique), la paire	NC : 1060	59,72	63,00		
BVE1060	<input type="checkbox"/>	Plaque pour réhausse de la hauteur d'assise, épaisseur 20 mm		67,30	71,00		
Options de dossier							
BVE1080	<input type="checkbox"/>	Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables	NC : 1110, 1112, 1120	◆	◆		 
BVE1100	<input type="checkbox"/>	Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables	NC : 1090, 1100, 1110, 1120	○	○		
BVE1090	<input type="checkbox"/>	Housse de coussin d'appui-tête Rea	NC : 1110, 1112, 1120	34,12	36,00		
BVE1110	<input type="checkbox"/>	Appui-nuque	NC : 1112	○	○		
BVE1112	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Matrx	NC : 1120, 1130, 1920	○	○		
BVE1120	<input type="checkbox"/>	Housse de coussin d'appui-nuque		29,38	31,00		
BVE1125	<input type="checkbox"/>	Support appui-tête/appui-nuque universel		49,29	52,00		
BVE1130	<input type="checkbox"/>	Kit de 2 molettes de réglage pour appui-tête		20,85	22,00		
BVE1300	<input type="checkbox"/>	Indicateur d'inclinaison du dossier		12,32	13,00		 1125

Les prix publics des options valables que si commandées avec le fauteuil.
 Pour des options commandées séparément, consulter votre distributeur.
 © 2020 Invacare International Sarl

Rea [®] Dahlia [®] 30°MatrX Assist				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
Options de potences / palettes						
BVE1330	<input type="checkbox"/>	Sangle appui-mollets pour palette monobloc		62,56	66,00	
BVE1340	<input type="checkbox"/>	Revêtements rembourrés pour palettes		72,99	77,00	
BVE1350	<input type="checkbox"/>	Sangle appui-mollets confort rembourrée, Dartex		62,56	66,00	
CHASSIS						
Coloris de la bande réfléchissante						
BVE1360	<input type="checkbox"/>	Bleu		◆	◆	
BVE1370	<input type="checkbox"/>	Gris		○	○	
BVE1380	<input type="checkbox"/>	Rouge		○	○	
BVE1390	<input type="checkbox"/>	Champagne		○	○	
BVE1400	<input type="checkbox"/>	Vert pétrole		○	○	
BVE1405	<input type="checkbox"/>	Sans bande réfléchissante (châssis noir)		○	○	
Fixation des fourches						
BVE1410	<input type="checkbox"/>	Fixes		◆	◆	
BVE1420	<input type="checkbox"/>	Axes à démontage rapide		23,70	25,00	
Roues avant NOUVEAU						
BVE1435	<input type="checkbox"/>	4" x 1" - 100 x 27 mm - bandage noir souple	Pour hauteur d'assise 330/350 mm	○	○	
BVE1440	<input type="checkbox"/>	5" x 1" - 125 x 27 mm - bandage noir souple	Pour hauteur d'assise 350 mm	○	○	
BVE1475	<input type="checkbox"/>	6" x 1.1/4" - 150 x 30 mm - Bandage noir souple	Pour hauteurs assise 380/450 mm	◆	◆	
BVE1495	<input type="checkbox"/>	8" x 1.1/4" - 200 x 32 mm - Bandage noir	Pour hauteurs assise 450/500 mm	○	○	
BVE1505	<input type="checkbox"/>	8" x 1.1/4" - 200 x 32 mm - Pneumatique noir	Pour hauteurs assise 450/500 mm	○	○	
BVE1515	<input type="checkbox"/>	8" x 2" - 200 x 45 mm - Bandage noir	Pour hauteurs assise 450/500 mm	90,05	95,00	
ROUES ARRIERE						
Position des roues arrières						
BVE1534	<input type="checkbox"/>	Position standard, reculée, la plus stable		◆	◆	
Diamètre des roues arrière						
BVE1545	<input type="checkbox"/>	16" - 405 mm avec axes fixes		◆	◆	
Type de roues arrière						
BVE1586	<input type="checkbox"/>	Frein tambour (moyeu frein tambour et jante en composite noir)		◆	◆	
Type de revêtement roues arrière						
BVE1625	<input type="checkbox"/>	Bandage noir		◆	◆	
SECURITE						
BVE1720	<input type="checkbox"/>	Freins à tirer utilisateur		145,02	153,00	
BVE1730	<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien		◆	◆	
BVE1740	<input type="checkbox"/>	Kit réflecteurs - roues et châssis		29,38	31,00	
OPTION DE POSITIONNEMENT						
<i>Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.</i>						
AUTRES OPTIONS						
Tablettes						
BVE1750	<input type="checkbox"/>	Tablette amovible réglable en profondeur 100% LPPR	NC : 1765	72,82	76,82	76,82 ⁽¹⁾
BVE1755	<input type="checkbox"/>	Tablette amovible réglable en profondeur avec coussins appui-coudes	NC : 1765	109,95	116,00	76,82 ⁽¹⁾
BVE1756	<input type="checkbox"/>	Demi-tablette escamotable à gauche	NC : 1760	72,82	76,82	76,82 ⁽¹⁾
BVE1757	<input type="checkbox"/>	Demi-tablette escamotable à droite	NC : 1760	72,82	76,82	76,82 ⁽¹⁾
BVE1770	<input type="checkbox"/>	Tablette escamotable	NC : 1760, 1780	213,27	225,00	76,82 ⁽¹⁾
BVE1775	<input type="checkbox"/>	Tablette escamotable avec coussins appui-coudes	NC : 1760, 1780	247,39	261,00	76,82 ⁽¹⁾
Coussins de tablette						
BVE1760	<input type="checkbox"/>	Coussin de tablette		73,93	78,00	
BVE1765	<input type="checkbox"/>	Coussin pour demi-tablette		64,45	68,00	
Autres options						
BVE1780	<input type="checkbox"/>	Goupille de verrouillage pour tablette		41,71	44,00	
BVE1810	<input type="checkbox"/>	Fixation pour assistance électrique à la poussée et au freinage pour la tierce-personne alber viamobil V25	NC : 1830, 1870, 1890, 1900	421,80	445,00	
BVE1820	<input type="checkbox"/>	Pompe		19,91	21,00	
BVE1830	<input type="checkbox"/>	Porte-canne		69,19	73,00	
BVE1860	<input type="checkbox"/>	Attache pour harnais		55,92	59,00	
BVE1870	<input type="checkbox"/>	tube basculeur	NC : 1900	54,03	57,00	
BVE1890	<input type="checkbox"/>	Accroches taxi		37,91	40,00	







<i>Rea[®] Dahlia[®] 30°MatrX Assist</i>			Euros		
			Prix Public		LPPR
			HT	TTC	
BVE1900	<input type="checkbox"/>	Porte accessoires (concentrateur à oxygène, ventilateur, ...)	424,64	448,00	
BVE1920	<input type="checkbox"/>	Tige porte-sérum	44,55	47,00	
BVE1930	<input type="checkbox"/>	Kit de limitation d'angle	8,53	9,00	

TABLEAU DES COMPATIBILITÉS : Hauteur d'assise / taille des roues arrière / bascule d'assise

Hauteur d'assise	Bascule d'assise réglée en production	Inclinaison de dossier réglée en production	Tailles des roues avant	Tailles des roues arrière
330	30°	30°	4"	16"
350	30°	30°	5"	16"
450	30°	30°	6", 8"	16"
480	30°	30°	8"	16"

* bascule d'assise maximale possible selon le réglage du fauteuil
** inclinaison de dossier maximale possible selon le réglage du fauteuil

<i>Rea[®] Dahlia[®] 30°MatrX Assist</i>			Euros		
			Prix Public		LPPR
			HT	TTC	
Rampes en accessoire					
1440530	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en fibre de verre Dimensions repliée : 2000 x 820 mm 16,3 kg - capacité maximum : 300 kg	1 787,68	1 886,00	 1440530
1654128	<input type="checkbox"/>	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg	298,58	315,00	 1654128
1654129	<input type="checkbox"/>	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg	559,24	590,00	 1654129
1654130	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg	317,54	335,00	 1654130