

Rea® Dahlia® 45° Matrx Assist



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com



Rea® Dahlia® 45° Matrx Assist

Fauteuil manuel en acier à châssis pliant

COMPATIBLE



Descriptif :

- Assise inclinable jusqu'à 45° *
- Dossier réglable en angle ou inclinable de 0° à 30° *
- Largeur hors tout réduite : Largeur d'assise +160 mm avec roues 16"
- Empattement réglable sur 90 mm - livré en position reculé
- Poids : à partir de 35kg.
- Poids max utilisateur : 135 kg.
- Durée de garantie 2 ans hors pièces d'usure

* cf tableau en fin de fiche de mesure

Nouveaux :

- Roues avant 8" pneumatique noir
- Coussin d'assise **Matrx Contour Visco_{NG}**

Désignations et codes LPPR (1) :

- * Poussette multi-réglable et évolutive < 16 ans : 9225663 = 962,20 €
- * Dispositif d'immobilisation par freins tambour : 9325850 = 28,71 €
- * Accoudoirs réglables et orientables, la paire : 9325904 = 114,84 €
- * Accoudoirs réglables verticalement, la paire : 9325867 = 38,80 €
- * Appui-tête : 9325732 = 108,64 €
- Code LPPR (2) Fauteuil > 16 ans 9225657 = 403,50 €
- * Siège de série modulable et évolutif, tous modèles et adjonctions 6226337 : 838,47 €
- **Nécessite une prescription émanant d'un médecin spécialisé en pédiatrie, rééducation fonctionnelle, rhumatologie ou chirurgie orthopédique.**

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.




Service de personnalisation Invacare Unique

Merci de préciser le numéro de devis ou de fabrication spéciale :

Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités.





- Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases Configuration standard Options sans supplément de prix

CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	Euros		
			Prix Public	LPPR	
			HT	TTC	
BXE0012	<input type="checkbox"/> Rea® Dahlia® 45° Matrx Assist (< 16 ans) Code LPPR 9225663+6226337		2 998,10	3 163,00	1976,82 (1)
	<input type="checkbox"/> Rea® Dahlia® 45° Matrx Assist (> 16 ans) Code LPPR 9225657+6226337		2 998,10	3 163,00	1241,97 (2)
ASSISE					
Largeur d'assise					
BXE0050	<input type="checkbox"/> 390 mm - Réglable de 390 à 490 mm	NC : 1770	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
BXE0060	<input type="checkbox"/> 440 mm - Réglable de 440 à 540 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
BXE0070	<input type="checkbox"/> 490 mm - Réglable de 490 à 590 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Pré-réglage en largeur de l'assise					
BXE0080	<input type="checkbox"/> Livré avec réglage + 50 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
BXE0090	<input type="checkbox"/> Livré avec réglage + 100 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
BXE0100	<input type="checkbox"/> Livré sans pré-réglage		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
Profondeur d'assise					
BXE0110	<input type="checkbox"/> Assise plane réglable de 430 à 500 mm		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
Hauteur sol/siège (mesurée sans coussin)					
BXE0120	<input type="checkbox"/> 350 mm (uniquement avec roues avant de 4")	NC : 0630, 0770, 0810, 0850, 1435, 1455, 1465, 1475, 1770	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
BXE0130	<input type="checkbox"/> 380 mm (uniquement avec roues avant de 5")	NC : 0630, 0770, 0810, 0850, 1435, 1465, 1475, 1770	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
BXE0170	<input type="checkbox"/> 480 mm (uniquement avec roues avant de 6" ou 8")		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
BXE0180	<input type="checkbox"/> 500 mm (uniquement avec roues avant de 8")	NC : 1435	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Coussin d'assise					
BXE0220	<input type="checkbox"/> Mistral - coussin plat hauteur 70 mm	NC : 0290, 0305	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
BXE0230	<input type="checkbox"/> Flo-Shape - coussin galbé hauteur 90 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
BXE0240	<input type="checkbox"/> Matrx Contour Visco_{NG} - coussin galbé hauteur 100 mm NOUVEAU	NC : 0290; 0300, 0305	<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
Coloris des garnitures de coussin					
BXE0290	<input type="checkbox"/> Velours noir (TR35)		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
BXE0300	<input type="checkbox"/> Dartex noir (TR26)		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
BXE0305	<input type="checkbox"/> Mesh micro-aéré noir (TR36)		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	



0230

0240

Rea® Dahlia® 45° MatrX Assist				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
DOSSIER						
Cannes de dossier						
BXE0310	<input type="checkbox"/>	Courbées	NC : 0550	○	○	
BXE0320	<input type="checkbox"/>	Droites		◆	◆	
Extension largeur entre tube de dossier						
BXE0330	<input type="checkbox"/>	+ 50 mm	NC : 0430, 0595	○	○	
BXE0340	<input type="checkbox"/>	Sans extension de largeur		◆	◆	
Type de dossier						
BXE0350	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx Elite		◆	◆	 0350
BXE0360	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx Elite Deep		○	○	 0360
BXE0365	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx Elite TR		○	○	 0365
Hauteur de dossier						
BXE0413	<input type="checkbox"/>	Hauteur 410 mm		○	○	
BXE0417	<input type="checkbox"/>	Hauteur 510 mm		◆	◆	
Poignées à pousser						
BXE0540	<input type="checkbox"/>	Barre de poussée réglable en angle et en hauteur		103,32	109,00	
BXE0550 BXE0560 BXE0570	<input type="checkbox"/>	Poignées à pousser réglables en hauteur et amovibles		◆	◆	 0540
INCLINAISON DE L'ASSISE ET DU DOSSIER						
Inclinaison de l'assise						
BXE0580	<input type="checkbox"/>	MANUELLE par vérins pneumatiques, commande tierce-personne		◆	◆	
BXE0595	<input type="checkbox"/>	ELECTRIQUE par télécommande, bascule de dossier électrique incluse Conforme à la norme EN 12184 : 2014	NC : 600, 620, 0630, 1770	705,21	744,00	
Inclinaison du dossier						
BXE0600	<input type="checkbox"/>	VERINS pneumatiques, commande tierce-personne		◆	◆	
BXE0620	<input type="checkbox"/>	Réglable en angle mécaniquement par VIS		○	○	
POTENCES						
Repose-jambe central						
BXE0630	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe central réglable en angle (de 80° à 50°) avec appui mollet et palettes articulées	NC : 0640, 0650, 0655, 0660, 0670, 0690, 0710, 0720, 0740, 0760, 0770, 0790, 0810, 0830, 0850, 1000, 1300, 1310	637,91	673,00	211,52
Ajustements des potences et repose-jambes						
BXE0640	<input type="checkbox"/>	Position standard		◆	◆	
BXE0650	<input type="checkbox"/>	Position haute (+50 mm)		76,78	81,00	
BXE0655	<input type="checkbox"/>	Support pour position à 85° - angulation du repose-jambe 10° à 85°	NC : 0670, 0690, 0720, 0740	37,91	40,00	
Potence gauche						
BXE0660	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet, protection de genou, UL réglable de 290 mm à 520 mm	NC : 0760, 0790, 1290	100,03	105,53	105,53 ⁽¹⁾
BXE0670	<input type="checkbox"/>	Potence fixe à 80°, escamotable int/ext		◆	◆	
BXE0690	<input type="checkbox"/>	Support amputé	NC : 0760, 0770, 0790, 0810, 1290, 1300, 1310	100,47	106,00	
Potence droite						
BXE0710	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet, protection de genou, UL réglable de 290 mm à 520 mm	NC : 0760, 0830, 1290	100,03	105,53	105,53 ⁽¹⁾
BXE0720	<input type="checkbox"/>	Potence fixe à 80°, escamotable int/ext		◆	◆	
BXE0740	<input type="checkbox"/>	Support amputé	NC : 0760, 0770, 0830, 0850, 1290, 1300, 1310	100,47	106,00	
PALETTES						
Palette monobloc						
BXE0760	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc réglable en profondeur et en angle - tube court	NC : 0630, 0660, 0690, 0710, 0740, 0790, 0830	144,08	152,00	
BXE0770	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc réglable en profondeur et en angle - tube long	NC : 0790, 0810, 0830, 0850,	144,08	152,00	

Rea® Dahlia®45° MatrX Assist				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
Palette gauche						
BXE0790	<input type="checkbox"/>	Réglable en profondeur et en angle, tube court, sangle talonnière	NC : 0660, 0690, 0760, 0770	○	○	
BXE0810	<input type="checkbox"/>	Réglable en profondeur, en angle, tube long (et en largeur si commandée avec repose-jambe) , sangle talonnière	NC : 1290	◆	◆	
Palette droite						
BXE0830	<input type="checkbox"/>	Réglable en profondeur et en angle, tube court, sangle talonnière	NC : 0710, 0740, 0760, 0770	○	○	
BXE0850	<input type="checkbox"/>	Réglable en profondeur, en angle, tube long (et en largeur si commandée avec repose-jambe) , sangle talonnière	NC : 1290	◆	◆	
ACCOUDOIRS						
Accoudoir gauche (verrou d'accoudoir inclus)						
BXE0860	<input type="checkbox"/>	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm, longueur 380 mm	NC : 1717	○	○	
BXE0870	<input type="checkbox"/>	Confort, réglable en hauteur de 230 à 320 mm	NC : 0985, 1717	◆	◆	
BXE0875	<input type="checkbox"/>	Confort, réglable en hauteur 280 à 370 mm	NC : 0985, 1717	25,59	27,00	
BXE0890	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indexée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 0980, 0985, 1710, 1715, 1717, 1720, 1730, 1735, 1740	54,43	57,42	57,42 ⁽¹⁾
BXE0910	<input type="checkbox"/>	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm pour demi-tablette gauche UNIQUEMENT	NC : 0985, 1710, 1715, 1720, 1730, 1735, 1740	○	○	
Accoudoir droit (verrou d'accoudoir inclus)						
BXE0920	<input type="checkbox"/>	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm, longueur 380 mm	NC : 1716	○	○	
BXE0930	<input type="checkbox"/>	Confort, réglable en hauteur de 230 à 320 mm	NC : 0985, 1716	◆	◆	
BXE0935	<input type="checkbox"/>	Confort, réglable en hauteur 280 à 370 mm	NC : 0985, 1716	25,59	27,00	
BXE0950	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indexée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 0980, 0985, 1710, 1715, 1716, 1720, 1730, 1735, 1740	54,43	57,42	57,42 ⁽¹⁾
BXE0970	<input type="checkbox"/>	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm pour demi-tablette droite UNIQUEMENT	NC : 0985, 1710, 1715, 1720, 1730, 1735, 1740	○	○	
OPTIONS						
Options d'accoudoir						
BXE0980	<input type="checkbox"/>	Coussin latéral rembourré		49,29	52,00	
BXE0985	<input type="checkbox"/>	Housse velours rembourrée pour manchette étroite, la paire	NC : 1710, 1715, 1716, 1717, 1720, 1725, 1730, 1735, 1740	29,38	31,00	
Options d'assise						
BXE0990	<input type="checkbox"/>	Housse de coussin d'assise imperméable		29,38	31,00	
BXE1000	<input type="checkbox"/>	Plot d'abduction	NC : 1020	174,41	184,00	
BXE1010	<input type="checkbox"/>	Plaque d'extension de l'assise (en largeur, en profondeur, ou de manière asymétrique), la paire		59,72	63,00	
BXE1020	<input type="checkbox"/>	Plaque pour réhausse de la hauteur d'assise, épaisseur 20 mm		67,30	71,00	
Options de dossier						
BXE1040	<input type="checkbox"/>	Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables	NC : 1060, 1070, 1072, 1080	◆	◆	
BXE1060	<input type="checkbox"/>	Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables	NC : 1070, 1072, 1080	○	○	
BXE1050	<input type="checkbox"/>	Housse de coussin d'appui-tête Rea	NC : 1060, 1070, 1072, 1080	34,12	36,00	
BXE1070	<input type="checkbox"/>	Appui-nuque		○	○	
BXE1072	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Matrx	NC : 1080, 1090, 1880	○	○	
BXE1080	<input type="checkbox"/>	Housse de coussin d'appui-nuque		29,38	31,00	
BXE1085	<input type="checkbox"/>	Support appui-tête/appui-nuque universel		49,29	52,00	
BXE1090	<input type="checkbox"/>	Kit de 2 molettes de réglage pour appui-tête		20,85	22,00	
BXE1260	<input type="checkbox"/>	Indicateur d'inclinaison du dossier		12,32	13,00	
Options de potences / palettes						
BXE1290	<input type="checkbox"/>	Sangle appui-mollets pour palette monobloc		61,61	65,00	
BXE1300	<input type="checkbox"/>	Revêtements rembourrés pour palettes		71,09	75,00	
BXE1310	<input type="checkbox"/>	Sangle appui-mollets confort rembourrée, Dartex		62,56	66,00	

0810 /
0850 si
potence



0810 /
0850 si
repose-
jambe



0860



0870



0890



1000



1040



1060



1070



1072







1085

Rea® Dahlia® 45° MatrX Assist				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
CHASSIS						
Coloris de la bande réfléchissante						
BXE1320	<input type="checkbox"/>	Bleu	◆	◆		
BXE1330	<input type="checkbox"/>	Gris	○	○		1320 1330
BXE1340	<input type="checkbox"/>	Rouge	○	○		1350 1340
BXE1350	<input type="checkbox"/>	Champagne	○	○		
BXE1360	<input type="checkbox"/>	Vert pétrole	○	○		
BXE1365	<input type="checkbox"/>	Sans couleur de bande réfléchissante	○	○		1360
Fixation des fourches						
BXE1370	<input type="checkbox"/>	Fixes	◆	◆		
BXE1380	<input type="checkbox"/>	Axes à démontage rapide	54,03	57,00		
Roues avant						
BXE1395	<input type="checkbox"/>	4" x 1" - 100 x 27 mm - Bandage noir souple	Pour hauteur d'assise 330 / 350 mm	○	○	
BXE1400	<input type="checkbox"/>	5" x 1" - 125 x 27 mm - Bandage noir souple	Pour hauteur d'assise 330 / 350 mm	◆	◆	
BXE1435	<input type="checkbox"/>	6" x 1.1/4" - 150 x 30 mm - Bandage noir souple	Pour hauteurs assise 380 / 450 mm	○	○	
BXE1455	<input type="checkbox"/>	8" x 1.1/4" - 200 x 32 mm - Bandage noir	Pour hauteurs assise 450 / 500 mm	○	○	
BXE1465	<input type="checkbox"/>	8" x 1.1/4" - 200 x 32 mm - Pneumatique noir	Pour hauteurs assise 450 / 500 mm NOUVEAU	○	○	
BXE1475	<input type="checkbox"/>	8" x 2" - 200 x 45 mm - Bandage noir	Pour hauteurs assise 450 / 500 mm	90,05	95,00	
ROUES ARRIERE						
Diamètre des roues arrière						
BXE1505	<input type="checkbox"/>	16" - 405 mm avec axes fixes		◆	◆	
Type de roues arrière						
BXD1546	<input type="checkbox"/>	Frein tambour (moyeu frein tambour et jante en composite noir)		◆	◆	
Pneus arrière						
BXE1585	<input type="checkbox"/>	Bandage noir		◆	◆	
SECURITE						
BXE1680	<input type="checkbox"/>	Freins à tirer utilisateur		145,02	153,00	
BXE1690	<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien		◆	◆	
BXE1700	<input type="checkbox"/>	Kit réflecteurs - roues et châssis		29,38	31,00	
OPTIONS DE POSITIONNEMENT						
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.						
AUTRES OPTIONS						
Tablettes						
BXE1710	<input type="checkbox"/>	Tablette amovible réglable en profondeur 100% LPPR	NC : 1720	72,82	76,82	76,82 ⁽¹⁾
BXE1715	<input type="checkbox"/>	Tablette amovible réglable en profondeur avec coussins appui-coudes	NC : 1720	109,95	116,00	76,82 ⁽¹⁾
BXE1716	<input type="checkbox"/>	Demi-tablette escamotable à gauche	NC : 1720	72,82	76,82	76,82 ⁽¹⁾
BXE1717	<input type="checkbox"/>	Demi-tablette escamotable à droite	NC : 1720	72,82	76,82	76,82 ⁽¹⁾
BXE1730	<input type="checkbox"/>	Tablette escamotable	NC : 1740	213,27	225,00	76,82 ⁽¹⁾
BXE1735	<input type="checkbox"/>	Tablette escamotable avec coussins appui-coudes	NC : 1740	247,39	261,00	76,82 ⁽¹⁾
Coussin de tablette						
BXE1720	<input type="checkbox"/>	Coussin de tablette	NC : 1730, 1735	73,93	78,00	
BXE1725	<input type="checkbox"/>	Coussin pour demi-tablette	NC : 1730, 1735	64,45	68,00	
Autres options						
BXE1740	<input type="checkbox"/>	Goupille de verrouillage pour tablette		41,71	44,00	
BXE1770	<input type="checkbox"/>	Fixation pour assistance électrique à la poussée et au freinage pour la tierce-personne alber viamobil V25	NC : 1790, 1830, 1850, 1860	421,80	445,00	
BXE1780	<input type="checkbox"/>	Pompe		19,91	21,00	
BXE1790	<input type="checkbox"/>	Porte-canne		69,19	73,00	
BXE1820	<input type="checkbox"/>	Attache pour harnais		55,92	59,00	
BXE1830	<input type="checkbox"/>	tube basculeur	NC : 1860	54,03	57,00	
BXE1850	<input type="checkbox"/>	Accroches taxi		38,86	41,00	
BXE1860	<input type="checkbox"/>	Porte accessoires (concentrateur à oxygène, ventilateur, ...)		424,64	448,00	
BXE1880	<input type="checkbox"/>	Tige porte-sérum		73,93	78,00	
BXE1890	<input type="checkbox"/>	Kit de limitation d'angle		○	○	

Rea® Dahlia® 45° MatrX Assist	Euros	
	Prix Public	LPPR
	HT	TTC

TABLEAU DES COMPATIBILITÉS : Hauteur d'assise / taille des roues arrière / bascule d'assise				
Hauteur d'assise	Bascule d'assise réglée en production	Inclinaison de dossier réglée en production	Tailles des roues avant	Tailles des roues arrière
350	45°	30°	4"	16"
380	45°	30°	5"	16"
480	45°	30°	6", 8"	16"
500	45°	30°	8"	16"

Rampes en accessoire						
1440530	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en fibre de verre Dimensions repliée : 2000 x 820 mm 16,3 kg - capacité maximum : 300 kg		1 787,68	1 886,00	 1440530
1654128	<input type="checkbox"/>	Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		298,58	315,00	 1654128
1654129	<input type="checkbox"/>	Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		559,24	590,00	 1654129
1654130	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en aluminium Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		317,54	335,00	 1654130