



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr), ou commandez par e-mail à : [commandesfr@invacare.com](mailto:commandesfr@invacare.com)



## Rea® Azalea® Minor



Fauteuil manuel en acier à châssis pliant - pour utilisateurs de petite taille



### Descriptif :

- Inclinaison d'assise avec maintien du centre de gravité et de la bonne position des repose-jambes : +1°/+24° et de dossier : 0°/30° par vérins pneumatiques.
- Repose-jambes réglables en largeur.
- Sangles talonnières.
- Coloris de châssis : Gris perle (RAL 0515).
- Poids : à partir de 32 kg.
- Poids maxi utilisateur : 75 kg.
- Durée de garantie 2 ans hors pièces d'usure

### Désignations et codes LPPR (1) :

- \* Fauteuil pliant à dossier inclinable : 9124689 = 603,65 €
- \* Coussin de dossier et de siège : 9325590 = 34,90 € (x 2)
- \* Appui-tête : 9324804 = 63,41 €
- \* Repose-jambes avec palettes articulées : 9325488 = 105,76 € (x 2)
- \* Codes LPPR (2) Fauteuil pour jeunes enfants > 18 mois 9124710 = 962,20 € + 2 x 9325590 (coussins dossier et siège) = 34,90 € + 2 x 9325488 (RJ palettes articulées) = 105,76 € + 1 x 9324804 (appui-tête) = 63,41 €

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :

\* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.
















Service de personnalisation Invacare Unique  
Merci de préciser le numéro de devis ou de fabrication spéciale :














**Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités.**







- Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases     Configuration standard     Options sans supplément de prix

CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	Euros		
			Prix Public	LPPR*	
			HT	TTC	
BNC0014	<input type="checkbox"/> Rea® Azalea® Minor pour adultes - Code LPPR 9124689		1 748,82	1 845,00	948,38 (1)
BNC0014	<input type="checkbox"/> Rea® Azalea® Minor pour jeunes enfants à partir de 18 mois - Code LPPR 9124710		1 748,82	1 845,00	1306,93(2)
<b>TYPES DE PROPULSION</b>					
BNC0025	<input type="checkbox"/> Standard	NC : 1074, 1076	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
BNC0030	<input type="checkbox"/> Freins tambour à démontage rapide, commande tierce-personne	NC : 1072, 1074, 1095	420,85	444,00	
<b>ASSISE</b>					
<b>Largeur d'assise (SW)</b>					
BNC0038	<input type="checkbox"/> 340 mm - Réglable de 340 à 390 mm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Pré-réglage en largeur de l'assise</b>					
BNC0065	<input type="checkbox"/> Livré avec réglage + 50 mm (soit 390 mm)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Profondeur d'assise (SD)</b>					
BNC0095	<input type="checkbox"/> Réglable de 380 à 450 mm		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Hauteur sol/siège (mesurée sans coussin)</b>					
BNC0110	<input type="checkbox"/> 400 mm	NC : 0476, 1062	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
BNC0120	<input type="checkbox"/> 450mm	NC : 1055	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Inclinaison d'assise</b>					
BNC0127	<input type="checkbox"/> Inclinaison d'assise de -1° à +23° (+1° à 24° en standard)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>Type d'assise</b>					
BNC0130	<input type="checkbox"/> Plane réglable en profondeur		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Coussin d'assise</b>					
BNC0165	<input type="checkbox"/> Coussin Flo-Shape		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Coloris des garnitures de coussin</b>					
BNC0191	<input type="checkbox"/> Velours noir (TR35)		56,87	60,00	
BNC0201	<input type="checkbox"/> Dartex noir (TR26)		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
BNC0202	<input type="checkbox"/> Mesh micro-aéré noir (TR36)		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<b>DOSSIER</b>					
<b>Type de dossier</b>					
BNC0217	<input type="checkbox"/> Dossier Flex 2 - réglable en tension		<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
BNC0218	<input type="checkbox"/> Plaque dossier, Flex 2 - réglable en hauteur		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
<b>Coussin de dossier</b>					
BNC0250	<input type="checkbox"/> Laguna, plat avec légers maintiens latéraux		<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	



Rea <sup>®</sup> Azalea <sup>®</sup> Minor				Euros				
				Prix Public		LPPR*		
				HT	TTC			
BNC0260	<input type="checkbox"/>	Mistral 2, maintien de la taille, épaules dégagées	NC : 0322	105,21	111,00		 0250	 0260
<b>Garniture de dossier</b>								
BNC0311	<input type="checkbox"/>	Velours noir (TR35)		56,87	60,00			
BNC0321	<input type="checkbox"/>	Dartex noir (TR26)		◆	◆			
BNC0322	<input type="checkbox"/>	Mesh micro-aéré noir (TR36)		○	○			
<b>Poignées à pousser</b>								
BNC0340	<input type="checkbox"/>	Poignées à pousser réglables en hauteur et amovibles		◆	◆		 0340	 0345
BNC0345	<input type="checkbox"/>	Barre de poussée réglable en angle		194,31	205,00			
<b>Inclinaison de l'assise et du dossier</b>								
BNC0350	<input type="checkbox"/>	Vérins pneumatiques, commande tierce-personne		◆	◆			
BNC1263	<input type="checkbox"/>	Système de verrouillage de l'inclinaison		◆	◆			
<b>POTENCES</b>								
<b>Ajustement des potences et repose-jambes</b>								
BNC0378	<input type="checkbox"/>	Support pour position à 85° - angulation du repose-jambe 10° à 85°	NC : 0390, 0410, 0440, 0460	37,91	40,00		 0380 / 0430	
<b>Potence gauche (noire)</b>								
BNC0380	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet, protection de genou, UL réglable de 290 mm à 520 mm	NC : 0475, 0490, 0942	◆	◆		 0380 / 0430	
BNC0390	<input type="checkbox"/>	Potence fixe à 80°, escamotable int/ext		○	○	-105,76		
BNC0410	<input type="checkbox"/>	Support amputé	NC : 0475, 0476, 0490, 0520, 0941, 0942	99,53	105,00	-105,76		
<b>Potence droite (noire)</b>								
BNC0430	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet, protection de genou, UL réglable de 290 mm à 520 mm	NC : 0475, 0550, 0942	◆	◆		 0390 / 0440	
BNC0440	<input type="checkbox"/>	Potence fixe à 80°, escamotable int/ext		○	○	-105,76		
BNC0460	<input type="checkbox"/>	Support amputé	NC : 0475, 0476, 0550, 0580, 0941, 0942	99,53	105,00	-105,76	 0410 / 0460	
<b>PALETTES</b>								
<b>Palette monobloc</b>								
BNC0475	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc réglable en profondeur et en angle - tube court	NC : 0520, 0580	140,28	152,00			
BNC0476	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc réglable en profondeur et en angle - tube long	NC : 0520, 0580	171,56	186,00			
<b>Palette gauche</b>								
BNC0490	<input type="checkbox"/>	Réglable en profondeur et en angle, tube court, sangle talonnière		○	○		 0520 / 0580 si potence 80°	
BNC0520	<input type="checkbox"/>	Réglable en profondeur, en angle, tube long (et en largeur si commandée avec repose-jambe), sangle talonnière		◆	◆			
<b>Palette droite</b>								
BNC0550	<input type="checkbox"/>	Réglable en profondeur et en angle, tube court, sangle talonnière		○	○		 0520 / 0580 si repose-jambe	
BNC0580	<input type="checkbox"/>	Réglable en profondeur, en angle, tube long (et en largeur si commandée avec repose-jambe), sangle talonnière		◆	◆			
<b>ACCOUDOIRS</b>								
<b>Accoudoir gauche (verrou d'accoudoir inclus)</b>								
BNC0600	<input type="checkbox"/>	Confort, réglable en hauteur de 230 à 340 mm	NC : 1233	○	○		 0600 / 0630	
BNC0610	<input type="checkbox"/>	Enveloppant, réglable en hauteur de 230 à 340 mm - Largeur d'assise utile - 20 mm	NC : 0680, 0690, 1230, 1231, 1233	◆	◆			
BNC0615	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 1230, 1231, 1233, 1240, 1245	113,17	119,39	119,39		
BNC0620	<input type="checkbox"/>	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm pour demi-tablette gauche <b>UNIQUEMENT</b>	NC : 0680, 0690, 1230, 1231, 1240, 1245	○	○		 0610 / 0640	
<b>Accoudoir droit (verrou d'accoudoir inclus)</b>								
BNC0630	<input type="checkbox"/>	Confort, réglable en hauteur de 230 à 340 mm	NC : 1232	○	○			
BNC0640	<input type="checkbox"/>	Enveloppant, réglable en hauteur de 230 à 340 mm - Largeur d'assise utile - 20 mm	NC : 0680, 0690, 1230, 1231, 1232, 1240, 1245	◆	◆			

Rea® Azalea® Minor				Euros			 0615 / 0645
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
BNC0645	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indexée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 1230, 1240, 1245	113,17	119,39	119,39	
BNC0650	<input type="checkbox"/>	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm pour demi-tablette droite <b>UNIQUEMENT</b>	NC : 0680, 0690, 1230, 1231, 1240, 1245	○	○		
<b>OPTIONS D'ASSISE</b>							
<b>Options d'accoudoir</b>							
BNC0680	<input type="checkbox"/>	Housse de protège-vêtements		49,29	52,00		
BNC0690	<input type="checkbox"/>	Coussins pour housses de protège-vêtements	Uniquement avec 0680	11,37	12,00		
<b>Options d'assise</b>							
BNC0710	<input type="checkbox"/>	Housse de coussin d'assise imperméable		29,38	31,00		0720
BNC0720	<input type="checkbox"/>	Plot d'abduction		174,41	184,00		
<b>Options de dossier</b>							
BNC0730	<input type="checkbox"/>	Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables	NC : 0750, 0770	○	○		0730
BNC0750	<input type="checkbox"/>	Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables	NC : 0740, 0770, 0780	160,19	169,00		
BNC0740	<input type="checkbox"/>	Housse de coussin d'appui-tête		39,81	42,00		
BNC0770	<input type="checkbox"/>	Appui-nuque		◆	◆		
BNC0780	<input type="checkbox"/>	Housse de coussin d'appui-nuque		29,38	31,00		
BNC0782	<input type="checkbox"/>	Support appui-tête/appui-nuque universel		49,29	52,00		0750 0770
BNC0790	<input type="checkbox"/>	Kit de 2 molettes de réglage pour appui-tête		20,85	22,00		
<b>Cale-tronc gauche</b>							
BNC0800	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc gauche, amovible, réglable en largeur, en profondeur et en hauteur - Dartex noir		123,22	130,00		
BNC0880	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc gauche, amovible, escamotable, réglable en angle, en largeur, en profondeur et en hauteur - Dartex noir		111,85	118,00		0782
<b>Cale-tronc droit</b>							
BNC0810	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc droit, amovible, réglable en largeur, en profondeur et en hauteur - Dartex noir		123,22	130,00		
BNC0890	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc droit, amovible, escamotable, réglable en angle, en largeur, en profondeur et en hauteur - Dartex noir		111,85	118,00		0800 / 0810
<b>Autres options de dossier</b>							
BNC0910	<input type="checkbox"/>	Soutien lombaire (à insérer sous le coussin de dossier)		24,64	26,00		
BNC0915	<input type="checkbox"/>	Indicateur d'inclinaison du dossier		47,39	50,00		0880 / 0890
BNC0920	<input type="checkbox"/>	Kit de 2 cales de positionnement triangulaires (à insérer sous le coussin de dossier)		12,32	13,00		
<b>Options de potences / palettes</b>							
BNC0941	<input type="checkbox"/>	Revêtements rembourrés pour palettes		71,09	75,00		
BNC0942	<input type="checkbox"/>	Sangle appui-mollets confort rembourrée, Dartex		85,31	90,00		
<b>CHASSIS</b>							
<b>Coloris de châssis</b>							
BNC0944	<input type="checkbox"/>	Gris perle		◆	◆		 0944
BNC0946	<input type="checkbox"/>	Bleu nuit		○	○		 0946
BNC0947	<input type="checkbox"/>	Sable		○	○		 0947
BNC0948	<input type="checkbox"/>	Vert électrique		○	○		 0948
BNC0949	<input type="checkbox"/>	Rouge vif		○	○		 0949
<b>Fixation des fourches</b>							
BNC0960	<input type="checkbox"/>	Fixes		◆	◆		
<b>Roues avant</b>							
BNC0982	<input type="checkbox"/>	5,5" x 1.3/4" - 140 x 45 mm - Bandage noir souple		25,59	27,00		
BNC0992	<input type="checkbox"/>	6" x 1.1/4" - 150 x 35 mm - Bandage noir souple		◆	◆		
<b>ROUES ARRIERE</b>							
<b>Diamètre des roues arrière</b>							
BNC1055	<input type="checkbox"/>	22" - 560 mm avec axes à démontage rapide		○	○		
BNC1062	<input type="checkbox"/>	24" - 600 mm avec axes à démontage rapide		◆	◆		

Rea <sup>®</sup> Azalea <sup>®</sup> Minor				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
<b>Type de roues arrière</b>						
BNC1072	<input type="checkbox"/>	Standard (moyeu noir, jante grise et rayons gris)	NC : 1084, 1120	◆	◆	
BNC1074	<input type="checkbox"/>	Renforcée (moyeu gris, jante grise, et rayons gris renforcés en acier)		○	○	
BNC1076	<input type="checkbox"/>	Frein tambour (moyeu frein tambour gris, jante grise et rayons gris renforcés en acier)	NC : 1086	○	○	
<b>Type de revêtement roues arrière</b>						
BNC1082	<input type="checkbox"/>	Pneumatique noir à crampons 1.3/8" - 35 mm		○	○	
BNC1084	<input type="checkbox"/>	Pneumatique noir à crampons avec insert bandage 1.3/8" - 35 mm		36,97	39,00	
BNC1086	<input type="checkbox"/>	Pneumatique noir fin et lisse - moyenne pression 1" - 25 mm		○	○	
BNC1092	<input type="checkbox"/>	Bandage noir 1.3/8" - 35 mm		◆	◆	
<b>Mains-courantes</b>						
BNC1100	<input type="checkbox"/>	Aluminium		◆	◆	
BNC1120	<input type="checkbox"/>	Anti-dérapantes noires		143,13	151,00	
<b>OPTIONS DE CHASSIS</b>						
<b>Protège-rayons</b>						
BNC1160	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons "Frost"		155,45	164,00	
<b>SECURITE</b>						
BNC1170	<input type="checkbox"/>	Freins à tirer		◆	◆	
BNC1200	<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien		52,13	55,00	
BNC1220	<input type="checkbox"/>	Kit réflecteurs - roues et châssis		29,38	31,00	1200  1220
<b>OPTIONS DE POSITIONNEMENT</b>						
<b>Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.</b>						
<b>AUTRES OPTIONS</b>						
<b>Tablettes</b>						
BNC1230	<input type="checkbox"/>	Tablette amovible réglable en profondeur <b>100% LPPR</b>	NC : 1237	72,83	76,84	76,84
BNC1231	<input type="checkbox"/>	Tablette amovible réglable en profondeur avec coussins appui-coudes	NC : 1237	109,95	116,00	76,84
BNC1232	<input type="checkbox"/>	Demi-tablette escamotable à gauche	NC : 1235	72,83	76,84	76,84
BNC1233	<input type="checkbox"/>	Demi-tablette escamotable à droite	NC : 1235	72,83	76,84	76,84
BNC1240	<input type="checkbox"/>	Tablette escamotable	NC : 1235	213,27	225,00	76,84
BNC1245	<input type="checkbox"/>	Tablette escamotable avec coussin appui-coudes	NC : 1235	247,39	261,00	76,84
<b>Coussins de tablette</b>						
BNC1235	<input type="checkbox"/>	Coussin de tablette		73,93	78,00	
BNC1237	<input type="checkbox"/>	Coussin pour demi-tablette		64,45	68,00	
<b>Autres options</b>						
BNC1270	<input type="checkbox"/>	Pompe		20,85	22,00	
BNC1280	<input type="checkbox"/>	Porte-canne		69,19	73,00	
BNC1300	<input type="checkbox"/>	Attache pour harnais		55,92	59,00	
BNC1310	<input type="checkbox"/>	Kit d'attaches pour ceinture de		19,91	21,00	
<b>Rampes en accessoire</b>						
1440530	<input type="checkbox"/>	<b>Mono rampe pliante en fibre de verre</b> Dimensions repliée : 2000 x 820 mm 16,3 kg - capacité maximum : 300 kg		1 787,68	1 886,00	
1654128	<input type="checkbox"/>	<b>Rampe Basic 2 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant</b> Dimensions repliée : 1210 x 194 mm 8,8 kg la paire - capacité maximum : 270 kg		298,58	315,00	
1654129	<input type="checkbox"/>	<b>Rampe Quick2go Compact 3 parties télescopiques en aluminium et revêtement antidérapant</b> Dimensions repliée : 870 x 237 mm 13,6 kg la paire - capacité maximum : 260 kg		559,24	590,00	
1654130	<input type="checkbox"/>	<b>Mono rampe pliante en aluminium</b> Dimensions repliée : 1824 x 714 mm 13,9 kg - capacité maximum : 300 kg		317,54	335,00	