



Commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com



Invacare® Freedom™ NXT™

Fauteuil roulant à propulsion manuelle, pliant par croisillon

CE

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :



Descriptif :

- Fauteuil en largeur et en profondeur
- Inclinaison d'assise de 0° jusqu'à 45° par vérins mécaniques
- Bascule d'assise à 25° (réglable jusqu'à 45°)
- Dossier réglable en angle mécaniquement et rabattable sur l'assise.
- Gamme de positionnement **Matrix** en option montée
- Poids du fauteuil à partir de 14,5 kg
- Poids max utilisateur 100 kg
- Durée de garantie 2 ans hors pièces d'usure

Désignation et codes LPPR :

- * VHP, propulsion manuelle, pliant, à dossier inclinable : 4118193 = 603,65 €
- * VHP, propulsion manuelle, appui-tête : 4325302 = 63,41 €
- * VHP, propulsion manuelle, repose-jambe droit ou gauche, repose-pied articulé : 4342654 = 105,76 €

Dossier pris en charge dans le cas d'une prescription pour un siège de série modulable et évolutif (code LPPR 1269336 : 838,47€) incluant un coussin d'assise et un dossier de positionnement Prescription médicale émanant d'un médecin spécialiste en pédiatrie, réduction fonctionnelle, rhumatologie ou chirurgie orthopédique

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.

Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités.

- Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases Configuration standard Options sans supplément de prix

				Euros		
				Prix Public	LPPR*	
CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC		
NXT-IVCF-30300	<input type="checkbox"/> Freedom NXT - propulsion manuelle, pliant par croisillon		3708,06	3912,00	603,65	
TYPE DE CHASSIS AVANT						
NXT-IVCF-30300	<input type="checkbox"/> Standard		◆	◆		
NXT-30324	<input type="checkbox"/> Châssis réglable en abduction / adduction des deux côtés (22° par côté)		100,03	105,53		
NXT-30324-L	<input type="checkbox"/> Châssis réglable en abduction / adduction côté gauche (22° par côté)		50,01	52,76		
NXT-30324-R	<input type="checkbox"/> Châssis réglable en abduction / adduction côté droit (22° par côté)		50,01	52,76		
KIT DE TRANSPORT						
NXT-99998	<input type="checkbox"/> Kit accroche-taxi, 4 points d'accroche		180,09	190,00		
INCLINAISON D'ASSISE						
NXT-30272	<input type="checkbox"/> Par vérins mécanique, par double gâchettes, commande tierce personne		○	○		
NXT-30273	<input type="checkbox"/> Par vérins mécanique, commande au pied droit par pédale		○	○		
NXT-30277	<input type="checkbox"/> Par vérins mécaniques, par double gâchettes combinés AVEC FREINS TAMBOUR COMMANDE TIERCE PERSONNE + (inclus freins manuels à pousser)		◆	◆		
COLORIS DE CHASSIS (voir le nuancier de coloris sur la brochure)						
NXT-SugarCookie	<input type="checkbox"/> Blanc Pailleté		○	○		
NXT-NeonYellow	<input type="checkbox"/> Jaune Fluo		○	○		
NXT-Yellow	<input type="checkbox"/> Jaune		○	○		
NXT-BrightPink	<input type="checkbox"/> Rose Fluo		○	○		
NXT-PinkParfait	<input type="checkbox"/> Rose		○	○		
NXT-SugarPlum	<input type="checkbox"/> Rose Pailleté		○	○		
NXT-CandyViolet	<input type="checkbox"/> Violet		○	○		
NXT-CandyRaspberry	<input type="checkbox"/> Violet Lilas		○	○		
NXT-ExtremeGreen	<input type="checkbox"/> Vert		○	○		
NXT-SparkleGreen	<input type="checkbox"/> Vert Foncé		○	○		
NXT-MysticTeal	<input type="checkbox"/> Turquoise		○	○		
NXT-PacificBlue	<input type="checkbox"/> Bleu Pacifique		○	○		
NXT-BlueBlast	<input type="checkbox"/> Bleu Foncé		○	○		
NXT-ElectricBlue	<input type="checkbox"/> Bleu Electrique Pailleté		○	○		
NXT-GalaxyBlue	<input type="checkbox"/> Bleu Foncé Etoilé		○	○		



30324



30272



30273



30277

Invacare® Freedom™ NXT™				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
NXT-PassionPurple	<input type="checkbox"/>	Violet Foncé		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
NXT-OctaneOrange	<input type="checkbox"/>	Orange		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
NXT-RedSunset	<input type="checkbox"/>	Rouge Clair		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
NXT-ReallyRed	<input type="checkbox"/>	Rouge Foncé		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
NXT-FieryRed	<input type="checkbox"/>	Rouge Pailleté		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
NXT-Twilight	<input type="checkbox"/>	Noir Etoilé		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
NXT-StormyGrey	<input type="checkbox"/>	Gris		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
NXT-Black	<input type="checkbox"/>	Noir		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	

ASSISE


Largeur d'assise, réglable par pas de 25 mm (Merci préciser si vous voulez un pré-réglage de la largeur d'assise à + 25 mm ou + 50 mm)

NXT-30250	<input type="checkbox"/>	255 mm, réglable de 255 mm à 305 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
NXT-30210	<input type="checkbox"/>	280 mm, réglable de 280 mm à 330 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
NXT-30220	<input type="checkbox"/>	305 mm, réglable de 305 mm à 355 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
NXT-30230	<input type="checkbox"/>	330 mm, réglable de 330 mm à 380 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
NXT-30240	<input type="checkbox"/>	355 mm, réglable de 355 mm à 405 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
NXT-30290	<input type="checkbox"/>	380 mm, réglable de 380 mm à 430 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
NXT-30260	<input type="checkbox"/>	405 mm, réglable de 405 mm à 455 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
NXT-30261	<input type="checkbox"/>	430 mm, réglable de 430 mm à 455 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
NXT-30262	<input type="checkbox"/>	455 mm, non réglable en largeur		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
NXT-30263	<input type="checkbox"/>	485 mm, non réglable en largeur		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
NXT-30264	<input type="checkbox"/>	510 mm, non réglable en largeur		283,41	299,00	



Croisillon télescopique, largeur d'assise réglable

Profondeur d'assise	Châssis court et pivot d'inclinaison d'assise court (pour hauteur d'assise de 340 à 440 mm) <input type="checkbox"/> NXT-30511 : NC roues 22" et 24"	Châssis médium et pivot d'inclinaison d'assise court (pour hauteur d'assise de 340 mm à 440 mm) <input type="checkbox"/> NXT-30512 : NC roues 22" et 24"	Châssis médium et pivot d'inclinaison d'assise long (pour hauteur d'assise de 370 mm à 480 mm) <input type="checkbox"/> NXT-30540
305 mm	<input type="checkbox"/> NXT-30504		
330 mm	<input type="checkbox"/> NXT-30505		
355 mm	<input type="checkbox"/> NXT-30506	<input type="checkbox"/> NXT-30506	<input type="checkbox"/> NXT-30506TP
380 mm	<input type="checkbox"/> NXT-30521	<input type="checkbox"/> NXT-30521	<input type="checkbox"/> NXT-30521TP
405 mm	<input type="checkbox"/> NXT-30522	<input type="checkbox"/> NXT-30522	<input type="checkbox"/> NXT-30522TP
430 mm	<input type="checkbox"/> NXT-30523 *(1)	<input type="checkbox"/> NXT-30523	<input type="checkbox"/> NXT-30523TP
455 mm	<input type="checkbox"/> NXT-30524 *(1)	<input type="checkbox"/> NXT-30524	<input type="checkbox"/> NXT-30524TP
485 mm		<input type="checkbox"/> NXT-30527 *(1)	<input type="checkbox"/> NXT-30527TP *(1)
510 mm		<input type="checkbox"/> NXT-30528 *(1)	<input type="checkbox"/> NXT-30528TP *(1)
535 mm		<input type="checkbox"/> NXT-30529 *(2)	<input type="checkbox"/> NXT-30529TP *(2)
560 mm			<input type="checkbox"/> NXT-30535TP *(3)



Pivot d'inclinaison court ou long

NXT-30525	<input type="checkbox"/>	*(1) Extension du tube d'assise de 50 mm, la paire		31,39	33,12	
NXT-30530	<input type="checkbox"/>	** (2) Extension du tube d'assise de 75 mm, la paire		31,39	33,12	
NXT-30531	<input type="checkbox"/>	*** (3) Extension du tube d'assise de 100 mm, la paire		31,39	33,12	



30525
30530
30531

Type d'assise et de dossier

NXT-39012	<input type="checkbox"/>	Plaque d'assise rigide amovible		◆	◆	
NXT-IVCF-39100	<input type="checkbox"/>	Plaque de dossier rigide amovible		◆	◆	
	<input type="checkbox"/>	Possibilité de commander un dossier Matrx à la place de la plaque de dossier rigide amovible, voir les tableaux à la fin de fiche de mesure		○	○	

DOSSIER

Courbure des poignées à pousser

NXT-30518	<input type="checkbox"/>	Courbure classique à 90° par rapport à la canne de dossier		◆	◆	
NXT-30519	<input type="checkbox"/>	Courbure ergonomique à 45° par rapport à la canne de dossier		○	○	



30518 30519

Dossier Dynamics Rocker



NXT-30532	<input type="checkbox"/>	Dossier Dynamic pour personnes spastiques, angle ajustable de 72° à 108° par pas de 6°, livré avec 4 silent bloc de densité différente. Fonction dynamique verrouillable, dossier non rabattable sur l'assise		1231,28	1299,00	
-----------	--------------------------	--	--	---------	---------	--















30532

Hauteur des cannes de dossier : Mesure prise du tube d'assise à la courbure de poignée à pousser (diamètre des cannes de dossier 25,5 mm)

NXT-30515	<input type="checkbox"/>	Canne de dossier courtes, hauteur 480 mm		◆	◆	
NXT-30514	<input type="checkbox"/>	Canne de dossier médium, hauteur 560 mm		○	○	
NXT-30516	<input type="checkbox"/>	Canne de dossier longues, hauteur 660 mm		○	○	

Invacare® Freedom™ NXT™				Euros			
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
Poignées à pousser							
NXT-30560	<input type="checkbox"/>	Barre de poussée réglable en largeur avec protection néoprène		◆	◆		
NXT-30570	<input type="checkbox"/>	Barre de poussée réglable en angle montée en bout des poignées à pousser (pour largeur d'assise inférieure ou égale à 380 mm)		156,25	164,84		
NXT-30575	<input type="checkbox"/>	Barre de poussée réglable en angle et renforcée, montée en bout des poignées à pousser (pour toutes les largeurs d'assise)		156,25	164,84		
NXT-30580	<input type="checkbox"/>	Barre de poussée réglable en angle, montée sur les cannes de dossier (pour largeur d'assise inférieure ou égale à 380 mm)		215,83	227,70		
NXT-30585	<input type="checkbox"/>	Barre de poussée réglable en angle et renforcée, montée sur les cannes de dossier (pour toutes les largeurs d'assise)		215,83	227,70		
NXT-30517	<input type="checkbox"/>	Poignées à pousser, la paire		129,39	136,51		
POTENCES ET PALETTES							
Paire de potences							
NXT-30280	<input type="checkbox"/>	Potences renforcées 75° amovibles et escamotables		◆	◆		
NXT-30281	<input type="checkbox"/>	Potences renforcées 90° amovibles et escamotables	NC : NXT-30287	○	○		
NXT-30279	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes réglables en inclinaison 0° à 90°, inclus appui mollet		○	○	211,52 (2 x 105,76*)	
NXT-30282	<input type="checkbox"/>	Potences 75° amovibles et escamotables		○	○		
NXT-30283	<input type="checkbox"/>	Potences 90° amovibles et escamotables	NC : NXT-30287	○	○		
Paire de palettes							
NXT-36020	<input type="checkbox"/>	Palettes réglables en angle et en profondeur, en aluminium (pour largeur d'assise 355 mm et inférieures)		○	○		
NXT-36021	<input type="checkbox"/>	Palettes réglables en angle et en profondeur, en aluminium avec sangles talonnières (pour largeur d'assise 380 mm et supérieures)		○	○		
NXT-36022	<input type="checkbox"/>	Sangles talonnières		27,49	29,00		
NXT-36024	<input type="checkbox"/>	Sangle appui-mollets		27,49	29,00		
NXT-36029	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc réglable en angle et amovible en aluminium		177,36	187,11		
Système de rotule multiréglable (compatibles pour des largeurs d'assise à partir de 305 mm)							
NXT-36040	<input type="checkbox"/>	Supports rotules multi réglable pour palettes réglables en angle, la paire		351,22	370,54		
NXT-36040-L	<input type="checkbox"/>	Support rotule gauche multi réglable pour palette réglable en angle		175,61	185,27		
NXT-36040-R	<input type="checkbox"/>	Support rotule droite multi réglable pour palette réglable en angle		175,61	185,27		
Paire de tubes d'extension de potence / repose-jambe							
NXT-30285	<input type="checkbox"/>	Extensions courtes (100 mm)	NC : repose-jambes	○	○		
NXT-30286	<input type="checkbox"/>	Extensions medium (150 mm)	NC : repose-jambes	○	○		
NXT-30287	<input type="checkbox"/>	Extensions longues (200 mm)	NC : repose-jambes	○	○		
NXT-36401	<input type="checkbox"/>	Extensions courtes renforcées uniquement pour repose-jambes (115 mm)		86,24	90,98		
NXT-36402	<input type="checkbox"/>	Extensions courtes renforcées (115 mm)	NC : repose-jambes	86,24	90,98		
NXT-36403	<input type="checkbox"/>	Extensions medium renforcées (165 mm)	NC : repose-jambes	95,83	101,10		
NXT-36407	<input type="checkbox"/>	Montage haut (uniquement pour potences 90°)		64,45	68,00		
Repose-jambes Dynamics 3D avec palettes en aluminium réglables en profondeur et en angle (127 mm x 177 mm). Uniquement compatible avec des largeurs d'assise à partir de 380 mm, et châssis standard.							
Suivi des schémas d'extension des membres inférieurs : Angle de genou, angle de cheville et longueur du segment jambier							
NXT-30295-2	<input type="checkbox"/>	La paire, UL de 330 à 380 mm		3601,90	3800,00		
NXT-30296-2	<input type="checkbox"/>	La paire, UL de 380 mm à 430 mm		3601,90	3800,00		

Invacare® Freedom™ NXT™				Euros			
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
ACCOUDOIRS ET MANCHETTES D'ACCOUDOIRS							
Paire d'accoudoirs montés sur le châssis							
NXT-38222	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs bas amovibles, hauteur réglable avec outils		◆	◆		 38222 38203
NXT-38224	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs hauts amovibles, hauteur réglable avec outils		165,88	175,00		
NXT-38203	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs hauts amovibles et réglables en hauteur sans outil (de 255 mm à 405 mm)		165,88	175,00		
Manchettes d'accoudoirs							
NXT-38213	<input type="checkbox"/>	Manchettes d'accoudoirs courtes 235 mm		○	○		 38213 / 38214
NXT-38214	<input type="checkbox"/>	Manchettes d'accoudoirs longues 340 mm		○	○		
ROUES AVANT							
NXT-34888	<input type="checkbox"/>	3" x 1" bandage		86,24	90,98		 34888 40000 41000 35050
NXT-40000	<input type="checkbox"/>	4" x 1" bandage		○	○		
NXT-41000	<input type="checkbox"/>	4" x 1" bandage, lumineuses		56,87	60,00		
NXT-43000	<input type="checkbox"/>	4" x 1.1/4" bandage, jantes aluminium		119,80	126,39		 42000 34555 34444 43000 34666
NXT-34555	<input type="checkbox"/>	5" x 1" bandage		○	○		
NXT-35050	<input type="checkbox"/>	5" x 1" bandage, lumineuses		56,87	60,00		
NXT-42000	<input type="checkbox"/>	5" x 1.1/4 bandage, jantes aluminium		119,80	126,39		 34667 34200 34777
NXT-34666	<input type="checkbox"/>	6" x 1" bandage		◆	◆		
NXT-44000	<input type="checkbox"/>	6" x 1.1/4" bandage, jantes aluminium		119,80	126,39		
NXT-34444	<input type="checkbox"/>	6" x 2" bandage		121,73	128,42		
NXT-34667	<input type="checkbox"/>	6" x 1" pneumatique		105,41	111,21		
NXT-34777	<input type="checkbox"/>	7" x 1" bandage		○	○		
NXT-34200	<input type="checkbox"/>	7" x 2" bandage		121,73	128,42		
ROUES ARRIERE RAYONNAGE RADIAL							
Roues 18"							
NXT-31538 + NXT31035	<input type="checkbox"/>	18", jantes noires aluminium, pneumatique noir + mains courantes aluminium noires		○	○		 31538
NXT-31021	<input type="checkbox"/>	Inserts anti-crevaisson (bandage)		49,29	52,00		
Roues 20"							
NXT-31540	<input type="checkbox"/>	20", jantes aluminium, pneumatique, avec mains courantes aluminium	NC : NXT-31508	○	○		 31021 / 31022 31023 / 31024
NXT-31022	<input type="checkbox"/>	Inserts anti-crevaisson (bandage)		49,29	52,00		
Roues 22"							
NXT-31541	<input type="checkbox"/>	22", jantes aluminium, pneumatique, avec mains courantes aluminium	NC : NXT-31508	○	○		 31540 / 31541
NXT-31023	<input type="checkbox"/>	Inserts anti-crevaisson (bandage)		49,29	52,00		
Roues 24"							
NXT-31542	<input type="checkbox"/>	24", jantes aluminium, pneumatique, avec mains courantes aluminium	NC : NXT-31508	◆	◆		
NXT-31024	<input type="checkbox"/>	Inserts anti-crevaisson (bandage)		49,29	52,00		
FREINS							
Freins manuels							
NXT-31501	<input type="checkbox"/>	Freins à pousser		○	○		 31801
NXT-31506	<input type="checkbox"/>	Freins à tirer		○	○		
NXT-31801	<input type="checkbox"/>	Poignées d'extension de freins à pousser ou à tirer		91,03	96,04		
Freins tambour							
NXT-31508	<input type="checkbox"/>	Freins tambour à pédale pour tierce personne (inclus freins manuels à pousser)		○	○		 31508
NXT-30275	<input type="checkbox"/>	Freins tambour commande tierce personne (inclus freins manuels à pousser)		○	○		
OPTION DE SECURITE							
NXT-31600	<input type="checkbox"/>	Roulette anti bascule avec fonction tube basculeur, la paire		◆	◆		 31600
SFDI-3A2UP-L	<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien		○	○		
OPTIONS D'ASSISE							
7715-STD	<input type="checkbox"/>	Support d'appui-tête multi-position, amovible et réglable en hauteur		○	○	63,41*	 7715-STD 7760-S 7760-M
7760-S	<input type="checkbox"/>	Coussin d'appui-tête taille S, largeur 200 mm, hauteur 115 mm, galbe 635 mm		○	○		
7760-M	<input type="checkbox"/>	Coussin d'appui-tête taille M, largeur 255 mm, hauteur 115 mm, galbe 635 mm		○	○		

Invacare® Freedom™ NXT™	Euros	
	Prix Public	LPPR
	HT	TTC

AUTRES OPTIONS / ACCESSOIRES

NXT-10905	<input type="checkbox"/> Canopy - Protection contre la pluie et le soleil	205,17	216,45	 10905
-----------	---	--------	--------	---

DOSSIERS MATRX ELITE ET ELITE DEEP LIVRES DE SERIE AVEC FIXATIONS STANDARD

Dossier Matrx Elite

Largeur du dossier	Adaptable sur fauteuil largeur d'assise	Largeur du buste indicative	Hauteur du dossier						Euros		
			260 mm	310 mm	360 mm	410 mm	460 mm	510 mm	Prix public unit. HT	Prix public unit. TTC	
310 mm	310 mm - 330 mm	215 mm	PBE1210NH <input type="checkbox"/>	PBE1212NH <input type="checkbox"/>	PBE1214NH <input type="checkbox"/>	PBE1216NH <input type="checkbox"/>	PBE1218NH <input type="checkbox"/>			500,92	528,47
330 mm	330 mm - 360 mm	240 mm	PBE1310NH <input type="checkbox"/>	PBE1312NH <input type="checkbox"/>	PBE1314NH <input type="checkbox"/>	PBE1316NH <input type="checkbox"/>	PBE1318NH <input type="checkbox"/>				
360 mm	360 mm - 380 mm	290 mm	PBE1410NH <input type="checkbox"/>	PBE1412NH <input type="checkbox"/>	PBE1414NH <input type="checkbox"/>	PBE1416NH <input type="checkbox"/>	PBE1418NH <input type="checkbox"/>	PBE1420NH <input type="checkbox"/>			
380 mm	380 mm - 410 mm	320 mm	PBE1510NH <input type="checkbox"/>	PBE1512NH <input type="checkbox"/>	PBE1514NH <input type="checkbox"/>	PBE1516NH <input type="checkbox"/>	PBE1518NH <input type="checkbox"/>	PBE1520NH <input type="checkbox"/>			
410 mm	410 mm - 430 mm	345 mm	PBE1610NH <input type="checkbox"/>	PBE1612NH <input type="checkbox"/>	PBE1614NH <input type="checkbox"/>	PBE1616NH <input type="checkbox"/>	PBE1618NH <input type="checkbox"/>	PBE1620NH <input type="checkbox"/>			
430 mm	430 mm - 460 mm	370 mm	PBE1710NH <input type="checkbox"/>	PBE1712NH <input type="checkbox"/>	PBE1714NH <input type="checkbox"/>	PBE1716NH <input type="checkbox"/>	PBE1718NH <input type="checkbox"/>	PBE1720NH <input type="checkbox"/>			
460 mm	460 mm - 480 mm	395 mm	PBE1810NH <input type="checkbox"/>	PBE1812NH <input type="checkbox"/>	PBE1814NH <input type="checkbox"/>	PBE1816NH <input type="checkbox"/>	PBE1818NH <input type="checkbox"/>	PBE1820NH <input type="checkbox"/>			



Dossier Matrx Elite Deep

Largeur du dossier	Adaptable sur largeur fauteuil d'assise	Largeur du buste indicative	Hauteur du dossier						Euros		
			260 mm	310 mm	360 mm	410 mm	460 mm	510 mm	Prix public unit. HT	Prix public unit. TTC	
360 mm	360 mm - 380 mm	290 mm	EDB1510NH <input type="checkbox"/>	EDB1412NH <input type="checkbox"/>	EDB1514NH <input type="checkbox"/>	EDB1416NH <input type="checkbox"/>	EDB1418NH <input type="checkbox"/>	EDB1420NH <input type="checkbox"/>		500,92	528,47
380 mm	380 mm - 410 mm	320 mm	EDB1610NH <input type="checkbox"/>	EDB1512NH <input type="checkbox"/>	EDB1614NH <input type="checkbox"/>	EDB1516NH <input type="checkbox"/>	EDB1518NH <input type="checkbox"/>	EDB1520NH <input type="checkbox"/>			
410 mm	410 mm - 430 mm	345 mm	EDB1610NH <input type="checkbox"/>	EDB1612NH <input type="checkbox"/>	EDB1614NH <input type="checkbox"/>	EDB1616NH <input type="checkbox"/>	EDB1618NH <input type="checkbox"/>	EDB1620NH <input type="checkbox"/>			
430 mm	430 mm - 460 mm	370 mm	EDB1710NH <input type="checkbox"/>	EDB1712NH <input type="checkbox"/>	EDB1714NH <input type="checkbox"/>	EDB1716NH <input type="checkbox"/>	EDB1718NH <input type="checkbox"/>	EDB1720NH <input type="checkbox"/>			
460 mm	460 mm - 480 mm	395 mm	EDB1810NH <input type="checkbox"/>	EDB1812NH <input type="checkbox"/>	EDB1814NH <input type="checkbox"/>	EDB1816NH <input type="checkbox"/>	EDB1818NH <input type="checkbox"/>	EDB1820NH <input type="checkbox"/>			



Fixation Dossier Matrx

SMH	<input type="checkbox"/> Fixation Split, la paire			
-----	---	--	--	--



* Siège de série modulable et évolutif : 1269336 = 838,47 €

CALE TRONC POUR DOSSIER MATRX ELITE

Cale tronc fixe

PBLS-L	<input type="checkbox"/> Cale tronc gauche fixe - Taille L	93,84	99,00
PBLS-R	<input type="checkbox"/> Cale tronc droit fixe - Taille L	93,84	99,00
PBSS-L	<input type="checkbox"/> Cale tronc gauche fixe - Taille S	93,84	99,00
PBSS-R	<input type="checkbox"/> Cale tronc droit fixe - Taille S	93,84	99,00
PBOL-L	<input type="checkbox"/> Cale tronc gauche fixe position haute ou position basse à gauche - Taille L	93,84	99,00
PBOL-R	<input type="checkbox"/> Cale tronc gauche fixe position haute ou position basse à droite - Taille L	93,84	99,00



Cale tronc escamotable

SAEHB	<input type="checkbox"/> Cale-tronc escamotable latéralement, droit ou gauche sans coussin cale-tronc	122,27	129,00
-------	---	--------	--------



Cale-tronc escamotable latéralement position haute ou basse

OSAH-L	<input type="checkbox"/> Cale-tronc gauche escamotable latéralement position haute ou basse sans coussin cale-tronc	122,27	129,00
OSAH-R	<input type="checkbox"/> Cale-tronc droit escamotable latéralement position haute ou basse sans coussin cale-tronc	122,27	129,00



Coussin de cale tronc pour cale-tronc escamotable

EPAD-S	<input type="checkbox"/> Coussin de cale-tronc - Taille S	19,91	21,00
EPAD-L	<input type="checkbox"/> Coussin de cale-tronc - Taille L	19,91	21,00

COUSSINS D'ASSISE MATRX KIDABRA-Vi ET Vi

Coussin Matrx Kidabra-Vi

Coussin Matrx Kidabra-Vi coussin en mousse HR				Euros	
Hauteur 70 mm	Adaptable sur fauteuil	Largeur	Profondeur	Prix public unit. HT	Prix public unit. TTC
KA1214-Vi	Matrx Kidabra-Vi L300 x P 360 mm	280-310 mm	360-380 mm		
KA1412-Vi	Matrx Kidabra-Vi L360 x P 300 mm	330-360 mm	310-330 mm		
KA1414-Vi	Matrx Kidabra-Vi L360 x P 360 mm	330-360 mm	360-380 mm		



Coussin Matrx Vi

Coussin Matrx Vi coussin en mousse HR				Euros		
Hauteur 82 mm				Prix public unit. HT	Prix public unit. TTC	
Adaptable sur fauteuil				293,84	310,00	
		Largeur	Profondeur			
MA1415-Vi	Matrx Vi L 360 x P 380 mm	330-360 mm	380-410 mm			<input type="checkbox"/>
MA1417-Vi	Matrx Vi L 360 x P 430 mm	330-360 mm	430-460 mm			<input type="checkbox"/>
MA1616-Vi	Matrx Vi L 410 x P 410 mm	380-410 mm	410-430 mm			<input type="checkbox"/>
MA1618-Vi	Matrx Vi L 410 x P 460 mm	380-410 mm	460-480 mm			<input type="checkbox"/>
MA1620-Vi	Matrx Vi L 410 x P 510 mm	380-410 mm	510-530 mm			<input type="checkbox"/>
MA1716-Vi	Matrx Vi L 430 x P 410 mm	400-440 mm	410-430 mm			<input type="checkbox"/>
MA1718-Vi	Matrx Vi L 430 x P 460 mm	400-440 mm	460-480 mm			<input type="checkbox"/>
MA1720-Vi	Matrx Vi L 430 x P 510 mm	400-440 mm	510-530 mm			<input type="checkbox"/>
MA1816-Vi	Matrx Vi L 460 x P 410 mm	430-460 mm	410-430 mm			<input type="checkbox"/>
MA1818-Vi	Matrx Vi L 460 x P 460 mm	430-460 mm	460-480 mm	<input type="checkbox"/>		
MA1820-Vi	Matrx Vi L 460 x P 510 mm	430-460 mm	510-530 mm	<input type="checkbox"/>		



Informations techniques

Hauteur d'assise en fonction du diamètre des roues avant/arrière et taille du pivot d'inclinaison			
Roue arrière	Roue avant	Pivot d'inclinaison	Hauteur sol/plaque d'assise
18"	3"	COURT	340 mm - 350 mm
18"	3"	LONG	370 mm - 380 mm
18"	4"	COURT	360 mm - 380 mm
18"	4"	LONG	400 mm - 440 mm
18"	5"	COURT	380 mm - 420 mm
18"	5"	LONG	425 mm - 450 mm
18"	6"	COURT	410 mm
18"	6"	LONG	450 mm
18"	7"	COURT	NC
18"	7"	LONG	NC
20"	3"	COURT	NC
20"	3"	LONG	NC
20"	4"	COURT	380 mm - 400 mm
20"	4"	LONG	390 mm - 410 mm
20"	5"	COURT	380 mm - 420 mm
20"	5"	LONG	425 mm - 450 mm
20"	6"	COURT	410 mm - 425 mm
20"	6"	LONG	450 mm - 465 mm
20"	7"	COURT	440 mm
20"	7"	LONG	480 mm
22"	3"	COURT	NC
22"	3"	LONG	NC
22"	4"	COURT	NC
22"	4"	LONG	440 mm
22"	5"	COURT	NC
22"	5"	LONG	440 mm - 450 mm
22"	6"	COURT	NC
22"	6"	LONG	450 mm - 465 mm
22"	7"	COURT	NC
22"	7"	LONG	480 mm
24"	3"	COURT	NC
24"	3"	LONG	NC
24"	4"	COURT	NC
24"	4"	LONG	NC
24"	5"	COURT	NC
24"	5"	LONG	NC
24"	6"	COURT	NC
24"	6"	LONG	465 mm
24"	7"	COURT	NC
24"	7"	LONG	480 mm

Hauteur des accoudoirs *		
Type d'accoudoir et de manchette	Revêtement mousse	Manchette courte / longue
Accoudoirs bas fixe, hauteur rég par outil	NC	de 200 mm à 265 mm
Accoudoirs haut fixe, hauteur rég par outil	NC	de 230 mm à 295 mm
Accoudoirs hauts amovibles et réglables en hauteur	NC	de 255 mm à 405 mm

* hauteur prise entre la plaque d'assise et le dessus de la manchette

Mesure UL Potence / repose jambe et tubes d'extension**					
tube d'extension / type de potence	75° renforcée	75°	90° renforcée	90°	Repose-jambe
Sans tube d'extension	150 mm à 200 mm	140 mm à 215 mm	100 mm à 200 mm	100 mm à 200 mm	150 mm à 255 mm
Montage haut	NC	NC	40 mm à 75 mm	NC	NC
Extensions courtes renforcées (115 mm)	230 mm à 305 mm	240 mm à 320 mm	230 mm à 305 mm	230 mm à 305 mm	330 mm à 380 mm
Extensions médiums renforcées (165 mm)	230 mm à 380 mm	240 mm à 390 mm	230 mm à 380 mm	230 mm à 380 mm	NC
Extensions courtes (100 mm)	255 mm à 330 mm	240 mm à 320 mm	280 mm à 330 mm	255 mm à 330 mm	NC
Extensions médiums (150 mm)	305 mm à 380 mm	265 mm à 370 mm	330 mm à 380 mm	305 mm à 380 mm	NC
Extensions longues (200 mm)	355 mm à 430 mm	320 mm à 420 mm	NC	NC	NC
Mesure UL Potence / repose jambe et tubes d'extension (avec système de rotule multiréglable)					
tube d'extension / type de potence	75° Pop up	75° Swing Away	90° Pop Up	90° Swing Away	Repose-jambe
Sans tube d'extension	140 mm à 190 mm	130 mm à 200 mm	140 mm à 190 mm	115 mm à 190 mm	115 mm à 215 mm et 290 mm
Montage haut	NC	NC	NC	NC	NC
Extensions courtes renforcées (115 mm)	215 mm à 290 mm	230 mm à 305 mm	215 mm à 290 mm	215 mm à 290 mm	320 mm à 390 mm
Extensions médiums renforcées (165 mm)	215 mm à 340 mm	230 mm à 355 mm	215 mm à 340 mm	215 mm à 340 mm	NC
Extensions courtes (100 mm)	215 mm à 290 mm	230 mm à 305 mm	240 mm à 290 mm	215 mm à 290 mm	NC
Extensions médiums (150 mm)	265 mm à 340 mm	255 mm à 355 mm	215 mm à 290 mm	215 mm à 340 mm	NC
Extensions longues (200 mm)	320 mm à 390 mm	300 mm à 405 mm	NC	NC	NC

** Réglage de la hauteur UL par pas de 25 ml

Rampes en accessoire

1440530	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en fibre de verre 2000x820 mm - poids 16,3 kg (poids max. 300kg)	1 787,68	1 886,00	
1654128	<input type="checkbox"/>	Rampe basic 2 parties télescopiques : aluminium, revêtement antidérapant, système de verrouillage. 8,8 kg la paire, capacité maximum : 270 kg	298,58	315,00	NOUVEAU
1654129	<input type="checkbox"/>	Rampe Quick2go compact 3 parties télescopiques : aluminium, compacte (longueur repliée : 87cm), revêtement antidérapant, système de verrouillage et poignée de portage. 13,6 kg la paire, capacité maximum : 260kg.	559,24	590,00	NOUVEAU
1654130	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en aluminium : pliable en deux dans la longueur, simple à positionner, poignée de portage. 13,9 kg, capacité maximum : 300 kg	317,54	335,00	NOUVEAU



1440530



1654128



1654129



1654130