

Rea® Azalea® S Visco et Azalea® S



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com



Rea® Azalea® S Visco et Azalea® S

Fauteuil de confort manuel en acier à châssis pliant



Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :



Descriptif :

- Assise à translation (+1°/+25°) et de dossier (0°/30°) par vérins pneumatiques.
- Assise réglable en largeur et en profondeur (430 à 500 mm).
- Gouttières concaves réglables en profondeur avec système de rotation latérale indéxée.
- Hauteur d'assise sol-siège avant 450 mm
- Poids : à partir de 34 kg.
- Poids maximum de l'utilisateur : 135 kg.
- Durée de garantie 2 ans hors pièces d'usure

Désignations et codes LPPR :

- * Fauteuil pliant à dossier inclinable : 4118193 = 603,65 €
- * Coussin de dossier : 4375116 = 34,90 €
- * Coussin de siège : 4375116 = 34,90 € ou 1255274 = 81,00 €
- * Appui-tête : 4325302 = 63,41 €
- * Repose-jambes avec palettes articulées : 4342654 = 105,76 € x 2
- * Gouttières Droite et Gauche : 4327382 = 119,39

Nouveau :

- Nouveaux repose-jambes réglables en angle avec nouvelles palettes réglables en profondeur, en angle et en largeur (UL réglable de 290 mm à 520 mm)

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.

Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités.

			Euros			
			Prix Public		LPPR*	
CODE	Quantité	DESIGNATION	HT	TTC		
Rea Azalea S Visco - Dossier réglable en tension Flex 3 - Coloris Bleu Nuit						
Coussin de dossier Latéral hauteur 540 mm + coussin d'assise Flo-tech Contour Visco . Hauteur sol/siège avant 450 mm . Roues arrière 24" bandage & roues avant 8" bandage .						
1572609		Largeur d'assise 390 mm, réglable de 390 à 440 mm	1 168,97	1 233,26	1 233,26	
1572610		Largeur d'assise 440 mm, réglable de 440 à 490 mm	1 168,97	1 233,26	1 233,26	
1572611		Largeur d'assise 490 mm, réglable de 490 à 540 mm	1 168,97	1 233,26	1 233,26	
Rea Azalea S - Dossier réglable en tension Flex 3 - Coloris Bleu Nuit						
Coussin de dossier Latéral hauteur 540 mm + coussin d'assise Flo-shape . Hauteur sol/siège avant 450 mm . Roues arrière 24" bandage & roues avant 8" bandage .						
1572657		Largeur d'assise 390 mm, réglable de 390 à 440 mm	1 125,27	1 187,16	1 187,16	
1572658		Largeur d'assise 440 mm, réglable de 440 à 490 mm	1 125,27	1 187,16	1 187,16	
1572659		Largeur d'assise 490 mm, réglable de 490 à 540 mm	1 125,27	1 187,16	1 187,16	
Rea Azalea S Visco - Dossier rigide Laguna 2 - Coloris Gris						
Coussin de dossier Laguna + coussin d'assise Flo-tech Contour Visco . Hauteur sol/siège avant 450 mm . Roues arrière 24" bandage & roues avant 8" bandage .						
1572606		Largeur d'assise 390 mm, réglable de 390 à 440 mm	1 168,97	1 233,26	1 233,26	
1572607		Largeur d'assise 440 mm, réglable de 440 à 490 mm	1 168,97	1 233,26	1 233,26	
1572608		Largeur d'assise 490 mm, réglable de 490 à 540 mm	1 168,97	1 233,26	1 233,26	
Rea Azalea S - Dossier rigide Laguna 2 - Coloris Gris						
Coussin de dossier Laguna + coussin d'assise Flo-Shape . Hauteur sol/siège avant 450 mm . Roues arrière 24" bandage & roues avant 8" bandage .						
1572654		Largeur d'assise 390 mm, réglable de 390 à 440 mm	1 125,27	1 187,16	1 187,16	
1572655		Largeur d'assise 440 mm, réglable de 440 à 490 mm	1 125,27	1 187,16	1 187,16	
1572656		Largeur d'assise 490 mm, réglable de 490 à 540 mm	1 125,27	1 187,16	1 187,16	
ACCESSOIRES (livrés séparément)						
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.						
SP1561641		Cale-tronc gauche, amov., escam., multi-réglable, pour dossier régl. en tension Flex 3 - Dartex noir	103,32	109,00		<p>Cale-tronc</p> <p>Plot d'abduction</p>
SP1561642		Cale-tronc droit, amov., escam., multi-réglable, pour dossier réglable en tension Flex 3 - Dartex noir	103,32	109,00		
1552651		Cale-tronc gauche, amovible, réglable en largeur et en profondeur, pour dossier rigide Laguna 2 - Dartex noir	87,20	92,00		
1552652		Cale-tronc droit amovible, réglable en largeur et en profondeur, pour dossier rigide Laguna 2 - Dartex noir	87,20	92,00		
1491368		Tige porte-sérum avec support	68,25	72,00		
1491354		Plot d'abduction, Dartex noir	163,98	173,00		