

Chaises-toilettes Cascata



Qualité et robustesse



Les chaises *Invacare Cascata* sont des chaises percées à roulettes, compactes et pratiques, conçues pour répondre aux différents besoins des utilisateurs et de leur environnement dans la salle de bain, les toilettes ou la chambre.

Les chaises mobiles *Cascata* sont équipées d'accoudoirs et de repose-pieds escamotables pour offrir une meilleure accessibilité au moment des transferts. Elles sont équipées d'une assise percée détachable sans outils et d'un seau rond amovible.



Invacare *Cascata* 1525770

La chaise percée mobile *Cascata* est idéale pour une utilisation dans la salle de bain avec une assise percée en PVC coloris gris, facile à désinfecter qui se positionne sur le châssis sans outils par clip.

Le châssis en acier est plus compact que la version *H720T4C*, il est de coloris Epoxy Gris. La chaise *Cascata* est dotée de repose-pieds escamotables facilement sur le côté avec une sangle appui-mollet pour plus de confort.

Invacare *Cascata* H720T4C

La chaise percée mobile *Cascata H720T4C* est dotée d'une finition Confort :

- Assise percée rembourrée en mousse
- Accoudoirs rembourrés
- Escamotage du seau soit par l'avant, soit par l'arrière selon la fixation de l'assise percée.

Le châssis en acier est recouvert d'un traitement Epoxy Anthracite de qualité et est démontable en 2 parties au niveau du dossier pour faciliter le transport.

La chaise est équipée de 4 roues freinées de 125 mm en bandage souple pour faciliter la manoeuvrabilité.

Pièces détachées 1525770 et H720T4C

Désignation	1525770	H720T4C
❶ Assise amovible	1470947	EC-521C05
❷ Assise percée (sans porte-seau)	1525864	1568717
❸ Porte seau en plastique	1525866	EC-520C06
❹ Toile de dossier	1470958	EC-520A06
❺ Manchette d'accoudoir	1470955	EC-520B05
❻ Ensemble accoudoir gauche	1525870	EC-52CB01L
❼ Ensemble accoudoir droit	1525869	EC-52CB01R
❽ Repose-pieds gauche	1525867	EC-52F374L
❾ Repose-pieds droit	1525868	EC-52F374R
❿ Palette de repose-pieds	EC-520E09	

Pièces détachées 1525770 et H720T4C

Désignation	1525770	H720T4C
● Roulette avec frein	1470957	EC-520D09
● Seau + Couverture	1470948	EC-520C05
● Bouton plastique	1470950	EC-520A05
● Embout caoutchouc	1470949	-
● Verrouillage accoudoirs	1470960	EC-520B68
● Roulette sans frein	1470956	-

Données techniques

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet www.invacare.fr. Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

	Hauteur d'assise	Largeur d'assise	Largeur hors-tout	Poids max. utilisateur	Poids total du produit
1525770	480 mm	450 mm	575 mm	135 kg	14 kg
H720T4C	520 mm	450 mm	585 mm	130 kg	18 kg
1525771	480 mm	450 mm	575 mm	160 kg	14 kg