

---

## Invacare **Moviale**

---



900 mm  
Ø 23,5 mm

900 mm  
Ø 26 mm

- Poignée en T (P252) ou poignée courbe (P253)
- Disponible en châtaigner
- Esthétiques
- Résistantes grâce à un vernis en polyuréthane

---

## **Caneo 0400**

---



---

## **Dragonne 0310**

---



---

## Invacare **Silencio P256**

---




### **Canne silencieuse en aluminium.**

- Réglable en hauteur de 810 à 1010 mm
- Silencieuse grâce à sa bague antibruit

810 à 1010 mm, Ø 19 mm bague, anti-bruit, vissée

## Invacare **Prompto P264A/P265A**



### Canne avec poignée anatomique.


- Réglable en hauteur de 810 à 1010 mm
- Poignée pour droitier ou gaucher
- Très silencieuse grâce à sa bague antibruit

## 0300



Se glisse le long de la canne et vient en butée sous une table ou autre support.

## Invacare **Auxil**



**P328**

### Canne tripode en acier.

- Réglable en hauteur de 700 à 920 mm
- Grande stabilité grâce à un triple pied.

## Invacare **Foldeo P260**



### Canne pliante.

- Réglable en hauteur de 850 à 950 mm
- Facilité de rangement et de transport grâce à sa pochette transparente

#### Pièces détachées pour cannes

- Embout UNIV-00011
- Embout gris 019.0056
- Embout P252-00001 (pour P252, P254, P255, P257, P270)
- Embout P253-00001 (pour P253)

## Caractéristiques techniques

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr).  
Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

	Moviale	Foldeo	Silencio	Prompto	Auxil
Poids (kg)	0.28 à 0.3	0.355	0.32	0.355	0.9
Poids max. utilisateur (kg)	100	100	100	100	100