


Invacare **Omega Classique H450** 1471163



Coloris Lavande
Code 1471163


- Seau (5 l) de forme anatomique, escamotable par le côté et par le haut
- Qualité et stabilité de l'assise
- Découpe intime : 255 x 215 mm
- Poids max utilisateur (kg) 130

Pièces détachées

❶ Garniture de dossier	1470987
❷ Assise amovible	1470988
❸ Assise percée	1470989
❹ Manchettes d'accoudoirs (x2)	1470990
❺ Seau (5 l) anatomique avec couvercle	1470991
❻ Patins pour pieds (x4)	1470992

Lavande

Invacare **Omega Eco**



Coloris lavande
Code 1542903

- Chaise-toilettes ajustable en hauteur de 405 à 585 m.
- Disponible en coloris lavande.
- Le seau (5 l) est escamotable par le dessus. Nouveau bouchon couvre pot. Poids patient maxi: 140 kg.
- Idéal pour les espaces exigus.
- Largeur d'assise: 450, profondeur d'assise: 430 mm
largeur hors tout: 580 mm
- Découpe intime: 200x255 mm

Invacare **Omega Ajustable H450LA 1471165**



Coloris Lavande
Code 1471165

- Chaise ajustable en hauteur de 480 à 630 mm sans outil
- Qualité et stabilité de l'assise
- Seau (5 l) de forme anatomique, escamotable par le côté et par le haut
- Découpe intime : 255 x 215 mm
- Poids max utilisateur (kg) 130

Pièces détachées	Lavande
① Garniture de dossier	1470987
② Assise amovible	1470988
③ Assise percée	1470989
④ Manchettes d'accoudoirs (x 2)	1470990
⑤ Seau (5 l) anatomique avec couvercle	1470991
⑥ Tube télescopique	1470995
⑦ Clip verrouillage pour tube télescopique	1470996
⑧ Patins pour pieds (x 4)	1470997

Invacare **Omega Pliante H407 1471010**



Coloris Lavande
Code 1471010

- Chaise pliante, facile à ranger, idéale pour les petits espaces
- Qualité et stabilité de l'assise
- Seau (5 l) de forme anatomique escamotable par l'arrière
- Découpe intime : 255 x 215 mm
- Poids max utilisateur (kg) 130

Pièces détachées	Lavande
① Garniture de dossier	1470998
② Assise amovible	1470999
③ Assise percée	1471000
④ Manchettes d'accoudoirs (x 2)	1471001
⑤ Seau (5 l) anatomique avec couvercle	1470991
⑥ Patins pour pieds (x 4)	1471002