



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com



Livraison sous 3 à 5 jours



Rea® Azalea® Assist

Fauteuil manuel en acier pliant



Descriptif :

- Freins tambour.
- Inclinaison assise (+1°/24°) et dossier (0°/30°) par vérins pneumatiques.
- Inclinaison assise avec translation.
- Potences réglables en largeur.
- Sangles talonnières.
- Coloris de châssis : Gris perle (RAL 0515).
- Poids : à partir de 34 kg.
- Poids maximum de l'utilisateur : 135 kg.

Nouveau :

- Nouveaux repose-jambes réglables en angle avec nouvelles palettes réglables en profondeur, en angle et en largeur (UL réglable de 290 mm à 520 mm)

Désignations et codes LPPR (1) :

- * Poussette multi-réglable et évolutive < 16 ans : 4261051 = 962,20 €
- * Dispositif d'immobilisation par freins tambour : 4314853 = 28,71 €
- * Accoudoirs réglables et orientables, la paire : 4330036 = 114,84 €
- * Appui-tête: 4385787 = 108,64 €

Dossier pris en charge dans le cas d'une prescription pour un siège de série modulable et évolutif (code LPPR **1269336** : 838,47€) incluant un coussin d'assise et un dossier de positionnement. Prescription médicale émanant d'un médecin spécialisé en pédiatrie, rééducation fonctionnelle, rhumatologie ou chirurgie orthopédique.

- * Codes LPPR (2) Fauteuil > 16 ans 4263950 = 403,50 €



Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.



Service de personnalisation Invacare Unique

Merci de préciser le numéro de devis ou de fabrication spéciale :


Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités.

- Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases Configuration standard Options sans supplément de prix

CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	Euros		
			Prix Public	LPPR*	
			HT	TTC	
BNB0012	<input type="checkbox"/> Rea® Azalea® Assist (< 16 ans) Code LPPR 4261051		1 151,08	1 214,39	1 214,39 ⁽¹⁾
BNB0012	<input type="checkbox"/> Rea® Azalea® Assist (> 16 ans) Code LPPR 4263950		1 151,08	1 214,39	403,50 ⁽²⁾
ASSISE					
Largeur d'assise					
BNB0040	<input type="checkbox"/> 390 mm - réglable de 390 à 490 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
BNB0050	<input type="checkbox"/> 440 mm - réglable de 440 à 540 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
BNB0060	<input type="checkbox"/> 490 mm - réglable de 490 à 590 mm	NC : 0206	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Pré-réglable en largeur de l'assise					
BNB0065	<input type="checkbox"/> Livré avec réglage + 50 mm (à 440, 490 ou 540 mm)		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
BNB0075	<input type="checkbox"/> Livré avec réglage + 100 mm (à 490, 540 ou 590 mm)		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Profondeur d'assise					
BNB0100	<input type="checkbox"/> Réglable de 430 à 500 mm		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
Hauteur sol/siège					
BNB0110	<input type="checkbox"/> 400 mm	NC : 0370, 0476, 1000, 1010, 1020, 1035, 1266, 1268	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
BNB0120	<input type="checkbox"/> 450 mm		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
Inclinaison d'assise					
BNB0127	<input type="checkbox"/> Inclinaison d'assise de -1° à +23° (+1° à 24° en standard)	NC : 0360	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Type d'assise					
BNB0130	<input type="checkbox"/> Plane, réglable en profondeur		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
BNB0140	<input type="checkbox"/> Sur rail, réglable en profondeur sans outil	NC : 0720	233,18	246,00	
Coussin d'assise					
BNB0164	<input type="checkbox"/> Coussin Flo-tech Contour Visco (125 kg max)	NC : 0191, 0201, 0202	76,78	81,00	81,00
BNB0165	<input type="checkbox"/> Flo-Shape - coussin galbé hauteur 90 mm		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
BNB0175	<input type="checkbox"/> Mistral - coussin plat hauteur 70 mm	NC : 0191, 0201, 0202	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
Coloris de garniture de coussin					
BNB0191	<input type="checkbox"/> Velours noir (TR35)		54,98	58,00	
BNB0201	<input type="checkbox"/> Dartex noir (TR26)		<input checked="" type="radio"/>	<input checked="" type="radio"/>	
BNB0202	<input type="checkbox"/> Mesh micro-aéré noir (TR36)		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	













0140



0164



0165

Rea® Azalea® Assist			Euros			
			Prix Public		LPPR	
			HT	TTC		
DOSSIER						
Pré-réglage en largeur du dossier Flex 3 (livré avec coussin de dossier adapté)						
BNB0205	<input type="checkbox"/>	Livré avec réglage + 50 mm		○	○	
BNB0206	<input type="checkbox"/>	Livré avec réglage + 100 mm	NC : 0220	○	○	
BNB0207	<input type="checkbox"/>	Livré sans pré-réglage		◆	◆	
Type de dossier						
BNB0210	<input type="checkbox"/>	Plaque dossier Flex 3 - réglable en largeur et en hauteur de 560 à 790 mm	NC : 0240, 0341, 0343, 0771, 0905	○	○	 0210
BNB0215	<input type="checkbox"/>	Plaque dossier Laguna 2 - réglable en hauteur de 600 à 710 mm	NC : 0240, 0260, 0270, 0335, 0343, 0771, 0905	◆	◆	 0215
BNB0220	<input type="checkbox"/>	Dossier Flex 3 - réglable en tension et en largeur et en hauteur de 540 à 720 mm	NC : 0341, 0343, 0771	○	○	 0220
BNB0221	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx Elite	NC : 0240, 0250, 0260, 0270, 0311, 0321, 0322, 0335, 0341, 0800, 0810, 0880, 0890, 0905, 0910, 0920	717,98	757,47	757,47*
BNB0223	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx Elite Deep	NC : 0240, 0250, 0260, 0270, 0311, 0321, 0322, 0335, 0341, 0800, 0810, 0880, 0890, 0905, 0910, 0920	717,98	757,47	757,47*
BNB0225	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx Posture Back	NC : 0240, 0250, 0260, 0270, 0311, 0321, 0322, 0335, 0341, 0800, 0810, 0880, 0890, 0905, 0910, 0920	717,98	757,47	757,47*
BNB0228	<input type="checkbox"/>	Dossier Matrx Elite TR	NC : 0240, 0250, 0260, 0270, 0311, 0321, 0322, 0335, 0341, 0800, 0810, 0880, 0890, 0905, 0910, 0920	717,98	757,47	757,47*
* 838,47 € - 81,00€ (Flo-Tech Contour Visco) = 757,57 €						
Hauteur de dossier pour dossiers Matrx						
BNA0233	<input type="checkbox"/>	Hauteur de dossier Matrx 410 mm		○	○	
BNA0234	<input type="checkbox"/>	Hauteur de dossier Matrx 510 mm		○	○	
Coussin de dossier						
BNB0240	<input type="checkbox"/>	Latéral , plat et large, hauteur 540 mm (conseillé pour dossier réglable en tension)		○	○	 0240
BNB0250	<input type="checkbox"/>	Laguna , plat avec légers maintiens latéraux	NC : 0905	◆	◆	 0250
BNB0260	<input type="checkbox"/>	Mistral 2 , maintien de la taille, épaules dégagées	NC : 0322, 0905	101,42	107,00	 0260
BNB0270	<input type="checkbox"/>	Passad 2 , maintien du buste et des épaules	NC : 0905	148,82	157,00	 0270
Garniture de dossier						
BNB0311	<input type="checkbox"/>	Velours noir (TR35)		54,98	58,00	
BNB0321	<input type="checkbox"/>	Dartex noir (TR26)		◆	◆	
BNB0322	<input type="checkbox"/>	Mesh micro-aéré noir (TR36)		○	○	
Poignées à pousser						
BNB0335	<input type="checkbox"/>	Poignées à pousser réglables en hauteur et amovibles		◆	◆	 0335 / 0341
BNB0341						
BNB0343						
BNA0345	<input type="checkbox"/>	Barre de poussée réglable en angle		100,47	106,00	 0345
Inclinaison de l'assise et du dossier						
BNB0350	<input type="checkbox"/>	MANUELLE par vérins pneumatiques, commande tierce-personne		◆	◆	
BNB0360	<input type="checkbox"/>	ELECTRIQUE par télécommande Conforme à la norme EN 12184 : 2014	NC : 1263, 1266, 1268	684,36	722,00	
BNB1263	<input type="checkbox"/>	Système de verrouillage de l'inclinaison (dossier et/ou assise)		◆	◆	
POTENCES						
Repose jambe central						
BNB0370	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe central réglable en angle (de 80° à 50°) avec appui mollet et palettes articulées	NC : 0376, 0378, 0380, 0390, 0410, 0430, 0440, 0460, 0476, 0520, 0580, 0720, 0942	618,96	653,00	211,52
						 0370

Rea [®] Azalea [®] Assist				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
Ajustement des potences et repose-jambes						
BNB0375	<input type="checkbox"/>	Position standard		◆	◆	
BNB0376	<input type="checkbox"/>	Position haute (+ 50 mm) pour les utilisateurs de grande taille		74,88	79,00	
BNB0378	<input type="checkbox"/>	Support pour position à 85° - angulation du repose-jambe 10° à 85°	NC : 0410, 0460 NOUVEAU	36,97	39,00	
Potence gauche						
BNB0380	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet, protection de genou, UL réglable de 290 mm à 520 mm	NC : 0942 NOUVEAU	100,03	105,53	105,53 ⁽¹⁾
BNB0390	<input type="checkbox"/>	Potence fixe à 80°, escamotable int/ext.		◆	◆	
BNB0410	<input type="checkbox"/>	Support amputé	NC : 0476, 0520, 0942	97,63	103,00	
Potence droite						
BNB0430	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe réglable en inclinaison 0°-75° avec appui-mollet, protection de genou, UL réglable de 290 mm à 520 mm	NC : 0942 NOUVEAU	100,03	105,53	105,53 ⁽¹⁾
BNB0440	<input type="checkbox"/>	Potence fixe à 80°, escamotable int/ext.		◆	◆	
BNB0460	<input type="checkbox"/>	Support amputé	NC : 0476, 0580, 0942	97,63	103,00	
PALETTES						
Palette monobloc						
BNB0476	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc réglable en profondeur et en angle	NC : 0520, 0580	171,56	181,00	
Palette gauche						
BNB0520	<input type="checkbox"/>	Réglable en profondeur, en angle (et en largeur si commandée avec repose-jambe), sangle talonnière	NOUVEAU	◆	◆	
Palette droite						
BNB0580	<input type="checkbox"/>	Réglable en profondeur, en angle (et en largeur si commandée avec repose-jambe), sangle talonnière	NOUVEAU	◆	◆	
ACCOUDOIRS						
Accoudoir gauche (verrou d'accoudoir inclus)						
BNB0600	<input type="checkbox"/>	Confort, réglable en hauteur de 230 à 340 mm	NC : 1232	○	○	-57,42 ⁽¹⁾
BNB0605	<input type="checkbox"/>	Réglable en hauteur, manchette large	NC : 1232	○	○	-57,42 ⁽¹⁾
BNB0610	<input type="checkbox"/>	Enveloppant, réglable en hauteur de 230 à 340 mm - Largeur d'assise utile - 20 mm	NC : 0680, 0690, 1230, 1231, 1233, 1250	○	○	-57,42 ⁽¹⁾
BNB0615	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indexée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 1230, 1231, 1233, 1240, 1245, 1250	◆	◆	
BNB0620	<input type="checkbox"/>	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm pour demi-tablette gauche UNIQUEMENT	NC : 0690, 1230, 1231, 1240, 1245, 1250	○	○	-57,42 ⁽¹⁾
Accoudoir droit (verrou d'accoudoir inclus)						
BNB0630	<input type="checkbox"/>	Confort, réglable en hauteur de 230 à 340 mm	NC : 1233	○	○	-57,42 ⁽¹⁾
BNB0635	<input type="checkbox"/>	Réglable en hauteur, manchette large	NC : 1233	○	○	-57,42 ⁽¹⁾
BNB0640	<input type="checkbox"/>	Enveloppant, réglable en hauteur de 230 à 340 mm - Largeur d'assise utile - 20 mm	NC : 0680, 0690, 1230, 1231, 1232, 1250	○	○	-57,42 ⁽¹⁾
BNB0645	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indexée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 1230, 1231, 1232, 1240, 1245, 1250	◆	◆	
BNB0650	<input type="checkbox"/>	Manchette étroite, réglable en hauteur de 230 à 320 mm pour demi-tablette droite UNIQUEMENT	NC : 0690, 1230, 1231, 1240, 1245, 1250	○	○	-57,42 ⁽¹⁾
OPTIONS D'ASSISE						
Options d'accoudoir						
BNB0680	<input type="checkbox"/>	Housses de protège-vêtements, la paire		47,39	50,00	
BNB0690	<input type="checkbox"/>	Coussins pour housses de protège-vêtements, la paire	Uniquement avec 0680	11,37	12,00	
Options d'assise						
BNB0710	<input type="checkbox"/>	Housse de coussin d'assise imperméable		28,44	30,00	
BNB0720	<input type="checkbox"/>	Plot d'abduction		169,67	179,00	69,84



0380 / 0430



0390 / 0440



0410 / 0460



0476



0520 / 0580 si potence 80°



0520 / 0580 si repose-jambe



0600 / 0630



0610 / 0640






















0615 / 0645



0720

Rea® Azalea® Assist				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
Options de dossier						
BNB0730	<input type="checkbox"/>	Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables	NC : 0750, 0770	○	○	
BNB0750	<input type="checkbox"/>	Appui-joue demi-lune avec réglage latéral et oreillettes réglables longues	NC : 0740, 0770, 0780	155,45	164,00	
BNB0740	<input type="checkbox"/>	Housse de coussin d'appui-tête		38,86	41,00	
BNB0770	<input type="checkbox"/>	Appui-nuque	NC : 0771	◆	◆	
BNB0771	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Matrix	NC : 0780, 0790, 1320	306,16	323,00	
BNB0780	<input type="checkbox"/>	Housse de coussin d'appui-nuque		28,44	30,00	
BNB0782	<input type="checkbox"/>	Support appui-tête/appui-nuque universel		47,39	50,00	
BNB0790	<input type="checkbox"/>	Kit de 2 molettes de réglage pour appui-tête		19,91	21,00	
Cale-tronc gauche						
BNB0800	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc gauche, amovible, réglable en largeur, en profondeur et en hauteur - Dartex noir		119,43	126,00	34,92 ⁽¹⁾
BNB0880	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc gauche, amovible, escamotable, réglable en angle, en largeur, en profondeur et en hauteur - Dartex noir		109,00	115,00	34,92 ⁽¹⁾
Cale-tronc droit						
BNB0810	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc droit, amovible, réglable en largeur, en profondeur et en hauteur - Dartex noir		119,43	126,00	34,92 ⁽¹⁾
BNB0890	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc droit, amovible, escamotable, réglable en angle, en largeur, en profondeur et en hauteur - Dartex noir		109,00	115,00	34,92 ⁽¹⁾
Autres options de dossier						
BNB0905	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc pour dossier réglable en tension (la paire) (dimension du coussin : largeur : 35 mm, hauteur : 115 mm, profondeur 130 mm)		163,98	173,00	34,92 ⁽¹⁾ x 2
BNB0910	<input type="checkbox"/>	Soutien lombaire (à insérer sous le coussin de dossier)		23,70	25,00	
BNB0915	<input type="checkbox"/>	Indicateur d'inclinaison du dossier		46,45	49,00	
BNB0920	<input type="checkbox"/>	Kit de 2 cales de positionnement triangulaires		12,32	13,00	
Options de potences/palettes						
BNB0942	<input type="checkbox"/>	Sangle appui-mollets confort rembourrée, Dartex		82,46	87,00	
BNB0950	<input type="checkbox"/>	Extension de châssis + 50 mm		60,66	64,00	
CHASSIS						
Coloris de châssis						
BNB0944	<input type="checkbox"/>	Gris perle		◆	◆	
BNB0946	<input type="checkbox"/>	Bleu nuit		○	○	
BNB0947	<input type="checkbox"/>	Sable		○	○	
BNB0948	<input type="checkbox"/>	Vert électrique		○	○	
BNB0949	<input type="checkbox"/>	Rouge vif		○	○	
Extension de châssis						
BNB0950	<input type="checkbox"/>	Extension de châssis + 50 mm		60,66	64,00	
Fixation des fourches						
BNB0960	<input type="checkbox"/>	Fixes		◆	◆	
Roues avant						
BNB0970	<input type="checkbox"/>	140 x 40 - Bandage soft 5,5"		24,64	26,00	
BNB0985	<input type="checkbox"/>	150 x 30 - Bandage standard 6"		○	○	
BNB0990	<input type="checkbox"/>	150 x 30 - Bandage soft 6"		39,81	42,00	
BNB1000	<input type="checkbox"/>	200 x 27 - Bandage standard 8"		◆	◆	
BNB1010	<input type="checkbox"/>	200 x 30 - Bandage soft 8"		39,81	42,00	
BNB1020	<input type="checkbox"/>	200 x 32 - Pneumatique 8"		○	○	
BNB1035	<input type="checkbox"/>	200 x 45 - Bandage large 8"		87,20	92,00	
Diamètre des roues arrière						
BNB1045	<input type="checkbox"/>	16" axes fixes		◆	◆	
Roues arrière						
BNB1090	<input type="checkbox"/>	Bandage		◆	◆	



Rea [®] Azalea [®] Assist				Euros			
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
SECURITE							
BNB1170	<input type="checkbox"/>	Freins à tirer utilisateur		139,34	147,00		
BNB1200	<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien		◆	◆		
BNB1220	<input type="checkbox"/>	Kit réflecteurs - roues et châssis		29,38	31,00		
OPTIONS DE POSITIONNEMENT							
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.							
ACCESSOIRES							
Tablettes							
BNB1230	<input type="checkbox"/>	Tablette amovible réglable en profondeur	NC : 1237	72,82	76,82	76,82 (1)	
BNB1231	<input type="checkbox"/>	Tablette amovible réglable en profondeur avec coussins appui-coudes	NC : 1237	107,11	113,00	76,82 (1)	
BNB1232	<input type="checkbox"/>	Demi-tablette escamotable à gauche	NC : 1235	72,82	76,82	76,82 (1)	
BNB1233	<input type="checkbox"/>	Demi-tablette escamotable à droite	NC : 1235	72,82	76,82	76,82 (1)	
BNB1240	<input type="checkbox"/>	Tablette escamotable pour accoudoirs enveloppants	NC : 1235, 1250	206,64	218,00	76,82 (1)	
BNB1245	<input type="checkbox"/>	Tablette escamotable avec coussins appui-coudes	NC : 1235, 1250	239,81	253,00	76,82 (1)	
Coussins de tablette							
BNB1235	<input type="checkbox"/>	Coussin de tablette		72,04	76,00		
BNB1237	<input type="checkbox"/>	Coussin pour demi-tablette		62,56	66,00		
Autres accessoires							
BNB1250	<input type="checkbox"/>	Goupille de verrouillage pour tablette		40,76	43,00		
BNB1266	<input type="checkbox"/>	Fixation pour assistance électrique à la poussée et au freinage pour la tierce-personne alber viamobil V25	NC : 1268	421,80	445,00		
BNB1268	<input type="checkbox"/>	Fixation pour assistance électrique à la poussée et au freinage pour la tierce-personne alber viaplus		414,25	437,03		
BNB1270	<input type="checkbox"/>	Pompe		19,91	21,00		
BNB1280	<input type="checkbox"/>	Porte-canne		67,30	71,00		
BNB1300	<input type="checkbox"/>	Attache pour harnais		54,03	57,00		
BNB1305	<input type="checkbox"/>	Système de verrouillage des fourches		232,23	245,00		
BNB1310	<input type="checkbox"/>	Kit d'attaches pour ceinture de positionnement		18,96	20,00		
BNB1320	<input type="checkbox"/>	Tige porte-sérum		72,99	77,00		