

Alu Lite



Léger et compact



Invacare Alu Lite est un fauteuil manuel à pousser pliant par croisillon très léger : poids du fauteuil complet 11 kg. Ses roues 12" à l'arrière lui confèrent une grande maniabilité et le design de son châssis lui permet de passer dans les portes les plus étroites.

Les poignées de freins intègrent une position frein de parking ce qui facilite l'utilisation pour la tierce personne.

Facile à transporter et à ranger

Invacare Alu Lite est très facile à manipuler et à transporter grâce à son châssis en aluminium, son design compact et son dossier pliant à mi-hauteur. Il suffit de retirer les potences, de plier le dossier et le châssis, et de le ranger.

Maniable

La maniabilité d'un fauteuil roulant est primordiale, c'est pourquoi *Invacare Alu Lite* a été conçu de manière à être très facile à pousser et à manœuvrer, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur. Grâce à son faible encombrement : largeur d'assise + 110 mm, il est facilement manœuvrable dans tout type d'espace, même étroit.



Caractéristiques et Options



Châssis pliant par croisillon



Dossier pliant à mi hauteur

Permet de réduire la hauteur du fauteuil pour le transport et le rangement.



Palettes relevables et potences escamotables & amovibles


Permettent un accès facilité au fauteuil roulant lors des transferts.

Données techniques


Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet www.invacare.fr. Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

	Largeur d'assise	Profondeur d'assise	Hauteur d'assise	Hauteur du dossier	Hauteur des accoudoirs	UL	Angle des potences	Angle de dossier
<i>Invacare Alu Lite</i>	410 / 460 mm	430 mm	490 mm	450 mm	230 mm	340 - 460 mm	3°	0°
	Largeur hors-tout	Hauteur hors-tout	Longueur hors-tout avec potence	Longueur hors-tout sans potence	Poids du fauteuil	Poids max. utilisateur	Poids de transport	
<i>Invacare Alu Lite</i>	520 / 570 mm	945 mm	1030 mm	760 mm	11 kg	100 kg	10,2 kg	

Coloris du châssis



Revêtement du siège



Codes

1517737
largeur 410 mm
1517738
largeur 460 mm

Les couleurs peuvent légèrement varier de celles présentées ci-dessus.