



Modèle	THE KSL	KÜSCHALL ADVANCE	KÜSCHALL R-SERIES	KÜSCHALL K-SERIES
<b>Description</b>	Épuré à l'extrême et ultra léger	Ressentez la différence	Dépassez vos limites	Sans concessions, sans limites
<b>Catégorie</b>	Fauteuil rigide	Fauteuil rigide	Fauteuil rigide	Fauteuil rigide
<b>Poids max. de l'utilisateur</b>	100 kg	125 kg	100 kg	130 kg
<b>Poids total</b>	approx. 6.8 kg	approx. 8.8 kg	approx. 8.6 kg	approx. 7.8 kg
<b>Poids de transport (sans roues arrière)</b>	approx. 4.3 kg	approx. 6.2 kg	approx. 6 kg	approx. 5.1 kg
<b>Longueur totale</b>	75°: approx. 800 mm 90°: approx. 730 mm	75°: approx. 830 mm 90°: approx. 760 mm	75°: approx. 830 mm 90°: approx. 760 mm	75°: approx. 830 mm 90°: approx. 760 mm
<b>Largeur totale</b>	Largeur d'assise + 170 mm	Largeur d'assise + 170 mm	Largeur d'assise + 170 mm	Largeur d'assise + 170 mm
<b>Largeur totale plié</b>	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>Angle de châssis</b>	75°/90° Châssis en V ou avant rétréci	75°/90° Châssis en V ou avant rétréci	75°/90° Châssis en V	75°/90° Châssis en V ou avant rétréci
<b>Largeur d'assise</b>	340 - 440 mm (par paliers de 20 mm)	340 - 460 mm (par paliers de 20 mm)	340 - 440 mm (par paliers de 20 mm)	340 - 480 mm (par paliers de 20 mm)
<b>Profondeur d'assise</b>	385 - 485 mm (par paliers de 25 mm)	360 - 520 mm (par paliers de 20 mm)	375 - 450 mm (par paliers de 25 mm)	375 - 525 mm (par paliers de 20 mm)
<b>Hauteur d'assise</b>	avant : 450 - 530 mm arrière : 400 - 480 mm (par paliers de 10 mm)	avant : 450 - 550 mm arrière : 390 - 490 mm réglable en continu	avant : 460 - 510 mm arrière : 430 - 480 mm (par paliers de 10 mm)	avant : 450 - 520 mm arrière : 380 - 490 mm (par paliers de 10 mm)
<b>Distance UL</b>	350 - 500 mm (par paliers de 10 mm)	220 - 520 mm réglable en continu	300 - 480 mm (par paliers de 10 mm)	290 - 480 mm (par paliers de 10 mm)
<b>Hauteur de dossier</b>	270 - 420 mm (par paliers de 15 mm)	270 - 480 mm (par paliers de 15 mm)	270 - 465 mm (par paliers de 15 mm)	270 - 480 mm (par paliers de 15 mm)
<b>Angle de dossier</b>	74°/78°/82°/86°/90°	78°/82°/86°/90°/94°	74°/78°/82°/86°/90°	74°/78°/82°/86°/90°
<b>Pente max. de sécurité</b>	7°	7°	7°	7°
<b>Rayon de giration</b>	920 - 1230 mm	920 - 1230 mm	920 - 1230 mm	920 - 1230 mm
<b>Crash-test</b>	-	-	-	Approuvé

Toutes les mesures et poids indiqués sont basés sur la configuration la plus légère et la plus compacte possible dans une largeur d'assise de 400 mm et une profondeur d'assise de 400 mm. Les poids et les mesures peuvent changer en fonction de la configuration du fauteuil.



KÜSCHALL K-SERIES attract	KÜSCHALL CHAMPION	KÜSCHALL ULTRA-LIGHT	KÜSCHALL COMPACT	KÜSCHALL COMPACT attract
Être en mouvement	Vivez sans limites	Ultra liberté partout, tout le temps	Pliable. Fonctionnel. Compact.	Classique et facile
Fauteuil rigide	Fauteuil pliant	Fauteuil pliant	Fauteuil pliant	Fauteuil pliant
120 kg	120 kg	130 kg	130 kg	130 kg
approx. 10.3 kg	approx. 9.2 kg	approx. 10.1 kg	approx. 11 kg	approx. 11.3 kg
approx. 7 kg	approx. 6.7 kg	approx. 7.2 kg	approx. 8.3 kg	approx. 8.7 kg
75°: approx. 830 mm 90°: approx. 760 mm	75°: approx. 930 mm 85°: approx. 850 mm	70°: approx. 880 mm 80°: approx. 830 mm	70°: approx. 940 mm 80°: approx. 890 mm 90°: approx. 840 mm	70°: ca. 985 mm 90°: ca. 895 mm sans repose-jambes : 690 mm
Largeur d'assise + 170 mm	Largeur d'assise + 160 mm	Largeur d'assise + 180 mm	Largeur d'assise + 180 mm	Largeur d'assise +180 mm
N/A	approx. 285 mm	approx. 290 mm	approx. 290 mm	approx. 300 mm
75°/90° Avant rétréci	75°/85° Châssis droit ou avant rétréci	70°/80° Châssis droit ou avant rétréci	70°/80°/90°	70°/90°
360 - 480 mm (par paliers de 20 mm)	360 - 480 mm (par paliers de 20 mm)	280 - 500 mm (par paliers de 20 mm)	280 - 500 mm (par paliers de 20 mm)	360 - 500 mm (par paliers de 20 mm)
375 - 475 mm (par paliers de 20 mm)	340 - 480 mm (par paliers de 20 mm)	320 - 500 mm (par paliers de 20 mm)	320 - 500 mm (par paliers de 20 mm)	360 - 500 mm (par paliers de 20 mm)
avant : 480 - 510 mm arrière : 400 - 480 mm (par paliers de 10 mm)	avant : 450 - 540 mm arrière : 390 - 490 mm (réglable en continu)	avant : 430 - 530 mm arrière : 390 - 500 mm (par paliers de 10 mm)	avant : 380 - 530 mm arrière : 380 - 500 mm (par paliers de 10 mm)	avant : 430 - 520 mm arrière : 400 - 490 mm (par paliers de 10 mm)
290 - 480 mm (par paliers de 10 mm)	320 - 500 mm (réglable en continu)	200 - 510 mm (par paliers de 10 mm)	210 - 510 mm (par paliers de 10 mm)	380 - 460 mm (par paliers de 10 mm)
315 - 480 mm (par paliers de 15 mm)	300 - 465 mm (par paliers de 15 mm)	300 - 510 mm (par paliers de 15 mm)	300 - 510 mm (par paliers de 15 mm)	330 - 495 mm (par paliers de 15 mm)
74°/78°/82°/86°/90°	76°/80.5°/85°/89.5°/94°	82°/86°/90°/94°/98°/102°	82°/86°/90°/94°/98°/102°	82°/86°/90°/94°/98°/102°
7°	7°	7°	7°	7°
920 - 1230 mm	920 - 1230 mm	920 - 1230 mm	920 - 1230 mm	920 - 1125 mm
Approuvé	-	Approuvé	Approuvé	Approuvé

# COLORIS




Coloris	THE KSL	KÜSCHALL ADVANCE	KÜSCHALL R-SERIES	KÜSCHALL K-SERIES	KÜSCHALL K-SERIES attract	KÜSCHALL CHAMPION	KÜSCHALL ULTRA-LIGHT	KÜSCHALL COMPACT	KÜSCHALL COMPACT attract
1. Noir attract	-	-	-	-	✓	-	-	-	✓
2. Noir attract	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
3. Bleu attract	-	-	-	-	✓	-	-	-	✓
4. Gris attract	-	-	-	-	✓	-	-	-	✓
5. Blanc ivoire	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
6. Rose fluo***	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
7. Rouge fluo***	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
8. Rouge attract	-	-	-	-	✓	-	-	-	✓
9. Rose nitro	✓	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓
10. Noir mat	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
11. Gris nuit	✓	-	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
12. Bleu mercure	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
13. Vert d'eau nacré	-	-	-	-	-	✓	-	-	✓
14. Vert Fluo***	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
15. Jaune fluo***	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-
16. Jaune flashy	✓	✓	✓	✓	-	✓	-	✓	✓
17. Orange dynamite	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
18. Violet atomique	✓	-	-	✓	-	✓	✓	✓	✓
19. Noir brillant	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
20. Brun ambré	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓
21. Bleu royal	-	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
22. Gris argent	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
23. Poli et verni	-	✓	✓	✓	-	-	-	-	-
24. Rouge mat	-	-	✓	✓	✓	-	-	-	✓
25. Bronze	-	-	✓	✓	-	-	-	-	✓
26. Rouge royal	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓
27. Violet pourpre	-	-	✓	✓	-	-	✓	✓	✓
28. Titane	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-
29. Carbone	-	-	-	✓	-	✓	-	-	-

\* Matériaux bruts

\*\* Personnalisez votre fauteuil roulant grâce au service dédié MYküschall

\*\*\* Requiert un délai de 5 jours supplémentaires



CPS	THE KSL	KÜSCHALL ADVANCE	KÜSCHALL R-SERIES	KÜSCHALL K-SERIES	KÜSCHALL K-SERIES attract	KÜSCHALL CHAMPION	KÜSCHALL ULTRA-LIGHT	KÜSCHALL COMPACT	KÜSCHALL COMPACT attract
1. B-Blue	✓	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
2. Bleu artic	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
3. Olive	✓	-	✓	✓	-	-	✓	✓	-
4. Techno-anthracite	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
5. Chrome	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
6. Champagne	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-
7. Jaune cuivré	✓	-	-	✓	-	-	✓	✓	-
8. Rouge comète	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-