


## Invacare **Omega Classique H450** 1471163



Coloris Lavande  
Code 1471163


- Seau (5 l) de forme anatomique, escamotable par le côté et par le haut
- Qualité et stabilité de l'assise
- Découpe intime : 255 x 215 mm
- Poids max utilisateur (kg) 130

### Pièces détachées

|  |         |
|--|---------|
| ❶ Garniture de dossier                 | 1470987 |
| ❷ Assise amovible                      | 1470988 |
| ❸ Assise percée                        | 1470989 |
| ❹ Manchettes d'accoudoirs (x2)         | 1470990 |
| ❺ Seau (5 l) anatomique avec couvercle | 1470991 |
| ❻ Patins pour pieds (x4)               | 1470992 |

### Lavande

## Invacare **Omega Eco**



Coloris lavande  
Code 1542903

- Chaise-toilettes ajustable en hauteur de 405 à 585 m.
- Disponible en coloris lavande.
- Le seau (5 l) est escamotable par le dessus. Nouveau bouchon couvre pot. Poids patient maxi: 140 kg.
- Idéal pour les espaces exigus.
- Largeur d'assise: 450, profondeur d'assise: 430 mm  
largeur hors tout: 580 mm
- Découpe intime: 200x255 mm

# Chaises-toilettes Omega



## Invacare **Omega Ajustable H450LA 1471165**



Coloris Lavande  
Code 1471165

- Chaise ajustable en hauteur de 480 à 630 mm sans outil
- Qualité et stabilité de l'assise
- Seau (5 l) de forme anatomique, escamotable par le côté et par le haut
- Découpe intime : 255 x 215 mm
- Poids max utilisateur (kg) 130

### Pièces détachées

| Pièces détachées                           | Lavande |
|--|---------|
| ① Garniture de dossier                     | 1470987 |
| ② Assise amovible                          | 1470988 |
| ③ Assise percée                            | 1470989 |
| ④ Manchettes d'accoudoirs (x 2)            | 1470990 |
| ⑤ Seau (5 l) anatomique avec couvercle     | 1470991 |
| ⑥ Tube télescopique                        | 1470995 |
| ⑦ Clip verrouillage pour tube télescopique | 1470996 |
| ⑧ Patins pour pieds (x 4)                  | 1470997 |

## Invacare **Omega Pliante H407 1471010**



Coloris Lavande  
Code 1471010

- Chaise pliante, facile à ranger, idéale pour les petits espaces
- Qualité et stabilité de l'assise
- Seau (5 l) de forme anatomique escamotable par l'arrière
- Découpe intime : 255 x 215 mm
- Poids max utilisateur (kg) 130

### Pièces détachées

| Pièces détachées                       | Lavande |
|--|---------|
| ① Garniture de dossier                 | 1470998 |
| ② Assise amovible                      | 1470999 |
| ③ Assise percée                        | 1471000 |
| ④ Manchettes d'accoudoirs (x 2)        | 1471001 |
| ⑤ Seau (5 l) anatomique avec couvercle | 1470991 |
| ⑥ Patins pour pieds (x 4)              | 1471002 |