



Step Up



Le 3 en 1 : Déambulation,
Verticalisation et Transfert !



Dolomite Step Up est un déambulateur de rééducation permettant à la fois la rééducation à la marche, le maintien en position verticale grâce à son kit 'Appareil Modulaire de Verticalisation' et la réalisation des transferts. Son design innovant assure une grande stabilité et une grande adaptabilité grâce aux multiples réglages réalisables sans outils : hauteur des appuis-bras, largeur du guidon, inclinaison des poignées et largeur de la base.

Rééducation et autonomie: le 3 en 1 !

Le **Step Up** est une aide à la marche combinant autonomie / verticalisation et déplacement. Son guidon large permet à l'utilisateur de marcher en toute sécurité.

Larges possibilités de réglages

Conçu pour s'adapter à tous les utilisateurs :

- Réglage des appuis-bras en hauteur de 870 à 1320 mm et en largeur avec 130 mm d'ajustement
- Réglage de l'inclinaison des poignées du guidon
- Base réglable en largeur

Caractéristiques et Options



Kit 'AMV' Appareil Modulaire de Verticalisation

Ce kit est composé de :

- Un appui sous-rotulien en mousse réglable en hauteur
- Une sangle de maintien
- Une base anti-dérapante

Le **Step Up** est idéal pour effectuer des phases de verticalisation.

Sangle de maintien



Équipement frein

Données techniques

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet www.invacare.fr. Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

	Largeur hors-tout	Largeur entre les roues	Hauteur ajustable	Largeur entre les appuis-bras	Largeur hors-tout	Longueur hors-tout	Poids total du produit	Poids max. utilisateur
Step Up Manuel	580 / 670 / 760 mm	700 / 790 / 880 mm	870 - 1320 mm	340 - 470 mm	620 - 750 mm	810 mm	16 kg	150 kg
Step Up Gaz	580 / 670 / 760 mm	700 / 790 / 880 mm	870 - 1320 mm	340 - 470 mm	620 - 750 mm	810 mm	18 kg	150 kg
Step Up Electrique	580 / 670 / 760 mm	700 / 790 / 880 mm	870 - 1320 mm	340 - 470 mm	620 - 750 mm	810 mm	23 kg	150 kg

Diamètre des roues



125 mm


Side frame to floor height



215 mm



Coloris



RAL 1035

Codes

1521677 Manuel
1535459 Manuel AMV
1521678 Gaz
1536604 Gaz AMV
1521679 Electrique
1537653 Electrique AMV

Norme

EN 11199-3