

## Invacare Top End All Terrain Wheelchair - Price List and Order Form

Fauteuil roulant de randonnée - Code LPPR : 4179540 = 558,99€

Max user weight: 250 lbs - Poids max de l'utilisateur : 113 kg

Tarif public TTC



Yes, you can.®

Date :  
 Nom du Distributeur :  
 Nom de l'Utilisateur :  
Renseignements indispensables concernant le commercial ayant pris les mesures :  
 Nom :  
 Téléphone portable :  
 E-mail :

DATE:

ORDER / COMMANDE

- Please indicate your choice with a cross in this square  
 Veuillez indiquer votre choix en cochant la case ci-contre
- Indicate that this option has no upcharge  
 Indique que cette option n'est pas soumise à une surcharge tarifaire

Manual Sport Wheelchair  
 English/French Prescription Form  
 LPF January UPDATE 2014


Item	Description	Comments and/or non compatibilities information	Price
<input type="checkbox"/> CRFAT	<b>Top End All Terrain wheelchair</b> Top End Crossfire Version All Terrain	Aluminum wheelchair built of 1-1/8" 6061 T6 Aluminum Fauteuil en aluminium construit avec de l'aluminium 6061 1-1/8"	3 276 €
<b>SEATING OPTIONS / OPTIONS D'ASSISE</b>			
<b>Seat width / Largeur d'assise</b>			
<input type="checkbox"/>	<b>Seat width 14"</b> (approx. 356 mm) Largeur d'assise 14" (envir. 356 mm)		<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	<b>Seat width 15"</b> (approx. 381 mm) Largeur d'assise 15" (envir. 381 mm)		<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	<b>Seat width 16"</b> (approx. 406 mm) Largeur d'assise 16" (envir. 406 mm)		<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	<b>Seat width 17"</b> (approx. 432 mm) Largeur d'assise 17" (envir. 432 mm)		<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	<b>Seat width 18"</b> (approx. 457 mm) Largeur d'assise 18" (envir. 457 mm)		<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/> CRF105	<b>Seat width 19"</b> (approx. 483 mm) Largeur d'assise 19" (envir. 483 mm)		105 €
<input type="checkbox"/> CRF105	<b>Seat width 20"</b> (approx. 508 mm) Largeur d'assise 20" (envir. 508 mm)		105 €
<b>Seat depth / Profondeur d'assise</b>			
<input type="checkbox"/>	<b>Seat depth 14"</b> (approx. 356 mm) Profondeur d'assise 14" (envir. 356 mm)		<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	<b>Seat depth 15"</b> (approx. 381 mm) Profondeur d'assise 15" (envir. 381 mm)		<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	<b>Seat depth 16"</b> (approx. 406 mm) Profondeur d'assise 16" (envir. 406 mm)		<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	<b>Seat depth 17"</b> (approx. 432 mm) Profondeur d'assise 17" (envir. 432 mm)		<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	<b>Seat depth 18"</b> (approx. 457 mm) Profondeur d'assise 18" (envir. 457 mm)		<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/> CRF106	<b>Seat depth 19"</b> (approx. 483 mm) Profondeur d'assise 19" (envir. 483 mm)		100 €
<input type="checkbox"/> CRF106	<b>Seat depth 20"</b> (approx. 508 mm) Profondeur d'assise 20" (envir. 508 mm)		100 €
<b>SEAT HEIGHTS OPTIONS/HAUTEUR D'ASSISE</b>			
<b>Seat height front/Hauteur d'assise avant</b>			
<input type="checkbox"/>	<b>Seat height front 19"</b> (approx. 483 mm) Hauteur d'assise avant 19" (envir. 483 mm)	Knee to heel range is 13.5"-17.5" for seat height front 19" Distance UL de 13.5"-17.5" pour hauteur d'assise avant 19"	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	<b>Seat height front 20"</b> (approx. 508 mm) Hauteur d'assise avant 20" (envir. 508 mm)	Knee to heel range is 14.5"-18.5" for seat height front 20" Distance UL de 14.5"-18.5" pour hauteur d'assise avant 20"	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	<b>Seat height front 21"</b> (approx. 533 mm) Hauteur d'assise avant 21" (envir. 533 mm)	Knee to heel range is 15.5"-19.5" for seat height front 21" Distance UL de 15.5"-19.5" pour hauteur d'assise avant 21"	<input type="radio"/>
<b>Seat height rear/Hauteur d'assise arrière</b>			
<input type="checkbox"/>	<b>Seat height rear 15"</b> (approx. 381 mm) Hauteur d'assise arrière 15" (envir. 381 mm)	Only available with 24" wheels Disponible seulement avec roues 24"	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	<b>Seat height rear 16"</b> (approx. 406 mm) Hauteur d'assise arrière 16" (envir. 406 mm)		<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	<b>Seat height rear 17"</b> (approx. 432 mm) Hauteur d'assise arrière 17" (envir. 432 mm)		<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	<b>Seat height rear 18"</b> (approx. 457 mm) Hauteur d'assise arrière 18" (envir. 457 mm)		<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	<b>Seat height rear 19"</b> (approx. 483 mm) Hauteur d'assise arrière 19" (envir. 483 mm)		<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	<b>Seat height rear 20"</b> (approx. 508 mm) Hauteur d'assise arrière 20" (envir. 508 mm)		<input type="radio"/>

<b>CENTER OF GRAVITY/POSITION DE L'AXE(en choisir un)</b>			
<input type="checkbox"/>	CRF111	<b>Active position 1.25"- 5.5"</b> <i>Position active</i>	Measured from the front end of the back post to the center of the rear axle
<input type="checkbox"/>	CRF113	<b>Extended position -2.25"- 2.0"</b> <i>Position reculée</i>	Mesure prise de l'avant du dossier au centre de l'axe arrière
			184 €
<b>CAMBER SYSTEM/BARRE DE CARROSSAGE</b>			
<input type="checkbox"/>	CRF630	<b>0° camber tube with single camber</b> <i>Barre de carrossage unique fixe 0°</i>	
<input type="checkbox"/>	CRF633	<b>3° camber tube with single camber</b> <i>Barre de carrossage unique fixe 3°</i>	
<input type="checkbox"/>	CRF636 (standard)	<b>6° camber tube with single camber</b> <i>Barre de carrossage unique fixe 6°</i>	
<input type="checkbox"/>	CRF639	<b>9° camber tube with single camber</b> <i>Barre de carrossage unique fixe 9°</i>	
<input type="checkbox"/>	CRF640	<b>0° extra camber tube</b> <i>Barre de carr. suppl. 0°</i>	157 €
<input type="checkbox"/>	CRF643	<b>3° extra camber tube</b> <i>Barre de carr. suppl. 3°</i>	157 €
<input type="checkbox"/>	CRF646	<b>6° extra camber tube</b> <i>Barre de carr. suppl. 6°</i>	157 €
<input type="checkbox"/>	CRF649	<b>9° extra camber tube</b> <i>Barre de carr. suppl. 9°</i>	157 €
<b>FOOT SPACE WIDTH/LARGEUR DE REPOSE-PIEDS</b>			
	Standard	<b>As per diagram/Comme sur schéma</b>	
<b>FOOTPLATE OPTIONS/LARGEUR DE REPOSE-PIEDS</b>			
<input type="checkbox"/>	Standard	<b>Adjustable height and angle</b> <i>Réglable en hauteur et en angle</i>	
<input type="checkbox"/>	Standard	<b>Calf and footstrap/Sangle appui-mollet</b>	
<input type="checkbox"/>	CRF191	<b>Adjustable height/angle footrest with 2" risers</b> <i>Réglable en hauteur et en angle avec entretoises 2"</i>	95 €
<b>BACKREST /DOSSIER</b>			
<b>Back type/Type de dossier</b>			
<input type="checkbox"/>	LKDWN (standard)	<b>Lock-down, folding hat/angle adj. Back</b> <i>Dossier rabattable réglable en angle et en hauteur</i>	Manufactured of 1" aluminum tubing, only available with adjustable height (3/4" tube telescoping in 1" tube) <i>Fabriqué avec tube aluminium de 1",seulement disponible avec tube de diamètre 3/4" dans un tube de 1"</i>
<input type="checkbox"/>	CRF1070	<b>Fixed back w/fixed angle welded at 0°, adj ht</b> <i>Dossier fixe avec angle soudé à 0°,réglable en hauteur</i>	Manufactured of 1" aluminum available in fixed or adj height (7/8" telescoping in 1" tube), max height on fixed back is 16". <i>Fabriqué avec tube aluminium de 1",disponible avec dossier fixe ou réglable en hauteur (tube telescopique 7/8" dans tube 1"),hauteur maxi sur dossier fixe 16"</i>
<input type="checkbox"/>	CRF1073	<b>Fixed back w/fixed angle welded at 3°, adj ht</b> <i>Dossier fixe avec angle soudé à 3°,réglable en hauteur</i>	210 €
<input type="checkbox"/>	CRF1076	<b>Fixed back w/fixed angle welded at 6°, adj ht</b> <i>Dossier fixe avec angle soudé à 6°,réglable en hauteur</i>	210 €
<input type="checkbox"/>	CRF1079	<b>Fixed back w/fixed angle welded at 9°, adj ht</b> <i>Dossier fixe avec angle soudé à 9°, réglable en hauteur</i>	210 €
<b>Back height /Hauteur de dossier</b>			
<input type="checkbox"/>	BH811	<b>9"-11"</b> (approx. 229 - 279 mm)	
<input type="checkbox"/>	BH1014	<b>10"-14"</b> (approx. 254 - 356 mm)	
<input type="checkbox"/>	BH1216	<b>12"-16"</b> (approx. 305 - 406 mm)	
<input type="checkbox"/>	BH1418	<b>14"-18"</b> (approx. 356 - 457 mm)	
<input type="checkbox"/>	BH1620	<b>16"-20"</b> (approx. 406 - 508 mm)	
<b>Back upholstery and accessories/Accessoires de dossier</b>			
<input type="checkbox"/>	CRFBAT	<b>Ballistic nylon tension adj w/straps and anchors</b> <i>Toile de dossier réglable en tension avec sangles</i>	
<input type="checkbox"/>	CRF16	<b>Fold over back upholstery</b> <i>Toile de dossier simple</i>	NC w/integral (CRF97) push handles and camouflage upholst. <i>NC poignées à pousser vissées (CRF97) et toile camouflage</i>
<input type="checkbox"/>	CRF30	<b>Back pack</b> <i>Sac à dos</i>	53 €
<input type="checkbox"/>	CRF97	<b>Bolt-through integral push handles</b> <i>Poignées à pousser vissées</i>	NC w/fold over upholstery <i>Nc avec toile de dossier simple</i>
			105 €

<b>WHEELS/ROUES</b>				
<b>Rear wheel options/Roues arrières</b>				
<input type="checkbox"/>	CRF24HPS	<b>24" Sun® High Performance spoke</b> 24" Haute performance Sun®	Supplied with 24" x 2" grey knobby tires Nécessaire pour 24"X2" pneus gris crampons	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	CRF25HPS	<b>25" Sun® High Performance spoke</b> 25" Haute performance Sun®	Supplied with 25" x 2.5" black knobby tires Nécessaire pour 25"X2.5" pneus noirs crampons	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	CRF6724	<b>24" Spinerger SPOX wheels</b> 24" Spinerger SPOX	Supplied with 24" x 2" grey knobby tires Nécessaire pour 24"X2" pneus gris crampons	437 €
<input type="checkbox"/>	CRF6725	<b>25" Spinerger SPOX wheels</b> 25" Spinerger SPOX	Supplied with 25" x 2.5" black knobby tires Nécessaire pour 25"X2.5" pneus noirs crampons	437 €
<b>Spoke color (only for Spinerger® wheels) /Couleur des rayons de roues Spinerger</b>				
<input type="checkbox"/>	SPCBK - Standard	<b>Black /Noir</b>	If color is not chosen, spokes will be black	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	SPCY	<b>Yellow/Jaune</b>	Si aucun choix sélectionné, la couleur sera noire	<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	TER202	<b>White /Blanc</b>		53 €
<input type="checkbox"/>	TER202	<b>Red /Rouge</b>		53 €
<input type="checkbox"/>	TER202	<b>Blue /Bleu</b>		53 €
<input type="checkbox"/>	CRF27	<b>Quad release axles/Axes à démontage rapide tétra</b>		131 €
<input type="checkbox"/>	CRF76	<b>Titanium axles/Axes en titane</b>		158 €
<b>HANDRIMS/MAINS COURANTES</b>				
<b>Handrim options/Options de mains courantes</b>				
<input type="checkbox"/>	CRF77 (standard)	<b>Aluminium anodized handrims/Aluminium anodisé</b>		<input type="radio"/>
<input type="checkbox"/>	CRF75	<b>Titanium handrims/Titane</b>		410 €
<input type="checkbox"/>	CRF8	<b>Coated handrims (K0059) Revêtement antidérapant</b>		105 €
<input type="checkbox"/>	CRF99	<b>Natural Fit® standard grip handrims</b>		310 €
<input type="checkbox"/>	CRF98	<b>Natural Fit® super grip handrims</b>		357 €
<b>SEATING OPTIONS/OPTIONS D'ASSISE</b>				
<b>Seat accessories/Accessoires d'assise</b>				
<input type="checkbox"/>	CRF29	<b>Seat pouch/Pochette</b>		37 €
<input type="checkbox"/>	TED144	<b>Heavy Duty seat pouch/Pochette XXL</b>		105 €
<input type="checkbox"/>	CRF72	<b>Positioning strap - Hook &amp; Loop (K0978)</b> Ceinture de maintien Velcro		42 €
<input type="checkbox"/>	CRF74	<b>Positioning strap - Auto style (K0978)</b> Ceinture de maintien type automobile		53 €
<b>Cushions/Coussin</b>				
<input type="checkbox"/>	TED14	<b>2" soft cushion/Coussin souple</b>		79 €
<b>Seat upholstery/Toile d'assise</b>				
<input type="checkbox"/>	CRFATS	<b>Adj tension seat w/straps &amp; anchor loop (standard)</b> Toile d'assise réglable en tension avec sangles		<input type="radio"/>
<b>ARM OPTIONS/ACCOUDOIRS</b>				
<b>Arm accessories/Options d'accoudoirs</b>				
<input type="checkbox"/>	CRF121	<b>Fold-in style black aluminum side guards</b>  Protège-vêtements rabattables à l'intérieur de l'assise en aluminium noir	Fold-in style flip back for easier transfers and are adjustable in height. NC with adj height push handles if back height is 10-14" or less.  Protège-vêtements rabattables à l'intérieur de l'assise réglables en hauteur. NC avec poignées à pousser réglables en hauteur si hauteur de dossier de 10-14" ou moins.	131 €
<input type="checkbox"/>	CRF19	<b>Removable side guards without hole</b> Garde-boue amovibles plastique		131 €
<input type="checkbox"/>	CRF18	<b>Removable side guards with hole (quad)</b> Protège-vêtements amovibles percés		131 €
<input type="checkbox"/>	CRF20E	<b>Fixed aluminum side guards even w/wheels</b> Protège-vêtements fixes en alu à hauteur des roues pour dossier fixe uniquement	Fixed back only	184 €
<input type="checkbox"/>	CRF201	<b>Fixed aluminum side guards 1" above wheels</b> Protège-vêtements fixes en alu 1" au-dessus des roues pour dossier fixe uniquement	Fixed back only	184 €
<input type="checkbox"/>	CRF83E	<b>Fixed carbon fiber side guards even w/wheels</b> Protège-vêtements fixes en carbone à hauteur des roues pour dossier fixe uniquement	Fixed back only, NC with tapered seat width	263 €
<input type="checkbox"/>	CRF831	<b>Fixed carbon fiber side guards 1" above wheels</b> Protège-vêtements fixes en carbone 1" au-dessus des roues pour dossier fixe uniquement	Fixed back only, NC with tapered seat width	263 €
<b>WHEEL LOCKS (choose one) FREINS</b>				
<input type="checkbox"/>	TRA2	<b>Push to lock wheel locks hi-mount-Freins à pousser montés haut</b>		85 €

MISCELLANEOUS ACCESSORIES/ACCESSOIRES DIVERS			
<input type="checkbox"/>	CRF23	Rear anti tippers (E0971)-Anti-bascule	105 €
<input type="checkbox"/>	CRF94	Alignment gauge/Calibre d'alignement	79 €
<input type="checkbox"/>	RACE22	Top End T-Shirt, size L/Taille L	17 €
<input type="checkbox"/>	RACE22	Top End T-Shirt, size XL/Taille XL	17 €
UPHOLSTERY COLOR /COLORIS DE TOILE			
	Standard	Black/Noir	○
<input type="checkbox"/>	UPHI	Woodland camouflage	105 €
NC with fold over back upholstery. Ballistic nylon tension adjustable with anchors and straps for the back upholstery. If cushion is ordered it will also be camouflage.			
FRAME COLOR / COLORIS DE CHASSIS			
Contemporary colors / Couleurs classiques			
<input type="checkbox"/>		Wet black	○
<input type="checkbox"/>		Black prism	○
<input type="checkbox"/>		White snow	○
<input type="checkbox"/>		Silver metallic	○
<input type="checkbox"/>		Stealth black	○
Way cool colors / Couleurs froides			
<input type="checkbox"/>		Electric blue	○
<input type="checkbox"/>		Midnight blue	○
<input type="checkbox"/>		Grasshopper green	○
Too hot colors / Couleurs chaudes			
<input type="checkbox"/>		Tangerine red	○
<input type="checkbox"/>		Electric red	○
<input type="checkbox"/>		Grape Madness	○
<input type="checkbox"/>		Safety yellow	○
<input type="checkbox"/>		Orange	○
<input type="checkbox"/>		Bubblegum pink	○

#### ADDITIONAL INFORMATION & MEASURING GUIDE/INFORMATIONS SUPPLEMENTAIRES ET GUIDE DE MESURE



#### Top End Crossfire All Terrain Specifications

- Weight limit 250 pounds
- Tapered Front End
- Frame Angle= 90 degrees
- Frame length= 25" for 14", 15" and 16" seat depths and seat depth plus 8" depths of 17"-20"
- Front wheels: 8" x 2" pneumatic w/aluminum hubs
- Rear wheels: 25" x 2.5" black knobby pneumatic or 24" x 2" grey knobby pneumatic
- Caster center to center=footrest width plus 11"

#### Spécifications techniques Top End Crossfire All Terrain

- Poids maximum utilisateur: 113 kg
- Assise avant rétrécie
- Angle de potences=90 degrés
- Longueur de châssis= 25" pour profondeur d'assise 14", 15" et 16" et profondeur d'assise plus 8" pour profondeurs de 17"-20"
- Roues avant: 8" x 2" pneumatiques/jantes aluminium
- Roues arrière: 25" x 2.5" pneus knobby noirs ou 24" x 2" pneus knobby gris

