



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com



LE MODÈLE SURÉQUIPÉ A TARIF AVANTAGEUX

Invacare® Kite Premium AA2

Fauteuil roulant électrique mixte à dominante extérieure à châssis rigide



Descriptif :

- Poids : à partir de 98 kg.
- Poids maximum de l'utilisateur : 160 kg ; 136 kg si lift.
- Garantie 2 ans hors batteries et pièces d'usure.

Kite suréquipé incluant de série :

- Manipulateur REM400,
- Équipement de route LED,
- Moteurs DuraWatt 10km/h, programmables à 12km/h,
- Batteries 73 Ah
- Contrôle de trajectoire G-trac®
- Prises de charge USB
- En option : carénage avec finition Lines



Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :

Tarif maximal de remboursement au titre de la PCH (Prestation de Compensation pour le Handicap) = 6 975,90 € TTC (inclus LPPR), pris en charge par la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées). Arrêté du 28 décembre 2005, paru au Journal Officiel du 30 décembre 2005.

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.



Service de personnalisation Invacare Unique



Merci de préciser le numéro de devis ou de fabrication spéciale :

Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités.

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

◆ Configuration standard

○ Options sans supplément de prix

			Euros		
			Prix Public		LPPR*
CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC	
AVH0099	<input type="checkbox"/> Invacare® Kite® Premium AA2 - Code LPPR : 4122757 <input type="checkbox"/> Pack Power inclus Module de puissance : 120A Moteurs : 340 W, 4 pôles Autonomie : +/- 31 km		6 398,10	6 750,00	3 938,01
+7,00 € HT d'éco-participation					
ASSISE MODULITE MODULABLE					
Type d'assise					
AVH2111	<input type="checkbox"/> Assise Modulite rigide réglable en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) Largeur : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 410 à 510 mm REGLABLE EN CONTINU		◆	◆	 2111
AVH2112	<input type="checkbox"/> Assise Modulite souple réglable en tension, en largeur et en profondeur, accoudoirs réglables en largeur (+25 mm par côté) - réhausse la hauteur d'assise de 30 mm Largeur : 380 à 530 mm, réglable par palier de 50 mm Profondeur : 410 à 510 mm REGLABLE EN CONTINU		98,58	104,00	 2112
Largeur d'assise (Préréglage d'usine)					
	330mm (choisir largeur d'assise 380 mm 2121 et accoudoirs courbés vers l'intérieur 2183)	NC : 2143			
AVH2121	<input type="checkbox"/> 380 mm	NC : 2143	○	○	
AVH2122	<input type="checkbox"/> 430 mm		◆	◆	
AVH2123	<input type="checkbox"/> 480 mm		○	○	
AVH2124	<input type="checkbox"/> 530 mm	NC : dossiers Matrx, 2143	98,58	104,00	
Profondeur d'assise (Préréglage d'usine)					
AVH2132	<input type="checkbox"/> 410 mm	NC : 2196, 2197, 2198	○	○	
AVH2134	<input type="checkbox"/> 460 mm		◆	◆	

Invacare® <i>Kite Premium AA2</i>				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
AVH2136	<input type="checkbox"/>	510 mm Nouveau : Rail d'assise rallongé de 35 mm dans le cas d'un fauteuil commandé en profondeur 510 mm avec un dossier rigide Flex 3	NC : 2143	○	○	
Coussin d'assise						
AVH2142	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Flo-tech Lite (Pour largeur 380 à 480 mm, hauteur 75 mm, poids max 127 kg) / Contour (Pour largeur 530 mm, hauteur 100 mm, poids max 152 kg)		◆	◆	
AVH2143	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Flo-tech Contour Visco 430 x 430 mm (hauteur 90 mm, poids max 100 kg)	NC : 2155	76,78	81,00	81,00
AVH2147	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrx Libra , (hauteur 90mm, poids max 136kg)	NC : 2155	293,84	310,00	
AVH2144	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Matrx Vi (Housse micro-aérée)	NC : 2155	293,84	310,00	
Cannes de dossier						
AVH2162	<input type="checkbox"/>	Hauteur 540 mm		○	○	
AVH2163	<input type="checkbox"/>	Hauteur 480 mm	NC : 2173	○	○	
Poignées à pousser						
AVH2107	<input type="checkbox"/>	Poignées à pousser		◆	◆	
AVH2108	<input type="checkbox"/>	Sans poignées à pousser - uniquement pour dossiers Flex 3	NC : 1307, 2223, 2219, 2245, 2227, 2228	166,82	176,00	
Type de dossier						
AVH2171	<input type="checkbox"/>	Dossier réglable en tension , avec toile rembourrée bi-matière et pochette arrière - livré avec tendeur	NC : 1445, 1446, 2152, 2153, 2155, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327	◆	◆	
AVH2179	<input type="checkbox"/>	Dossier réglable en tension Flex 3 livré avec coussin de dossier Lateral , revêtement Dartex (avec supplément)	NC : 2151, 2153, 2155, 2192, 2193, 2194, 1446, 2229, 2322, 2323, 2324, 2325, 2326, 2327	162,09	171,00	
AVH2173	<input type="checkbox"/>	Dossier rigide Flex 3 réglable en largeur et en hauteur (de 560 à 790 mm) avec coussin de dossier Laguna	NC : 2128	○	○	
AVH2174	<input type="checkbox"/>	Matrx Posture Back , hauteur 400 mm - livré avec tendeur		717,98	757,47	
AVH2175	<input type="checkbox"/>	Matrx Posture Back , hauteur 500 mm - livré avec tendeur		717,98	757,47	
AVH2176	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite , hauteur 500 mm - livré avec tendeur		717,98	757,47	
AVH2177	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite TR , hauteur 500 mm - livré avec tendeur		717,98	757,47	
AVH2178	<input type="checkbox"/>	Matrx Elite Deep , hauteur 500 mm - livré avec tendeur		717,98	757,47	
OPTIONS COMMUNES AUX ASSISES MODULITE						
Revêtement du coussin de dossier et/ou de l'assise (selon configuration)						
AVH2151	<input type="checkbox"/>	Nylon noir		◆	◆	
AVH2152	<input type="checkbox"/>	Dartex noir		57,82	61,00	
AVH2153	<input type="checkbox"/>	Extra LK (Skaï noir, coutures orange)		72,04	76,00	
AVH2155	<input type="checkbox"/>	Mesh noir		72,04	76,00	
Accoudoirs						
AVH2191	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs réglables en hauteur de 290 à 360 mm, en profondeur et amovible, la paire		◆	◆	
AVH2181	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs réglables en hauteur de 340 à 400 mm, en profondeur et amovible, la paire		51,18	54,00	
AVH2198	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs enveloppants, revêtement Dartex, la paire	NC : 2195, 2196, 2197, cale-cuisses	202,84	214,00	
AVH2183	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs courbés vers l'intérieur (jusqu'à -50 mm de largeur utile, 25 mm par côté)	NC : cale-cuisses	98,58	104,00	
AVH2193	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables, hauteur ajustable de 230 à 360 mm	NC : 1445, 1446	107,11	113,00	
AVH2192	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 230 à 300 mm	NC : 1445, 1446	307,11	324,00	
AVH2194	<input type="checkbox"/>	Accoudoirs relevables et parallèles, hauteur ajustable de 300 à 360 mm	NC : 1445, 1446	307,11	324,00	



Invacare® Kite Premium AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Manchettes						
AVH2195	<input type="checkbox"/>	Manchettes std, longueur 325 mm, la paire		◆	◆	
AVH2196	<input type="checkbox"/>	Manchettes longues, longueur 375 mm, la paire		64,45	68,00	
AVH2197	<input type="checkbox"/>	Manchettes longues ergonomiques, longueur 397 mm, la paire		92,89	98,00	
Gouttière hémiplégique						
	<input type="checkbox"/>	Gouttière hémiplégique en fabrication spéciale		Sur devis		
Cale-cuisses						
AVH2184	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, gauche, taille 140 x 100 mm		238,86	252,00	
AVH2186	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, gauche, taille 230 x 100mm		238,86	252,00	
AVH2188	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, gauche, taille 330 x 100mm		238,86	252,00	
AVH2185	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, droite, taille 140 x 100mm		238,86	252,00	
AVH2187	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, droite, taille 230 x 100mm		238,86	252,00	
AVH2189	<input type="checkbox"/>	Cale-cuisse, droite, taille 330 x 100mm		238,86	252,00	
Hauteur des supports de cale-cuisse						
AVH2164	<input type="checkbox"/>	Supports pour cale-cuisse 155 mm		◆	◆	
AVH2165	<input type="checkbox"/>	Supports pour cale-cuisse 206 mm		○	○	NOUVEAU
Appuis-tête et autres accessoires						
AVH1350	<input type="checkbox"/>	Appui-nuque revêtement Dartex réglable en profondeur	NC : 2229	◆	◆	
AVH1432	<input type="checkbox"/>	Appui-tête revêtement Dartex réglable en profondeur et en largeur	NC : 2229	○	○	
AVH1427	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Kontour multi-réglable avec oreillettes latérales revêtement Dartex	NC : 2229	258,77	273,00	
AVH2323	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan Standard 6" - housse noire respirante		369,67	390,00	
AVH2324	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan Standard 10" - housse noire respirante		331,75	350,00	
AVH2322	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan Standard 14" - housse noire respirante	NC : 2229	369,67	390,00	
AVH2325	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan Occipital 9" - housse noire respirante		369,67	390,00	
AVH2326	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan Occipital 12" - housse noire respirante		369,67	390,00	
AVH2327	<input type="checkbox"/>	Appui-tête Elan 4 points 11" - housse noire respirante		483,41	510,00	
AVH1307	<input type="checkbox"/>	Tendeur de dossier, diamètre 22mm (avec cannes de dossier télescopiques)		36,02	38,00	
AVH1445	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc articulé, amovible, réglable en profondeur/hauteur/largeur, revêtement Dartex (la paire)	NC : dossiers Matrx	276,78	292,00	
AVH1446	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc amovible, réglable en profondeur/hauteur/largeur, revêtement Dartex (la paire)	NC : dossiers Matrx	251,18	265,00	
AJUSTEMENT DE L'ASSISE ET DU DOSSIER POUR ASSISE MODULITE						
Inclinaison d'assise						
AVH1092	<input type="checkbox"/>	Electrique de 0° à 20°		◆	◆	
AVH1093	<input type="checkbox"/>	Electrique à compensation de 0° à 30°		649,29	685,00	
AVH1094	<input type="checkbox"/>	Electrique à compensation de 0° à 30° + Lift 300 mm - Assise élévatrice électriquement (Poids max.136 kg) de 460 à 760 mm - Choisir suspensions 1219 obligatoirement	NC : 1217, 1218	1 845,50	1 947,00	
Hauteur sol-plaque d'assise pour inclinaison d'assise manuelle de 0° à 12° et électrique de 0° à 20°						
AVH0331	<input type="checkbox"/>	460 mm		◆	◆	
AVH0339	<input type="checkbox"/>	480 mm		○	○	
AVH0381	<input type="checkbox"/>	500 mm		○	○	
Inclinaison de dossier						
AVH0977	<input type="checkbox"/>	Electrique de 0° à 30°		◆	◆	
REPOSE-PIEDS & REPOSE-JAMBES						
Repose-jambes central réglable en inclinaison avec appui-mollet et palette réglable en angle						
PW-2006	<input type="checkbox"/>	Manuel LNX (réglable de 1,5° à 63°)	NC : cale-cuisses	Sur devis		
PW-2007	<input type="checkbox"/>	Electrique LNX avec compensation, positionné à 90° réglable à +7°/-7°		Sur devis		
Potences / Repose-pieds (la paire)						
AVH0529	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes manuels réglables en angle type Azalea ®	NC : 0504, 0522	○	○	
AVH0533	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes manuels réglables en angle type Storm ®3	NC : 0512	◆	◆	



Cale-cuisse



1432



1427



2323, 2324, 2322



2325, 2326



2327



1445



1446













DOSSIER RABATTABLE












0977

















0529

Invacare® Kite Premium AA2				Euros				
				Prix Public		LPPR*		
				HT	TTC			
AVH0531	<input type="checkbox"/>	Repose-jambes ergonomiques électriques de 0° à 80°	NC : 0512, 0522	724,17	764,00		 0533	
Palettes (la paire)								
AVH0512	<input type="checkbox"/>	Fixes		○	○			
AVH0504	<input type="checkbox"/>	Réglables en angle		◆	◆			
AVH0513	<input type="checkbox"/>	Réglables en angle et profondeur		○	○			
AVH0522	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc	NC : 1244 NOUVEAU	96,68	102,00			0513 0522
COMMANDES ELECTRONIQUES LINX								
Commande principale pour Electronique LiNX								
AVH2205	<input type="checkbox"/>	Manipulateur LiNX REM400 : Écran couleur tactile 3,5" et bluetooth - Conduite, contrôle des vérins et de l'éclairage, émulation souris		◆	◆		 LiNX REM400 Bluetooth	
Option REM400								
AVH2270	<input type="checkbox"/>	Interrupteur à bascule programmable pour manipulateur REM400 (par défaut : marche /arrêt et potentiomètre de vitesse), la paire		279,62	295,00		 2270	
Fixation de la commande principale								
AVH1207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite réversible, non escamotable	NC : 1404	○	○		 2219	
AVH1208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche réversible, non escamotable	NC : 1405	○	○			
AVH1707	<input type="checkbox"/>	Escamotable à droite + réglable en hauteur, renforcé	NC : 1404	◆	◆			
AVH1708	<input type="checkbox"/>	Escamotable à gauche + réglable en hauteur, renforcé	NC : 1405	○	○			
AVH2227	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2219, 1287, 1228, 2128	131,75	139,00	35,71		
AVH2228	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche pour tierce-personne (déplacement du manipulateur)	NC : 2219, 1286, 2128	131,75	139,00	35,71		
AVZ2239	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis				
Double commande LiNX (Utilisateur + tierce-personne)								
AVH2219	<input type="checkbox"/>	Double commande Compact LiNX - 3 profils de conduite dédiés et contrôle des vérins	NC : 1221, 1222	677,02	714,26	714,26		 2245
AVH2245	<input type="checkbox"/>	Double commande intuitive LiNX - profil de conduite dédié	NC : 1207, 1208, 2128	1 354,05	1 428,52	714,26		
AVH1207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite - uniquement Compact		◆	◆		 2231 2232	
AVH1208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche - uniquement avec Compact		○	○			
AVH1221	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite, amovible - uniquement avec commande intuitive LiNX		◆	◆			
AVH1222	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche, amovible - uniquement avec commande intuitive LiNX		○	○			
Si plusieurs joysticks doivent être montés sur le support escamotable pour montage en position centrale (2213/2214), sélectionnez l'option 2215								
Joysticks Compact proportionnels								
AVH2231	<input type="checkbox"/>	Joystick LiNX Compact proportionnel (force de déflexion : 160 g)		938,39	990,00		 2231 2232	
AVH2232	<input type="checkbox"/>	Joystick LiNX Compact proportionnel Low force (force de déflexion : 112 g)		1 033,18	1 090,00			
AVH2207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite	NC : 1404	◆	◆		 1288 1286 1289 1287	
AVH2208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche	NC : 1405	○	○			
AVH2213	<input type="checkbox"/>	Fixation centrale, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 1415	563,98	595,00			
AVH2214	<input type="checkbox"/>	Fixation centrale, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 1339	563,98	595,00			
AVZ2215	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis				
Commande au menton								
AVH2229	<input type="checkbox"/>	Commande au menton ASL138 + contacteur egg	NC : 2128	2 369,67	2 500,00	714,26	 1288 1286 1289 1287	
AVH1289	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable manuellement, à droite (Appui-tête ELAN obligatoire)	NC : 1350, 1432, 1427, 2322	◆	◆			
AVH1288	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable manuellement, à gauche (Appui-tête ELAN obligatoire)	NC : 1350, 1432, 1427, 2322	○	○			
AVH1287	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable électriquement, à droite	NC : 1404, 1415, 1312	1 137,44	1 200,00			
AVH1286	<input type="checkbox"/>	Fixation escamotable électriquement, à gauche	NC : 1405, 1339, 1363	1 137,44	1 200,00			

Invacare® Kite Premium AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Commande occipitale à capteurs de proximité - Technologie ATOM						
AVH2230	<input type="checkbox"/>	ATOM ASL104 + contacteur egg	NC : 2233, 2092, 2323, 2324, 2322, 2325, 2326, 2327, 2240	4 445,50	4 690,00	 2230
AVH2247	<input type="checkbox"/>	PROTON ASL104P + contacteur egg	NC : 2233, 2092, 2323, 2324, 2322, 2325, 2326, 2327, 2240	4 445,50	4 690,00	 2247
Accessoire sans fil pour technologie ATOM						
AVH2250	<input type="checkbox"/>	Emulation souris ASL558 pour technologie ATOM		1 184,83	1 250,00	 2250
Commande Mini Joystick proportionnel						
AVH2233	<input type="checkbox"/>	Mini joystick proportionnel MEC <i>(Le contacteur peut être désactivé)</i>	NC : 2240	2 649,29	2 795,00	 2233
AVH2235	<input type="checkbox"/>	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à droite		○	○	
AVH2236	<input type="checkbox"/>	Montage sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), à gauche		○	○	
AVH2213	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 2310, 2311	○	○	
AVH2214	<input type="checkbox"/>	Montage central, escamotable à gauche	NC : 1404, 1405, 2310, 2311	○	○	
AVH2241	<input type="checkbox"/>	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à droite	NC : 1404, 1405, 2310, 2311	563,98	595,00	
AVH2242	<input type="checkbox"/>	Montage central sur mini tablette ASL603 (100x150 mm), escamotable à gauche		563,98	595,00	
AVZ2215	<input type="checkbox"/>	Montage personnalisé, merci de nous préciser votre demande :		Sur devis		
Options complémentaires LiNX						
AVH2251	<input type="checkbox"/>	Clavier multifonctions 10 contacteurs		417,06	440,00	
AVH2217	<input type="checkbox"/>	Fixation utilisateur à droite	NC : 2209, 2213, 1415	○	○	
AVH2218	<input type="checkbox"/>	Fixation utilisateur à gauche	NC : 2210, 2214, 1339	○	○	
AVH2227	<input type="checkbox"/>	Fixation tierce-personne à droite	NC : 2128, 1287	○	○	
AVH2228	<input type="checkbox"/>	Fixation tierce-personne à gauche	NC : 2128, 1286	○	○	
AVH2225	<input type="checkbox"/>	Sans montage		○	○	
Accessoires LiNX						
AVH2253	<input type="checkbox"/>	Prises de charge USB (2 prises USB)	NC : 1145, 2110	◆	◆	
AVH2207	<input type="checkbox"/>	Fixation à droite		○	○	
AVH2208	<input type="checkbox"/>	Fixation à gauche		○	○	
Autres accessoires et contacteurs						
AVH2300	<input type="checkbox"/>	A inclure avec le fauteuil		○	○	
AVZ2301	<input type="checkbox"/>	A connecter et programmer (Spécial)		Sur devis		
Contacteurs ronds et plats (diamètre 63 mm - livrés non montés)						
AVH1685	<input type="checkbox"/>	Contacteur Rouge		102,37	108,00	
AVH1686	<input type="checkbox"/>	Contacteur Jaune		102,37	108,00	
AVH1687	<input type="checkbox"/>	Contacteur Vert		102,37	108,00	
AVH1690	<input type="checkbox"/>	Contacteur Bleu		102,37	108,00	
Contacteur Egg						
AVH2254	<input type="checkbox"/>	Contacteur Egg, noir		89,10	94,00	
Mini contacteurs ronds et plats (diamètre 30 mm - livrés non montés)						
AVH1711	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Rouge		102,37	108,00	
AVH1712	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Jaune		102,37	108,00	
AVH1713	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Vert		102,37	108,00	
AVH1714	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Orange		102,37	108,00	
AVH1715	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Bleu		102,37	108,00	
AVH1716	<input type="checkbox"/>	Mini contacteur Noir		102,37	108,00	
Joysticks Bodypoint						
AVH2721	<input type="checkbox"/>	Embout ergonomique en U - largeur 76 mm (3")		75,00	79,13	 2721
AVH2722	<input type="checkbox"/>	Embout ergonomique en U - largeur 100 mm (4")		75,00	79,13	 2722
AVH2723	<input type="checkbox"/>	Embout dôme en caoutchouc - diamètre 66 mm		75,00	79,13	 2723
AVH2724	<input type="checkbox"/>	Embout champignon rainuré (possible de le couper pour réduire sa hauteur) - diamètre 42 mm		75,00	79,13	 2724

Invacare® Kite Premium AA2		Euros			
		Prix Public		LPPR*	
		HT	TTC		
BASE MOTRICE					
Coloris de châssis - Fabrication spéciale - Délais de production + 10 jours					
Finition Lines : Inclus châssis noir, carénages avant / arrière noir brillant et carénages latéraux noir mat					
Sur devis	<input type="checkbox"/> Finition Lines - Ligne Tangerine		274,88	290,00	Offert
	<input type="checkbox"/> Finition Lines - Ligne Purple Peps		274,88	290,00	
	<input type="checkbox"/> Finition Lines - Ligne Citrus		274,88	290,00	
Coloris de châssis					
AVH0228	<input type="checkbox"/> Noir		○	○	
AVH0252	<input type="checkbox"/> Blanc Arctique		○	○	
Coloris de carénages avant et arrière					
AVH0242	<input type="checkbox"/> Bleu Nuit Brillant		○	○	
AVH0243	<input type="checkbox"/> Gris Métallique		○	○	
AVH0224	<input type="checkbox"/> Noir Brillant		○	○	
AVH0204	<input type="checkbox"/> Rouge Cerise Transparent		○	○	
AVH0222	<input type="checkbox"/> Blanc Arctique		○	○	
AVH0248	<input type="checkbox"/> Vert		○	○	
AVH0279	<input type="checkbox"/> Jaune		○	○	
Coloris des carénages latéraux					
AVH0265	<input type="checkbox"/> Noir Mat		◆	◆	
AVH0284	<input type="checkbox"/> Bleu Nuit Brillant		47,39	50,00	
AVH0285	<input type="checkbox"/> Gris Métallique		47,39	50,00	
AVH0261	<input type="checkbox"/> Rouge Cerise Transparent		47,39	50,00	
AVH0253	<input type="checkbox"/> Blanc Arctique		47,39	50,00	
AVH0250	<input type="checkbox"/> Vert		47,39	50,00	
AVH0254	<input type="checkbox"/> Jaune		47,39	50,00	
Coloris des jantes					
AVH0290	<input type="checkbox"/> Blanc Arctique (Uniquement possible avec 0804, 0805, 0806, 0704, 0705 et 0706)		41,71	44,00	
AVH0292	<input type="checkbox"/> Gris Métallique		○	○	
AVH0291	<input type="checkbox"/> Noir (Uniquement possible avec 0804, 0805, 0806, 0704, 0705 et 0706)		◆	◆	
Roues avant (NB : largeur hors tout 595 mm avec fourches monobras. Sinon, largeur hors-tout 620 mm)					
AVH0804	<input type="checkbox"/> 10" Pneumatique Noir	Privilégier le pack Power 4 pôles 340W	◆	◆	
AVH0805	<input type="checkbox"/> 10" Bandage plein Noir		124,17	131,00	
AVH0806	<input type="checkbox"/> 10" Pneu anti-crevaison Noir		51,18	54,00	
AVH0851	<input type="checkbox"/> 3.00 x 6 - 10" Pneumatique Gris - Fourche monobras		○	○	
AVH0855	<input type="checkbox"/> 3.00 x 6 - 10" Bandage plein Gris - Fourche monobras		124,17	131,00	
AVH0853	<input type="checkbox"/> 3.00 x 6 - 10" Pneu anti-crevaison Gris - Fourche monobras		51,18	54,00	
Roues arrière type Storm®4					
AVH0704	<input type="checkbox"/> 14" Pneumatique Noir		◆	◆	
AVH0705	<input type="checkbox"/> 14" Bandage plein Noir		197,16	208,00	
AVH0706	<input type="checkbox"/> 14" Pneu anti-crevaison plein Noir		51,18	54,00	
AVH0771	<input type="checkbox"/> 3.00 x 8 -14" Pneumatique gris à crampons		○	○	
AVH0750	<input type="checkbox"/> 3.00 x 8 -14" Bandage plein gris à crampons		197,16	208,00	
AVH0773	<input type="checkbox"/> 3.00 x 8 -14" Pneu anti-crevaison gris à crampons		51,18	54,00	
SUSPENSIONS					
Dual Swing Technology DST™ (Groupe de propulsion suspendu dans les plans horizontaux et verticaux par rapport au châssis)					
AVH1200	<input type="checkbox"/> DST™ - Dual Swing Technology™		◆	◆	
Suspensions latérales arrière					
AVH1217	<input type="checkbox"/> Suspensions Soft (Poids utilisateur jusqu'à 90 kg)	NC : 1021	◆	◆	
AVH1218	<input type="checkbox"/> Suspensions Medium (Poids utilisateur entre 90 et 136 kg)	NC : 1021	○	○	
AVH1219	<input type="checkbox"/> Suspensions HD avec amortisseurs arrière (Poids utilisateur supérieur à 136 kg) (obligatoire avec lift)		○	○	
PERFORMANCES					
Moteurs					
AVH1223	<input type="checkbox"/> Moteurs DuraWatt 10 km/h, programmable jusqu'à 12 km/h		◆	◆	



Invacare® Kite Premium AA2				Euros		
				Prix Public		LPPR*
				HT	TTC	
Batteries & Chargeur						
AVH1364	<input type="checkbox"/>	73,5 Ah		◆	◆	
AVH1313	<input type="checkbox"/>	Chargeur OptiCharge 10 A		◆	◆	
GYROSCOPE						
G-Trac						
AVH1215	<input type="checkbox"/>	Module G-Trac (Contrôle directionnel de la trajectoire durant la conduite)		◆	◆	
OPTIONS DE POSITIONNEMENT						
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles. 						
OPTIONS						
Les roulettes anti-bascule sont montées de série						
Accessoires						
1440530	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en fibre de verre 2000x820 mm - poids 16,3 kg (poids max.300kg)		1 787,68	1 886,00	
1654128	<input type="checkbox"/>	Rampe basic 2 parties télescopiques : aluminium, revêtement antidérapant, système de verrouillage. 8,8 kg la paire, capacité maximum : 270 kg		298,58	315,00	 1654128
1654129	<input type="checkbox"/>	Rampe Quick2go compact 3 parties télescopiques : aluminium, compacte (longueur repliée : 87cm), revêtement antidérapant, système de verrouillage et poignée de portage. 13,6 kg la paire, capacité maximum : 260kg.		559,24	590,00	 1654129
1654130	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en aluminium : pliable en deux dans la longueur, simple à positionner, poignée de portage. 13,9 kg, capacité maximum : 300 kg		317,54	335,00	 1654130
Eclairage						
AVH1437	<input type="checkbox"/>	Equipement route de sécurité LED - Clignotants, feux de position, warning		◆	◆	
Monte-trottoir						
AVH1244	<input type="checkbox"/>	Monte-trottoir		239,81	253,00	 1244
Ceintures de maintien						
AVH1329	<input type="checkbox"/>	Fermeture à boucle type automobile		◆	◆	 1329
AVH2113	<input type="checkbox"/>	Fermeture à boucle type automobile avec points d'attache réglable sur l'assise		40,76	43,00	
Rétroviseur						
AVH1415	<input type="checkbox"/>	Droit		56,87	60,00	
AVH1339	<input type="checkbox"/>	Gauche		56,87	60,00	
Crochets porte-sac (Charge max. : 6kg)						
AVH2128	<input type="checkbox"/>	Crochets porte-sac		124,17	131,00	 2128
Porte-bagage						
AVH1438	<input type="checkbox"/>	Porte-bagage arrière		299,53	316,00	
Porte-canne						
AVH1312	<input type="checkbox"/>	Côté droit		54,98	58,00	
AVH1363	<input type="checkbox"/>	Côté gauche		54,98	58,00	
Garde-boue (la paire)						
AVH1416	<input type="checkbox"/>	Garde-boue pour roues avant noir		94,79	100,00	 1416
AVH1417	<input type="checkbox"/>	Garde-boue pour roues arrière noir		118,48	125,00	 1417
Tablette escamotable						
AVH1404	<input type="checkbox"/>	Côté droit		414,22	437,00	
AVH1405	<input type="checkbox"/>	Côté gauche		414,22	437,00	 1404
Trousse à outils						
AVH1333	<input type="checkbox"/>	Trousse à outils		23,70	25,00	 1405

Invacare® KITE AA2	Hauteur d'assise sol/Plaque d'assise (en mm)	
	Type d'assise	
Type d'inclinaison	Assise modulable rigide AV#2111	Assise modulable souple AV#2112
AV#1092 : Electrique 0 à 20°	460 à 500 mm	490 à 500 mm
AV#1093 : Electrique à compensation de 0 à 30°	460	490
AV#1094 : Electrique à compensation de 0 à 30° + lift (300 mm)	460	490

NC: Non compatible

Les prix publics des options valables que si commandées avec le fauteuil.
Pour des options commandées séparément, consulter votre distributeur.
© 2019 Invacare International Sarl

Tous droits réservés