

Invacare® Action³ NG Comfort



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com



Invacare® Action³ NG Comfort

Fauteuil manuel en aluminium pliant par croisillon



Descriptif :

- Poids : à partir de 25,8 kg.
- Poids maximum de l'utilisateur : 125 kg
- Durée de garantie 2 ans hors pièces d'usure

Nouveau :

- Nouveaux repose-jambes réglables en angle avec nouvelles palettes réglables en profondeur, en angle et en largeur (UL réglable de 350 mm à 580 mm)

Désignations et codes LPPR :

- * Fauteuil pliant dossier inclinable : 4118193 = 603,65 €
- * Coussin de siège ou de dossier : 4375116 = 34,90 € x 2
- * Appui-tête : 4325302 = 63,41 € / Repose-jambes : 4342654 = 105,76 € x 2

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.



Service de personnalisation Invacare Unique

Merci de préciser le numéro de devis ou de fabrication spéciale :

Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités.

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

◆ Configuration standard

○ Options sans supplément de prix


CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	Euros		LPPR*
			Prix Public	TTC	
CEG0041	<input type="checkbox"/> Invacare® Action ³ NG Comfort		898,94	948,38	948,38
MOTORISATIONS ALBER					
CEG0070	<input type="checkbox"/> Fixation pour assistance électrique à la propulsion alber twion et e-motion M25 (inclus 2 roulettes anti-basculer alber et kit d'adaptation des roues manuelles d'origine)	NC : 0110, 0140, 0150, 0310, 0315, 0732, 0832, 1070, 1080, 1081, 1090, 1100, 1110, 1116, 1125, 1150, 1170, 1241, 1280, 1320, 1330, 1370, 1375, 1430, 1440	532,70	562,00	
CEG0080	<input type="checkbox"/> Fixation pour assistance électrique à la poussée et au freinage pour la tierce-personne alber viamobil V25	NC : 0110, 0140, 0150, 0300, 0310, 0315, 1170, 1370, 1375, 1430, 1440	421,80	445,00	
CEG0090	<input type="checkbox"/> Fixation pour assistance électrique à la poussée et au freinage pour la tierce-personne alber viamobil eco	NC : 0140, 0150, 0290, 0300, 0310, 0315, 1370, 1375, 1430, 1440	414,25	437,03	
TYPES DE PROPULSION					
CEG0100	<input type="checkbox"/> Standard	NC : 1125	◆	◆	4255116 : 574,21 € TTC Dossier inclinable < à 16 ans
CEG0110	<input type="checkbox"/> Transit	NC : 0290, 0300, 0310, 0315, 0351, 1051, 1060, 1070, 1080, 1081, 1090, 1100, 1110, 1115, 1140, 1150, 1180, 1275, 1320, 1330, 1390	○	○	4263950 : 403,50 € TTC Dossier inclinable > à 16 ans
KITS DOUBLE MAIN-COURANTE - Code LPPR 4371555					
CEG0140	<input type="checkbox"/> Kit Dual HR™ à droite	NC : 0300, 0310, 0315, 0351, 1051, 1070, 1081, 1090, 1100, 1110, 1116, 1125, 1140, 1150, 1170, 1280, 1330	257,09	271,23	271,23
CEG0150	<input type="checkbox"/> Kit Dual HR™ à gauche	NC : 0300, 0310, 0315, 0351, 1051, 1070, 1081, 1090, 1100, 1110, 1116, 1125, 1140, 1150, 1170, 1280, 1320	257,09	271,23	271,23
ASSISE					
Largeur d'assise					
CEG0190	<input type="checkbox"/> 405 mm		○	○	
CEG0200	<input type="checkbox"/> 430 mm		◆	◆	
CEG0210	<input type="checkbox"/> 455 mm		○	○	
CEG0230	<input type="checkbox"/> 505 mm		○	○	

Les prix publics des options valables que si commandées avec le fauteuil.
Pour des options commandées séparément, consulter votre distributeur.
© 2019 Invacare International Sarl

Invacare® Action® ³ NG Comfort				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
Profondeur d'assise						
CEG0240	<input type="checkbox"/>	400 mm		○	○	
CEG0250	<input type="checkbox"/>	450 mm	NC : 0351, 1275	◆	◆	
Hauteur d'assise avant (sans coussin)						
CEG0280	<input type="checkbox"/>	460 mm	NC : 1116	◆	◆	
CEG0290	<input type="checkbox"/>	435 mm	NC : 1000, 1010, 1116, 1125	○	○	
CEG0300	<input type="checkbox"/>	410 mm	NC : 0935, 1000, 1010, 1116, 1125, 1370, 1440	○	○	
CEG0310	<input type="checkbox"/>	385 mm	NC : 0351, 0935, 1000, 1010, 1049, 1050, 1060, 1070, 1080, 1081, 1090, 1116, 1125, 1280, 1370, 1440	○	○	
CEG0315	<input type="checkbox"/>	360 mm - Uniquement avec roues avant de 5" et roues arrières de 20"	NC : 0351, 0935, 1280, 1375, 1440	99,53	105,00	
Coussin et assise						
CEG0340	<input type="checkbox"/>	Nylon noir avec scratch - A choisir avec option 0871 ou 0873	NC : 0372	-33,08	-34,90	-34,90
CEG0351	<input type="checkbox"/>	Assise garde-robe	NC : 0871, 0873	98,10	103,49	103,49
CEG0372	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise Confort Dartex	NC : 0871, 0873	◆	◆	
DOSSIER						
Type de dossier						
CEG0442	<input type="checkbox"/>	Inclinable par vérin 0 - 30° - hauteur 510 mm - Cannes courbées spécifiques - Roulettes anti-bascule recommandées		◆	◆	
Toile de dossier						
CEG0490	<input type="checkbox"/>	Dossier Laguna		○	○	
CEG0491	<input type="checkbox"/>	Dossier Passad 2 enveloppant Grand Confort en Dartex, maintien des épaules et du buste		◆	◆	
POTENCES ET PALETTES						
Palettes séparées livrées avec sangles talonnières						
Potence droite						
CEG0520	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe REA réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm avec palette réglable NOUVEAU		◆	◆	
Potence gauche						
CEG0570	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe REA réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet réglable en hauteur et en profondeur, UL réglable de 350 mm à 580 mm avec palette réglable NOUVEAU		◆	◆	
Palette droite (réglage en hauteur tous les mm sur 120 mm)						
CEG0610	<input type="checkbox"/>	Réglable en inclinaison, en profondeur sur 50 mm et en largeur NOUVEAU		◆	◆	
Palette gauche (réglage en hauteur tous les mm sur 120 mm)						
CEG0630	<input type="checkbox"/>	Réglable en inclinaison et en profondeur sur 50 mm et en largeur NOUVEAU		◆	◆	
ACCOUDOIRS						
Accoudoir droit (coloris noir mat)						
CEG0691	<input type="checkbox"/>	Amovible, réglable en hauteur et en profondeur, manchette Confort Dartex		◆	◆	
CEG0732	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indexée, réglable en hauteur et profondeur	NC : 1481	113,17	119,39	119,39
Accoudoir gauche (coloris noir mat)						
CEG0791	<input type="checkbox"/>	Amovible, réglable en hauteur et en profondeur, manchette Confort Dartex		◆	◆	
CEG0832	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indexée, réglable en hauteur et profondeur	NC : 1481	113,17	119,39	119,39
OPTIONS D'ASSISE						
Coussin						
CEG0871	<input type="checkbox"/>	Coussin Flo-tech Contour Visco - épaisseur 90 mm		76,78	81,00	81,00
CEG0873	<input type="checkbox"/>	Coussin Flo-tech Image		174,88	184,50	



0490



0520 / 0570












0610 / 0630











0691 / 0791



0732 / 0832

Invacare® Action® ³ NG Comfort				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
Profondeur du coussin						
CEG0878	<input type="checkbox"/>	Profondeur 400 mm		○	○	
CEG0879	<input type="checkbox"/>	Profondeur 450 mm		○	○	
Autres options						
CEG0881	<input type="checkbox"/>	Cale-tronc multiréglables, housse Dartex, la paire		163,98	173,00	
CEG0905	<input type="checkbox"/>	Appui-nuque		◆	◆	
CEG0906	<input type="checkbox"/>	Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables		138,39	146,00	
CEG0907	<input type="checkbox"/>	Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables		148,82	157,00	
CEG0931	<input type="checkbox"/>	Revêtements rembourrés pour palettes	NOUVEAU	69,19	73,00	
COLORIS DE CHASSIS						
CEG0961	<input type="checkbox"/>	Gris Ardoise		○	○	 0961 0964 0966
CEG0964	<input type="checkbox"/>	Blanc Perle		○	○	
CEG0966	<input type="checkbox"/>	Noir Mat		○	○	
CEG0967	<input type="checkbox"/>	Bleu Pop		○	○	
CEG0969	<input type="checkbox"/>	Rouge Mat		○	○	
CEG0980	<input type="checkbox"/>	Noir Brillant		○	○	
CEG0991	<input type="checkbox"/>	Coloris spécial		sur devis		
SUPPORTS DE FOURCHE						
CEG0995	<input type="checkbox"/>	Supports de fourche <i>standard</i>		◆	◆	
ROUES AVANT						
CEG1000	<input type="checkbox"/>	8" x 1.1/4" - Pneumatique gris		○	○	 1000 1010 1049
CEG1010	<input type="checkbox"/>	8" x 1.1/4" - Bandage noir		○	○	
CEG1049	<input type="checkbox"/>	6" x 1.1/4" - Bandage gris souple		◆	◆	
CEG1050	<input type="checkbox"/>	6" x 1.1/4" - Bandage noir		○	○	
CEG1051	<input type="checkbox"/>	5" x 1.1/4" - Bandage gris	NC : 1060, 1070, 1080, 1090, 1125	○	○	
ROUES ARRIERE						
Roues arrière						
CEG1060	<input type="checkbox"/>	24" x 1.3/8" - Pneumatique gris - Roues rayonnées		◆	◆	 Rayonnée
GEG1070	<input type="checkbox"/>	24" x 1.3/8" - Pneumatique gris - Roues composite	NC : 1280	○	○	
CEG1080	<input type="checkbox"/>	24" x 1.3/8" - Bandage gris - Roues rayonnées		○	○	
CEG1081	<input type="checkbox"/>	24" x 1.3/8" - Bandage noir - Roues rayonnées		○	○	
CEG1090	<input type="checkbox"/>	24" x 1.3/8" - Bandage gris - Roues composite	NC : 1280	○	○	
CEG1100	<input type="checkbox"/>	22" x 1.3/8" - Pneumatique gris - Roues rayonnées		○	○	
CEG1110	<input type="checkbox"/>	22" x 1.3/8" - Bandage gris - Roues rayonnées		○	○	
CEG1116	<input type="checkbox"/>	20" x 1.3/8" - Bandage gris - Roues rayonnées	NC : 1170, 1280	○	○	
CEG1125	<input type="checkbox"/>	12" x 2" - Bandage noir - Roues composite	NC : 1140, 1150, 1180, 1320, 1330, 1390	○	○	
Mains-courantes						
CEG1140	<input type="checkbox"/>	Aluminium anodisé		◆	◆	 Composite
CEG1150	<input type="checkbox"/>	Noires, plastique antidérapant		88,15	93,00	
Axes des roues arrière						
CEG1170	<input type="checkbox"/>	Fixes		○	○	
CEG1180	<input type="checkbox"/>	A démontage rapide		◆	◆	
Position axe des roues arrière						
CEG1200	<input type="checkbox"/>	Position reculée (axes 25 mm derrière les tubes de dossier)		◆	◆	
Pompe						
CEG1230	<input type="checkbox"/>	Pompe et support		8,53	9,00	
OPTION DE CHASSIS						
CEG1241	<input type="checkbox"/>	Ecarteur de fourche (déport de +25 mm de chaque côté) - la paire		○	○	 1241
FREINS						
CEG1270	<input type="checkbox"/>	A pousser à poignée escamotable		◆	◆	 1270
CEG1275	<input type="checkbox"/>	Freins à tirer à poignée escamotable		○	○	
CEG1280	<input type="checkbox"/>	Freins tambour tierce-personne avec freins à pousser		122,27	129,00	
CEG1320	<input type="checkbox"/>	A commande unilatérale à droite	NC : 1390	65,40	69,00	
CEG1330	<input type="checkbox"/>	A commande unilatérale à gauche	NC : 1390	65,40	69,00	

Invacare® Action® ³ NG Comfort				Euros			
				Prix Public		LPPR	
				HT	TTC		
OPTIONS DE SECURITE							
CEG1360	<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien - fermeture à boucle	NC : 1361, 1362, 1363, 1364	20,85	22,00		
CEG1361	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 2 points, Médium, Flat-Mount™	NC : 1362, 1363, 1364	150,71	159,00		
CEG1362	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 2 points, Large, Flat-Mount™	NC : 1363, 1364	156,40	165,00		1361 / 1362
CEG1363	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 4 points, Médium, Flat-Mount™	NC : 1364	177,25	187,00		
CEG1364	<input type="checkbox"/>	Ceinture de hanche, 4 points, Large, Flat-Mount™		182,94	193,00		1363 / 1364
CEG1370	<input type="checkbox"/>	Roulettes anti-basculer, la paire	NC : 1375, 1440	54,98	58,00		
CEG1375	<input type="checkbox"/>	Roulettes anti-basculer avec tube basculeur, la paire	NC : 1440	86,26	91,00		
CEG1390	<input type="checkbox"/>	Extensions de frein, la paire		8,53	9,00		1370 1375
ACCESSOIRES							
CEG1430	<input type="checkbox"/>	Porte-canne		34,12	36,00		
CEG1440	<input type="checkbox"/>	Tube basculeur à droite		29,38	31,00		
CEG1481	<input type="checkbox"/>	Tablette amovible réglable en profondeur 100% LPPR		72,83	76,84	76,84	
CEG1482	<input type="checkbox"/>	Goupilles de verouillage pour tablette, la paire		39,81	42,00		1440
Rampes en accessoire							
1440530	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en fibre de verre 2000x820 mm - poids 16,3 kg (poids max. 300kg)		1 787,68	1 886,00		
1654128	<input type="checkbox"/>	Rampe basic 2 parties télescopiques : aluminium, revêtement antidérapant, système de verrouillage. 8,8 kg la paire, capacité maximum : 270 kg		298,58	315,00	NOUVEAU	
1654129	<input type="checkbox"/>	Rampe Quick2go compact 3 parties télescopiques : aluminium, compacte (longueur repliée : 87cm), revêtement antidérapant, système de verrouillage et poignée de portage. 13,6 kg la paire, capacité maximum : 260kg.		559,24	590,00	NOUVEAU	
1654130	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en aluminium : pliable en deux dans la longueur, simple à positionner, poignée de portage. 13,9 kg, capacité maximum : 300 kg		317,54	335,00	NOUVEAU	