



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com



Livraison sous 3 à 5 jours



Rea[®] Azalea[®] Base

Châssis porte-coquille

Descriptif :

- Freins tambour avec frein de parking.
- Inclinaison d'assise avec maintien du centre de gravité : -1°/+23° et de dossier : 0°/+30° par vérins pneumatiques.
- Poignées à pousser réglables en hauteur
- Coloris de châssis : Gris perle (RAL 0515).
- Poids : à partir de 20 kg
- Poids maximum de l'utilisateur : 135 kg
- Durée de garantie 2 ans hors pièces d'usure

Nouveau :

- Nouveaux repose-jambes réglables en angle avec nouvelles palettes réglables en profondeur, en angle et en largeur (UL réglable de 290 mm à 520 mm)
- Fixations pour motorisation alber viaplus

Désignations et codes LPPR :

- *VHP, châssis roulant destiné à recevoir le système de soutien du corps : 4233570 = 263,83 €
- Adjonctions : uniquement prises en charge jusqu'au 16ème anniversaire de l'utilisateur.
- *VHP, dispositif d'immobilisation par frein tambour : 4314853 = 28,71 €
- *VHP, support d'inclinaison et/ou d'écartement des jambes : 4329330 = 105,53 € (option)
- *VHP, accoudoirs réglables et orientables, la paire : 4330036 = 114,84 € (option)
- *VHP, accoudoirs réglables verticalement, la paire : 4370886 = 38,80 € (option)
- *VHP, tablette de travail facilement démontable : 4376386 = 76,82 € (option)



Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare.*



Service de personnalisation Invacare Unique

Merci de préciser le numéro de devis ou de fabrication spéciale :


Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités.

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

◆ Configuration standard

○ Options sans supplément de prix

			Euros		
			Prix Public	LPPR*	
CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	HT	TTC	
BQA0010	<input type="checkbox"/> Rea [®] Azalea [®] Base [®]		1 154,50	1 218,00	292,54
BQA0010	<input type="checkbox"/> Rea [®] Azalea [®] Minor Base [®] (largeur d'assise 340 mm)	NC : 0120	1 154,50	1 218,00	292,54
TYPES DE PROPULSION					
BQA0020	<input type="checkbox"/> Fauteuil transit, roues arrière de 16", freins tambour, commande tierce-personne	NC : 0690, 0710, 0720, 0730, 0740, 0760, 0790, 0810, 0850, 0863, 0867, 0935	◆	◆	
BQA0040	<input type="checkbox"/> Fauteuil à propulsion manuelle, roues arrières de 22" ou 24", freins tambour, commande tierce-personne	NC : 0100, 0700	○	○	
ASSISE					
Largeur d'assise					
BQA0050	<input type="checkbox"/> 340 mm - Réglable de 340 à 390 mm (340 à 440 mm avec roues arrière 16")	NC : 0120, 0180, 0186, 0600, 0660, 0670, 0680, 0863, 0867, 0900, 0902, 0935, 0936, 0938	○	○	
BQA0060	<input type="checkbox"/> 390 mm - Réglable de 390 à 440 mm (390 à 490 mm avec roues arrière 16")	NC : 0110	○	○	
BQA0070	<input type="checkbox"/> 440 mm - Réglable de 440 à 490 mm (440 à 540 mm avec roues arrière 16")	NC : 0110	○	○	
BQA0080	<input type="checkbox"/> 490 mm - Réglable de 490 à 540 mm (490 à 590 mm avec roues arrière 16")	NC : 0110	○	○	
Pré-réglage en largeur des accoudoirs et des repose-jambes					
BQA0090	<input type="checkbox"/> + 50 mm (+25 mm par côté)	NC : 0863, 0867	○	○	
BQA0100	<input type="checkbox"/> + 100 mm (+50 mm par côté)	Uniquement avec roues arrière 16"	○	○	
Profondeur d'assise					
BQA0110	<input type="checkbox"/> Réglable de 380 à 450 mm	Uniquement largeur d'assise 340 mm	○	○	
BQA0120	<input type="checkbox"/> Réglable de 430 à 500 mm		○	○	
Hauteur sol/siège					
BQA0130	<input type="checkbox"/> 400 mm	NC : 0180, 0330, 0340, 0390, 0400, 0650, 0660, 0670, 0680, 0720, 0730, 0935, 0936, 0938	○	○	
BQA0140	<input type="checkbox"/> 450 mm	NC : 0710	◆	◆	



BQA0150

Rea [®] Azalea [®] Base				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
Inclinaison d'assise						
BQA0145	<input type="checkbox"/>	Inclinaison d'assise de +1° à +25° (-1° à +23° en standard)		○	○	
Type d'assise						
BQA0150	<input type="checkbox"/>	Plaque d'assise plane réglable en profondeur sur 70 mm		163,03	172,00	
BQA0155	<input type="checkbox"/>	Plaque d'assise avec pente d'assise de -5° ou +5°, réglable en profondeur sur 70 mm		195,26	206,00	
BQA0170	<input type="checkbox"/>	Sans interface (livré avec support d'assise fixe)		◆	◆	
DOSSIER						
Inclinaison du dossier						
BQA0160	<input type="checkbox"/>	Réglable par vérin		◆	◆	
BQA0161	<input type="checkbox"/>	Réglable mécaniquement		○	○	
BQA0932	<input type="checkbox"/>	Système de verrouillage de l'inclinaison (dossier et/ou assise)		◆	◆	
POTENCES						
Repose jambe central						
BQA0180	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe central réglable en angle (de 80° à 50°) avec appui mollet et palettes articulées	NC : 0186, 0188, 0190, 0200, 0220, 0240, 0250, 0270, 0290, 0300, 0310, 0330, 0340, 0360, 0370, 0390, 0400	618,96	653,00	211,06
Ajustement des potences et repose-jambes						
BQA0185	<input type="checkbox"/>	Position standard		◆	◆	
BQA0186	<input type="checkbox"/>	Position haute (+ 50 mm) pour les utilisateurs de grande taille		74,88	79,00	
BQA0188	<input type="checkbox"/>	Support pour position 85° - angulation du repose-jambe 10° à 85°	NC : 0220, 0270 NOUVEAU	36,97	39,00	
Potence gauche (noire)						
BQA0190	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet, protection de genou, UL réglable de 290 mm à 520 mm	NC : 0300, 0310 NOUVEAU	100,03	105,53	105,53
BQA0200	<input type="checkbox"/>	Potence fixe à 80°, escamotable int/ext		40,76	43,00	
BQA0220	<input type="checkbox"/>	Support amputé	NC : 0290, 0300, 0310, 0330, 0340	97,63	103,00	
BQA0230	<input type="checkbox"/>	Sans potences et palettes	NC : 0290, 0360, 0370, 0390, 0400	◆	◆	
Potence droite (noire)						
BQA0240	<input type="checkbox"/>	Repose-jambe réglable en inclinaison 0° - 75° avec appui-mollet, protection de genou, UL réglable de 290 mm à 520 mm	NC : 0360, 0370 NOUVEAU	100,03	105,53	105,53
BQA0250	<input type="checkbox"/>	Potence fixe à 80°, escamotable int/ext		40,76	43,00	
BQA0270	<input type="checkbox"/>	Support amputé	NC : 0290, 0360, 0370, 0390, 0400	97,63	103,00	
BQA0280	<input type="checkbox"/>	Sans potences et palettes	NC : 0290, 0360, 0370, 0390, 0400	◆	◆	
PALETTES						
Palette monobloc						
BQA0290	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc réglable en profondeur et en angle	NC : 0300, 0310, 0330, 0340, 0360, 0370, 0390, 0400	140,28	148,00	
Palette gauche						
BQA0300	<input type="checkbox"/>	Fixe, tube court 240 mm, sangle talonnière		○	○	
BQA0310	<input type="checkbox"/>	Réglable en profondeur, en angle (et en largeur si commandée avec repose-jambe), tube court 240 mm, sangle talonnière	NOUVEAU	○	○	
BQA0330	<input type="checkbox"/>	Fixe, tube long 360 mm, sangle talonnière		○	○	
BQA0340	<input type="checkbox"/>	Réglable en profondeur, en angle (et en largeur si commandée avec repose-jambe), tube long 360 mm, sangle talonnière		○	○	
Palette droite						
BQA0360	<input type="checkbox"/>	Fixe, tube court 240 mm, sangle talonnière		○	○	
BQA0370	<input type="checkbox"/>	Réglable en profondeur, en angle (et en largeur si commandée avec repose-jambe), tube court 240 mm, sangle talonnière	NOUVEAU	○	○	
BQA0390	<input type="checkbox"/>	Fixe, tube long 360 mm, sangle talonnière		○	○	



BQA0155



BQA0170



BQA0160



BQA0161



0190 / 0240



0200 / 0250



0220 / 0270



0290



0300 / 0360

Rea® Azalea® Base				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
BQA0400	<input type="checkbox"/>	Réglable en profondeur, en angle (et en largeur si commandée avec repose-jambe), tube long 360 mm, sangle talonnière		○	○	
ACCOUDOIRS						
Accoudoir gauche (verrou d'accoudoir inclus)						
BQA0420	<input type="checkbox"/>	Confort, réglable en hauteur de 230 à 340 mm	NC : 0903	70,14	74,00	38,80 ⁽¹⁾
BQA0440	<input type="checkbox"/>	Enveloppant, réglable en hauteur de 230 à 340 mm - Largeur d'assise utile - 20 mm	NC : 0520, 0530, 0900, 0902, 0903, 0920, 0930	70,14	74,00	38,80 ⁽¹⁾
BQA0450	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 0900, 0902, 0903, 0910, 0915, 0920, 0930	113,17	119,39	114,84 ⁽¹⁾
BQA0460	<input type="checkbox"/>	Sans accoudoirs	NC : 0520, 0530, 0900, 0902, 0910, 0915, 0930	◆	◆	
Accoudoir droit (verrou d'accoudoir inclus)						
BQA0470	<input type="checkbox"/>	Confort, réglable en hauteur de 230 à 340 mm	NC : 0904	70,14	74,00	38,80 ⁽¹⁾
BQA0490	<input type="checkbox"/>	Enveloppant, réglable en hauteur de 230 à 340 mm - Largeur d'assise utile - 20 mm	NC : 0520, 0530, 0900, 0902, 0904, 0920, 0930	70,14	74,00	38,80 ⁽¹⁾
BQA0500	<input type="checkbox"/>	Gouttière à rotation latérale indéxée, réglable en hauteur et en profondeur	NC : 0900, 0902, 0904, 0910, 0915, 0920, 0930	113,17	119,39	114,84 ⁽¹⁾
BQA0510	<input type="checkbox"/>	Sans accoudoirs	NC : 0520, 0530, 0900, 0902, 0910, 0915, 0920, 0930	◆	◆	
⁽¹⁾ montant du remboursement valable pour la paire d'accoudoirs						
OPTIONS D'ASSISE						
Options d'accoudoir						
BQA0520	<input type="checkbox"/>	Housses de protège-vêtements, la paire		47,39	50,00	
BQA0530	<input type="checkbox"/>	Coussins pour housses de protège-vêtements, la paire, uniquement avec 0520		11,37	12,00	
Options de dossier						
BQA0540	<input type="checkbox"/>	Appui-tête avec réglage latéral et oreillettes réglables	NC : 0560, 0565	102,98	108,64	108,64
BQA0550	<input type="checkbox"/>	Appui-joue avec réglage latéral et oreillettes longues réglables	NC : 0545, 0560, 0565	150,71	159,00	108,64
BQA0545	<input type="checkbox"/>	Housse de coussin d'appui-tête		38,86	41,00	
BQA0560	<input type="checkbox"/>	Appui-nuque		102,98	108,64	108,64
BQA0565	<input type="checkbox"/>	Housse de coussin d'appui-nuque		28,44	30,00	
BQA0570	<input type="checkbox"/>	Kit de 2 molettes de réglage pour appui-tête		18,96	20,00	
CHASSIS						
Coloris de châssis						
BQA0591	<input type="checkbox"/>	Gris perle		◆	◆	
BQA0592	<input type="checkbox"/>	Bleu nuit		○	○	
BQA0593	<input type="checkbox"/>	Sable		○	○	
BQA0594	<input type="checkbox"/>	Vert électrique		○	○	
BQA0596	<input type="checkbox"/>	Rouge vif		○	○	
Options de châssis						
BQA0600	<input type="checkbox"/>	Extension de châssis + 50 mm		60,66	64,00	
Fixation des fourches						
BQA0610	<input type="checkbox"/>	Fixes		◆	◆	
Roues avant						
BQA0620	<input type="checkbox"/>	140 x 40 - Bandage soft 5,5"		24,64	26,00	
BQA0635	<input type="checkbox"/>	150 x 30 - Bandage standard 6"		○	○	
BQA0640	<input type="checkbox"/>	150 x 30 - Bandage soft 6"		39,81	42,00	
BQA0650	<input type="checkbox"/>	200 x 27 - Bandage standard 8"		◆	◆	
BQA0660	<input type="checkbox"/>	200 x 30 - Bandage soft 8"		39,81	42,00	
BQA0670	<input type="checkbox"/>	200 x 32 - Pneumatique 8"		○	○	
BQA0680	<input type="checkbox"/>	200 x 45 - Bandage standard 8"		91,00	96,00	
Fixation des roues arrière						
BQA0690	<input type="checkbox"/>	Axes à démontage rapide		◆	◆	
Diamètre des roues arrière						
BQA0700	<input type="checkbox"/>	16" avec axes fixes	NC : 0740, 0750, 0760, 0770, 0790, 0810, 0850 0863, 0867	◆	◆	
BQA0710	<input type="checkbox"/>	22"		○	○	
BQA0720	<input type="checkbox"/>	24" Spécifiques (pour mains-courantes anti-dérapantes noires)		24,64	26,00	
BQA0730	<input type="checkbox"/>	24" Standards	NC : 0740, 0760, 0810	○	○	




0470



0440 / 0490





0450 / 0500



0540 0550




0560



0600



1050 / 1060

Rea [®] Azalea [®] Base				Euros		
				Prix Public		LPPR
				HT	TTC	
Pneus arrière						
BQA0740	<input type="checkbox"/>	Pneumatique, lisse		○	○	
BQA0750	<input type="checkbox"/>	Pneumatique, profil crampon		○	○	
BQA0760	<input type="checkbox"/>	Pneumatique, profil crampon, avec insert bandage		36,02	38,00	
BQA0770	<input type="checkbox"/>	Bandage		○	○	
Mains-courantes						
BQA0790	<input type="checkbox"/>	Aluminium		○	○	
BQA0810	<input type="checkbox"/>	Anti-dérapantes noires		139,34	147,00	
OPTIONS DE CHASSIS						
Protège-rayons						
BQA0850	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons "Frost"		150,71	159,00	
SECURITE						
BQA0860	<input type="checkbox"/>	Freins à tirer		○	○	
BQA0863	<input type="checkbox"/>	Freins à câble à commande unilatérale à gauche		224,64	237,00	
BQA0867	<input type="checkbox"/>	Freins à câble à commande unilatérale à droite		224,64	237,00	
BQA0890	<input type="checkbox"/>	Kit réflecteurs - roues et châssis		28,44	30,00	
OPTIONS DE POSITIONNEMENT						
Pensez aux accessoires de positionnement Bodypoint : ceintures, harnais, maintiens de chevilles.						
ACCESSOIRES						
Tablettes						
BQA0900	<input type="checkbox"/>	Tablette amovible réglable en profondeur	NC : 0907	72,82	76,82	76,82
BQA0902	<input type="checkbox"/>	Tablette amovible réglable en profondeur avec coussins appui-coudes	NC : 0907	107,11	113,00	76,82
BQA0903	<input type="checkbox"/>	Demi-tablette escamotable à gauche	NC : 0905	72,82	76,82	76,82
BQA0904	<input type="checkbox"/>	Demi-tablette escamotable à droite	NC : 0905	72,82	76,82	76,82
BQA0910	<input type="checkbox"/>	Tablette escamotable	NC : 0905, 0907	206,64	218,00	76,82
BQA0915	<input type="checkbox"/>	Tablette escamotable avec coussins appui-coudes	NC : 0905, 0907	239,81	253,00	76,82
Coussins de tablette						
BQA0905	<input type="checkbox"/>	Coussin de tablette	NC : 0910, 0915	72,04	76,00	
BQA0907	<input type="checkbox"/>	Coussin pour demi-tablette	NC : 0910, 0915	62,56	66,00	
Autres accessoires						
BQA0935	<input type="checkbox"/>	Fixation pour monte-escalier alber scalamobil S35	NC : 0936, 0938	516,59	545,00	
BQA0936	<input type="checkbox"/>	Fixation pour assistance électrique à la poussée et au freinage pour la tierce-personne alber viamobil V25	NC : 0938	421,80	445,00	
BQA0938	<input type="checkbox"/>	Fixation pour assistance électrique à la poussée et au freinage pour la tierce-personne alber viaplus NOUVEAU		414,25	437,03	
BQA0920	<input type="checkbox"/>	Goupille de verrouillage pour tablette		40,76	43,00	
BQA0940	<input type="checkbox"/>	Pompe		18,96	20,00	
BQA0950	<input type="checkbox"/>	Porte-canne		67,30	71,00	
BQA0970	<input type="checkbox"/>	Attache pour harnais		54,03	57,00	

