



Yes, you can.®



Crash testé
ISO 7176-19

Liste des produits *Invacare*® crash testés

Voici la liste des produits *Invacare* crash testés selon la norme ISO 7176-19 :

<i>Invacare</i> ® SpinX	<i>Invacare</i> ® Freedom ™ NXT ™	
<i>Invacare</i> ® Action ® ⁵ _{NG}	<i>Küschall</i> ® Compact	
<i>Invacare</i> ® Action ® ⁴ _{NG}	<i>Küschall</i> ® Compact Attract	<i>Invacare</i> ® TDX ® SP2 NB
<i>Invacare</i> ® Action ® ³ _{NG}	<i>Küschall</i> ® Ultra-Light	<i>Invacare</i> ® FDX ®
<i>Invacare</i> ® Action ® ² _{NG}	<i>Küschall</i> ® K-Series	<i>Invacare</i> ® Kite ®
<i>Rea</i> ® Clematis ®	<i>Küschall</i> ® K-Series Attract	<i>Invacare</i> ® Storm4 ® Family
<i>Rea</i> ® Dahlia ®	<i>Chasswheel</i> ® Four X	<i>Invacare</i> ® Bora ®
<i>Rea</i> ® Azalea ® Family	<i>Invacare</i> ® TDX ® SP2	<i>Invacare</i> ® Fox

➤ Qu'est-ce que la norme ISO 7176-19 ?

L'ISO 7176-19 est la norme de référence qui s'applique à tous les fauteuils roulants, manuels et électriques, qui, en plus de leur fonction principale de dispositifs de mobilité montés sur roues, peuvent également être utilisés comme sièges face à la route dans les véhicules à moteur par les enfants et adultes ayant une masse corporelle supérieure ou égale à 22 kg. L'ISO 7176-19 définit les exigences de conception et de performance des fauteuils roulants et les méthodes d'essai associées, ainsi que les exigences relatives à l'étiquetage du fauteuil roulant, la documentation publicitaire, les instructions d'utilisation et les avertissements destinés aux utilisateurs.

Voici également la liste des produits compatibles avec la station d'arrimage **DAHL** qui permet la conduite automobile ou le transport passif dans un véhicule en toute sécurité :

- | | | |
|--|--|----------------------------------|
| ✓ <i>Invacare</i> ® Storm4 ® | ✓ <i>Invacare</i> ® TDX ® SP2 | ✓ <i>Invacare</i> ® FDX ® |
| ✓ <i>Invacare</i> ® Storm4 ® -
Xplore | ✓ <i>Invacare</i> ® TDX ® SP2 NB | |



Bien cordialement,

Benjamin VERON

Chef de Produits Fauteuils Roulants

INVACARE® POIRIER® S.A.S
Route de Saint Roch – 37230 Fondettes France
Tél : +33 2 47 62 64 66 – Fax : +33 2 47 42 12 24