

Invacare® Xtra Light Titanium Max



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur www.invacare.fr, ou commandez par e-mail à : commandesfr@invacare.com



Invacare® Xtra Light Titanium Max

Fauteuil manuel en titane, châssis fixe et potences fixes



Descriptif :

- Dossier rabattable, réglable en tension, en angle et en hauteur.
- Toile d'assise réglable en tension et en profondeur.
- Sangle appui-mollet en standard.
- Poids : à partir de 15,5 kg.
- Poids maximum de l'utilisateur : 180 kg.
- Garantie 2 ans hors pièces d'usure

Tarif maximal de remboursement au titre de la PCH (Prestation de Compensation pour le Handicap) = **1117,98 €** TTC (inclus LPPR), pris en charge par la MDPH (Maison Départementale des Personnes Handicapées). Arrêté du 28 décembre 2005, paru au Journal Officiel du 30 décembre 2005.

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.

Date :

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :

Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités.

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases

Configuration standard


Options sans supplément de prix

CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	Euros		
			HT	TTC	LPPR *
BTA0010	<input checked="" type="checkbox"/> Invacare® XLT Max - Code LPPR 4179540		3 891,00	4 105,00	558,99
Nous nous réservons une tolérance de +/- 10 mm à la livraison sur la largeur d'assise, les hauteurs d'assise avant et arrière, la hauteur de dossier et l'UL.					
TYPES DE PROPULSION					
BTA0020	<input checked="" type="checkbox"/> Propulsion standard		◆	◆	
BTA0030	<input checked="" type="checkbox"/> Equipé de freins tambour, commande tierce-personne	NC : 0570, 0580, 0630, 0970, 1050	262,56	277,00	
TYPES D'ASSISE					
Châssis					
BTA0040	<input checked="" type="checkbox"/> Potences fixes à 75°		◆	◆	
Largeur d'assise					
BTA0050	<input checked="" type="checkbox"/> 505 mm		◆	◆	
BTA0060	<input checked="" type="checkbox"/> 555 mm		○	○	
BTA0070	<input checked="" type="checkbox"/> 605 mm		○	○	
Profondeur d'assise					
BTA0080	<input checked="" type="checkbox"/> Ajustable de 460 à 500 mm - livré à 500 mm		◆	◆	
BTA0090	<input checked="" type="checkbox"/> Ajustable de 510 à 550 mm - livré à 550 mm		○	○	
BTA0100	<input checked="" type="checkbox"/> Ajustable de 560 à 600 mm - livré à 600 mm	NC : 0650	○	○	
Hauteur d'assise avant					
BTA0110	<input checked="" type="checkbox"/> 440 mm	NC : NC : 0200, 0260, 0270, 0410, 0420, 0430, 0440, 0895, 0900, 0910, 0920, 0930	○	○	
BTA0120	<input checked="" type="checkbox"/> 450 mm	NC : 0200, 0270, 0410, 0420, 0430, 0440, 0895, 0900, 0910, 0920, 0930	○	○	
BTA0130	<input checked="" type="checkbox"/> 460 mm	NC : 0200, 0270, 0410, 0420, 0430, 0440, 0880, 0920, 0930	○	○	
BTA0140	<input checked="" type="checkbox"/> 470 mm	NC : 0200, 0420, 0430, 0440, 0920, 0930	○	○	
BTA0150	<input checked="" type="checkbox"/> 480 mm	NC : 0430, 0440	○	○	
BTA0160	<input checked="" type="checkbox"/> 490 mm	NC : 0430, 0440	○	○	
BTA0170	<input checked="" type="checkbox"/> 500 mm	NC : 0440	◆	◆	
BTA0180	<input checked="" type="checkbox"/> 510 mm	NC : 0440	○	○	
BTA0190	<input checked="" type="checkbox"/> 520 mm	NC : 0200, 0210, 0880	○	○	
Hauteur d'assise arrière (doit être ≤ à hauteur d'assise avant)					
BTA0260	<input checked="" type="checkbox"/> 450 mm		◆	◆	
BTA0200	<input checked="" type="checkbox"/> 390 mm	BTA0240 <input checked="" type="checkbox"/> 430 mm	○	○	
BTA0210	<input checked="" type="checkbox"/> 400 mm	BTA0250 <input checked="" type="checkbox"/> 440 mm	○	○	
BTA0220	<input checked="" type="checkbox"/> 410 mm	BTA0270 <input checked="" type="checkbox"/> 460 mm	○	○	
BTA0230	<input checked="" type="checkbox"/> 420 mm		○	○	
Distance du creux poplité au milieu de la voûte plantaire (UL) (UL doit être ≤ à hauteur d'assise avant - 40 mm)					
UL de 270 à 370 mm : palette montée haut			NC : 0670, 0680, 0690		
BTA0280	<input checked="" type="checkbox"/> 270 mm	BTA0340 <input checked="" type="checkbox"/> 330 mm	180,09	190,00	
BTA0290	<input checked="" type="checkbox"/> 280 mm	BTA0350 <input checked="" type="checkbox"/> 340 mm	180,09	190,00	
BTA0300	<input checked="" type="checkbox"/> 290 mm	BTA0360 <input checked="" type="checkbox"/> 350 mm	180,09	190,00	
BTA0310	<input checked="" type="checkbox"/> 300 mm	BTA0370 <input checked="" type="checkbox"/> 360 mm	180,09	190,00	
BTA0320	<input checked="" type="checkbox"/> 310 mm	BTA0380 <input checked="" type="checkbox"/> 370 mm	180,09	190,00	
BTA0330	<input checked="" type="checkbox"/> 320 mm		180,09	190,00	

Hauteur assise avant et roues avant

5,5" : 440 - 510 mm
6" : 450 - 520 mm
7" : 480 - 520 mm

UL fauteuil
=
UL patient -
épaisseur coussin



Invacare® XLT Max					Euros		
					Prix Public		LPPR*
					HT	TTC	
UL de 380 à 480 mm :					NC : 0700		
BTA0420	<input type="checkbox"/>	440 mm			◆	◆	
BTA0390	<input type="checkbox"/>	380 mm	BTA0430	<input type="checkbox"/>	460 mm	○	○
BTA0400	<input type="checkbox"/>	400 mm	BTA0440	<input type="checkbox"/>	480 mm	○	○
BTA0410	<input type="checkbox"/>	420 mm				○	○
TYPES DE DOSSIER							
BTA0450	<input type="checkbox"/>	Dossier rembourré rabattable, réglable en hauteur, en tension par scratch (5 sangles) et en inclinaison (-10° à +10°)			◆	◆	34,90
Hauteur de dossier							
BTA0510	<input type="checkbox"/>	400 mm, réglable de 400 à 440 mm tous les 20 mm			○	○	
BTA0520	<input type="checkbox"/>	420 mm, réglable de 400 à 440 mm tous les 20 mm			◆	◆	
BTA0530	<input type="checkbox"/>	440 mm, réglable de 400 à 440 mm tous les 20 mm			○	○	
BTA0540	<input type="checkbox"/>	450 mm, réglable de 450 à 490 mm tous les 20 mm			○	○	
BTA0550	<input type="checkbox"/>	470 mm, réglable de 450 à 490 mm tous les 20 mm			○	○	
BTA0560	<input type="checkbox"/>	490 mm, réglable de 450 à 490 mm tous les 20 mm			○	○	
Poignées à pousser							
BTA0570	<input type="checkbox"/>	Standards			○	○	
BTA0580	<input type="checkbox"/>	Externes, réglables en hauteur, poignées courtes			183,89	194,00	
BTA0590	<input type="checkbox"/>	Externes, réglables en hauteur poignées longues pour commandes de frein tambour			179,15	189,00	
BTA0630	<input type="checkbox"/>	Sans poignées à pousser			◆	◆	
ASSISE							
Toile d'assise							
BTA0640	<input type="checkbox"/>	Réglable en tension par scratch (7 sangles) et en profondeur sur 40 mm			◆	◆	
Coussin d'assise							
BTA0650	<input type="checkbox"/>	Coussin standard (hauteur 90 mm)			33,08	34,90	34,90
BTA0660	<input type="checkbox"/>	Sans coussin			◆	◆	
REPOSE-PIEDS							
Repose-pieds							
BTA0670	<input type="checkbox"/>	Soudés			◆	◆	
BTA0680	<input type="checkbox"/>	Soudés avec socle plastique vissé			84,36	89,00	
BTA0690	<input type="checkbox"/>	Palette monobloc escamotable de côté, réglable en profondeur et en angle			254,98	269,00	
BTA0700	<input type="checkbox"/>	Montés haut (sur le châssis) (voir la partie UL)			○	○	
ACCOUDOIRS / GARDE-BOUE / PROTEGE-VETEMENTS							
Côté gauche							
BTA0710	<input type="checkbox"/>	Protège-vêtements, amovible			◆	◆	
BTA0720	<input type="checkbox"/>	Garde-boue, amovible			○	○	
BTA0730	<input type="checkbox"/>	Accoudoir Rio , amovible et réglable en hauteur manchette courte 280 mm			○	○	
BTA0740	<input type="checkbox"/>	Accoudoir Confort , amovible et réglable en hauteur manchette courte 280 mm			○	○	
Côté droit							
BTA0760	<input type="checkbox"/>	Protège-vêtements, amovible			◆	◆	
BTA0770	<input type="checkbox"/>	Garde-boue, amovible			○	○	
BTA0780	<input type="checkbox"/>	Accoudoir Rio , amovible et réglable en hauteur manchette courte 280 mm			○	○	
BTA0790	<input type="checkbox"/>	Accoudoir Confort , amovible et réglable en hauteur manchette courte 280 mm			○	○	
CHASSIS							
Coloris de châssis							
BTA0860	<input type="checkbox"/>	Titane naturel (délai de 3 semaines)			○	○	
BTA0810	<input type="checkbox"/>	Noir (RAL 0514)	BTA0840	<input type="checkbox"/>	Rouge (RAL 0501)	○	○
BTA0820	<input type="checkbox"/>	Gris (RAL 0515)	BTA0850	<input type="checkbox"/>	Orange (RAL 0518)	○	○
BTA0830	<input type="checkbox"/>	Bleu (RAL 0507)			◆	◆	



0570



0580/0590



0670



0690



0710/0760



0720/0770



0730/0780



0740/0790

Invacare® XLT Max				Euros			
				Prix Public		LPPR*	
				HT	TTC		
ROUES AVANT							
BTA0880	<input type="checkbox"/>	5,5" - 140 x 40 - Bandage souple	◆	◆		<p>Ne s'applique pas à la platine porte axe spécifique au déport</p>	
BTA0895	<input type="checkbox"/>	6" - 150 x 30 - Bandage médium	○	○			
BTA0900	<input type="checkbox"/>	6" - 150 x 30 - Bandage souple	○	○			
BTA0910	<input type="checkbox"/>	6" - 150 x 32 - Pneumatique	○	○			
BTA0920	<input type="checkbox"/>	7" - 180 x 40 - Bandage souple	○	○			
BTA0930	<input type="checkbox"/>	7" - 180 x 40 - Pneumatique	○	○			
ROUES ARRIERE 24"							
Type et taille de roues arrière							
BTA0960	<input type="checkbox"/>	Bandage 24" x 1.3/8	◆	◆			
BTA0970	<input type="checkbox"/>	Pneu Schwalbe Marathon Evolution (pneu noir avec protection anti-crevaison par une couche de kevlar) 24" x 1"	94,79	100,00			
Mains-courantes							
BTA0980	<input type="checkbox"/>	Mains-courantes en aluminium anodisé	◆	◆			
BTA0990	<input type="checkbox"/>	Mains-courantes en acier inoxydable	○	○			
BTA1000	<input type="checkbox"/>	Mains-courantes noires - plastique anti-dérapant	80,57	85,00			
BTA1010	<input type="checkbox"/>	Mains-courantes noires - mousse et film plastique anti-dérapant	112,80	119,00			
BTA1020	<input type="checkbox"/>	Mains-courantes noires - mousse anti-dérapante	219,91	232,00			
Carrossage							
BTA1040	<input type="checkbox"/>	0°	◆	◆			
BTA1050	<input type="checkbox"/>	2°	○	○			
Protège rayons							
BTA1060	<input type="checkbox"/>	Protège-rayons "Frost", la paire	91,00	96,00			
SECURITE							
Freins							
BTA1070	<input type="checkbox"/>	Freins à pousser	◆	◆		 1070	
OPTIONS DE SECURITE							
BTA1080	<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien	43,60	46,00		 1120 / 1130	
Roulettes anti-basculer escamotables							
BTA1120	<input type="checkbox"/>	A gauche	77,73	82,00		 1120 / 1130	
BTA1130	<input type="checkbox"/>	A droite	77,73	82,00			
ACCESSOIRES							
BTA1150	<input type="checkbox"/>	Pompe	10,43	11,00		 1440530	
BTA1160	<input type="checkbox"/>	Porte canne à gauche	73,93	78,00			
BTA1170	<input type="checkbox"/>	Porte canne à droite	73,93	78,00			
BTA1200	<input type="checkbox"/>	Trousse à outils	◆	◆			
BTA1210	<input type="checkbox"/>	Protections de châssis	40,76	43,00			
Rampes en accessoire							
1440530	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en fibre de verre 2000x820 mm - poids 16,3 kg (poids max. 300kg)	1 787,68	1 886,00		 1440530	
1654128	<input type="checkbox"/>	Rampe basic 2 parties télescopiques : aluminium, revêtement antidérapant, système de verrouillage. 8,8 kg la paire, capacité maximum : 270 kg	298,58	315,00	NOUVEAU	 1654128	
1654129	<input type="checkbox"/>	Rampe Quick2go compact 3 parties télescopiques : aluminium, compacte (longueur repliée : 87cm), revêtement antidérapant, système de verrouillage et poignée de portage. 13,6 kg la paire, capacité maximum : 260kg.	559,24	590,00	NOUVEAU	 1654129	
1654130	<input type="checkbox"/>	Mono rampe pliante en aluminium : pliable en deux dans la longueur, simple à positionner, poignée de portage. 13,9 kg, capacité maximum : 300 kg	317,54	335,00	NOUVEAU	 1654130	