

# Accent



En phase avec vos besoins



Sécurité et fonctionnalité sont les critères qui caractérisent le mieux le lit *Invacare Accent* et qui lui confèrent un excellent rapport qualité / prix. Fournissant à la fois un réel confort à l'utilisateur et un design attrayant, ce lit s'adapte facilement à tous les environnements.

Le lit **Accent** dispose de 3 fonctions électriques permettant une position fauteuil via la fonction proclive combinée à la plicature de genoux. Cette fonction est verrouillable facilement sur la télécommande pour un usage à domicile. La conception du plan de couchage assure à l'utilisateur un confort maximal. Élégant et discret grâce à ses panneaux intégrés en bois (hêtre naturel), il convient parfaitement à un usage à domicile ou en maison de retraite.

### Réduit friction et cisaillement

Les dimensions des différentes parties du plan de couchage ont été définies selon des études anthropométriques et optimisées grâce à des tests avec nappe de pression. Grâce à cela, les forces de friction et de cisaillement sont réduites et l'utilisateur profite d'un plus grand confort en position assise. La position fauteuil via la fonction proclive est un réel atout.

### Fiabilité et sécurité

Le lit **Accent** est sécurisant et fiable. Il a été conçu en utilisant uniquement des composants de haute qualité pour assurer fonctionnalité et durabilité. Comme tous les lits Invacare, ce lit et ses barrières répondent aux exigences de la norme NF EN 60601-2-52, norme de sécurité pour les lits.



## Caractéristiques et Options



### Barrières Bella et Aria

Barrières Bella bois pleine longueur 2 pans coloris hêtre ou Barrières Aria époxy pleine longueur 2 pans coloris gris. Facile à installer sans outils.



### Potence d'angle

Légère et simple d'utilisation.



### Télécommande verrouillable

Télécommande 3 fonctions avec proclive, verrouillage individuel des fonctions grâce à une clé indépendante.

## Caractéristiques techniques

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr). Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

	Largeur hors tout	Longueur hors tout	Réglage en hauteur	Section de plan de couchage	Relève-buste	Plicature genoux	Proclive	Poids total du produit
<i>Invacare Accent</i>	1020 mm 900 mm	2240 mm 2080 mm	400 - 800 mm	800-230- 300-670 mm	0 - 70°	0 - 24°	11°	64 kg

	Poids maxi utilisateur	Partie du plan de couchage la plus lourde
<i>Invacare Accent</i>	145 kg	17 kg

**NB/** Le lit ne doit pas être utilisé pour des patients dont l'âge est inférieur à 12 ans ou dont la taille est équivalente ou plus petite à celle d'une personne de moins de 12 ans.

### Coloris plan de couchage et bois

