

Aquatec **Pico 9.22.001**



La chaise de douche modulaire

Cette chaise de douche modulaire est disponible dans 3 configurations grâce à la possibilité d'ôter le ou les accoudoirs et le dossier. L'assise est anti-dérapante pour une utilisation en toute sécurité. La hauteur d'assise est ajustable et les pieds ventouses assurent une bonne stabilité sur le carrelage de salle de bain ou dans la douche. Les dimensions de l'**Aquatec Pico** sont les mêmes que celles de l'**Aquatec Pico Commode**. Découpe intime pouvant être placée à l'avant ou à l'arrière (selon emplacement du dossier).

Caractéristiques et Options



Tabouret de douche

9.20.001

Tabouret de douche avec accoudoirs

9.21.001

Chaise de douche avec dossier et accoudoirs

9.22.001

Données techniques

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet www.invacare.fr. Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

	9.22.001
Poids (kg)	4,8
Poids max. utilisateur (kg)	160

Pièces détachées

❶ Clip bleu (à l'unité)	16563
❷ Pied en caoutchouc, bleu (à l'unité)	70267

AQUATEC®

Chaises et tabourets de
douche fixes

INVACARE
Yes, you can.®

Aquatec **Pico Commode 1525887**



La chaise percée modulaire et évolutive !

Aquatec **Pico Commode** est une chaise percée réglable en hauteur avec une conception originale 3 en 1 lui permettant de s'utiliser à la fois dans les toilettes, dans la chambre ou dans la douche pour répondre à tous les besoins.

Sa conception modulaire permet au patient d'adapter la **Pico Commode** à son environnement : réglage du sens de l'escamotage du seau (par les côtés ou par l'avant/arrière), accoudoirs et dossier amovibles.

La chaise **Pico Commode** a été conçue pour apporter un maximum de confort pour des patients pesant jusqu'à 160 kg.



Caractéristiques et Options



Accoudoirs amovibles pour libérer de l'espace au moment du transfert. Pieds équipés de ventouses pour une bonne stabilité.



Dossier amovible pour faciliter la toilette dans la douche.



Avec coussin d'assise en mousse PU en option.
Réf: 1526032



Ajustement de la hauteur d'assise de 420 à 575 mm tous les 25 mm.



Rails vissés

Permet le retrait du seau par l'avant, l'arrière ou les côtés et facilite le nettoyage de la chaise.

Données techniques

Pour plus de renseignements, rendez-vous sur notre site internet www.invacare.fr. Retrouvez-y le manuel d'utilisation ainsi que toutes les informations liées à ce produit.

	1525887
Poids (kg)	4,8
Poids max. utilisateur (kg)	160

Pièces détachées

❶ Dossier 16469	
❷ Accoudoirs (la paire)	16468
❸ Clip de fixation bleu (à l'unité)	16563
❹ Ventouse bleu (à l'unité)	70267
● Tube télescopique de réglage plastique	16564
● Seau blanc avec couvercle et arceau	1525882
● Rails de fixation pour seau (x 2)	1525893