



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr), ou commandez par e-mail à : [commandesfr@invacare.com](mailto:commandesfr@invacare.com)



## Invacare® Action® Ampla™

**NOUVEAU**



Date :

Fauteuil manuel, cadre rigide pour personnes obèses



**Descriptif :**

- Fauteuil en aluminium, cadre rigide
- Dossier rabattable sur l'assise avec fonction verrouillable
- Poignées de transfert réglables en hauteur de série
- Option Inédite : système de déplacement du fauteuil à la verticale
- Poids : à partir de 27 kg
- Poids maximum de l'utilisateur : 300 kg
- Durée de garantie 2 ans hors pièces d'usure

Référence d'achat :

Code client :

Cachet du distributeur :

\* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.





Service de personnalisation Invacare Unique
















Merci de préciser le numéro de devis ou de fabrication spéciale :

**Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités.**

Sélectionner les options choisies par une croix dans les cases       Configuration standard       Options sans supplément de prix

CODE	DESIGNATION	NC : Non Compatible / NC : 9999 : non compatible avec la référence 9999	Euros		
			HT	TTC	LPPR*
SMB0001	<input type="checkbox"/> Invacare® Action® Ampla™ - code LPPR 9124749		3781,99	3990,00	558,99
SMBSPEC	<input type="checkbox"/> Fabrication spéciale - obligatoire pour coloris spécial		Sur devis		
<b>TYPE DE PROPULSION</b>					
SMB0500	<input type="checkbox"/> Standard		◆	◆	
<b>ASSISE</b>					
<b>Largeur d'assise</b>					
SMB1000	<input type="checkbox"/> 505 mm	NC : 5010	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
SMB1010	<input type="checkbox"/> 555 mm	Système de déplacement du fauteuil à la verticale pour passage de porte RECOMMANDÉ - option 9060	<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
SMB1020	<input type="checkbox"/> 605 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
SMB1030	<input type="checkbox"/> 655 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
SMB1040	<input type="checkbox"/> 705 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
SMB1050	<input type="checkbox"/> 755 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
<b>Profondeur d'assise - voir dessin à droite</b>					
<b>Profondeur utile (A) = distance entre bord de toile d'assise et bord avant du coussin de dossier</b>					
<b>Profondeur totale (B) = distance entre bord de toile d'assise et devant cannes de dossier</b>					
SMB1100	<input type="checkbox"/> 460 mm utile (mesure A) et 495 mm totale (mesure B)		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
SMB1110	<input type="checkbox"/> 510 mm utile (mesure A) et 545 mm totale (mesure B)		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
<b>Hauteur sol/siège - livré en standard avec une pente d'assise de 1° (cf tableau N°1)</b>					
SMB1200	<input type="checkbox"/> Réglable de 380 mm à 405 mm - livrée à 380 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
SMB1210	<input type="checkbox"/> Réglable de 380 mm à 405 mm - livrée à 405 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
SMB1220	<input type="checkbox"/> Réglable de 430 mm à 455 mm - livrée à 430 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
SMB1230	<input type="checkbox"/> Réglable de 430 mm à 455 mm - livrée à 455 mm		◆	◆	
<b>Toile d'assise</b>					
SMB1300	<input type="checkbox"/> Toile d'assise standard		◆	◆	
<b>DOSSIER</b>					
<b>Type de dossier</b>					
SMB2000	<input type="checkbox"/> Rabattable sur l'assise avec système de verrouillage et réglable en hauteur de 450 mm à 525 mm, livré en 450 mm		◆	◆	
SMB2010	<input type="checkbox"/> Rabattable sur l'assise avec système de verrouillage et réglable en hauteur - 450 mm à 525 mm, livré en 500 mm		<input type="radio"/>	<input type="radio"/>	
<b>Coussin de dossier</b>					
SMB2100	<input type="checkbox"/> Coussin de dossier réglable en hauteur		◆	◆	
<b>POTENCES ET PALETTES</b>					
<b>Potence droite</b>					
SMB3110	<input type="checkbox"/> Potence amovible et escamotable int. / ext.		◆	◆	



Invacare® Action® Ampla™			Euros			
			Prix Public		LPPR	
			HT	TTC		
<b>Potence gauche</b>						 3110 / 3210
SMB3210	<input type="checkbox"/>	Potence amovible et escamotable int. / ext.	◆	◆		
<b>Palette droite (cf tableau N°2)</b>						
SMB3400	<input type="checkbox"/>	Réglable en inclinaison et en profondeur avec sangle talonnière - tube court - UL réglable de 365 à 445 mm	○	○		
SMB3420	<input type="checkbox"/>	Fixe avec sangle talonnière - tube court - UL réglable de 365 à 445 mm	◆	◆		
SMB3450	<input type="checkbox"/>	Réglable en inclinaison et en profondeur avec sangle talonnière - tube long - UL réglable de 445 à 525 mm	○	○		
SMB3470	<input type="checkbox"/>	Fixe avec sangle talonnière - tube long - UL réglable de 445 à 525 mm	○	○		
<b>Palette gauche (cf tableau N°2)</b>						
SMB3500	<input type="checkbox"/>	Réglable en inclinaison et en profondeur avec sangle talonnière - tube court - UL réglable de 365 à 445 mm	○	○		
SMB3520	<input type="checkbox"/>	Fixe avec sangle talonnière - tube court - UL réglable de 365 à 445 mm	◆	◆		
SMB3550	<input type="checkbox"/>	Réglable en inclinaison et en profondeur avec sangle talonnière - tube long - UL réglable de 445 à 525 mm	○	○		
SMB3570	<input type="checkbox"/>	Fixe avec sangle talonnière - tube long - UL réglable de 445 à 525 mm	○	○		
<b>POIGNÉES DE TRANSFERT (INCLUS GARDE-BOUE)</b>						
<b>Poignée de transfert droite</b>						 4110 / 4210
SMB4110	<input type="checkbox"/>	Poignée de transfert droite réglable en hauteur de 220 mm à 270 mm par paliers 25 mm	◆	◆		
<b>Poignée de transfert gauche</b>						
SMB4210	<input type="checkbox"/>	Poignée de transfert gauche réglable en hauteur de 220 mm à 270 mm par paliers 25 mm	◆	◆		
<b>OPTIONS D'ASSISE</b>						
SMB5000	<input type="checkbox"/>	Coussin d'assise standard - épaisseur 60 mm	148,26	149,00	34,90	
SMB5010	<input type="checkbox"/>	Coussin <b>Matrx PS</b> (poids max utilisateur 272 kg) - épaisseur 90 mm	662,56	699,00	34,90	
<b>COLORIS DE CHASSIS ET DECALS</b>						
<b>Coloris de chassis</b>						
SMB6000	<input type="checkbox"/>	Blanc Tech	○	○		
SMB6010	<input type="checkbox"/>	Gris Tech	○	○		
SMB6099	<input type="checkbox"/>	Coloris spécial	sur devis			
<b>Colour Accents (autocollants sur potences et étiquette à l'arrière du dossier)</b>						
SMB6500	<input type="checkbox"/>	Bleu Pulsé	○	○		
SMB6510	<input type="checkbox"/>	Rose Pulsé	○	○		
SMB6520	<input type="checkbox"/>	Vert Pulsé	○	○		
<b>ROUES AVANT</b>						
SMB7000	<input type="checkbox"/>	5" x 1.1/4" - Bandage noir - 125 x 35 mm	◆	◆		
SMB7010	<input type="checkbox"/>	6" x 1.1/4" - Bandage noir - 150 x 35 mm	○	○		
<b>ROUES ARRIERE</b>						
SMB7100	<input type="checkbox"/>	24" x 1" composite, bandage noir et mains courantes en alu. anodisé noir - 610 x 25 mm	◆	◆		 7100
<b>Axes de roues arrière</b>						
SMB7200	<input type="checkbox"/>	A démontage rapide	◆	◆		
<b>FREINS</b>						
SMB8000	<input type="checkbox"/>	Freins à pousser	◆	◆		
<b>OPTIONS DE SECURITE</b>						
SMB8500	<input type="checkbox"/>	Kit de transport (accroches taxi)	NC : 9020, 9030, 9040	141,23	149,00	 8520
SMB8510	<input type="checkbox"/>	Ceinture de maintien - fermeture à boucle		52,13	55,00	
SMB8520	<input type="checkbox"/>	Tubes anti-bascule, la paire	NC : 9060	217,06	229,00	
<b>AUTRES OPTIONS</b>						
SMB9000	<input type="checkbox"/>	Porte canne à droite	NC : 9010, 9020	131,75	139,00	 9000/10
SMB9010	<input type="checkbox"/>	Porte canne à gauche	NC : 9030	131,75	139,00	
SMB9020	<input type="checkbox"/>	Tige porte sérum à droite - livrée avec barre de pousser réglable en hauteur	NC : 9030, 9050	378,20	399,00	 9040 9020/30
SMB9030	<input type="checkbox"/>	Tige porte sérum à gauche - livrée avec barre de pousser réglable en hauteur	NC : 9050	378,20	399,00	
SMB9040	<input type="checkbox"/>	Porte bouteille d'oxygène		217,06	229,00	 9050
SMB9050	<input type="checkbox"/>	Barre de poussée réglable en hauteur		207,58	219,00	
SMB9060	<input type="checkbox"/>	Système de déplacement du fauteuil à la verticale pour passage de porte - (avec fonction anti-bascule)	<b>RECOMMANDÉ pour les largeurs d'assise de 605 mm à 755 mm</b>	378,20	399,00	 9060

**Tableau 1 : hauteur d'assise avant et arrière**

		Hauteur d'assise avant (FSTF)			
		(mm)	380	405	430
Hauteur d'assise arrière (RSTF)	370	○			
	395		○		
	420			○	
	445				○

**Tableau 2 :**

Réglage de la hauteur des repose-pieds avec tubes longs						
		UL				
Hauteur d'assise avant		445	465	485	505	525
380						
405						
430						
455						