

CHAISES DE DOUCHE A POUSSER

*Aquatec
Ocean
Transit*



1534327

*Aquatec
Ocean XL
Transit*



1534328

*Invacare
Cascade*



H243

*Invacare
Lima*



1525732

*Invacare
Revato*



**R7710,073
R7711,073
R7712,073**









*Invacare
Alize*



H2080

	Découpe toilette intime	✓	✓	✓	✓		✓
	Couvercle	Option	Option	✓	✓		
	Largeur HT	560 mm	640 mm	570 mm	575 mm	560 mm	590 mm
	Largeur d'assise	480 mm	480 mm	430 mm	460 mm	450 mm	410 mm
	Profondeur HT	900 mm	900 mm	940 mm	1045 mm	860 mm	690 mm
	Profondeur d'assise	450 mm	450 mm	420 mm	460 mm	450 mm	400 mm
	Hauteur d'assise	475 - 600 mm	475 - 600 mm	545 mm	580 mm	520 mm	530 mm
	Hauteur HT	940 - 1070 mm	940 - 1070 mm	945 mm	1000 mm	950 mm	900 mm
	Hauteur du Dossier	570 mm	570 mm	410 mm	420 mm	430 mm	380 mm
	Poids	14,5 kg	14,5 kg	13 kg	14 kg	de 12 à 14,6 kg	10 kg
	Poids max utilisateur	150 kg	180 kg	120 kg	135 kg	135 kg	120 kg
Caractéristiques dossiers	Réglable en tension	✓	✓				
	Inclinable						
Caractéristiques accoudoirs	Amovible						
	Relevable	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Caractéristiques repose-pieds	Réglable en hauteur	✓	✓		✓		
	Relevable	✓	✓	✓	✓		✓
	Amovible	✓	✓		✓	✓	
	Repose-pieds / Palette monobloc	Repose-pieds	Repose-pieds	Palette monobloc	Repose-pieds	Repose-pieds sur R7712,073	Tube repose-pieds

FAUTEUILS ROULANTS DE DOUCHE

<i>Aquatec Ocean Vip</i>	<i>Aquatec Ocean Vip XL</i>	<i>Aquatec Ocean Dual- Vip</i>	<i>Aquatec Ocean E-Vip</i>	<i>Aquatec Ocean</i>	<i>Invacare Cascade</i>	<i>Invacare Lima</i>	<i>Invacare Revato</i>
							
1470712	1470788	1470829	1471208	1534329	H253	1525733	R7719,073 R7722,073
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Option	Option	Option	Option	Option	✓	✓	
595 mm	625 mm	625 mm	730 mm	675 mm	640 mm	680 mm	700 mm
500 mm	500 mm	500 mm	480 mm	480 mm	430 mm	460 mm	450 mm
1060 mm / 1373 mm si inclinée à 35°	1060 mm	1060 mm / 1373 mm si inclinée à 35°	1010 mm	1060 mm	1040 mm	1115 mm	1040 mm
450 mm	450 mm	450 mm	450 mm	450 mm	420 mm	460 mm	450 mm
510 - 610 mm	510 - 610 mm	510 - 610 mm	500 - 1050 mm	475 - 600 mm	545 mm	580 mm	540 mm
1085 - 1185 mm	1085 - 1185 mm	1085 - 1185 mm	1070 - 1620 mm	940 - 1070 mm	945 mm	1000 mm	970 mm
570 mm	570 mm	570 mm	570 mm	570 mm	410 mm	420 mm	430 mm
23,5 kg	23,5 kg	28,3 kg	39 kg	19,5 kg	18,5 kg	19 kg	22,6 kg
150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	150 kg	120 kg	135 kg	135 kg
✓	✓	✓	✓	✓			
		✓	✓				
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Repose-pieds	Repose-pieds	Repose-pieds	Repose-pieds	Repose-pieds	Palette monobloc	Repose-pieds	Repose-pieds