

Invacare® Colibri®, Leo®, Orion® Family et Comet® Family

Tel : 02 47 62 69 00

Fax : 02 47 62 69 14

Pour tous renseignements : electrique@invacare.com

Pour toutes commandes : commandesfr@invacare.com

**NOUVEAU : SCOOTER COLIBRI OUTDOOR
3 ROUES
PRISE EN CHARGE A LA LPPR : 900 €**



Invacare® Colibri®, Leo®, Orion® Family et Comet® Family

Scoters 3 et 4 roues



Descriptif :

- Panier avant.
- Accoudoirs relevables et réglables en largeur.
- Assise pivotante sur 360° et réglable en hauteur.
- Colonne de direction ajustable en angle.
- Electronique programmable Control Dynamic
- Garantie 2 ans.

CE

Date :

Nom de l'utilisateur :

Code client :

Cachet du distributeur :

* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.

Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités. Retrouvez l'ensemble de nos scooters en version configurée sur www.invacare.fr

											Euros		
											Prix Public	LPPR	
CODE	Quantité	Batteries	Moteurs	Autonomie	Transportable	Poids max. utilisateur	Assise réglable en hauteur	Tailles roues	Longueur	HT	TTC		
Invacare® Colibri®													
		2 x 12 Ah	200 Watts	11 km	Oui	136 kg	390 à 430 mm	200 x 50 mm	1010 mm				
1640591		Invacare® Colibri® 3 roues 8 km/h - coloris Gris Argenté									1 085,31	1 145,00	
1578998		Invacare® Colibri® 4 roues 8 km/h - coloris Bleu Electrique									1 180,09	1 245,00	
1579001		Invacare® Colibri® 4 roues 8 km/h - coloris Vert Python									1 180,09	1 245,00	
											+1,67 € HT d'éco-participation		
Invacare® Colibri® Outdoor													
		2 x 18 Ah	200 Watts	16 km	Oui	136 kg	390 à 430 mm	210 x 65 mm	1010 mm				
1646708		Invacare® Colibri® Outdoor 3 roues 8 km/h - coloris Bleu Electrique - Code LPPR : 4242935									1 232,23	1 300,00	900,00
1579004		Invacare® Colibri® Outdoor 4 roues 8 km/h - coloris Bleu Electrique									1 658,77	1 750,00	
1579007		Invacare® Colibri® Outdoor 4 roues 8 km/h - coloris Vert Python									1 658,77	1 750,00	
											+1,67 € HT d'éco-participation		
* : PLV (Prix Limite de Vente) de 2 100,00 € TTC. Les indications, les modalités de prescription et les modalités de délivrance sont détaillées dans le J.O. présent sur notre site internet : www.invacare.fr													
CODE	Quantité	Batteries	Moteurs	Autonomie	Transportable	Poids max. utilisateur	Assise réglable en hauteur	Décélérat. auto. dans les virages	Longueur				
Invacare® Leo®													
		2 x 36 Ah	240 Watts	38 km	Oui	136 kg	460 à 560 mm	Non	1220 mm				
1579613		Invacare® Leo® 4 roues 8 km/h - coloris Gris Lunaire - Code LPPR : 4280670									1,990,53	2100,00*	1 200,00
1579607		Invacare® Leo® 4 roues 8 km/h - coloris Bleu Onyx - Code LPPR : 4280670									1,990,53	2100,00*	1 200,00
1579428		Invacare® Leo® 4 roues 8 km/h - coloris Rouge Rubis - Code LPPR : 4280670									1,990,53	2100,00*	1 200,00
											+7,00 € HT d'éco-participation		
* : PLV (Prix Limite de Vente) de 2 100,00 € TTC. Les indications, les modalités de prescription et les modalités de délivrance sont détaillées dans le J.O. présent sur notre site internet : www.invacare.fr													
		2 x 36 Ah	240 Watts	36 km	Oui	136 kg	460 à 560 mm	Non	1200 mm				
1579603		Invacare® Leo® 3 roues 8 km/h - coloris Gris lunaire									1 990,52	2 100,00	
1579600		Invacare® Leo® 3 roues 8 km/h - coloris Bleu Onyx									1 990,52	2 100,00	
											+7,00 € HT d'éco-participation		
Invacare® Orion® Metro													
		50 Ah	240 Watts	54 km	Non	136 Kg	420 à 495 mm	Oui	1270 mm				
1639516		Invacare® Orion® Metro 4 roues 10 km/h - coloris Gris Argenté									2 890,05	3 049,00	
1639517		Invacare® Orion® Metro 4 roues 10 km/h - coloris Rouge Passion									2 890,05	3 049,00	
											+7,00 € HT d'éco-participation		
Invacare® Orion® Pro													
		75 Ah	550 Watts	54 km	Non	160 kg	440 à 515 mm	Oui	1320 mm				
1639518		Invacare® Orion® Pro 4 roues 10 km/h - coloris Gris Argenté - Code LPPR : 4239360									3 033,18	3 200,00*	1 400,00
1639519		Invacare® Orion® Pro 4 roues 10 km/h - coloris Rouge Passion - Code LPPR : 4239360									3 033,18	3 200,00*	1 400,00
											+7,00 € HT d'éco-participation		
* : PLV (Prix Limite de Vente) de 3 200,00 € TTC. Les indications, les modalités de prescription et les modalités de délivrance sont détaillées dans le J.O. présent sur notre site internet : www.invacare.fr													






		75 Ah	550 Watts	54 km	Non	160 kg	440 à 515 mm	Oui	1320 mm				
1639564		Invacare® Orion® Pro 4 roues 15 km/h - coloris Gris Argenté								3 033,33	3 640,00		
1639565		Invacare® Orion® Pro 4 roues 15 km/h - coloris Rouge Passion								3 033,33	3 640,00		
+7,00 € HT d'éco-participation													
Invacare® Comet® Pro													
		75 Ah	550 Watts	55 km	Non	160 kg	440 à 515 mm	Oui	1450 mm				
1639512		Invacare® Comet® Pro 4 roues 15 km/h - coloris Gris Argenté								3 575,00	4 290,00		
1639513		Invacare® Comet® Pro 4 roues 15 km/h - coloris Rouge Passion								3 575,00	4 290,00		
+7,00 € HT d'éco-participation													
Invacare® Comet® Alpine +													
		75 Ah	650 Watts	49 km	Non	160 kg	440 à 515 mm	Oui	1450 mm				
1639514		Invacare® Comet® Alpine+ 4 roues 10 km/h - coloris Gris Argenté								4 350,71	4 590,00		
+7,00 € HT d'éco-participation													
Invacare® Comet® Ultra													
		75 Ah	650 Watts	58 km	Non	220 kg	440 à 515 mm	Oui	1450 mm				
1639515		Invacare® Comet® Ultra - 4 roues 10 km/h - coloris Gris Argenté - Code LPPR : 4269615								3 601,90	3 800,00	2 000,00	
+7,00 € HT d'éco-participation													

* : PLV (Prix Limite de Vente) de 3 800,00 € TTC. Les indications, les modalités de prescription et les modalités de délivrance sont détaillées dans le J.O. présent sur notre site internet : www.invacare.fr

Invacare®Leo®, Orion® et Comet®Family

ACCESSOIRES		Leo	Orion Metro	Orion Pro	Comet Pro & Comet Alpine +	Comet Ultra	Prix Public HT	Prix Public TTC	
AP1645007	Porte-canne pour Colibri®						75,83	80,00	
SP1647216	Kit éclairage avant pour Colibri®						90,05	95,00	
SP1528274	Porte-canne (NC : 1505727; 1505728)	•	•	•	•		75,83	80,00	
SP1541502	Extension de support d'accessoires pour Comet® Ultra					•	29,38	31,00	
SP1518241	Rétroviseur	•	•	•	•	•	33,18	35,00	
SP1505729	Porte bouteille à oxygène - compatible avec bouteille de diamètre 11cm (NC : 1505727, 1505728, 1505731)	•	•	•	•	•	86,26	91,00	
SP1505728	Porte cadre de marche (NC : 1505727, 1505729, 1505731, 1528274)	•	•	•	•	•	56,87	60,00	
AP1637915	Panier avant XL	•	•	•	•	•	52,13	55,00	
SP1505727	Panier arrière (NC : 1528274, 1505729, 1505728, 1505731)	•	•	•	•	•	72,99	77,00	
SP1505731	Sac de transport (NC : 1505727, 1505728, 1505729)		•	•	•		106,16	112,00	
SP1509434	Couverture de protection	•					110,90	117,00	
SP1518240	Couverture de protection		•	•			110,90	117,00	
AP1637910	Coffre avant verrouillable noir	•	•	•	•	•	180,09	190,00	
AP1637913	Coffre arrière verrouillable noir, MC style	•	•	•	•	•	131,75	139,00	
SP1528298	Pare-chocs avant (nc : scooters 3 roues)				•	•	90,05	95,00	
SP1638966	Pare-chocs arrière		•	•			90,05	95,00	
AP1638967	Pare-chocs arrière				•	•	90,05	95,00	
SP1522459	Suspension assise - hauteur 508,5 mm (max 160 kg) (NC : lift)				•	•	100,47	106,00	
SP1522460	Suspension assise - hauteur 533,5 mm (max 160 kg) (NC : lift)				•	•	100,47	106,00	
SP1522461	Suspension assise - hauteur 558,5 mm (max 160 kg) (NC : lift)				•	•	100,47	106,00	
SP1541627	Suspension assise - hauteur 510 mm	•					90,05	95,00	
SP1541628	Suspension assise - hauteur 535 mm	•					90,05	95,00	
SP1541629	Suspension assise - hauteur 560 mm	•					90,05	95,00	
SP1543155	Roue bandage 10 pouces - roue arrière, l'unité	•					77,73	82,00	
SP1543156	Roue bandage 10 pouces (Léo 4 roues) roue avant, l'unité	•					77,73	82,00	
SP1543157	Roue bandage 10 pouces (Léo 3 roues) roue avant, l'unité	•					77,73	82,00	
SP1543160	Pare-brise	•	•	•	•	•	144,08	152,00	
SP1509362	Ceinture à boucle type automobile	•					65,40	69,00	
SP1518274	Ceinture à boucle type automobile		•	•	•		65,40	69,00	
SP1521592	Gilet de sécurité	•	•	•	•	•	46,45	49,00	
SP1521594	Porte-boisson		•	•	•	•	58,77	62,00	
AP1637917	Prise de charge USB		•	•	•	•	76,78	81,00	
AP1637912	Porte-téléphone		•	•	•	•	65,40	69,00	
AP1637914	Repose-pied réglable en hauteur		•	•	•	•	176,30	186,00	
SP1641609	Kit de charge externe 5 Ah	•					110,90	117,00	
SP1521644	Kit de charge externe 8 Ah		•	•	•	•	110,90	117,00	
SP1521980	Lift (système d'élévation de l'assise)				•	•	952,61	1 005,00	
1440530	Mono rampe pliante en fibre de verre - 2000x820 mm (max 300kg)	•	•	•	•	•	1 634,12	1 724,00	

Pour des accessoires commandés séparément, consulter votre Distributeur pour obtenir le tarif.
TVA à 20% sur les scooters dont la vitesse max. est supérieure à 10 km/h.
© 2019 Invacare International Sarl

1654128	Rampe basic 2 parties télescopiques : aluminium, revêtement antidérapant, système de verrouillage. 8,8 kg la paire, capacité maximum : 270 kg	●	●	●	●	●	298,58	315,00	 1654128
1654129	Rampe Quick2go compact 3 parties télescopiques : aluminium, compacte (longueur repliée : 87cm), revêtement antidérapant, système de verrouillage et poignée de portage. 13,6 kg la paire, capacité maximum : 260kg.	●	●	●	●	●	559,24	590,00	 1654129
1654130	Mono rampe pliante en aluminium : pliable en deux dans la longueur, simple à positionner, poignée de portage. 13,9 kg, capacité maximum : 300 kg	●	●	●	●	●	317,54	335,00	 1654130