



Pour passer vos commandes ou réaliser vos devis, utilisez notre e-commerce dans votre espace Invacare Pro sur [www.invacare.fr](http://www.invacare.fr), ou commandez par e-mail à : [commandesfr@invacare.com](mailto:commandesfr@invacare.com)



Livraison sous  
24, 48, 72h.  
Hors rupture de stock



Invacare® Action<sup>2</sup> NG



Fauteuil manuel en aluminium pliant par croisillon



**Descriptif:**  
 - Hauteur d'assise 485 mm, réglable à 460 mm.  
 - Dossier inclinable par crémaillère 0°/10°/20°/30° (livré avec tendeur de dossier) ou fixe, hauteur 430 mm  
 - Toile d'assise standard ajustable en profondeur de 400 à 425 mm, livré à 400 mm  
 - Roues arrière 24" rayonnées à démontage rapide avec mains-courantes en aluminium anodisé  
 - Roues avant 6" bandage gris  
 - Coloris de châssis : Gris Argent  
 - Poids : à partir de 16,2 kg  
 - Poids maxi utilisateur : 125 kg  
 - Durée de garantie 2 ans hors pièces d'usure

**NOUVEAU**

- Nouvelle largeur d'assise 505 mm  
 - Nouveaux freins

\* Les codes et montants LPPR sont donnés à titre indicatif et n'engagent en aucun cas Invacare®.

Date :

Référence d'achat :

Code client :





Cachet du distributeur :

Tarif Public donné à titre indicatif - Utilisez le configurateur en ligne sur Invacare Pro pour générer des devis ou commandes exempts d'incompatibilités.

				Euros		
				Prix Public	LPPR *	
Quantité		Quantité		HT	TTC	
<b>Dossier fixe - Code LPPR 4107723</b>						
<b>Roues arrière 24" bandage - Sélectionnez la largeur d'assise et la quantité</b>						
BR1538209	405 mm	BR1538212	480 mm	529,85	558,99	558,99
BR1538210	430 mm	BR1655005	505 mm <b>NOUVEAU</b>			
BR1538211	455 mm					
<b>Roues arrière 24" pneu - Sélectionnez la largeur d'assise et la quantité</b>						
BR1538205	405 mm	BR1538208	480 mm	529,85	558,99	558,99
BR1538206	430 mm	BR1655006	505 mm <b>NOUVEAU</b>			
BR1538207	455 mm					
<b>Dossier Inclinable par crémaillère - Code LPPR 4118193</b>						
<b>Roues arrière 24" bandage - Sélectionnez la largeur d'assise et la quantité</b>						
BR1538217	405 mm	BR1538220	480 mm	572,18	603,65	603,65
BR1538218	430 mm	BR1655007	505 mm <b>NOUVEAU</b>			
BR1538219	455 mm					
<b>Roues arrière 24" pneu - Sélectionnez la largeur d'assise et la quantité</b>						
BR1538213	405 mm	BR1538216	480 mm	572,18	603,65	603,65
BR1538214	430 mm	BR1655008	505 mm <b>NOUVEAU</b>			
BR1538215	455 mm					
<b>ACCESSOIRES (livrés séparément)</b>						
<b>Repose-jambes Standard avec palettes réglables en inclinaison et en profondeur (la paire) - Cocher une largeur - Livré avec sangles talonnières</b>						
1573661	405 / 430 mm	1573692	455 / 480 / 505 mm	200,49	211,52	211,52
AP1440970	<b>Roulettes anti-basculé, la paire</b>			53,08	56,00	
<b>Tablette réglable en largeur (livrée avec manchettes longues et rallonges de tube) pour largeur d'assise :</b>						
AP1606299	Pour largeur d'assise 405 mm			72,83	76,84	76,84
AP1606300	Pour largeurs d'assise 430 mm / 455 mm			72,83	76,84	76,84
AP1606301	Pour largeur d'assise 480 mm / 505 mm			72,83	76,84	76,84
<b>Demi-tablette (kit livré avec manchette longue et rallonge de tube)</b>						
AP1604624	Demi-tablette transparente escamotable, à droite			72,83	76,84	76,84
AP1604623	Demi-tablette transparente escamotable, à gauche			72,83	76,84	76,84
AP1604625	Coussin pour demi-tablette droite ou gauche			62,56	66,00	
<b>Appui-nuque avec tendeur pour largeur d'assise :</b>						
AP1554576	405 mm	AP1554579	480 mm	60,10	63,41	63,41
AP1554577	430 mm	AP1554580	505 mm	60,10	63,41	63,41
AP1554578	455 mm			60,10	63,41	63,41
<b>Appui-nuque (pour dossier inclinable uniquement, à fixer sur tendeur existant) :</b>						
AP1508848	Appui-nuque (pour dossier inclinable, à fixer sur tendeur existant)			60,10	63,41	63,41
<b>Tige porte-sérum et tendeur - Sélectionnez la largeur d'assise et la quantité :</b>						
AP1534860	405 mm	AP1534884	480 mm	67,30	71,00	
AP1534882	430 mm	AP1534885	505 mm	67,30	71,00	
AP1534883	455 mm			67,30	71,00	
<b>Assise garde-robe - profondeur d'assise 400 mm</b>						
AP1543295	405 mm	AP1543296	455 mm	98,09	103,49	103,49
AP1543296	430 mm	AP1543297	480 mm / 505 mm	98,09	103,49	103,49
<b>Coussin d'assise en mousse 50 mm - housse en nylon avec base anti-dérapante - pour largeur d'assise</b>						
1564267	405 / 430 mm (412 x 412 mm)	1564268	455 / 480 mm (462 x 412 mm)	33,08	34,90	34,90
1564269	505 mm (500 x 412 mm)			33,08	34,90	34,90
<b>Kit étiquettes</b>						
SP1650176	Kit de 55 étiquettes de couleur pour identification largeur d'assise (5 bleues 380 / 10 vertes 405 / 15 jaunes 430 / 15 orange 455 / 5 roses 480 / 5 blanches 505)			28,43	30,00	



- 380
- 405
- 430
- 455
- 480
- 505

<i>Invacare® Action®<sup>2</sup> NG Transit</i>			Euros		
			Prix Public		LPPR *
			HT	TTC	
<b>Rampes en accessoire</b>					
1440530		<b>Mono rampe pliante en fibre de verre</b> 2000x820 mm - poids 16,3 kg (poids max. 300kg)	1 787,68	1 886,00	 1440530
1654128		<b>Rampe basic 2 parties télescopiques</b> : aluminium, revêtement antidérapant, système de verrouillage. 8,8 kg la paire, capacité maximum : 270 kg	298,58	315,00	 1654128
1654129		<b>Rampe Quick2go compact 3 parties télescopiques</b> : aluminium, compacte (longueur repliée : 87cm), revêtement antidérapant, système de verrouillage et poignée de portage. 13,6 kg la paire, capacité maximum : 260kg.	559,24	590,00	 1654129
1654130		<b>Mono rampe pliante en aluminium</b> : pliable en deux dans la longueur, simple à positionner, poignée de portage. 13,9 kg, capacité maximum : 300 kg	317,54	335,00	 1654130